

OLYMPUS

NÁVOD K POUŽITÍ

TROKAR PRO ARTROSKOPII

CE

| | |
|---------|---------|
| A00507A | A70978A |
| A70954A | A70979A |
| A70955A | A7517 |
| A70958A | A7518 |
| A70959A | A7519 |
| A70974A | A7520 |
| A70975A | |

CE 0197

| | |
|----------|----------|
| A70950A | WA70990A |
| A70951A | WA70991A |
| A70970A | WA70992A |
| A70971A | WA70993A |
| WA70951B | WA70994A |
| WA70952A | WA70995A |
| WA70953A | |

Obsah

| | |
|---|-----------|
| 1 Obecné informace | 5 |
| 1.1 Pokyny pro uživatele | 5 |
| 1.2 Signální slova..... | 5 |
| 1.3 Konvence v tomto dokumentu | 6 |
| 1.4 Obchodní značky | 6 |
| 1.5 Výrobce | 6 |
| 2 Bezpečnostní informace | 7 |
| 2.1 Určené použití | 7 |
| 2.2 Kontraindikace | 7 |
| 2.3 Kvalifikace uživatele | 7 |
| 2.4 Prostředí použití | 8 |
| 2.5 Nebezpečí, varování a upozornění obecně | 8 |
| 3 Popis výrobku | 11 |
| 3.1 Rozsah dodávky..... | 11 |
| 3.2 Trokar pro artroskopii | 12 |
| 3.3 Symboly | 14 |
| 3.4 Záruka..... | 15 |
| 4 Příprava | 16 |
| 4.1 Bezpečnostní informace pro přípravu | 16 |
| 4.2 Kontrola..... | 16 |
| 4.3 Montáž a zapojení..... | 17 |
| 5 Použití | 20 |
| 5.1 Zavedení optiky..... | 20 |
| 5.2 Připevnění krytu | 20 |
| 5.3 Provádění irigace | 21 |
| 5.4 Výměna tubusu trokaru během procesu | 21 |
| 6 Po použití | 22 |
| 6.1 Demontáž..... | 22 |
| 6.2 Příprava na dekontaminaci v místě použití | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 7 Dekontaminace..... | 24 |
| 7.1 Bezpečnostní informace pro dekontaminaci | 24 |
| 7.2 Všeobecné informace o dekontaminaci | 24 |
| 7.3 Ruční čištění | 27 |
| 7.4 Automatické čištění a dezinfekce | 27 |
| 7.5 Údržba..... | 28 |
| 7.6 Sterilizace..... | 30 |
| | |
| 8 Oprava, přeprava a likvidace | 31 |
| 8.1 Oprava | 31 |
| 8.2 Zasílání | 31 |
| 8.3 Likvidace | 32 |
| | |
| 9 Kompatibilní zařízení | 33 |
| | |
| 10 Technické údaje | 35 |
| 10.1 Celkové rozměry | 35 |
| 10.2 Podmínky prostředí | 36 |

1 Obecné informace

1.1 Pokyny pro uživatele

Kompletní sada návodů k použití tohoto výrobku sestává z návodu k použití specifického výrobku (tento dokument) a návodu k použití systému v „Průvodci systémem endoskopie“.



- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod k použití, „Průvodce systémem endoskopie“ a návody k použití všech ostatních výrobků, které se budou během procedury používat.
- Pokud se pokyny v dokumentu „Průvodce systémem endoskopie“ liší od pokynů v tomto dokumentu, postupujte podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Jestliže požadovaný návod k použití chybí, je třeba okamžitě kontaktovat zástupce společnosti Olympus.
- Tento návod k použití uložte na bezpečném a přístupném místě.

1.2 Signální slova

V tomto dokumentu jsou použita následující signální slova.

NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, není-li jí zabráněno, povede k úmrtí nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k úmrtí nebo vážnému úrazu.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k méně závažnému úrazu.

OZNÁMENÍ

Označuje možnost poškození majetku.

1.3 Konvence v tomto dokumentu



Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Upozorňuje uživatele na možné nebezpečí úrazu. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, uvedené za tímto symbolem, aby se předešlo možnému úrazu.



Tento symbol označuje doplňující užitečné informace.

1. Číslování označuje posloupnost činností.

2.

- Odrážky označují jednotlivé činnosti nebo různé možnosti činnosti.

- Pomlčky označují seznam údajů, možností nebo předmětů.

1) Čísla s pravou závorkou označují názvy prvků na obrázcích.

1.4 Obchodní značky

- STERRAD®

- NX™

jsou registrované ochranné značky příslušných vlastníků.

1.5 Výrobce



Olympus Winter & Ibe GmbH
Kuehnstr. 61
22045 Hamburg
Německo

2 Bezpečnostní informace

2.1 Určené použití

Tubus trokaru pro endoskopickou diagnostiku a ošetření v artroskopickém použití.

- Nepoužívejte k žádným jiným účelům.

2.2 Kontraindikace

Absolutní kontraindikace

- artroskopie páteře

Relativní kontraindikace

Nejsou známy žádné relativní kontraindikace související přímo s tímto výrobkem. Je nutno respektovat určené použití a kontraindikace prostředku použitého v kombinaci s výrobkem.

2.3 Kvalifikace uživatele

Použití ve zdravotnictví

Tento výrobek je určen pouze pro použití vyškoleným lékařem. Tento návod k použití nevysvětluje ani neprobírá klinické postupy.

Dekontaminace

Dekontaminaci opakovaně použitelných výrobků může provádět pouze kvalifikovaný hygienický personál.

Oprava

Opravu výrobku mohou provádět pouze školení servisní technici, kteří k tomu byli oprávněni společností Olympus.

V opačném případě společnost Olympus neodpovídá za bezpečnost a výkon výrobku.

2.4 Prostředí použití

Použití ve zdravotnictví

Tento výrobek je určen k použití pouze v nemocnicích a zdravotnických prostorách se speciálním vybavením.

Dekontaminace

Opakovaně použitelné výrobky musí být dekontaminovány v souladu s platnými národními a místními normami a směrnicemi.

2.5 Nebezpečí, varování a upozornění obecně

Následující nebezpečí, varování a upozornění platí pro obecnou manipulaci s tímto výrobkem. Tyto informace jsou doplněny o nebezpečí, varování a upozornění uvedená v každé kapitole tohoto dokumentu, v „Průvodci systémem endoskopie“ nebo v návodu k použití kteréhokoli z výrobků používaného společně s tímto výrobkem.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta a/nebo uživatele

Nedostatečné porozumění nebezpečím, varováním, upozorněním a pokynům může mít za následek vážné zranění nebo poškození výrobku.

- Ujistěte se, že máte kompletní sadu návodů k použití.
- Dodržujte pokyny označené symbolem nebezpečí, varování, upozornění, i pokyny v „Průvodci systémem endoskopie“.
- V případě konfliktních informací postupujte podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta a/nebo zdravotnického personálu

Použití poškozeného či nesprávně fungujícího vybavení a/ nebo vybavení s nečitelnými nebo chybějícími značkami může způsobit infekci, toxický šok, zranění elektřinou, mechanikou nebo teplem a/nebo nechtěnou stimulaci nervu.

- Nepoužívejte poškozené, nesprávně fungující vybavení a/nebo vybavení s nečitelnými nebo chybějícími značkami.



VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění pacienta a/nebo zdravotnického personálu

Hrozí nebezpečí poranění pacienta a/nebo zdravotnického personálu v důsledku chybné funkce zařízení.

- Mějte vždy k dispozici náhradní vybavení.



VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění pacienta a/nebo zdravotnického personálu

Hrozí nebezpečí úrazu pacienta a/nebo zdravotnického personálu způsobené nekompetentními opravami nebo neschválenými úpravami výrobku. Možná zranění zahrnují infekci, toxický šok, zranění mechanickým působením.

- Je zakázáno tento výrobek opravovat nebo upravovat.



VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění pacienta

Jednání v rozporu s informacemi uvedenými v sekci „Určené použití“, „Kvalifikace uživatele“ a „Prostředí použití“ se považuje za použití výrobku v rozporu s jeho účelem.

- Řiďte se informacemi uvedenými v sekci „Určené použití“, „Kvalifikace uživatele“ a „Prostředí použití“.



UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poranění zdravotnického personálu

Nesprávně sestavené zařízení může způsobit infekci nebo zranění mechanickým působením.

- Řiďte se návodem k sestavení uvedeným v tomto dokumentu.
- Řiďte se návodem k sestavení všech výrobků, které se budou během procesu používat.



UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poranění pacienta a/nebo uživatele

Použití nekompatibilního zařízení může vést ke zranění pacienta a/nebo provozovatele spolu s poškozením přístroje.

- Informace o kompatibilitě najdete v kapitole „Kompatibilní zařízení“ na straně 33.
Jsou-li použity kombinace, které nejsou v této kapitole uvedené, plnou odpovědnost nese uživatel.

OZNÁMENÍ

Nebezpečí poškození výrobku

Nedodržení podmínek uchovávání a přepravy, specifikovaných společností Olympus, může způsobit poškození výrobku.

- Uchovávejte a přepravujte výrobek pouze za podmínek specifikovaných v části „Podmínky prostředí“ na straně 36.

3 Popis výrobku

3.1 Rozsah dodávky

- Před použitím zkontrolujte, že jsou k dispozici všechny položky uvedené níže.
- Pokud nějaké položky chybí nebo jsou poškozeny, kontaktujte zástupce firmy Olympus nebo autorizované servisní středisko.

A70950A, A70951A, A70970A, A70971A, WA70951B,
WA70952A, WA70953A, WA70990A, WA70991A, WA70992A,
WA70993A, WA70994A, WA70995A:

- Tubus trokaru
- Návod k použití

A70954A, A70955A, A70974A, A70975A, A70978A, A7517,
A7518, A7519, A7520, A70979A:

- Bodec trokaru
- Návod k použití


A00507A:

- Sada těsnicích kroužků
- Návod k použití

3.2 Trokar pro artroskopii

3.2.1 Tubus trokaru


**A70950A, A70951A, A70970A, A70971A, WA70951B,
WA70952A, WA70953A, WA70990A, WA70991A, WA70992A,
WA70993A, WA70994A, WA70995A**



- 1) Distální konec
- 2) Kroužek uzavíracího kohoutku
- 3) Uzavírací kohoutek
- 4) Uvolňovací tlačítko
- 5) Blokovací kroužek
- 6) Uvolňovací knoflík pro kroužek uzavíracího kohoutku


3.2.2 Bodec trokaru

A7517, A7518, A70954A, A70974A, A70978A



- 1) Distální konec, trojhranný
- 2) Rukojeť


A7519, A7520, A70955A, A70975A, A70979A



- 1) Distální konec, tupý
- 2) Rukojeť

3.2.3 Kryt


A70959A



- 1) Pojistný kužel
- 2) Rukojeť

3.2.4 Těsnicí kroužek

A00507A



- 1) Plochá strana
- 2) Těsnicí okraj

3.3 Symboly

V této části textu najdete vysvětlení pro každý symbol použitý na výrobku a na jeho obalu.

| Symbol | Vysvětlení | Symbol | Vysvětlení |
|--------|--|--------|--|
| | Katalogové číslo | | Viz návod k použití |
| | Množství obsahu | | Skladovací podmínky |
| | Kód série | | Přepravní podmínky |
| | Výrobce Datum výroby | | CE certifikační symbol – označení shody s požadavky evropské směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích |
| | Označuje bezpečný rozsah vlhkosti, kterému může být tento výrobek, určený pro použití ve zdravotnictví, vystaven | | Označuje bezpečný rozsah teplot, kterému může být tento výrobek, určený pro použití ve zdravotnictví, vystaven |
| | Symbol zelené tečky pro duální recyklační systém | | Federální zákon (USA) umožňuje nákup nebo objednávku tohoto zařízení pouze lékařům. |

3.4 Záruka

Nároky vůči společnosti Olympus vyplývající ze záruky nemohou být uplatněny v případě, uživatel nebo neoprávněná osoba provedla opravu nebo úpravu výrobku. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím tohoto výrobku.

4 Příprava

4.1 Bezpečnostní informace pro přípravu



VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta a/nebo zdravotnického personálu

Nesprávná a/nebo neúplná dekontaminace může způsobit vznik infekce u pacienta a/nebo zdravotnického personálu, popř. poškození výrobku.

- Výrobek je třeba dekontaminovat před prvním a každým následným použitím.
- Při dekontaminaci výrobku postupujte podle pokynů v kapitole „Dekontaminace“ na straně 24.
- Výrobek, který nebyl dekontaminován, se nesmí používat.
- Před každým použitím je nutné výrobek zkontrolovat podle popisu v části „Kontrola“ na straně 16.
- Poškozený výrobek se nesmí používat.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění personálu provádějícího dekontaminaci

Rozlití kontaminovaných kapalin může způsobit infekci personálu provádějícího dekontaminaci.

- Výrobek dekontaminujte jen s použitím ochranného oblečení a vybavení.

4.2 Kontrola

Kontrola týkající se dekontaminace


- Je třeba se ujistit, že výrobek byl správně dekontaminován.
- Výrobek důkladně prohlédněte. Musí být napohled čistý.

4.2.1 Všeobecná kontrola

- Zkontrolujte, že výrobek:

- nemá žádné vrypy, není popraskaný, zauzlený ani deformovaný
- nemá hluboké škrábance
- nejeví známky koroze
- žádné části nechybí a nejsou uvolněny
- Zkontrolujte, že všechny značky provedené na výrobku jsou dobře viditelné.

4.2.2 Specifická prohlídka



- Ujistěte se, že bodce trokaru se lehce pohybuje v tubusu trokaru.
- Ujistěte se, že uzavírací kohoutek se hladce otevírá a zavírá.

Tato část se týká pouze následujících výrobků: A7517, A7518, A70954A, A70974A, A70978A


- Ujistěte se, že distální konec bodce trokaru je ostrý a nevykazuje známky poškození.

4.3 Montáž a zapojení



Pokud je k sestavení tohoto výrobku potřeba použít síly, nahraděte ho jiným.


4.3.1 Zavedení bodce trokaru



1. Zaveďte bodce kompatibilního trokaru do proximálního otvoru tubusu trokaru.
2. Tlačte bodce trokaru do blokovacího kroužku, dokud není bezpečně připevněn.

4.3.2 Připojení irigační trubice

1. Zavřete všechny uzavírací kohoutky.



2. Připojte přítokovou hadici k přítokovému vstupu.

Tato část se týká pouze následujících výrobků: A70951A, A70971A, WA70951B, WA70953A, WA70991A, WA70993A

- Připojte výtokovou hadici k výtokovému vstupu.




Pokud začne tubus trokaru během procesu protékat, zkontrolujte těsnicí kroužky.

Pokud těsnicí kroužky nebyly správně vloženy do drážky, vyjměte je a znovu vložte dle návodu v kapitole „Údržba“ na straně 28.

5 Použití


5.1 Zavedení optiky



- Zaveďte optiku do proximálního otvoru tubusu trokaru.
- Ujistěte se, že šipka na optice je v rovině s uvolňovacím tlačítkem na tubusu trokaru.

5.2 Připevnění krytu

1. Zavřete uzavírací kohoutek přítoku.
2. Vyměňte optiku nebo bodec trokaru.



3. Tlačte pojistný kužel krytu do blokovacího kroužku tubusu trokaru, dokud není bezpečně připevněn.

5.3 Provádění irigace

1. Zavřete uzavírací kohoutek přítoku.
2. Vyjměte optiku nebo bodec trokaru.
3. Připojte kryt.
4. Proveďte irigaci střídavým otevíráním a zavíráním uzavíracích kohoutků.

5.4 Výměna tubusu trokaru během procesu

Tato část se týká pouze následujících výrobků: A70950A, A70951A, WA70951B, WA70952A, WA70953A

Pokud je nezbytné vyměnit tubus trokaru v průběhu procesu, použijte zaváděcí drát (A70958A), abyste se snadněji dostali ke kloubu.

1. Zavřete uzavírací kohoutek přítoku.
2. Vyjměte optiku nebo bodec trokaru.
3. Zaveďte zaváděcí drát do proximálního otvoru tubusu trokaru.
4. Vytáhněte tubus trokaru z pacienta.
Zajistěte, aby zaváděcí drát zůstal uvnitř přístupu ke kloubu.
5. Umístěte nový tubus trokaru na zaváděcí drát uvnitř přístupu ke kloubu.
6. Vytáhněte zaváděcí drát z tubusu trokaru.

6 Po použití

6.1 Demontáž

OZNÁMENÍ

Nebezpečí poškození výrobku


Nesprávná demontáž může způsobit poškození výrobku.

- Při demontáži dodržujte postup uvedený v této části.




Pokud je k demontáži výrobku potřeba použít síly, výrobek už dále nepoužívejte.

1. Je-li to na místě, vyjměte bodec trokaru nebo optiku z tubusu trokaru.



2. Stiskněte uvolňovací knoflík na kroužku uzavíracího kohoutku.



3. Sejměte kroužek uzavíracího kohoutku z tubusu trokaru. Dbejte na to, abyste nesejmuli těsnící kroužky.

6.2 Příprava na dekontaminaci v místě použití

- Okamžitě po použití odnechte výrobek do dekontaminačního prostoru.
- Proveďte dekontaminaci dle pokynů uvedených v tomto návodu k použití a v příručce „Průvodce systémem endoskopie“.

7 Dekontaminace

7.1 Bezpečnostní informace pro dekontaminaci



VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta a/nebo zdravotnického personálu

Nesprávná a/nebo neúplná dekontaminace může způsobit vznik infekce u pacienta a/nebo zdravotnického personálu, popř. poškození výrobku.

- Výrobek je třeba dekontaminovat před prvním a každým následným použitím.
- Při dekontaminaci výrobku postupujte podle pokynů v kapitole „Dekontaminace“ na straně 24.
- Výrobek, který nebyl dekontaminován, se nesmí používat.
- Před každým použitím je nutné výrobek zkontrolovat podle popisu v části „Kontrola“ na straně 16.
- Poškozený výrobek se nesmí používat.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění personálu provádějícího dekontaminaci

Rozlití kontaminovaných kapalin může způsobit infekci personálu provádějícího dekontaminaci.

- Výrobek dekontaminujte jen s použitím ochranného oblečení a vybavení.

7.2 Všeobecné informace o dekontaminaci

Kompatibilní metody dekontaminace (dle normy ISO 17664)

U tohoto výrobku byla validována a verifikována mikrobiologická účinnost a/nebo kompatibilita materiálu u metod dekontaminace uvedených v tabulce. Podrobné informace o validovaných metodách dekontaminace jsou uvedeny v následující tabulce. Podrobnosti o metodách dekontaminace jsou uvedeny v „Průvodci systémem endoskopie“.

- ++ Metoda validovaná pro mikrobiologickou účinnost
 a verifikovaná pro kompatibilitu materiálu
 + Metoda verifikovaná z hlediska kompatibility materiálu
 – Nekompatibilní
 o Další informace Vám poskytne zástupce firmy Olympus
 # Netestováno
 / Nelze
 * Pouze pro „Přípravu pro automatické čištění“

| Proces | | | | Všechny výrobky zahrnuté v tomto dokumentu |
|--------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Příprava v místě použití | Depozice | Vlhká | | + |
| | | Suchá | | + |
| Dekontaminace | Příprava | Výběr podle čistících a dezinfekčních výkonů | | |
| | | Čištění | Ruční | |
| | Strojová | | | ++ |
| | Ultrazvukové | | | + |
| | Alkalické detergenční činidlo | | | ++ |
| | Kyselé detergenční činidlo | | | o |
| | Neutrální detergenční činidlo | | | + |
| | Dezinfekce | Chemická | | o |
| | | Tepelná | | + |
| | Oplach | | | + |
| Sušení (suché teplo) | T _{max} | | 95 °C (203 °F) (max. 10 min) | |
| Údržba | | | | |
| Sterilizace | Vlhké teplo (preferovaná metoda) | Autokláv (s předsterilizačním vakuem) | | ++ |
| | | Nízkoteplotní: Párou a formaldehydem | | + |
| | Ethylenoxidem | | + | |
| | Suchým teplem | | - | |
| | Plynovou plazmou | STERRAD® 50/100/100S | | + |
| | | STERRAD® NX™ | | - |
| STERRAD® 200 | | | - | |

Příprava výrobku k dekontaminaci

Vybavení musí být demontováno. Informace o postupu demontáže najdete v kapitole „Po použití“ na straně 22.

Kartáček na čištění

V následujících pokynech pro dekontaminaci firma Olympus používá termíny „vhodný kartáček“ a „vhodný kartáček na povrchové čištění“. Vhodný kartáček/vhodný kartáček na povrchové čištění je nutno vybrat dle následujících údajů:

- Průměr kartáčku musí být stejný nebo větší než vnitřní světlost trubice, která má být čištěna.
- Štětiny kartáčku musí být zcela napřímeny a musí přijít do kontaktu s vnitřním povrchem trubice.
- Kartáček se musí z kabelu a do kabelu snadno zasouvat a vysouvat.
- Kartáček musí být minimálně o 50 mm delší než trubice kabelu.
- U kónického nebo nepravidelného tvaru trubice je nutné použít různé typy kartáčků s různým průměrem.
- Kartáček na povrchové čištění je určen pouze pro zevní povrchy. Není dovoleno používat na povrchy kartáček na čištění lumen.
- Není dovoleno používat kartáček s kovovými štětinami nebo s jakýmkoliv jinými štětinami, které mohou způsobit poškrábání nebo poškození výrobku.
- Používejte pouze kartáčky, které jsou výrobcem určeny pro dekontaminaci zdravotnických prostředků.
- Další informace o kartáčcích Olympus jsou uvedeny v příručce „Průvodce systémem endoskopie“.

Návod k použití detergenčních činidel

- Použijte maximální přípustnou koncentraci a odpovídající maximální dobu naložení podle doporučení výrobce roztoku.
- Nepřekračujte maximální přípustnou koncentraci a odpovídající maximální dobu naložení udanou výrobcem roztoku.
- Všechny části výrobku musí být úplně naloženy do detergenčního činidla.
- Všechny trubice musí být úplně naplněny detergenčním činidlem.
- Je třeba se ujistit, že se nevyskytují žádné vzduchové bubliny.

7.3 Ruční čištění

V této části je popsáno ruční čištění výrobku. Další možnost je výrobek vyčistit automaticky podle pokynů v části „Automatické čištění a dezinfekce“ na straně 27.

Ruční čištění tubusu trokaru bylo validováno pro následující detergentní činidlo:

- Labor flüssig 1%, vyráběné společností Schülke & Mayr

1. Naložte tubus trokaru do alkalického detergentního činidla na dobu alespoň 5 minut.
2. Pomocí injekční stříkačky naplňte vnitřní lumen, trubkové pouzdro a uzavírací kohoutky detergentním činidlem.
3. Pomocí vhodného kartáčku na povrchové čištění očistit důkladně povrch.
4. Důkladně okartáčujte všechny trubice vhodným kartáčkem.
5. Opláchněte tubus trokaru deionizovanou vodou.
K propláchnutí lumenu použijte injekční stříkačku.

7.4 Automatické čištění a dezinfekce

V této části je popsáno automatické čištění a dezinfekce kabelu. Další možnost je výrobek vyčistit a dezinfikovat ručně podle pokynů v části „Ruční čištění“ na straně 27.

Automatické čištění a teplotní dezinfekce tubusu trokaru byly validovány pro následující detergentní činidla:

- Labor flüssig 1%, vyráběné společností Schülke & Mayr

- Podrobnosti o automatickém čištění a tepelné dezinfekci jsou uvedeny v příručce „Průvodce systémem endoskopie“.
- K automatickému čištění použijte alkalické detergentní činidlo.

7.5 Údržba



7.5.1 Kontrola

- Po čištění výrobek důkladně vizuálně zkontrolujte. Musí být napohled čistý. Pokud jsou vidět známky nečistot, opakujte proces čištění.
- Je třeba dodržovat pokyny v části „Kontrola“ na straně 16.



I výrobky určené k opakovanému použití mají omezenou dobu životnosti. Ke zvýšenému opotřebení tohoto výrobku může vést řada faktorů, které souvisejí s manipulací a některými metodami dekontaminace. Životnost může být výrazně zkrácena. Pokud zjistíte známky opotřebení, výrobek musí být vyměněn.

Těsnicí kroužek A00507A



- V případě poškození těsnicí kroužky vyměňte.
- Před vkládáním těsnicích kroužků je dostatečně navlhčete vodou.
- Dbejte na to, aby plochá strana těsnicího kroužku byla otočena směrem k drážce na uzavíracím kohoutku.

- Dbejte na to, abyste těsnící kroužek rovnoměrně vložili do drážky.

Pokud nebudou těsnící kroužky vloženy správně, nemusí tubus trokaru těsnit.

Nepropustnost tubusu trokaru

- Zkontrolujte nepropustnost tubusu trokaru.
- Jestliže tubus trokaru začne protékat, zkontrolujte a vyměňte těsnící kroužek.
- Ujistěte se, že těsnící kroužek je správně vložen do drážky.

7.5.2 Lubrikace

- Používejte pouze Olympus A0273.
- Lubrikant nanášejte šetrně.





VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta

Použití lubrikantů, které nejsou validovány pro použití sterilizační metodu, může vést ke zranění pacienta.

- Používejte jen ty lubrikanty, které jsou uvedeny v tomto dokumentu nebo jiné validované sterilizační metody.
-

1. Důkladně očistěte místa s těsněním.
Při čištění nevyjímejte těsnící kroužky.



2. Na místa označená šipkami naneste lubrikant.

7.6 Sterilizace

- Podrobnosti o sterilizaci párou jsou uvedeny v příručce „Průvodce systémem endoskopie“.

Podmínky sterilizace párou

Sterilizace výrobku párou byla validována pro teplotu 132 °C po dobu 3 min.

Další možné parametry pro sterilizaci párou jsou následující:

Teplota.....>132 °C (269,6 °F)

Doba procesu.....>3 min

8 Oprava, přeprava a likvidace

8.1 Oprava

Opravy výrobku mohou provádět pouze školení servisní technici, kteří k tomu byli oprávněni společností Olympus. Ohledně informací o opravě a záruce je třeba kontaktovat zástupce společnosti Olympus nebo autorizované servisní středisko.

8.2 Zasílání



VAROVÁNÍ

Riziko infekce obsluhujícího personálu a/nebo třetí strany

Odeslání použitých výrobků do společnosti Olympus představuje riziko infekce pro personál. Společnost Olympus je oprávněna z bezpečnostních důvodů odmítnout opravy znečištěných nebo kontaminovaných výrobků.

- Před odesláním výrobek dekontaminujte.
- Pokud dekontaminace výrobek zcela poškodí, je potřeba ho co nejvíce očistit a označit odpovídajícím způsobem.

Při zasílání výrobků do autorizovaného servisního střediska na opravu a/nebo výměnu v záruční době věnujte pozornost následujícím informacím.

- Pro přepravu výrobku použijte původní balení.
- Pokud to není možné, zabalte každý komponent samostatně do dostatečného množství papíru nebo pěnového materiálu a vložte ho do kartonové krabice.
- Je-li to možné, použijte příslušnou přepravní ochranu výrobku (např. sterilizační kazetu, ochrannou hadici atd.).

Servisní střediska nemohou akceptovat nároky související se škodami způsobenými nevhodným balením.

8.3 Likvidace



VAROVÁNÍ


Nebezpečí poranění zdravotnického personálu a/nebo třetí strany.

Likvidace výrobku bez předchozí dekontaminace může způsobit infikování zdravotnického personálu a/nebo třetí strany.

- Dekontaminujte výrobek v souladu s pokyny uvedenými v kapitole „Dekontaminace“.
- Při likvidaci výrobku nebo některé z jeho komponent je nutno řídit se zákony a směnicemi platnými v daném státě a místě.

9 Kompatibilní zařízení

Společnost Olympus doporučuje používat zařízení uvedené v této kapitole. Jsou-li použity kombinace, které nejsou v této kapitole uvedené, plnou odpovědnost nese uživatel. Kompatibilní může být i zařízení uvedené na trh později. Více informací vám sdělí zástupce společnosti Olympus. Některé z výrobků uvedených v této kapitole nemusí být dostupné ve všech obchodních oblastech.



10 Technické údaje

10.1 Celkové rozměry

| Popis | REF | Maximální šířka zaváděcí části [mm] | Pracovní délka [mm] | Průchod pro kompatibilní nástroje s následujícím maximálním průměrem [mm] |
|---|----------|-------------------------------------|---------------------|---|
| Trokar, 4 mm, 1 uzavírací kohoutek, otočný. | A70950A | ∅ 6,05 | 138,15 | 4,0 |
| Trokar, 4 mm, 2 uzavírací kohoutky, otočné | A70951A | ∅ 6,05 | 138,15 | 4,0 |
| Trokar, 2,7 mm, 1 uzavírací kohoutek, otočný. | A70970A | ∅ 4,65 | 137,8 | 2,7 |
| Trokar, 2,7 mm, 2 uzavírací kohoutky, otočné | A70971A | ∅ 4,65 | 137,8 | 2,7 |
| Trokar, 4 mm, 2 uzavírací kohoutky, otočné | WA70951B | ∅ 6,05 | 138,15 | 4,0 |
| Trokar, 4 mm, 1 uzavírací kohoutek, otočný | WA70952A | ∅ 5,75 | 138,15 | 4,0 |
| Trokar, 4 mm, 2 uzavírací kohoutky, otočné | WA70953A | ∅ 5,75 | 138,15 | 4,0 |
| Trokar, 2,7 mm, 1 uzavírací kohoutek, otočný. | WA70990A | ∅ 3,65 | 137,8 | 2,7 |
| Trokar, 2,7 mm, 2 uzavírací kohoutky, otočné | WA70991A | ∅ 3,65 | 137,8 | 2,7 |
| Trokar, 2,7 mm, 1 uzavírací kohoutek, otočný. | WA70992A | ∅ 3,65 | 50,4 | 2,7 |
| Trokar, 2,7 mm, 2 uzavírací kohoutky, otočné | WA70993A | ∅ 3,65 | 50,4 | 2,7 |
| Trokar, 1,9 mm, 1 uzavírací kohoutek, otočný. | WA70994A | ∅ 2,85 | 44,15 | 1,9 |
| Trokar, 1,9 mm, 1 uzavírací kohoutek, otočný. | WA70995A | ∅ 2,85 | 94,15 | 1,9 |

Pokud jsou nástroje vybrány pouze na základě této minimální šířky kanálu nástroje, neexistuje žádná záruka, že opravdu vytvoří kompatibilní kombinaci.

10.2 Podmínky prostředí

Provozní podmínky

Okolní teplota 10 až 40 °C (50 až 104 °F)

Relativní vlhkost 30 až 85 %

Atmosférický tlak 700 až 1 060 hPa

Skladovací podmínky

Teplota 10 až 40 °C (50 až 104 °F)

Relativní vlhkost 30 až 85 %

Přepravní podmínky

Teplota -40 až 70 °C (-40 až 158 °F)

Relativní vlhkost 10 až 92 %

OLYMPUS



W7512111_2-0
2015-05-29
cs

© Copyright 2015 Olympus Winter & Ibe GmbH