


## Motorizovaný XY velký stolek

Velký motorizovaný XY-stolek umožňuje pozorování velkých vzorků s efektivním pohybem 110 mm x 100 mm. Vysoce intenzivní LED osvětlení je zabudováno pro pozorování různých vzorků.



## Prošlé světlo

Osvětlovací metoda, která používá světlo ze spodní části stolku vyzařované skrz kondenzátor, což pomáhá při zobrazování průhledných vzorků. Nejasnější buňka by byla běžným příkladem, ale zkoumáním průchozího otvoru v PC desce také vyžaduje prošlé světlo.



LCD panel (350x)




Súpnate črpuj slivberry (1500x)




Podšišny obal (35x)

## Kruhové osvětlení

Kovové a jiné lesklé vzorky mohou být obzvláště obtížné, ať už je zdroj světla kdekoli, vždy se bude odrážet od vzorku. S tímto příslušenstvím však osvětlení pochází z 360 stupňů kolem vzorku, což umožňuje rovnoměrné osvětlení celého vzorku. To je obzvláště užitečné pro pozorování vzorků, jako jsou kovová kuličková ložiska.



Kruhové difuzní osvětlení



Elektróda (80x)



Rameno v HDD (80x)

## UV světlo

Ultrafialové osvětlení je pod 380 nm mimo spektrum viditelného světla a lze jej použít k zvýšení rozlišení obrazu za hranice standardních optických mikroskopů. To může být použito pro lepší zobrazování trhliny v pájce. UV záření také zvyšuje kontrast některých vzorků vzhledem k jejich okolí, kvůli interakci světla s molekulami v samotném vzorku. Jedním příkladem jsou bílkovinné krystaly.



Světlárce na desce plošných spojů(80x)



UV

## Prošlé polarizované světlo

Pomocí filtru s kondenzátorem může být světlo omezeno na jediný směr vibrací. Tento filtr může zlepšit obraz tím, že sníží intenzitu světla a oslnění. To je zvláště užitečné u průhledných biologických vzorků, protože různé prvky / rýsy vzorku lze pozorovat změnou směru světla.



Průhledný plast (140x)



Skrot (350x)



Kov (140x)