

# OBLIČEJOVÁ MASKA S VÁZÁNÍM

Katalogový kód: **H0400**

POPIS	
Název	Zavazovací jednorázová lékařská chirurgická maska
Rozměry	17.5*9.5cm
Materiál	Vnější netkaná textilie,elektrostatická filtrační bavlna, vnitřní netkaná anti-alergenní textilie
BFE (účinnost bakteriální filtrace)	95%-99%%
Funkce	Proti znečištění, proti částicím, proti bakteriím, proti prachu atd.
Balení	50 / 2000 ks





Sunsmed Protective Products Ltd.  
 Industrial Park, Maozui Town  
 Xiantao City, Hubei Province, China  
 Tel: +86 728 3243778  
 Fax: +86 728 3287957  
 E-mail: nanasun@sunsmed.com



SUNGO Europe B.V.  
 Olympisch Stadion 24,  
 1076 DE Amsterdam, NL  
 Tel/Fax: +31(0)2021 11106  
 E-mail: ec.rep@sungogroup.com

Importer: DAMEN sp. z o.o., Marki  
 ul. Piłsudskiego 257a Polska



20200801



08-2020



08-2025



niejałowe

JEDNORAZOWEGO UŻYCIA



**Sunsmed**  
 PROTECTIVE PRODUCTS

Non-woven surgical face masks  
 WŁÓKNINOWE MASKI CHIRURGICZNE

**M-2**

50 szt.

materiał: włóknina PP, membrana meltblown  
 budowa: trójwarstwowe, mocowane na gumki  
 rozmiar: 17.5 x 9.5 cm  
 kolor: niebieski,

Wyprodukowano w Chinach  
**EN 14683 (TYP II)**



## INSTRUCTIONS FOR USE



1 Open the package, take out the mask, hold the two ends of the mask with the nose bridge facing upward.



2 Cover the nose and tie the top strings around the crown of the head to minimize airflow, then tie the bottom strings around the nape of your neck.



3 Adjust the nose band to fit the bridge of the nose to achieve a tight seal.



4 Properly adjust the position of the mask to make it comfortable for wear. Wear it correctly where white side is on the inside and blue is on the outside. Do not touch the inside of the mask with your hands.



5 Discard mask after use according to your local regulatory agency and be aware to not touch the outside of the mask with your hands.



Please do not use if you are allergic to polypropylene fabric. Recommend to use the mask for 4 hours and up to 8 hours. Do not use it repeatedly.