



Idylla™



Plně automatický systém pro molekulární diagnostiku vyvinutý pro rychlé získání klinických diagnostických informací.

Systém Idylla™ pracuje na principu RT-PCR. Jedná se o komplexní diagnostické řešení od izolace DNA až po uživatelsky modifikovatelný report. Celý proces trvá od 40 do 150 minut.

Systém Idylla™ umožňuje připojení až 8 diagnostických modulů. Zobrazení výsledků v přístroji, archivace výsledků v přístroji či na USB disku, vizualizace PCR křivek.



Mimořádná jednoduchost použití

Příprava za méně než 2 minuty



Použití dle potřeby

Zpracování vzorků kdykoliv je potřeba, bez nutnosti čekání na dávku



Rychlost

Od vzorku do výsledku od 40 do 150 min



Možnost multiplexní detekce

Lze detekovat až 30 molekulárních cílů ve standardním režimu

Testy Idylla™ - min expirace 6 měsíců

Idylla™ BRAF Mutation test CE-IVD (7 mutací, kodon 600)

Idylla™ KRAS Mutation test CE-IVD (21 mutací, kodony 12,13,59,61,117,146)

Idylla™ NRAS Mutation test CE-IVD (18 mutací, kodony 12, 13, 59, 61, 117, 146)

Idylla™ NRAS/BRAF Mutation test CE-IVD (NRAS kodony 12, 13, 59, 61, 117 a 146, BRAF kodon 600)

Idylla™ EGFR Mutation test CE-IVD (51 mutací, Exon 18 (G719A / C / S), Exon 21 (L858R, L861Q), Exon 20 (T790M, S768I), delecí v exonu 19 a inzercí v exonu 20 v EGFR onkogenu)

Rozměry

Konzole

š: 254 mm / 10 inch

v: 506 mm / 19,92 inch

h: 254 mm / 10 inch

Instrument

š: 305 mm / 12,01 Inch

v: 190 mm / 7,48 Inch

h: 505 mm / 19,88 Inch

Hmotnost

Konzole: 5,2 kg

Přístroj: 20 kg

Pracovní prostředí

Teplota: 15 ... 30 °C

Vlhkost: 40 ... 60 %

RH Tlak: 80 ... 106 kPa

Certifikace CE-IVD

Napájení

Konzole

Napájení: 100-240 V; 50/60 Hz

Průměrný příkon: 100 W

Hlučnost: Max. 49 dB(A)

Přístroj

Napájení: 100-240 V; 50/60 Hz

Průměrný příkon: 200 W

Hlučnost: Max. 54 dB(A)

bamed s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 Litvínovice
+420 386 351 974 - info@bamed.cz - www.bamed.cz

- Dietel M. et al. A multicenter validation study of the Idylla™ BRAF Mutation Test on FFPE tissue of malignant melanoma. Poster AACR 2014, Poster AMP 2014.
- Devogelaere B. et al. BRAF V600 mutation testing on FFPE samples using a novel fully integrated molecular diagnostics platform. Poster AACR 2013.
- Janku F. et al. BRAF Mutation Testing with a Novel, Rapid, Fully-Automated Molecular Diagnostics Prototype Platform. Poster AACR 2013.
- Claes B. et al. A novel fully integrated molecular diagnostics platform with broad sample prep capabilities. Poster Sample Prep 2013.
- Vandenbroucke I. et al. Innovative, rapid and easy to use diagnostic multiplex platforms that enable individualized care. Poster CONFO 2013.
- Vandenbroucke I. et al. A rapid and fully automated multiplex assay for KRAS-BRAF mutations with high mutation sensitivity using novel selective amplification and detection technologies. Poster AACR 2014.
- Dietel M. et al. A multicenter validation study of the Idylla™ BRAF Mutation Test on FFPE tissue of malignant melanoma. Poster AACR 2014, Poster AMP 2014.
- Van der Auwera M. et al. Evaluation of a rapid, sensitive and fully automated Idylla™ BRAF Mutation Test starting directly from FFPE samples. Poster BWP 2014.
- Micalessi I. et al. Evaluation of the Idylla™ BRAF Mutation Test performance using the novel fully-automated Idylla™ System. Poster BWP 2014.
- Janku F. et al. BRAF mutation testing with a rapid, fully integrated molecular. Oncotarget 2015.
- Melchior L. et al. Multi-center evaluation of the novel fully-automated PCR-based Idylla™ BRAF Mutation Test on FFPE tissue of malignant melanoma. J Exp Mol Path 2015.
- Micalessi I. et al. Evaluation of the Idylla™ BRAF Mutation Test performance using the novel fully-automated Idylla™ System on FFPE melanoma samples. Poster EMMO 2015.
- Schiefer A-I. et al. Multicenter Evaluation of a Novel Automated Rapid Detection System of BRAF Status in Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded Tissues. J of Molecular Diagnostics 2016.
- Alexandre H. et al. Detection of BRAF Mutations Using a Fully Automated Platform and Comparison with High Resolution Melting, Real-Time Allele Specific Amplification, Immunohistochemistry and Next Generation Sequencing Assays, for Patients with Metastatic Melanoma. PLOS ONE 2016.
- Riveiro-Falkenbach E. et al. BRAF V600 mutation detection in tricky melanoma samples using the new Idylla™ BRAF Mutation Test. Poster ESP 2016.

Research applications

- Schiefer A-I. et al. Evaluation of a novel fully automated PCR-based technique for detection of BRAF-status in FFPE tissues. Poster AMP 2014.
- Colling R. et al. Automated PCR detection of BRAF mutations in colorectal adenocarcinoma. J Clin Path 2015.
- Micalessi I. et al. Evaluation of the Idylla™ BRAF Mutation Test performance using the novel fully-automated Idylla™ System on FFPE colorectal cancer samples. Poster EMMO 2015.
- Yeo MK. et al. The usefulness of a novel fully automated PCR-based Idylla test for detection of the BRAF V600E mutation in thyroid tissue: comparison with PNA-clamping PCR, real-time PCR and pyrosequencing. J Clin Pathol 2016.


Disclaimer

Biocartis trademark and logo are trademarks belonging to Biocartis and are used and registered in Europe. Idylla is a registered trademark in the United States (US) and other countries. Idylla trademark and logo are used trademarks belonging to Biocartis. Idylla™ platform and Idylla™ BRAF Mutation Test are CE-marked IVDs in Europe. Idylla™ BRAF Mutation Assay is available for Research Use Only, not for use in diagnostic procedures. Idylla™ is not for sale in USA, Canada and some other countries. Please check availability with the local Biocartis sales representative.

Technical sheet Idylla™ BRAF Mutation Test

BRAF CE IVD

The Idylla™ BRAF Mutation Test, performed on the Biocartis Idylla™ System, is an *in vitro* diagnostic Test for the qualitative detection of V600E/E2/D and V600K/R/M mutations in codon 600 of the *BRAF* gene. The Idylla™ BRAF Mutation Test, from sample-to-result, starts with formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) human tissue from metastatic melanoma to liberate DNA for subsequent real-time PCR amplification and detection.



Features

BRAF mutation detection

Codon 600	BRAF V600E	(c.1799T>A)
	BRAF V600E2	(c.1799_1800delinsAA)
	BRAF V600D	(c.1799_1800delinsAT, c.1799_1800delinsAC)
	BRAF V600K	(c.1798_1799delinsAA)
	BRAF V600R	(c.1798_1799delinsAG)
	BRAF V600M	(c.1798G>A)
	BRAF Wild Type	(c.1799T)

RNaseP (acting as Sample Processing Control)

Specimen requirements

Sample Type	FFPE tissue sections (5 to 10µm)
Neoplastic cells	≥50%, if less macrodissection is required
Tissue area	50-600mm² (5µm) 25-300mm² (10µm)

Performance

Analytical Sensitivity	1% mutant in wild type background
Between Laboratory Reproducibility (240 results at 3 sites)	100% agreement for 3.5% BRAF V600E 100% agreement for 5% BRAF V600K
Between Lot Reproducibility (120 results on 3 lots)	98.3% agreement for 3.5% BRAF V600E 100% agreement for 5% BRAF V600K
Total turnaround time	
Time	90 minutes

98.9% overall concordance		Routine reference methods, including further analysis by ddPCR, Idylla™ retest, NGS						
		Codon 12	Codon 13	Codon 59	Codon 61	Codon 117	Codon 146	No mutations
Idylla™ KRAS Mutation Assay	Codon 12	142						
	Codon 13		38					
	Codon 59			5				
	Codon 61	1			15			1
	Codon 117					4		
	Codon 146						20	
	No mutation	1	2					133
TOTAL		144	40	5	15	4	20	134
								362

Idylla™ KRAS Posters & Publications

- Maertens G. et al. A solution for same-day extended RAS testing. Poster ESMO 2015
- Vandenbroucke I. et al. A rapid and fully automated multiplex assay for KRAS-BRAF mutations with high mutation sensitivity using novel selective amplification and detection technologies. Poster AACR 2014
- Solassor J. et al. Multi-Center Evaluation of the Fully Automated PCR-Based Idylla™ KRAS Mutation Assay for Rapid KRAS Mutation Status Determination on Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Tissue of Human Colorectal Cancer. PLOS ONE 2016

Research applications

- Dario de Biase. et al. Fully automated PCR detection of KRAS mutations on pancreatic endoscopic ultrasound fine-needle aspirates. J Clin Path 2016.


Disclaimer

Biocartis trademark and logo are trademarks belonging to Biocartis and are used and registered in Europe. Idylla is a registered trademark in the United States (US) and other countries. Idylla trademark and logo are used trademarks belonging to Biocartis. Idylla™ platform and Idylla™ KRAS Mutation Test are CE-marked IVDs in Europe. Idylla™ KRAS Mutation Assay is available for Research Use Only, not for use in diagnostic procedures. Idylla™ is not for sale in USA, Canada and some other countries. Please check availability with the local Biocartis sales representative.

Technical sheet Idylla™ KRAS Mutation Test

KRAS CE IVD

The Idylla™ KRAS Mutation Test, performed on the Biocartis Idylla™ system, is an *in vitro* diagnostic Test for the qualitative detection of 21 mutations in codons 12, 13, 59, 61, 117 and 146 of the KRAS gene. The Idylla™ KRAS Mutation Test, from sample-to-result, starts with formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) human tissue from metastatic colorectal cancers to liberate DNA for subsequent real-time PCR amplification and detection.



Features

KRAS mutation detection

Codon 12 (exon 2)	G12C	(c.34C>T)
	G12R	(c.34G>C)
	G12S	(c.34G>A)
	G12A	(c.35G>C)
	G12D	(c.35G>A)
	G12V	(c.35G>T)
Codon 13 (exon 2)	G13D	(c.38G>A)
Codon 59 (exon 3)	A59E	(c.176C>A)
	A59G	(c.176C>G)
	A59T	(c.175C>A)
Codon 61 (exon 3)	Q61K	(c.181C>A, c.180_181delinsAA)
	Q61L	(c.182A>T)
	Q61R	(c.182A>G)
	Q61H	(c.183A>C, c.183A>T)
Codon 117 (exon 4)	K117N	(c.351A>C, c.351A>T)
Codon 146 (exon 4)	A146P	(c.436G>C)
	A146T	(c.436G>A)
	A146V	(c.437C>T)

KRAS Total (acting as Sample Processing Control)

Specimen requirements

Sample Type	FFPE tissue sections (5 to 10µm)
Neoplastic cells	≥10%, if less macrodissection is required
Tissue area	50-600mm ² (5µm)
	25-300mm ² (10µm)


Performance

Analytical Sensitivity	LOD ≤5% for all KRAS mutations
------------------------	--------------------------------

Technical sheet Idylla™ NRAS Mutation Test

NRAS CE IVD

The **Idylla™ NRAS Mutation Test**, performed on the Biocartis Idylla™ system, is an *in vitro* diagnostic Test for the qualitative detection of 18 mutations in codons 12, 13, 59, 61, 117, 146 of the *NRAS* gene. The Idylla™ NRAS Mutation Test, from **sample-to-result**, starts with formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) human tissue from metastatic colorectal cancers to liberate DNA for subsequent real-time PCR amplification and detection.



Features

NRAS mutation detection

Codon 12 (exon 2)	G12C (c.34G>T)
	G12S (c.34G>A)
	G12D (c.35G>A)
	G12A (c.35G>C)
	G12V (c.35G>T)
Codon 13 (exon 2)	G13D (c.38G>A)
	G13V (c.38G>T)
	G13R (c.37G>C)
Codon 59 (exon 3)	A59T (c.175G>A)
	Q61K (c.181C>A)
Codon 61 (exon 3)	Q61L (c.182A>T)
	Q61R (c.182A>G)
	Q61H (c.183A>C; c.183A>T)
Codon 117 (exon 4)	K117N (c.351G>C; c.351G>T)
Codon 146 (exon 4)	A146T (c.436G>A)
	A146V (c.437C>T)
NRAS Total (acting as Sample Processing Control)	
BRAF Total (acting as Sample Processing Control)	

Specimen requirements	
Sample Type	FFPE tissue sections (5 to 10µm)
Neoplastic cells	≥10%, if less macrodissection is required
Tissue area	50-600mm ² (5µm)
	25-300mm ² (10µm)
Performance	
Analytical Sensitivity	LOD ≤5% for most prevalent NRAS mutations
	100% agreement for 10% NRAS G12D
Between Laboratory Reproducibility (480 results at 3 sites)	100% agreement for 10% NRAS G12V
	100% agreement for 10% NRAS Q61K
	100% agreement for 10% NRAS Q61R
Between Lot Reproducibility (240 results on 3 lots)	100% agreement for 10% NRAS G12D
	100% agreement for 10% NRAS G12V
	100% agreement for 10% NRAS Q61K
	100% agreement for 10% NRAS Q61R
Total turnaround time	
Time	120 minutes

Accuracy - Clinical Performance Evaluation

99.6% overall diagnostic agreement for the *NRAS* gene, was obtained during the clinical performance evaluation comparing Idylla™ with a sequencing-based reference method.

99.6% overall concordance

Reference Method


NRAS		G12A	G12V	G12C	G12D	G12S	G13D	Q61H	Q61K	Q61L	Q61R	No mutation	Total
Idylla™ NRAS Mutation Test	G12A/V	1	4										5
	G12C			2									2
	G12D				8							1*	9
	G12S					0							0
	G13D						1						1
	Q61H							1					1
	Q61K								7				7
	Q61L									3			3
	Q61R										6		6
	No mutation											201	201
Total		1	4	2	8	0	1	1	7	3	6	202	235

Technical sheet Idylla™ NRAS-BRAF Mutation Test

NRAS **BRAF** **CE** **IVD**

The Idylla™ NRAS-BRAF Mutation Test, performed on the Biocartis Idylla™ system, is an *in vitro* diagnostic Test for the qualitative detection of 18 mutations in **codons 12, 13, 59, 61, 117, 146** of the *NRAS* gene and 5 mutations in **codon 600** of the *BRAF* gene.

The Idylla™ NRAS-BRAF Mutation Test, from **sample-to-result**, starts with formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) human tissue from metastatic colorectal cancers to liberate DNA for subsequent real-time PCR amplification and detection.




Features

NRAS mutation detection	
Codon 12 (exon 2)	G12C (c.34G>T)
	G12S (c.34G>A)
	G12D (c.35G>A)
	G12A (c.35G>C)
	G12V (c.35G>T)
Codon 13 (exon 2)	G13D (c.38G>A)
	G13V (c.38G>T)
	G13R (c.37G>C)
Codon 59 (exon 3)	A59T (c.175G>A)
Codon 61 (exon 3)	Q61K (c.181C>A)
	Q61L (c.182A>T)
	Q61R (c.182A>G)
	Q61H (c.183A>C, c.183A>T)
Codon 117 (exon 4)	K117N (c.351G>C, c.351G>T)
Codon 146 (exon 4)	A146T (c.436G>A)
	A146V (c.437C>T)
NRAS Total (acting as Sample Processing Control)	
BRAF mutation detection	
Codon 600	BRAF V600E (c.1799T>A; c.1799_1800delinsAA)
	BRAF V600D (c.1799_1800delinsAC)
	BRAF V600K (c.1798_1799delinsAA)
	BRAF V600R (c.1798_1799delinsAG)
BRAF Total (acting as Sample Processing Control)	

Technical sheet Idylla™ EGFR Mutation Test

EGFR **CE** **IVD**

The Idylla™ EGFR Mutation Test, performed on the Biocartis Idylla™ System, is an *in vitro* diagnostic test for the qualitative detection of **exon 18 (G719A/C/S), exon 21 (L858R, L861Q), exon 20 (T790M, S768I) mutations, exon 19 deletions and exon 20 insertions** in the *EGFR* oncogene. The Idylla™ EGFR Mutation Test, from **sample-to-result**, starts with formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) human tissue from non-small cell lung cancer (NSCLC) to liberate DNA for subsequent real-time PCR amplification and detection.



Features

EGFR mutation detection

Exon 18	G719A	c.2156G>C
	G719C	c.2155G>T; c.2154_2155delinsTT
	G719S	c.2155G>A
Exon 19	Del9	c.2238_2248delinsCC
		c.2239_2248delinsC
		c.2240_2248del
		c.2239_2247del
		c.2239_2251delinsC
Exon 20	Del12	c.2240_2251del
		c.2235_2249del
		c.2236_2250del
		c.2239_2253del
		c.2240_2254del
		c.2238_2252del
		c.2237_2251del
		c.2235_2252delinsAAT
		c.2237_2252delinsT
		c.2234_2248del
Exon 21	Del15	c.2236_2253delinsCTA
		c.2237_2253delinsTA
		c.2237_2253delinsTC
		c.2235_2251delinsAG
		c.2236_2253delinsCAA
Exon 22	Ins20	c.2230_2249delinsGTCAA

Exon 19	Del18	c.2240_2257del
		c.2237_2255delinsT
		c.2239_2256del
		c.2236_2253del
		c.2239_2258delinsCA
		c.2237_2254del
		c.2238_2255del
		c.2237_2257delinsTCT
		c.2236_2255delinsAT
		c.2236_2256delinsATC
Exon 20	Del21	c.2237_2256delinsTT
		c.2237_2256delinsTC
		c.2235_2255delinsGGT
	Del24	c.2238_2258del
		c.2236_2256del
	T790M	c.2253_2276del
	S768I	c.2369C>T
	insG	c.2303G>T
	insASV9	c.2310_2311insGGT
	insASV11	c.2308_2309insCCCAGCGTG
Exon 21	L858R	c.2308_2311delinsCCACCGTGGAT
		c.2311_2312insGCGTGGACA
		c.2319_2320insCAC
		c.2573T>G
		c.2573_2574delinsGT
		c.2573_2574delinsGA
		c.2582T>A
	L861Q	

EGFR Total (acting as Sample Processing Control)

Specimen requirements

Sample Type	1 x 5µm FFPE tissue section
Neoplastic cells	≥10%, if less macrodissection is required
Performance	
Analytical Sensitivity	LOD ≤5% for most prevalent <i>EGFR</i> mutations
Between Laboratory	100% agreement for 10% EGFR G719S
Reproducibility	100% agreement for 10% EGFR Del15
(600 results at 3 sites)	100% agreement for 10% EGFR T790M
	100% agreement for 10% EGFR L858R
	100% agreement for 10% EGFR L861Q

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**Příloha č. 2 - Ceník pro pozáruční servis**

Pozáruční servis		Výrobce předepsané kontroly	
Cena servisní hodiny (v Kč bez DPH)	Cena dopravy (paušální cena* v Kč bez DPH)	Perioda (počet měsíců)	Cena kontroly (jedné kontroly v Kč bez DPH)
580,00	4.046,00	12	7.400,00

Výrobce předepsané kontroly
Cena náhradních dílů – pokud je výrobcem určena periodická výměna
Není určena periodická výměna žádného dílu

Cena za periodická školení obsluhy zařízení
4.626,00

*paušální cena dopravy zahrnuje veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě). Cenu dopravy nelze zadat ve formátu cena / km nebo cena / hod.

Ceník nejčastěji měněných náhradních dílů			
Název*	Objednací číslo	Cena /ks v Kč bez DPH	Cena /ks v Kč s DPH
Není definován žádný nejčastěji měněný náhradní díl.			

*další díly doplní účastník

Neoceněné položky či položky „0“ mohou vést k vyřazení nabídky účastníka ze zadávacího řízení.



80440133504819

bamed s.r.o.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice 1

6142900580102

Pojistka k pojistné smlouvě č. 8603357696
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (pojistitel),
vydává tuto pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.
Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik

Pojistník: **bamed s.r.o.**
Rodné číslo/IČ: **62525638**
Adresa: **Litvínovice 32**
370 01 České Budějovice 1

Pojištěný: **bamed s.r.o.**
Rodné číslo/IČ: **62525638**
Adresa: **Litvínovice 32**
370 01 České Budějovice 1

Oprávněná osoba: **osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění**

Pojistná doba:

Počátek pojištění: **16. 3. 2017**
Konec pojištění: **15. 3. 2027**
Dohodnutá pojistná období: **12 měsíců**
Pojistné za pojistné období činí: **46 779 Kč (běžné pojistné)**

Pojištění se sjednává pro případ pojistných událostí vzniklých v důsledku pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě.

Další údaje jsou uvedeny na druhé straně



Pojistné za pojistné období je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období na účet pojistitele:

Číslo účtu: 2226222/0800

Variabilní symbol: 8603357696

Prosíme Vás o kontrolu všech údajů týkajících se Vašeho pojištění a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na naší infolince 957 105 105.

Dojde-li ke škodné události, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, obraťte se prosím bez zbytečného odkladu na naši nejbližší kancelář nebo výše uvedené kontaktní pracoviště, resp. na makléře, který pojištění zprostředkoval. Ústní nebo telefonické oznámení pak potvrďte písemně.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil(a) sjednáním tohoto pojištění.



Ing. Martin Živiš, MBA
předseda představenstva a generální ředitel



JUDr. Hana Macháčová
členka představenstva

22. 6. 2018