

Adresa Trebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10  
Telefon +420 226 808 150  
Servis +420 226 808 163  
Fax +420 226 808 170  
E-mail sales.mtcz@mt.com  
service.mtcz@mt.com  
IČO 60463031  
DIČ CZ60463031

[www.mt.com](http://www.mt.com)

**Český metrologický institut  
OI Pardubice**

**53003 Pardubice**

Datum: 14. 4. 2020

Označení:

Číslo nabídky: 2000–2200006906

Telefon:

Fax:

E-mail:

**cenová nabídka č. 2000–2200006906**

Vážená paní

zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách a záruční době.

V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte.

S pozdravem

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
BB Centrum Filadelfie, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle  
číslo účtu – Kč: 514 638 7001/2700  
číslo účtu – EUR: 514 638 7036/2700  
Kanceláře: Brno, Bohunická 52, budova Mor. ústředny  
tel.: +420 547 212 101-2, fax: +420 547 212 639

Firma Mettler-Toledo, s. r. o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C-26404.  
Den zápisu 2. 2. 1994. Základní kapitál: 8 000 000 Kč.

**METTLER TOLEDO**

| Položka | Obj. číslo | Název položky                | Množství | Cena / mj. Kč | Sleva | Částka Kč |
|---------|------------|------------------------------|----------|---------------|-------|-----------|
| 010     | 30550614   | CarePac OIML F2 10g/200g Cal | 1        | 5 560         |       | 5 560     |

**Závaží CarePac® Small 200 g F2 / 10 g F2 včetně příslušenství pro manipulaci a čištění a kalibračního listu**

CarePac

**Úspory nákladů**

Jen to, co je potřebné pro rutinní testování, dvě závaží namísto celé sady.

**Volitelné třetí závaží**

CarePac nabízí možnost přidat třetí závaží od 1 mg do 100 g pro vlastní testování, jako např. pro stanovení minimální hmotnosti.

**Profesionální příslušenství**

Ergonomické pinzety a vidlice pro manipulaci se závažím, ale i rukavice a čisticí utěrky schválené pro použití v čistých prostorách splňují nejnáročnější odvětvové požadavky.



Pro více informací: [www.mt.com/weights](http://www.mt.com/weights)

|     |          |                             |   |         |     |         |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------|-----|---------|
| 020 | 30029365 | HX204/M Analyzátor vlhkosti | 1 | 199 000 | 20% | 159 200 |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------|-----|---------|

**Odečitelnost 0,001 % MC (0,1 mg), pokyny pro uživatele, křivky sušení v reálném čase, správa uživatelů, paměť metod (300) a výsledků (3000), kontrolní grafy, 4 sušící programy, FACT, motorem poháněné víko.**

Opakovatelnost (sd) u vzorku 2 g: 0,05 %

Sušící programy:

Mírný; Rychlý; Standardní; Kroky

Paměť (2): 300 metod; 0-3000 výsledků

Opakovatelnost (sd) u vzorku 10 g: 0,01 %

Odečitelnost: 0,001 % MC

Doporučený rozsah vlhkosti: 0,01 – 100 % MC

**Vysoce výkonná analýza obsahu vlhkosti**

**Přesné výsledky u všech typů vzorků**

Dosáhnete vysoce přesných a opakovatelných výsledků měření vlhkosti díky rychlému halogenovému ohřevu a vynikajícímu vážicímu výkonu s vysokou odečitelností 0,001 % obsahu vlhkosti (MC).

**Navržený pro shodu s předpisy**

Inteligentní funkce zajišťují shodu se zásadami ALCOA+ s nulovými původními záznamy v analyzátoru vlhkosti a funkcí automatizovaného exportu/tisku

**Snadné připojení přes různá rozhraní**

Snadné sestavení protokolů díky připojení přístroje k počítači, FTP serveru a páskové nebo síťové tiskárně přes Wi-Fi, ethernet, RS232 nebo USB.



Tento analyzátor vlhkosti je dodáván s licencí „License QuickPredict Embedded Moisture“.

Pro více informací: [www.mt.com/hxhs](http://www.mt.com/hxhs)

**METTLER TOLEDO**

| Položka | Obj. číslo | Název položky                           | Množství | Cena / mj. Kč | Sleva | Částka Kč |
|---------|------------|---|----------|---------------|-------|-----------|
| 021     | BLOC20010  | IPac (Moisture Analyzers) + Calibration | 1        |               |       | 11 787    |

Dodávka: Na místě

Test: Funkční, provozní a výkonnostní zkoušky

Hodnota: Výkonnost a shoda s předpisy

Dokumentace: EQPac

Služba: Kompletní kvalifikace EQPac

#### **Bezpečný a spolehlivý provoz v souladu s předpisy**

#### **Zajistěte výkonnost a shodu s předpisy**

Spuštění, kalibrace a kvalifikační dokumentace zařízení s cílem zajištění shody s předpisy a normami platnými v daném odvětví, minimalizace rizika neshod během auditů.

#### **Tato služba zahrnuje:**

- ✓ Zprovoznění, ustavení a nastavení standardní konfigurace zařízení.
- ✓ Základní školení obsluhy zařízení a bezpečnostní instruktáž.
- ✓ Komplexní kvalifikační dokumentace EQPac pro vysoce regulované prostředí (IQ, OQ, PQ, MQ).
- ✓ Prvotní ověření měřidla.



Mohou platit speciální obchodní podmínky.

Pro více informací: [www.mt.com/Service](http://www.mt.com/Service)

| Položka | Obj. číslo | Název položky                            | Množství | Cena / mj. Kč | Sleva | Částka Kč |
|---------|------------|--|----------|---------------|-------|-----------|
| 028     | BLOC20021  | <b>Extended Care pro váhy (ISO17025)</b> | 1        |               |       | 13 330    |

Dodávka: Podpora na místě nebo telefonická

Dokumentace: Zákaznická servisní zpráva

Test: Funkční, provozní a výkonnostní zkoušky

Servis: Extended Care

Hodnota: Zajištění provozní kapacity a výkonnosti

#### Využijte své zařízení na maximum

##### Maximalizace doby provozu, zajištění výkonnosti

Extended Care vám přinese klid. Během prvních 24 měsíců životnosti přístroje se nebudete muset obávat odstávek a budete si užívat špičkové výkonnosti.

##### Tato služba zahrnuje:

- ✓ Prodloužení záruky na dobu 24 měsíců.
- ✓ Garanční opravy řešené na místě a v co nejkratší lhůtě.
- ✓ Přednostní řešení veškerých servisních požadavků.
- ✓ Přístup k telefonické vzdálené podpoře.
- ✓ Preventivní prohlídka včetně seřízení a akreditované kalibrace zařízení po 1. i 2. roce používání měřidla.

Mohou platit speciální obchodní podmínky. Ověření zařízení je dostupné samostatně.

Pro více informací: [www.mt.com/Service](http://www.mt.com/Service)

|     |          |                            |   |       |  |       |
|-----|----------|----------------------------|---|-------|--|-------|
| 060 | 30005917 | <b>StarterPac SmartCal</b> | 1 | 6 520 |  | 6 520 |
|-----|----------|----------------------------|---|-------|--|-------|

**Startovací sada obsahuje vše, co potřebujete k ověření výkonnosti svého analyzátoru vlhkosti: 12 sáčků SmartCal, teplo/vlhkoměr a kompletní pokyny.**

Testovací teplota: 70 °C; 100 °C; 130 °C; 160 °C

Certifikace: Výrobní certifikát

#### Zkušební látka pro analyzátor vlhkosti

##### Rychlé a snadné zkoušky výkonu

SmartCal ověří výkon vašeho analyzátoru vlhkosti během desetiminutové zkoušky, která se provádí stejně jednoduše, jako běžné měření.

##### Dokumentace výkonu přístroje

Pravidelné zkoušky pomocí SmartCal zajišťují dokumentaci výkonu vašeho přístroje po dobu jeho životnosti. Odchylky od běžných hodnot se indikují okamžitě.

##### Výsledky měření vlhkosti, kterým můžete věřit

Zkouška pomocí SmartCal okamžitě zaznamená vlivy ohřevu nebo váhových jednotek. Je-li zkouška úspěšná, můžete se na výsledky spolehnout.



Pro více informací: [www.mt.com/smartcal](http://www.mt.com/smartcal)

**METTLER TOLEDO**

| Položka | Obj. číslo | Název položky | Množství | Cena / mj. Kč | Sleva | Částka Kč |
|---------|------------|---------------|----------|---------------|-------|-----------|
|---------|------------|---------------|----------|---------------|-------|-----------|

**Cena celkem, bez volitelných položek:**

**Hodnota nabídky (Kč):** 196 397

**Obchodní podmínky:**

Ceny: Ceny jsou uváděny bez DPH (21%).

Dodací podmínky: DDP

Dodací lhůta: 2-3 týdny

Záruka: 12 měsíců + 12 měsíců se službou Extended Care

Platební podmínky: Splatnost faktury 14 dní od data vystavení

Platnost nabídky do: 14. 5. 2020

Instalace: Instalace není zahrnuta v ceně produktů.

U objednávek do hodnoty 27.000 Kč bez DPH účtujeme poplatek za poštovné, balné a manipulaci ve výši 599,- Kč + DPH.

Tato nabídka se řídí našimi Všeobecnými obchodními a servisními podmínkami, které jsou Vám k dispozici na [www.mt.com/terms](http://www.mt.com/terms).



METTLER TOLEDO