

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 21680

Datum zápisu:	30. června 1993
Spisová značka:	C 21680 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	SEIVA s.r.o.
Sídlo:	Praha 7, Schnirchova 8/1356, PSČ 17000
Identifikační číslo:	496 79 643
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. JIŘÍ SEIDL, dat. nar. 14. června 1965 Praha 4, Petržilova 3301/13, PSČ 14300 Den vzniku funkce: 30. června 1993
Jednatel:	Ing. JAN VAVŘIČKA, dat. nar. 14. listopadu 1964 Pohnertova 1723/2, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Den vzniku funkce: 30. června 1993
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý z jednatelů jedná za společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. JIŘÍ SEIDL, dat. nar. 14. června 1965 Praha 4, Petržilova 3301/13, PSČ 14300
Podíl:	Vklad: 56 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 % Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	Ing. JAN VAVŘIČKA, dat. nar. 14. listopadu 1964 Pohnertova 1723/2, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Podíl:	Vklad: 56 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 % Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	112 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Založení společnosti: společenskou smlouvou ze dne 7.4.93



CENOVÁ NABÍDKA

SEIVA TonoTrack

Položka	Popis	Záruka/měs	kč/ks	Sleva %	Celkem Kč bez DPH	DPH %	Celkem Kč vč. DPH
TTSW	SEIVA TonoTrack Kompletní systém ABPM TonoTrack 24 hodin až 1 týden měření/ Oscilometrická metoda / Vyhodnocovací SW / Databáze pacientů / Komunikace s ambulantním SW	12 (2 ROKY)	38000	13	33000	21	39930,41

Obsah: Záznamník TonoTrack / SW TonoTrack / SW sBase Local / Komunikační kabel TonoTrack USB / Brašna / **Manžeta Adult** / Návod

- Česko – Americký výrobek vyrobený SEIVA s. r. o. v kooperaci s jedním ze světově nejrespektovanějších výrobců ABPM komponent.
- Nejrozšířenější přístroj mezi kardiology v ČR
- **Prestížní hodnocení A/A** (nejlepší možné) od British Hypertension Society
Klinicky validováno dle European Society of Hypertension International Protocol (ESH)
Klinicky validováno dle Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) SP10
Doporučeno dle Educational Trust
- **Snadné a rychlé sestavení závěru** – díky vyzrálému návrhu hodnotícího software lze záznam vyhodnotit velmi rychle, bez zbytečného klikání v programu.
- Editor frází pro rychlé sestavení závěru
- **Databáze pacientů společná pro ABPM / EKG / Obrazová data / Holter...**
- SW v českém jazyce
- **Rychlý a spolehlivý záruční a pozáruční servis / Servisní centrála v Praze**
- u varianty Professional **2 manžety** střední a velké velikosti součástí dodávky
- Krajní mez nafouknutí manžety – 300mmHg.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Popis

SEIVA TonoTrack Lite

Kompletní systém ABPM

Standardně dodáváno s 1 manžetou (velikost Adult)

Prestižní ohodnocení A/A pro měření Sys/Dia udělené British Hypertension Society

Software

SEIVA ABPM – vyhodnocovací SW pro ABPM

SEIVA Database – elektromický archiv pacientů a záznamů / EKG, Ergometrie, Holter EKG, ABPM, Spiro...

Oboustranná komunikace s NIS a ambulantními programy / Medicus, PC Doktor...

Možnost automatického přenosu závěrečného hodnocení do ambulantního programu SW v českém jazyce

ZÁZNAMNÍK

Doba záznamu

24 hodin / 48 hodin a delší dle profilu měření

Interní paměť na 250 záznamů

Nastavitelné intervaly měření: 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 min.

Metoda

Oscilometrické měření TK

Prestižní ohodnocení A/A pro měření Sys/Dia udělené British Hypertension Society

Vysoká odolnost proti artefaktům měření

Rozsah měření 25 – 260 mmHg

Statistická přesnost ± 3 mmHg

Ovládání

Multifunkční uživatelské tlačítko pro spuštění extra měření

Zobrazení měřených dat a důležitých informací na LCD displeji / možnost vypnutí displeje

Možnost porovnání/zobrazení starších záznamů z databáze

Ostatní

Tichý provoz

Provoz na 2 tužkové baterie (alkalické nebo dobíjecí)

Jednoduchá a intuitivní obsluha

Kompaktní a odolný design

Nízká hmotnost 285 g (včetně baterií a pouzdra)

Rozměry záznamníku 120 x 80 x 32 mm

Jednoduchá a časově nenáročná dezinfekce manžet

Komunikace s PC přes USB

Záruka 4 roky na záznamník

VYHODNOCOvací SW

Zobrazení

Hodnoty SYS / DIA / MAP / TF

Graf – spojitý / sloupcový / hodinový spojitý / hodinový sloupcový

Tabulka – souhrnná statistika / všechny hodnoty / správné hodnoty / hodinové průměry / histogramy / rozptyly

Funkce ZOOM pro detailní zvětšení grafu

Barevně znázorněné překročení limitních hodnot SYS / DIA

Hodnocení

Snadná editace naměřených hodnot

Snadná post-editace limitů TK a doby denní a noční fáze

Automatická kalkulace Dipper / Non-dipper

Editor frází pro zjednodušení hodnocení

Tisk

Tisk kompletního hodnocení na jednu stránku (ID pacienta, graf, souhrnná statistika, závěr)

Možnost uživatelského nastavení tisku

OS

Windows XP, Vista, 7, 8 (32 bit, 64 bit)

Komplet obsahuje

Záznamník TonoTrack Lite, vyhodnocovací SW ABPM, SW SEIVA database, manžeta ADULT (23-33 cm), pouzdro na záznamník s uchycením na pásek nebo na krk, pásek, komunikační kabel, návod a potřebné dokumenty v ČJ

SEIVA s.r.o.

Schnirchova 8, 170 00 Praha 7, Česká republika, Tel./fax: +420 283 871 557, GSM: +420 734 570 451

e-mail: seiva@seiva.cz, http://www.seiva.cz, IČ: 49679643, OR: Městský soud v Praze, C.21680.

Mezinárodní certifikáty: EN ISO 9001, EN ISO 13485, Council Directive 93/42/EEC, CE 1014



CENOVÁ NABÍDKA

SEIVA TonoTrack

Položka	Popis	Záruka/měs	kč/ks	Sleva %	Celkem Kč bez DPH	DPH %	Celkem Kč vč. DPH
TTSW	SEIVA TonoTrack Kompletní systém ABPM TonoTrack 24 hodin až 1 týden měření/ Oscilometrická metoda / Vyhodnocovací SW / Databáze pacientů / Komunikace s ambulantním SW	12 (2 ROKY)	38000	13	33000	21	39930,41

Obsah: Záznamník TonoTrack / SW TonoTrack / SW sBase Local / Komunikační kabel TonoTrack USB / Brašna / **Manžeta Adult** / Návod

- Česko – Americký výrobek vyrobený SEIVA s. r. o. v kooperaci s jedním ze světově nejrespektovanějších výrobců ABPM komponent.
- Nejrozšířenější přístroj mezi kardiology v ČR
- **Prestížní hodnocení A/A** (nejlepší možné) od British Hypertension Society
Klinicky validováno dle European Society of Hypertension International Protocol (ESH)
Klinicky validováno dle Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) SP10
Doporučeno dle Educational Trust
- **Snadné a rychlé sestavení závěru** – díky vyzrálému návrhu hodnotícího software lze záznam vyhodnotit velmi rychle, bez zbytečného klikání v programu.
- Editor frází pro rychlé sestavení závěru
- **Databáze pacientů společná pro ABPM / EKG / Obrazová data / Holter...**
- SW v českém jazyce
- **Rychlý a spolehlivý záruční a pozáruční servis / Servisní centrála v Praze**
- u varianty Professional **2 manžety** střední a velké velikosti součástí dodávky
- Krajní mez nafouknutí manžety – 300mmHg.

SEIVA s.r.o.

Schnirchova 8, 170 00 Praha 7, Česká republika, Tel./fax: +420 283 871 557, GSM: +420 734 570 451
e-mail: seiva@seiva.cz, http://www.seiva.cz, IČ: 49679643, OR: Městský soud v Praze, C.21680.
Mezinárodní certifikáty: EN ISO 9001, EN ISO 13485, Council Directive 93/42/EEC, CE 1014