

FAKTURA - Daňový doklad

1. Dodavatel CHROMSPEC spol. s r.o. Jindřicha Plachty 28 150 00 Praha 5 IČ 44794053 DIČ CZ44794053 Peněžní ústav KB Praha 5 Číslo účtu 76507051 Ident. banky 0100 BIC KOMB CZ PP IBAN CZ93 0100 0000 0000 7650 7051 Telefon 318 599 083 Fax 318 591 529 E-mail info@chromspec.cz	2. Doklad číslo Smlouva Objednávka	20/04/471
		398/T/20
	4. Odběratel Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Hudcova 56a 621 00 Brno IČ 00019453 DIČ	

3. Příjemce Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Hudcova 56a 621 00 Brno IČ 00019453 DIČ	Datum splatnosti 03/12/2020 Forma úhrady PP Datum uskut. zdaň. plnění 09/11/2020 Datum vystavení 12/11/2020 Konstantní symbol 0308 Variabilní symbol 2004471 Číslo dodacího listu
---	--

Označení(SKP)	Text	Počet MJ	Základ/MJ	Základ	DPH	Celkem
	Fakturuje Vám za kontrolu AA spektrometru					
	contrAA 300 a opravu nebulizéru					
21ZT16	Zásah technika (hod)	5,50	1 680,00	9 240,00	1 940,40	11 180,40
21CNI	Doprava zóna I	1,00	1 300,00	1 300,00	273,00	1 573,00
	407-A63.605 Standard nebulizer	1,00	45 388,00	45 388,00	9 531,48	54 919,48
Rekapitulace						
	Zákl.sazba 21%		Základ DPH 55 928,00	DPH 11 744,88	Zaok. DPH 0,00	Celkem s DPH 67 672,88
	Celkem		55 928,00	11 744,88	0,00	67 672,88
			Celkem k úhradě Kč			67 672,88

CHROMSPEC spol. s r.o. - Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 5418

Přílohy

Servisní zpráva

Datum : 9 / 11 / 2020

Zákazník	ÚSKVBL	Kód	Přístroj	Výrobní číslo
Adresa	Hudcova 56A		ContrAA 300	1600171
Oddělení	Laboratoř	PSČ		
Pracovník			upní smlouva	Datum instalace
Telefon			mail	
Objednávka	173/F/2018		Stav po dokončení zásahu	V

Příznaky závady / stav přístroje při převzetí	Činnost technika
Preventivní kontrola + oprava zmlžovače výměnou Přílohy: Maintenance protocol 5/5 Final test 3/3 Chemické testy C2H2 5/5 Chemické testy N2O 2/2	Práce dle protokolu výrobce: Maintenance Protocol. U nebulizeru nelze povolit teflonovou část (grafitový kónus byl znečištěn vrstvou vzorku? - vyčištění lihem a kartáčkem). Kalibrace Grating a neon – OK Kontrola nastavování vlnových délek přes monitor file – OK. Chemické testy dle protokolu výrobce – OK. Doplnění vody v chladicím okruhu. Výměna zmlžovače za nový, starý ponechán zákazníkovi. Doporučení: Odpadní nádobu vylévat po měření. Měřit s puštěnou klimatizací 20°C. Přístroj alespoň 1x měsíčně pustit. Čistit čidlo hořáku a prolívat sifon zmlžovací komory. Stav přístroje při předání Přístroj byl předán funkční a bez zjevných závad.

Zbývá dokončit / dodat

Použitý materiál - objednáčí číslo		Popis		jedn.	Kč / jedn	Celkem Kč
407-A63.605		Standard nebulizer, nebulizer rate 4..7 ml/min		1	45 388	675
Ostatní položky				jedn.	Kč / jedn	Celkem Kč

Poznámka

Z hlediska bezpečného provozu je stanoven nařízením vlády "NV č. 378/2001 Sb." termín kontroly 1X za 12 měsíců.