



- Jednoduché provedení Neurac testů a terapie
- Nastavitelný pro každého pacienta
- Zavěšení celého těla pomocí 3 traverz

Redcord Workstation Professional se třemi traverzami a Redcord AXIS umožňuje, plný rozsah metody Neurac, zahrnující pozice s přenosem váhy celého těla.

Jediné řešení pro Neurac léčbu

- ✓ Snadno dosažitelné přesné biomechanické pozice s využitím elastických lan
- ✓ Kompletní škála postupného dávkování cvičení v závěsu
- ✓ Rychlé nastavení popruhů, lan i elastických lan
- ✓ Pohyb v lanech bez omezení
- ✓ Pohodlné a efektivní ovlivnění bolesti
- ✓ Stropní konstrukce s jednoduše a snadno posuvnými traverzami



Redcord uvolňovač lan umožňuje snadné provedení jednoduchých automobilizačních cviků v aparátu Redcord Trainer.



Více o vzdělávacím programu naleznete na www.redcord.cz

Neurac léčba obnovuje optimální a bezbolestné pohybové vzorce pomocí neuromuskulární stimulace

Redcord Workstation Professional

Vybavení potřebné pro Neurac léčbu



Základní sada Workstation

Pro stropy do výšky 250cm
šířka 78cm
délka 182cm



Varianta do stěny (není součástí základní sady)

Rozměry:
šířka 201,6 cm
hloubka 228,5 cm
výška 245 cm



Varianta volně stojící na podlaze (není součástí základní sady)

K dispozici jsou i řešení pro jiné výšky stropu. Prosím kontaktujte nás pro konzultaci Vaší instalace Redcord Workstation Professional.

Složení sady Redcord Workstation Professional:



3x Redcord Trainer s akrálními popruhy



1x Redcord AXIS s akrálními popruhy



2x Redcord pánevní popruh



2x Redcord terapeutický popruh



1x Redcord krční popruh



2x Redcord akrální popruhy s uchycem (Power Grip)



2x Redcord elastické lano černé 30 a 60 cm



2x Redcord elastické lano červené 30 a 60 cm



2x Redcord pevné lano 30 a 60 cm



1x Redcord lano 5 m



1x Redcord válec 15x50 cm



2x Redcord balanční podložka



1x Redcord AXIS zásek lan



1x montážní sada AXIS



1x montážní sada Trainer



1x Redcord věšák lan a popruhů



Plakát se cviky Redcord Manuál pro uživatele



Plakát se cviky Redcord AXIS Manuál pro uživatele



1x Redcord uvolňovač lan



CE Redcord Workstation je vyvinut v souladu s nezbytnými podmínkami pro zdravotní prostředky. (řída 1, směrnice 1)



Redcord Workstation Professional se třemi traverzami je výborně vybavenou sadou pro práci fyzioterapeuta. Svými komponentami umožňuje cvičení v neomezeném množství pozic včetně zatížení plnou vahou těla. Je jedinečnou výbavou pro aplikaci léčebné metody **Neurac®**.

Neurac® je léčebná metoda pro akutní a chronické muskuloskeletální bolesti a dysfunkce. Fyzioterapeut může pomocí této výbavy provádět široké spektrum **Neurac®** pozic pro testování slabých článků pohybového aparátu a sledovat správnost provedení cviků s jednoduchou korekcí prováděných pohybů při zajištěné bezpečnosti pacienta.

Redcord stropní posuvná konstrukce je součástí sady Redcord Workstation Professional a umožňuje posouvání třech umístěných traverz a tím individuální dávkování zátěže pro pacienta. Je vyrobena z kvalitních komponent v moderním designu a dostatečnou pevností pro případné využití vibrace, která je též součástí metody **Neurac®**. Součástí sady je i aparát **Axis**, který umožňuje bezkonkurenční výhodu oproti ostatním systémům a tou jsou rotační pohyby s přesně dávkovanou obtížností, zátěží i místem aplikace. Velkou výhodou systému je jeho snadné ovládání a možnosti velmi jemných změn v nastavení pozic, což lze dělat téměř plynule díky snadnému zasekávání ovládacích lan.

Ideálním vybavením pro skupinové cvičení jsou sady **Redcord Active Pro Plus**, které umožňují variabilitu pro cvičení ve skupině a jsou zároveň velmi dobře vybaveny. Sady též obsahují systém **Axis** určený pro rotaci. V kombinaci s aparátem sady **Redcord Active Pro Plus** umožňují kvalitní trénink vrcholovým sportovcům dle jejich individuálních potřeb a kondičních schopností. Trénink v uvedeném vybavení je možné zaměřit jak na rozvoj funkčních silových parametrů, tak na cvičení kardiovaskulárního aparátu.



- Redcord Workstation Professional je jediné zařízení určené k aplikaci léčebné metody Neurac (léčebná metoda zaměřená na obnovu neuromuskulární funkce).
- Snadno nastavitelné posuvné traversy na stropní posuvné konstrukci. (ovládají se pohybem paže a jediným pohybem dojde k zaseknutí lana a tím je traverza bezpečně zastavena proti posunutí).
- Tento mechanismus umožňuje posunutí suspenčního bodu, což je jeden ze způsobů dávkování zátěže v otevřených i uzavřených řetězcích. Během terapie lze tedy posunutí plynule provádět a terapeut nemusí posunovat pacienta nebo zdržovat terapii uvazováním lan jak je tomu u jiných zařízení.
- Tři traverzy jsou dostatečné pro zavěšení celého těla a aplikaci léčebné metody Neurac, která je systematicky vyučována pro všechny terapeuty, kteří s Redcordem pracují.
- Celková nosnost zařízení i jeho částí je na každé z nich vyznačena.
- Systém slouží ke cvičení uzavřených i otevřených řetězců (cvičení s přenosem váhy těla).
- Přesné, jemné a plynulé dávkování zátěže pomocí popruhů a elastických lan (ty lze použít ke cvičení proti odporu, ale též jako dopomoc, tedy nadlehčení klienta). Výhodou je, že dopomoc není pasivní, ale za současné pohybové funkce klienta – což je pro řízení pohybu zásadní výhoda oproti pasivním pohybům).
- Konstrukce a stabilita stropní posuvné konstrukce počítá s využitím přístroje Redcord Stimula, který se v rámci Neurac běžně používá (aplikace vibrací).
- Všechny komponenty jsou označeny značkou Medical Device.
- Zařízení umožňuje aplikovat rotační pohyby v každé z pozic současně s uzavřenými kinetickými řetězci a to pro každou část těla (tedy i pro i krční páteř). Rotační pohyby jsou prováděny v Redcord Axis, který je součástí Redcord Workstation Professional pomocí kladek, s velmi nízkým třením, takže není znemožňován plynulý pohyb.
- Rotační cvičení lze provádět na zádech, boku i na břiše a to v případě terapie pánve i krční páteře.
- Výhodou je plynulé nastavení výšky popruhu ovládacími lany, která vycházejí z aparátu Redcord.
- Redcord Workstation Professional je diagnostické i terapeutické zařízení. Správným využitím diagnostikujeme deficit v myofasciálních zřetěženích a též lze diagnostikovat deficit v lokální motorické kontrole.
- Nejedná se tedy o závěsné zařízení sloužící pro cvičení v odlehčení - to je pouze jedna z jeho možností!!!
- Výhodou je kvalitní provedení detailů popruhů i lan, kvalitních záseků a odolných materiálů popruhů i lan.
- Aparáty Redcord se dají využít po sundání z Redcord Workstation konstrukce pro cvičení skupinky třech klientů.

Výhoda práce s Redcord®

Redcord® Workstation Professional



- Lze zavěsit jakéhokoliv klienta a nadávkovat pro něj jeho osobní obtížnost prováděných cviků a to na kterékoliv části těla.
- Systém lze využít u klientů chronických i pooperačních.
- Stimula – využití vibrací a jejich efekt na pohybový aparát. Redcord Stimula se využívá dle nastavené intenzity a frekvence dle indikací k terapii. Může mít efekt pro utlumení bolesti i stimulační efekt pro svalové vlákno. Dle klinických zkušeností významně přispívá k urychlení efektu terapie.



NEURAC®

CERTIFIKOVANÝ KURZ DLE ZÁKONA Č. 96/2004 SB., O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

Osvojíte si vědecké základy metody Neurac, biomechanické principy cvičení v závěsném systému Redcord, neuromuskulární kontrolu, psychologii bolesti ve vztahu k muskuloskeletální dysfunkci, diagnostiku a léčbu Neurac k nápravě slabých článků, snížení bolesti, obnovení rozsahu a zlepšení pohybových vzorů, Neurac klinické uvažování, Neurac testy lokální motorické kontroly i myofasciálních zřetězení k odhalení dysbalancí a dysfunkcí, komunikace s klientem, využití vibrace pro jednotlivé deficity a aplikace vibračního zařízení do lan. Tyto znalosti jsou vrcholem současného výzkumu.



- **Neurac část 1 (3 dny, 21 hodin)**
- **Neurac část 2 (7 hodin denně)**
- **Neurac část 3 (3 dny, 21 hodin)**

Akce	Datum	Místo	Cena (vč. DPH)
Neurac 3	27. – 29. 1. 2021	Redpoint Clinic CZ Hradec Králové	22 000 Kč
Neurac 1	3. – 5. 3. 2021	Redpoint Clinic CZ Hradec Králové	12 000 Kč
Neurac 1	2. – 4. 6. 2021	Redpoint Clinic CZ Praha	12 000 Kč
Neurac 1	15. – 17. 9. 2021	Redpoint Clinic CZ Praha	12 000 Kč
Neurac 2 Lower Body	18. – 19. 5. 2021	Redpoint Clinic CZ Hradec Králové	7 400 Kč
Neurac 2 Upper Body	20. – 21. 5. 2021	Redpoint Clinic CZ Hradec Králové	7 400 Kč
Neurac 2 Lower Body	5. – 6. 10. 2021	Redpoint Clinic CZ Hradec Králové	7 400 Kč
Neurac 2 Upper Body	7. – 8. 10. 2021	Redpoint Clinic CZ Hradec Králové	7 400 Kč
Neurac 2 Vibrace	18. – 19. 11. 2021	Redpoint Clinic CZ Hradec Králové	7 400 Kč
Neurac 2 Kompletní kurz Zvýhodněný balíček	Květen – Listopad 2021 Říjen – Listopad 2021	Redpoint Clinic CZ Hradec Králové	21 200 Kč
Neurac 3	Leden 2022	Redpoint Clinic CZ Hradec Králové	22 000 Kč

Zvýhodnění:

- **10 % množstevní sleva** – při objednání min. 4 účastníků najednou na stejnou část kurzu

<https://obchod.redcord.cz>

REDCORD® ACTIVE

Kurzy pro osobní a sportovní trenéry. Základem kurzu je teorie neuromuskulární kontroly, stabilita trupu a funkční síla, principy dávkování zátěže pro cvičení v závěsných aparátech, široká škála cviků pro různá svalová zřetězení trupu, horních i dolních končetin, základní cviky v závěsu zaměřené na kontrolu rotačních pohybů, zvyšování jejich obtížnosti s přidáním pohybovými vzory ve všech rovinách, dávkování funkčního tréninku pro zlepšení "CORE", Multisuspension exercise - cvičení v labilním prostředí se zcela zavěšeným tělem (4 závěsné body)



- **Redcord Active Intro (2 dny, 14 hodin)**
- **Redcord Active Advanced (2 dny, 14 hodin)**

Akce	Datum	Místo	Cena (vč. DPH)
Redcord Active Intro	6. – 7. 5. 2021	Redpoint Clinic CZ Praha	7 400 Kč
Redcord Active Advanced	2. – 3. 9. 2021	Redpoint Clinic CZ Hradec Králové	7 400 Kč

WORKSHOPY, KONFERENCE

Workshopy pro fyzioterapeuty zaměřené na prohloubení znalostí a dovedností práce s labilním prostředím, principy třetí ruky, uvedení do klinické diagnostiky Neurac, vstupní vyšetření a podobně. Sledujte detailní program na obchod.redcord.cz.

Délka workshopu je 3 hodiny.



Akce	Datum	Místo	Cena (vč. DPH)
Příprava na Neurac 3 Workshop	7. 1. 2021 8:00 – 16:00	Redpoint Clinic CZ Praha	2 900 Kč
Úvod do metody Neurac Workshop	8. 4. 2021 13:00 – 16:00	Redpoint Clinic CZ Praha	1 200 Kč
Klinická diagnostika Neurac Workshop	29. 4. 2021 13:00 – 16:00	Redpoint Clinic CZ Praha	1 200 Kč
Princip třetí ruky v systému Redcord Workshop	17. 6. 2021 13:00 – 16:00	Redpoint Clinic CZ Praha	1 200 Kč
Neurac z pohledu lékaře ucelený fyzioterapeutický přístup	9. 9. 2021 13:00 – 16:00	Redpoint Clinic CZ Praha	1 200 Kč
Úvod do metody Neurac Workshop	14. 10. 2021 13:00 – 16:00	Redpoint Clinic CZ Praha	1 200 Kč
Klinická diagnostika Neurac Workshop	26. 10. 2021 13:00 – 16:00	Redpoint Clinic CZ Praha	1 200 Kč

Zvýhodnění:

- **10 % množstevní sleva** – při objednání min. 4 účastníků najednou na stejnou část kurzu

<https://obchod.redcord.cz>