

SMLOUVA O VÝPŮJČCE**CMI s.r.o.**

se sídlem: Ke dvoru 858/27, 160 00 Praha 6
IČ: 47117320
DIČ: CZ47117320
zastoupená: [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12464
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „půjčitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: MUDr. Alešem Chodackim, generálním ředitelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba za odbor obslužných klinických činností: [REDACTED]
kontaktní osoba za oddělení: [REDACTED]
(dále jen „vypůjčitel“)

spolu uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku

Čl. 1**Předmět smlouvy**

1. Půjčitel na základě této smlouvy přenechává vypůjčitelu následující nezuživatelnou věc: funduskamera Canon [REDACTED] včetně příslušenství, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, a zavazuje se mu umožnit její bezplatné užívání podobu sjednanou v této smlouvě (dále jen „předmět výpůjčky“).
2. Hodnota předmětu výpůjčky je [REDACTED]
3. Předmět výpůjčky půjčitel přenechává vypůjčitelu pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most o.z., oddělení oční kde bude užíván obvyklým způsobem.
4. Půjčitel se zavazuje předat předmět výpůjčky vypůjčitelu nejpozději *do 7 dnů od podpisu smlouvy*. O předání předmětu výpůjčky bude pověřenými zástupci smluvních stran sepsán protokol, jehož stejnopis obdrží obě smluvní strany.

Čl. 2**Vrácení předmětu výpůjčky**

1. Půjčitel přenechává vypůjčitelu předmět výpůjčky *na dobu určitou, a to 19.1. – 19.2.2021*
2. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky půjčitelu vrátit, jakmile ho nebude potřebovat, nejpozději však do výše sjednané doby.
3. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat k užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu půjčitele.
4. Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby, jestliže vypůjčitel neužívá předmět výpůjčky řádně nebo jestliže ho užívá v rozporu s účelem sjednaným touto smlouvou.

5. Vypůjčitel se zavazuje vrátit půjčiteli předmět výpůjčky ve stavu odpovídajícím obvyklému užívání.

Čl. 3. Užívání předmětu výpůjčky

1. Půjčitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vypůjčiteli předá předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k účelu sjednanému touto smlouvou a vypůjčitel se zavazuje ho řádně užívat v souladu se sjednaným účelem, a chránit ho před odcizením, poškozením a znehodnocením. Vypůjčitel odpovídá za škodu způsobenou půjčiteli nesplněním této povinnosti.
2. Vypůjčitel hradí běžné náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky i obvyklé náklady na jeho zachování. Je-li k užívání předmětu výpůjčky nutný spotřební materiál, jehož dodavatelem je půjčitel, je spotřební materiál specifikován v příloze č. 2 této smlouvy, Specifikace spotřebního materiálu zároveň obsahuje ceny, které se půjčitel zavazuje garantovat po celou dobu trvání výpůjčky.*
3. Vzniklé vady předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen neprodleně oznámit půjčiteli, který dál zajistí vyřízení reklamace apod.
4. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly jeho technického stavu a za účelem provádění inventarizace.
5. Půjčitel provede případný servis (opravy), periodické kontroly nařízené výrobcem, kalibrace*, validace*, bezpečnostně technické kontroly a revize v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kontroly elektrické bezpečnosti (elektrorevize) dle závazných technických norem, a v případě zařízení se zdroji ionizačního záření zkoušku dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, v průběhu výpůjčky na své náklady.
6. Vypůjčitel se zavazuje, že v případě poškození předmětu výpůjčky uhradí veškeré náklady nutné na jeho opravu.
7. Půjčitel se zavazuje při předání předmětu výpůjčky seznámit zdravotnický personál a určeného pracovníka odboru obsluhujících klinických činností vypůjčitele s návodem k použití, který je nutno při užívání předmětu výpůjčky dodržovat, i se všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při jeho užívání oproti obecně známým pravidlům. Vypůjčitel je povinen uvedený předmět výpůjčky užívat v souladu s návodem k jeho obsluze. O tomto seznámení vystaví půjčitel protokol o proškolení.
8. Půjčitel se zavazuje dodat veškeré doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu výpůjčky (event., které jsou vypůjčitelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že předmět výpůjčky je vyroben v souladu s platnými normami, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů. V případě předmětu výpůjčky, který je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazen jako stanovené měřidlo, nebo předmět výpůjčky je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, půjčitel se zavazuje dodat doklady o prvotní kalibraci či metrologickém ověření.
9. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí připojení do NIS/LIS (nemocničního či laboratorního informačního systému), půjčitel se zavazuje na své náklady připojit předmět výpůjčky do NIS/LIS vypůjčitele vč. případných převodníků. Půjčitel je povinen v průběhu výpůjčky na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků vypůjčitele. Požadavek

na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes [REDACTED]

Čl. 4

Odpovědnost za škodu

1. V případě zničení, ztráty či poškození předmětu výpůjčky se odpovědnost vypůjčitele posuzuje podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu. Za nadměrné opotřebení předmětu výpůjčky odpovídá vypůjčitel jako za poškození.
2. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky nemá žádné skryté vady (právní ani faktické). Pakliže by se během užívání vyskytly a následkem skryté vady došlo ke škodě, odpovídá za ni půjčitel vypůjčiteli dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
3. Půjčitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy předmět výpůjčky nepředal vypůjčiteli ani po domluvě s jeho kontaktní osobou, resp. že ho neumístil na oddělení dle této smlouvy. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky do doby podpisu smlouvy nepřevzít. Smluvní strany si jsou vědomy toho, že bude – li předmět výpůjčky umístěn u vypůjčitele na oddělení před podpisem této smlouvy, není případná odpovědnost za škodu vzniklá v souvislosti s použitím předmětu výpůjčky kryta pojištěním z odpovědnosti vypůjčitele a půjčitel se zavazuje k náhradě škody takto vzniklé.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
3. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vez znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou hodnoty předmětu výpůjčky.
4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv, zašle správci registru smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv vypůjčitel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla poskytnuta správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
5. Plnění předmětu smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
6. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá smluvní strana jeden stejnopis.
7. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí posledním dnem téhož měsíce.
8. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat pouze písemnou formou.
9. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1. specifikace předmětu výpůjčky*
- 2. specifikace spotřebního materiálu*

Canon



Digitální sítnicová kamera

Canon
Digitální sítnicová kamera
Model CR-1

Mimořádná všestrannost

Mnohostranný

je mydriatická sítnicová kamera s plnou nemydriatickou funkcí. Kromě barevného snímání je zařízení vybaveno vysoce kvalitními optickými filtry poskytujícími snímky FLUO, bez červené, kobaltové a dokonce i snímání FAF.

Pouhým stisknutím tlačítka lze změnit zařízení na NM kameru. Nemydriatický režim je nezbytný u pacientů bez dilatace, např. při podezření na zelený zákal. Děti a pacienti citliví na světlo také pocítí výhody neinvazivního infračerveného pozorovacího světla.

Všechny režimy snímání lze provádět v režimu MYD i NON MYD. To poskytuje výjimečnou všestrannost a umožňuje diagnózu, vyšetřování a monitorování všech hlavních očních chorob.



Režim MYD

Pozorování hledáčkem
Viditelné pozorovací světlo




Režim NON MYD

Pozorování pomocí obrazovky EOS
Neviditelné IR pozorovací světlo



Specializovaná kamera EOS

Společnost Canon využila své odborné znalosti v oblasti technologie digitálních kamer k vytvoření jedinečné digitální kamery EOS specializující se na oční snímkování: plně integrovanou s funkcemi zařízení a která zajišťuje snadné pořizování snímků.




Polohovatelná LCD obrazovka

Zajišťuje ergonomické pozorování.



Externí monitor

Infračervený pozorovaný obraz na obrazovce EOS lze prohlížet na větším externím monitoru v plném HD rozlišení. Jednoduše připojte kabel HDMI k EOS.



Snadné pohybování a naklápění

Při vyšetřování s překážkami (šedý zákal, krvácení do sklivce) a při snímání periferní sítnice lze snadno vytvářet velké mozaikové snímky.



Snadná obsluha

Kompaktní zařízení

Pro maximální interakci s pacientem. Snadná kontrola pacienta.



Krátká dosahová vzdálenost umožňuje snadné otevření pacientova víčka.




Motorizované filtry; snadno se ovládají a jsou chráněny před prachem.

Motorizovaná opěrka brady umožňuje snadné nastavení.



Automaticky optimalizovaná intenzita blesku

Zařízení je vybaveno automaticky optimalizovanou intenzitou blesku, přizpůsobenou různým režimům snímání a nastavení ISO. Dokáže automaticky vybrat jedno ze 168 možných nastavení blesku.




Široké množství režimů snímkování

Důmyslné optické filtry zajišťující nejvyšší kvalitu obrazu


Všechny režimy snímkování jsou k dispozici v režimu MYD i NON-MYD.




Barevný
Základní stav




Kobaltový
Vizualizace
vrstvy nervových
vláken, důležité
při kontrole na
zelený zákal



Fluo
Kontrola průchodu sítnice,
zda neobsahuje okluze či
úniky




Bez červené
Užitečné při
kontrole stavu
krevních cév,
důležité ke zjištění
diabetické
retinopatie




FAF
Snímkování FAF kvůli diagnostice onemocnění sítnice je relativně nová diagnostická technika, která poskytuje více informací o stavu epitelu sítnicového pigmentu. Ukázalo se, že FAF je velmi užitečný při včasné detekci věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), jedné z hlavních příčin zrakového poškození. Nedávné studie naznačují, že snímkování FAF může také napomoci při diagnostikování řady dalších nemocí a dokonce i detekci nitroočních nádorů.


Diabetická retinopatie



Okluze



VPMD




Jedinečná kvalita obrazu



Specializovaná 24megapixelová kamera EOS

Vlastní technologie kamery EOS od společnosti Canon se svými renomovanými schopnostmi zachycení obrazu je přizpůsobena výhradně pro síťnicové kamery Canon a poskytuje optimální zobrazení sítnice.



Potlačení neprůhlednosti Canon





Při pořizování snímků sítnice může neprůhlednost oka způsobit několik problémů. Nástroj pro potlačení neprůhlednosti Canon je jedinečný důmyslný softwarový nástroj, který na základě informací ze snímače CMOS kamery EOS do značné míry potlačí dopad neprůhlednosti oka na barevné snímky.

Neprůhlednost oka

- Rozptýl světla způsobí, že okraje krevních cév na snímku jsou rozmazané.
- Rozdíl v jasů sítnice se sníží, což zhorší rozlišování mezi strukturami.
- Oko při šedém zákalu způsobí, že snímky vypadají žlutě.

S potlačením neprůhlednosti Canon

- Obnoví se původní jas a barva sítnice.
- Krevní cévy budou vypadat mnohem jasněji.




Díky funkci Potlačení neprůhlednosti Canon (COS) bude efekt neprůhlednosti oka do značné míry potlačen: dříve nevhodné snímky nyní mohou poskytnout zásadní klinické informace.

Odborný program RX k sítnicové kameře společnosti Canon

RX


Nová softwarová platforma k sítnicovým kamerám a OCT.
Navrženo pro bezproblémovou integraci a propojení se
systémy správy pacientů.



Velmi intuitivní uživatelské
rozhraní




Porovnejte obě oči nebo
výsledky z různých dob




Sledujte průběh; vyberte až
5 minulých vyšetření


Rozsáhlé programové nástroje




Záporné vytlačení
Krevní cévy vyniknou.




Kladné vytlačení
Slepá skvrna vynikne.




Inverze
Invertuje barvu snímku pro usnadnění diagnostiky.




Překrytí
Překryje 2 snímky, čímž vyniknou rozdíly a změny v patologii.




Anotace
Přidání obrazců a textů k zachycenému snímku.



Měření pohárku/skvrny
Měří papilární oblast optického nervu.



Funkce lupy
Pomáhá při diagnostice.



Funkce mozaiky
Lze zkombinovat až 20 snímků (volitelná funkce).

Odborný program RX k sítnicové kameře společnosti Canon

RX

Samostatná konfigurace

Vše v jednom systému. Snímání, prohlížení a databáze.



Snímání RX

- Snímání
- Přezkoumání a oznámení
- Databáze a archiv

Prohlížeč RX

- Přezkoumání
- Oznámení

Volitelné

Prohlížeče RX lze připojit přes síť a mohou přistupovat k databázi zařízení.


Do databáze mají přístup až 2 prohlížeče RX současně.

Samostatnou konfigurací lze zařízení CX-1 přidat k OCT společnosti Canon a sdílet s ním stejný počítač a databázi. Výsledky analýzy obou zařízení lze spojit do jedné zprávy.



Konfigurace sítě

Se serverem RX lze propojit až 5 systémů s maximálně 10 souběžnými prohlížeči.




Server RX a prohlížeče RX je třeba zakoupit zvlášť.

Bezproblémová integrace se systémy správy pacientů


RX

Program RX společnosti Canon může automaticky spustit program pro správu pacientů u vybraného pacienta a naopak. (rozhraní příkazového řádku)

Program třetí strany může spustit program RX společnosti Canon.



Program RX společnosti Canon může spustit program třetí strany.




Všestranné možnosti zadávání dat pacientů poskytují optimální integraci

- ruční zadávání dat
- import seznamu ze systému správy ordinace
- použití pracovního seznamu Modality (v prostředí DICOM)

Import snímků

Importujte snímky z jiných zařízení a uložte je do databáze spolu s dalšími informacemi o diagnostice pacientů.



DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine

Program RX je plně kompatibilní s platformou DICOM.

Technické parametry

Rozměry	Š 320 x H 531 x V 577 mm, 26 kg	Nastavení ostření	dělicí čáry
Úhel pohledu	MYD: 50 stupňů, Non-Myd: 45 stupňů Dvojitě zvětšení (digitální)	Pracovní vzdálenost	nastavení reflexních bodů rohovky
Minimální velikost zornice	Myd: ø 5,1 mm (režim SP ø 4,3 mm) Non-Myd: ø 4,3 mm (režim SP ø 3,8 mm)	Pohybování a naklápění	naklápění o 30 stupňů doleva i doprava rozsah 15 stupňů nahoru, 10 stupňů dolů
Pracovní vzdálenost	35 mm	Zdroje světla	xenonová výbojka při snímkování halogenová lampa při pozorování (režim Myd) IR LED dioda při pozorování (režim Non-Myd)
Režimy snímkování	barevný, FA, bez červené, kobaltový a FAF	Způsob fixace	externí interní diodová bodová matice při režimu Non-Myd (70 bodů) interní způsob fixace při režimu Myd (volitelné)
Připojená kamera	specializovaná digitální kamera EOS (24megapixelová u aktuálního modelu) Výstup HDMI pro externí monitor Rozlišení Full HD	Doplňkové příslušenství	stereo jednotka SU-1 interní fixace očí (CX-IF) papír k opěrce na bradu (500 kusů)
Úroveň blesku	168 stupňů		
Pacientovy dioptrie	-31D ~ -7D, -10D ~ +15D (standardní) kompenzace +11D ~ +33D		

zář prodávce