

FOTODOKUMENTACE

**Nabízeného testu „SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette“
v rámci veřejné zakázky „21-7.1.2 DNS - Antigenní testy pro MŠMT“**

7.5.2021


BOX – vrchní část




BOX – levý bok




BOX – pravý bok



BOX – přední a zadní bok (identické)



25x Testovací kazeta




Sáček č.1: 25x Extrakční činidlo




Sáček č.2: 25x Sterilní výtěrová tyčinka



Sáček č.3: 25x Extrakční zkumavka



1x Pracovní stanice



1x oboustranně potištěný příbalový leták A4

SEJOY SARS-CoV-2 Antigen Rapid test Cassette

Postup testování:

- Otevřete lahvičku s roztokem otočením horního křídlíka.
- Nakapejte celý roztok do zkumavky.
- Vyjměte výtěrovou tyčinku z balení a nedotýkejte se její špičky!
- Vložte výtěrovou tyčinku do jedné nosní díry, 1-2 cm hluboko.
- Otáčejte s výtěrovou tyčinkou v kruhovém pohybu okolo celé vnitřní strany nosní díry. Toto zopakujte 5x.
- Výtěrovou tyčinku vložte do zkumavky s roztokem a 10 vteřin s ní ve zkumavce otáčejte.
- Zkumavku při vydávání výtěrové tyčinky stlačte, aby z ní vytéklo co nejvíce tekutiny do zkumavky.
- Na zkumavku nasajte špičku s kapátkem.
- Otevřete sáček s testovací kazetou.
- Ze zkumavky nakapejte 2 kapky roztoku do janky testovací kazety.
- Do 20 minut uvidíte výsledek testu.

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK

Ukáže-li test negativní výsledek, může se testovaný dále účastnit výuky bez omezení.

POZITIVNÍ VÝSLEDEK

Pokud test ukáže pozitivní výsledek, musí být testovaný neprodleně separován v jiné místnosti a veškeré plochy, části nábytku i věci, kterých se testovaný mohl dotýkat, musí být ihned ošetřeny dezinfekčními prostředky.

Neplatný výsledek

Interpretace výsledku testu:

- Negativní výsledek: [obrázky]
- Pozitivní výsledek: [obrázky]
- Neplatný výsledek: [obrázky]

www.targo-promotion.com

SEJOY SARS-CoV-2 Antigen Rapid test Cassette
 Pro další informace o výrobku, včetně seznamu distribučních míst, kontaktujte distributora nebo výrobce.
 Výrobce: SEJOY, s.r.o. | Adresa: ...
 Datum vydání: ...

NEBEZPEČNOSTI: ...
POUŽITÍ: ...
SKLADBA: ...
ROZSAH: ...
STAVBA: ...
POUŽITÍ: ...
SKLADBA: ...
ROZSAH: ...
STAVBA: ...

CE **CE** **CE**

KOMPLETNÍ BALENÍ

