

Elektrické zvedáky pro imobilní pacienty včetně příslušenství

Typ zboží	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Zvedák elektrický ROM:60100002 EVA450EE	2 ks	49 994,00 Kč	99 988,00 Kč
Závěsná váha ROM:7010002 MHS2500	2 ks	42 200,00 Kč	84 400,00 Kč
Tyč ke zvedáku ROM:70200002 SlingBar M	2 ks	5 175,00 Kč	10 350,00 Kč
Vak závěsný ke zvedáku vel. L ROM:40852007 voděodolný	2 ks	4 897,50 Kč	9 795,00 Kč
Vak závěsný ke zvedáku vel. XL ROM:40852008 voděodolný	2 ks	5 039,25 Kč	10 078,50 Kč
Vak závěsný ke zvedáku vel. XXL ROM:40852009 voděodolný	2 ks	7 362,00 Kč	14 724,00 Kč
Cena za všechny položky celkem bez DPH			229 335,50 Kč

Specifikace elektrických zvedáků + Specifikace tyč ke zvedáku

- Elektrický mobilní zvedák
- Ke zvedání osob v poloze vsedě nebo vleže
- Možnost zvedání osob ze země (při pádu)
- Zvedák do hmotnosti osoby 200 kg
- Zapouzdřená dvojitá kolečka (proti prachu a jiným nečistotám), která zajišťují pohyb i na měkčím povrchu.
- Nouzový vypínač, spouštění ruční i elektrické
- Nastavitelná rukojeť
- Vestavěné nabíjení
- Baterie s dlouhou dobu životnosti, min. 1,5 hod přerušovaného provozu
- Elektrické i ruční nouzové spouštění
- Sloup nastavitelný na tři výškové polohy
- Lehká konstrukce
- Elektrické nastavení šířky podvozku
- Závěsná tyč šířka min. 450 mm

Specifikace závěsné váhy


- Váha je určena ke zjištění hmotnosti zvedaných osob
- Lze ji připojit k mobilním i stropním zvedákům
- Váží do min. 250 kg

Specifikace závěsný vak ke zvedáku vel. L-XXL

- Závěsný vak kompatibilní se zvedákem
- Voděodolný
- Vak poskytuje oporu od podkolenních jamek až k hlavě
- Pro použití v případech vyžadujících zvláštní oporu
- Lze snadno udržovat praním nebo čištěním

Mobilní zvedák


Eva 450EE SystemRoMedic



Katalogové číslo zvedáku: ROM:60100002
Katalogové číslo váhy: ROM:70100002

Příslušenství - váha:

Váha je určena ke zjištění hmotnosti zvedaných osob. Lze jí připojit k mobilním i stropním zvedákům. Váží v rozmezí 4–300 kg.



Elektrický mobilní zvedák EVA450EE byl vyvinut tak, aby spolu s vhodným příslušenstvím splňoval většinu požadavků na zvedání imobilních osob a to v poloze vsedě i vleže. Možnost zvednutí osoby i po pádu na zem. Zvedák je vyroben převážně z hliníku, a proto je relativně lehký (34 kg) a snadno ovladatelný.

Specifikace a technické informace:

- Zvedací rychlost:** 35 mm/s bez zatížení, 29 mm/s se zatížením
- Zvedací výška:** 55-179 cm
- Baterie:** dvě 12V, 4.5 Ah elektronicky řízené, zapouzdřené olověné akumulátory (baterie gelového typu)
- Nabíječka:** Max. 400 mA
- Pohon (sloup):** DC 24 V, 5 A, IP X4. Provozní doba: 15% při maximálním nepřetržitém chodu po dobu 2 minut, maximálně 5 spínacích cyklů za minutu. Tlak: 10 000N
- Pohon (podvozek):** 24 V, 5 A, IP X4. Provozní doba: 15% při maximálním nepřetržitém chodu po dobu 2 minut, maximálně 5 spínacích cyklů za minutu. Tlak: 1 000N
- Hladina hluku:** se zátěží: nahoru: 74,7 dB(A), dolů: 52.6 dB(A). Ovládací síla pro ruční ovládání: 1,5N
- Materiál:** hliník
- Nouzové spouštění:** mechanické a elektrické
- Kolečka:** 4", 100 mm
- Hmotnost:** 34 kg
- Nosnost:** 205 kg
- Třída ochrany:** IP 43



BasicSling

Vak poskytuje oporu od podkolenních jamek až k ramenům. Je navržen pro použití ve většině zvedacích situací.



HighBackSling

Vak poskytuje oporu od podkolenních jamek až k hlavě. Je navržen pro použití v případech vyžadujících zvláštní oporu.



FlexibleSling

Vak poskytuje oporu od podkolenních jamek až k hlavě. Je navržen, aby se plně přizpůsobil tvaru těla a zároveň zajistil dostatečnou podporu.



ClassicSling

Vak poskytuje oporu od podkolenních jamek až k ramenům. Je navržen pro použití ve většině zvedacích situací.



HygieneSling

Vak poskytuje oporu pod nohami a pod rameny. Je snadno aplikovatelný a určen pro použití v souvislosti s návštěvou toalety.



HygieneHBSling

Vak nabízí zvýšenou oporu pro záda, krk a hlavu. Poloha uživatele ve vaku je více vzpřímená než u vaku HygieneSling. Je snadno aplikovatelný a určen pro použití v souvislosti s návštěvou toalety.



DisposableSling

Vak je určen pro osoby s infekčním rizikem. Zajišťuje optimální hygienické podmínky. Ideální pro zvedání z podlahy.



WalkingVest

Vesta pro bezpečný nácvik chůze, pro dospělé i děti.

Upozornění: nelze využívat při nainstalované váze.

Údržba a očista závěsných vaků: Vaky jsou zhotoveny z pevných a odolných syntetických materiálů, které lze snadno udržovat praním nebo čištěním. Podrobné informace v návodu na použití.

Vyžádejte si podrobnější informace nebo návštěvu obchodního zástupce

MSM, spol. s r. o., výhradní distributor výrobků RoMedic pro ČR, Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram, tel.: 318 620 603, fax: 318 635 213, e-mail: msm@msmgroup.eu, www.msmgroup.eu