

OBJEDNÁVKA č. 2/2022
Č.j.KRPS-25250-5/ČJ-2022-0100MT-VZ

PCR01ETRpo139848329

Uzavřena dle § 1746 odst. 2, zákona č. 89 / 2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění



Kupující :
Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
Zastoupené : Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO : 75151481, DIČ : CZ75151481

Prodávající :

Jméno : SEQme s.r.o.
Adresa : Dlouhá 176
PSČ : 26301 **Město : Dobruška**
IČ : 24312819 **DIČ : CZ24312819**
Vyřizuje : P.
Telefon : Mail :

Fakturace na adresu :

Jméno : Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Adresa : Na Baních 1535
PSČ : 156 00 **Město : Praha 5 - Zbraslav**
75151481 DIČ : CZ75151481
Vyřizuje :
Telefon : Mobil :

Počet	Jedn.	Název materiálu	Typ	Cena za jedn. bez DPH	Cena za jedn. vč. DPH (21%)	CELKEM vč. DPH (21%)
1	ks	Diagnostika a oprava genetického analyzátoru Applied Biosystems 3500 HID	IP - 3500	71 600,00 Kč	86 636,00 Kč	86 636,00 Kč
					0,00 Kč	
		Zpracováno na základě nabídky ze dne 28.1.2022, č. 22NA022			0,00 Kč	
					0,00 Kč	
					0,00 Kč	
		Cena je obvyklá v místě plnění, předběžná, vč. DPH a dopravy.				
Celkem bez DPH				71 600,00 Kč	Celkem s DPH	86 636,00 Kč

Podrobnosti platby :

Bankovní spojení : Česká národní banka
Útvar - pobočka : Praha 1
Kód banky : 0710
Číslo účtu : 507432881.
Naše IČO : 75151481

Způsob zadání zakázky :

dle § 27 a 31
zákona č. 134/2016
o zadávání veřejných zakázek VZMRI

Datum dodání :

Do 30-ti dnů od obdržení objednávky

Adresa dodávky :

PČR KRPS - Odbor kriminalistické techniky a expertiz
Vašíčkova 3081
27204 Kladno 4.
kontakt. os.: Johana Hlavatá

Datum : 28. leden 2022

Způsob úhrady : převodním příkazem

Účtujte : fakturou s DPH

Způsob dopravy : prodávajícím

Kupující : KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÝHO KRAJE
V Praze dne : ODBOR SPRÁV
ODDĚLENÍ MATERIÁLŮ
Razítko a podpis : Jind.

Prodávající : SEQme
V Praze dne : 1.2.2022 Dlouhá 176, CZ-263
IČ 24312819, DIČ
Razítko a podpis : www.seqme.eu

31-01-2022

Poznámky / připomínky :

Platba po dodání kompletní dodávky objednaného zboží, splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícím.
Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. Platební podmínky, sankce a záruční podmínky jsou řízeny obecně platnými právními předpisy.
Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky! Tato objednávka nabývá účinnosti až po zveřejnění v registru smluv a přidělení SSD, (systém správy dokumentů).

CENOVÁ NABÍDKA

Odběratel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 - Zbraslav DIČ: CZ75151481 IČ: 75151481		Příjemce: PČR KRPS - odb.krim. techn. a expertiz Oddělení MTZ Johana Hlavatá Vašíčkova 3081 272 04 Kladno 4 Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Dodavatel: SEQme s.r.o. Dlouhá 176 263 01 Dobříš Česká republika IČ: 24312819 DIČ: CZ24312819 E-mail: [REDACTED]
Nabídka č.: 22NA022 Datum zápisu: 26.01.2022 Platno do: 26.02.2022			

NABÍDKA NA PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU GENETICKÝCH ANALYZÁTORŮ APPLIED BIOSYSTEMS - model 3500 HID.

Pro potřeby inspekční prohlídky doporučujeme, aby laboratoř měla k datu servisní prohlídky k dispozici náhradní spotřební materiál a reagentie (náhradní kapiláru, čerstvý polymer, pufr apod.). V závislosti na stavu přístroje může být nutná jejich výměna (po dohodě se servisním technikem během prohlídky).

Pro inspekční prohlídku přístrojů ABI3500/xl je zapotřebí mít k dispozici alespoň jedno (lépe dvě) balení Conditioning reagent (není součástí nabídky, není-li uvedeno níže).

V rámci inspekční prohlídky provede servisní technik spektrální kalibrace pro nejvýše dvě barevné sady (Z a G5), není-li dohodnuto jinak.

Upozorňujeme, že je-li k datu provedení preventivního servisu překročeno datum expirace používaných reagentií, zejména pak separačního polymeru, nelze provést proceduru IPV (ověření funkčnosti přístroje). V takovém případě bude provedena pouze vlastní inspekční prohlídka (OQ/PQ) přístroje.

Nabídka zahrnuje:

- diagnostiku závady a instalaci SW Data Collection
- provedení pravidelné inspekční prohlídky přístroje ABI 3500 HID vč. ověření jeho funkčnosti

Kód	Popis	Množství
IP-3500	Instrument inspection and OQ/PQ/IPV - 3500 Genetic Analyzer	1 x
IPV	Instrument Performance Verification - OQ/PQ/IPV - All sequencers	1 x
JOB	Labour costs, price per hour, diagnostika závady, instalace SW DC	8 h
Součet položek		71 600,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH		Kč 71 600,00

Podrobný popis servisních úkonů, které jsou předmětem nabídky, naleznete výše a/nebo v příloze.

Je-li v nabídce uvedena doba servisního zásahu, jedná se o orientační údaj. Skutečná doba trvání servisního zásahu bude uvedena servisním technikem v servisní zprávě. Nabídková cena je nicméně konečná a bude podkladem pro fakturaci, k případnému rozporu mezi dobou servisního zásahu uvedenou v nabídce a servisní zprávě se nepřihlíží!

Nabídková cena zahrnuje náklady na cestovné servisního technika. V případě spojení více servisních zásahů bude účtováno cestovné vždy pouze jednou. Zákazník zajistí pro technika společnosti SEQme parkovací místo zdarma v blízkosti objektu, v němž probíhá servisní zásah, a to po celou dobu trvání zásahu. Pokud bude parkování placené, bude automaticky přefakturováno v plné výši.

Náhradní díly, spotřební materiál, reagentie apod. nejsou zahrnuty v ceně, pokud nejsou výslovně zmíněny výše. V případě, že v rámci servisního zásahu dojde k demontáži vadných dílů, technik společnosti SEQme zajistí zdarma jejich odvoz a likvidaci.

Termín provedení/dodání: Dohodou

Doporučujeme provádění preventivní údržby přístrojů Applied Biosystems® dle potřeb laboratoře, nejméně jedenkrát ročně, a to včetně školení obsluhujícího personálu pro zajištění jeho kvalifikace a efektivního využití přístroje.

Prosíme o uvádění našeho čísla nabídky/zakázky při veškeré korespondenci s námi.

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 195507.

Objednáním našich služeb nebo zboží souhlasíte se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti SEQme s.r.o. v platném znění, které jsou k dispozici na adrese www.seqme.eu.

Applied Biosystems® je registrovaná obchodní známka společnosti ThermoFisher Scientific.

Vystavil:

Email:

Phone:



Prosíme o uvádění našeho čísla nabídky/zakázky při veškeré korespondenci s námi.

Strana 2 dokladu 22NA022

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 195507.
Objednáním našich služeb nebo zboží souhlasíte se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti SEQme s.r.o. v platném znění, které jsou k dispozici na adrese www.seqme.eu.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA GENETICKÝCH ANALYZÁTORŮ APPLIED BIOSYSTEMS®**PODPOROVANÉ PŘÍSTROJE:**

ABI310, ABI100-Avant™, ABI3100, ABI3130, ABI3130xl, ABI3500, ABI3500xl, ABI3500 Dx, ABI3500xl Dx

Doporučujeme provádění preventivní údržby genetických analyzátorů Applied Biosystems® dle potřeb laboratoře, nejméně jedenkrát ročně.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA SESTÁVÁ Z:

- Inspekční prohlídka přístroje (povinná) – prováděná certifikovaným servisním technikem pro zajištění bezproblémového chodu přístroje
- Ověření funkčnosti přístroje (povinná) – kontrola spolehlivosti genetického analyzátoru pomocí instalačních standardů prováděná certifikovaným servisním technikem nebo aplikačním specialistou v souladu s doporučeními „Best practice guidelines CMGS“ (Clinical Molecular Genetics Society) samostatně pro sekvenování a/nebo fragmentační analýzu. IPV slouží mimo jiné i jako průkaz toho, že přístroj je po provedené prohlídce v pořádku, což je demonstrováno analýzou v ceně zahrnutých standardů.
- Školení obsluhy přístroje (volitelné, ale vysoce doporučené) – profesionální školení obsluhujícího personálu pro zajištění jeho kvalifikace a efektivního využití přístroje, vedené certifikovaným aplikačním specialistou

INSPEKČNÍ PROHLÍDKA PŘÍSTROJE:

- Evidenci konfigurace přístroje a vyhodnocovací jednotky
- Aktuální hardware, operační systém vyhodnocovací jednotky, nastavení operačního systému
- Evidenci nainstalovaných software vč. verzí
- Evidence operačního systému a servisního balíčku, řídicího software, vyhodnocovacích programů
- Kontrolu funkčnosti pohyblivých součástí přístroje
- Polymerový subsystém, Automatický podavač vzorků
- Kontrolu funkčnosti všech subsystémů přístroje
- Vysokonapěťový zdroj, vyhřívaná pec, nízkonapěťové parametry vnitřního zdroje, parametry laserového subsystému
- Kontrola nastavení optického subsystému, kontrola funkčnosti a parametrů detekčního subsystému (CCD)
- Vyčištění / propláchnutí
- Vyčištění vnitřních prostor přístroje, vyčištění automatického podavače vzorků
- Propláchnutí polymerové pumpy (ne pro model 310) a polymerového bloku
- Čištění optického systému bez nutnosti nové spektrální kalibrace
- Servisní protokol – Po provedení inspekce je zákazníkovi vystaven protokol obsahující údaje o všech parametrech přístroje včetně případných zjištěných závad.

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI PŘÍSTROJE:

- Ověření funkčnosti přístrojů pro provádění DNA sekvenování - Pomocí sekvenčních standardů výrobce přístroje a za použití standardního protokolu přístroje vhodného pro jeho místní konfiguraci je proveden funkční test s cílem určení celkové délky získané sekvence (Contiguous Read Length – CRL – Nejdelší nepřerušovaný úsek sekvence báží s průměrnou hodnotou ukazatelů kvality / Quality Value; QV20) a její přesnosti. Zjištěné hodnoty jsou porovnány se specifikací výrobce.
- Ověření funkčnosti přístrojů pro provádění fragmentační analýzy - Pomocí instalačního standardu výrobce přístroje pro barevnou sadu DS-33 a za použití standardního protokolu přístroje vhodného pro jeho místní konfiguraci je proveden funkční test s cílem určení i.) Standardní odchylky průměru velikostí detekovaných alelických piků instalačního standardu (ST DEV SIZE) ve všech kapilárách přístroje a ii.) Výšky detekovaných alelických piků (AVERAGE HEIGHT) ve všech kapilárách přístroje. Získané hodnoty jsou porovnány se specifikací výrobce.
- Validační protokol – po provedení ověření funkčnosti přístrojů (IPV) je zákazníkovi vystaven validační protokol.
- Poznámka: Test se provádí v závislosti na požadavcích dané laboratoře, tzn. oba shora uvedené testy lze provést buď najednou a nebo nezávisle na sobě. Ověření funkčnosti přístrojů je prováděno v souladu s metodikou doporučenou jejich výrobcem.

ŠKOLENÍ OBSLUHY PŘÍSTROJE:

- Princip činnosti přístroje, ovládání přístroje – program DataCollection
- Údržba a provozní nároky přístroje, uživatelské kalibrace přístroje, výměna a doplňování spotřebního materiálu
- Balíček programů pro analýzu výsledků – Sequencing Analysis, SeqScape/VariantReporter, GeneMapper
- Řešení základních problémů spojených s provozem přístroje, otázky a odpovědi – obsluha přístroje je za pomoci svých vlastních dat školená s cílem naučit se odhalit příčiny běžných problémů spojených s chodem přístroje
- Certifikát o zaškolení – pro každého účastníka školení je vystaven certifikát o zaškolení do obsluhy přístroje