

IDEXX VetLab Station technická dokumentace



IDEXX VetLab Station je integrovaný komunikační systém pro IDEXX in house analyzátoři

Referenční číslo položky: 99-12857-11; 98-0009323-00 / 98-0004565-00 / 98-19386-01 / 98-19386-00

Podmínky provozu

Typ procesoru:	Intel® Core™ i5 processor
Model procesoru	Intel® Core™ i5-6500 with Intel HD Graphics 530 (3.2 x 23.6Ghz)
Velikost paměti:	4 GB
USB Porty:	Minimálně šest 2.0 a/nebo 3.0 kombinované.
Hard-disk drive (HDD, SSD)	500GB 7200 RPM SATA
Chipset	Intel® H110
Integrovaná grafická karta	Intel® HD Graphics 530
Video Out	VGA Port
Sériové Porty	Minimálně 1
Karta síťového rozhraní	(NIC) On-board
Operační Systém	Windows 10 Professional 64 bit s Windows 7 Professional downgrade právy anebo Windows 7 Professional
Audio Jack	3.5 mm

se sídlem

Klimentská 1216/46 Nové Město, 11000 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka č. 250117

IČ: 04590988, DIČ: CZ04590988

IDEXX číslo účtu

	Electrické Specifikace			Teplota
	Napětí	Proud/ Ampere	Frekvence/ Hertz	Teplota provozu
VetLab Station	110 – 240 VAC	2.0/1.0	50 – 60	15° – 30° C (59° – 86° F)
IVLS obrazovka	100 – 240 VAC	2.0/1.0	50 – 60	

Obousměrná komunikace



Stanice IDEXX VetLab umožňuje bezproblémovou obousměrnou komunikaci s dalšími součástmi ekosystému IDEXX – analyzátoři v ordinaci i systémem VetConnect PLUS.

[Chemický analyzátor Catalyst One](#)

[Hematologický analyzátor ProCyte Dx](#)