

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „konsignatář“

a

Johnson & Johnson, s.r.o

se sídlem: Walterovo náměstí 329/1, Praha 5 – Jinonice, 158 00

IČ: 41193075

DIČ: CZ41193075

zastoupená: Ing. Michalou Malát, MHA jednatelkou

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 4711.

bankovní spojení: 2001393001/2600; IBAN: CZ2326000000002001393001; SWIFT: CITICZPX

na straně druhé jako „konsignant“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

Smlouva o zřízení a vedení konsignačního skladu

uzavřená dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zahájeného konsignatářem jako veřejným zadavatelem s názvem „**Osteosyntetický materiál pro TRAU pracoviště COS**“ evidenční číslo **VZ-2022-000595**. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou konsignant předložil do zadávacího řízení.

II.

Předmět smlouvy

1. Konsignant touto smlouvou zřizuje v prostorách konsignatáře, specifikovaných v článku II. odst. 2 této smlouvy, konsignační sklad k zajištění zásobování konsignatáře zdravotnickými prostředky, specifikovanými v příloze č. 1, ze kterého je konsignatář oprávněn používat zdravotnické prostředky dle aktuální potřeby.
2. Konsignační sklad se zřizuje na pracovišti Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6 v Olomouci, konkrétně na Traumatologické klinice, ev. č. ~~1101~~ **1101**

III.

Podmínky zřízení a vedení konsignačního skladu

1. Zdravotnické prostředky včetně všech jejich součástí, příslušenství a dokumentace (dále i „zboží“), budou do konsignačního skladu dodávány konsignantem na základě požadavku konsignatáře, a to podle jeho aktuálních provozních potřeb. Požadavky na množství a sortiment zboží budou písemně oznámeny konsignantovi na adresu Walterovo náměstí 329/1, Praha 5 – Jinonice, 158 00 či e-mailem na adresu objednat@ITS.JNJ.com.
2. Konsignant bezplatně uskladní zboží v konsignačním skladu a konsignatář se zavazuje, že poskytne prostor odpovídající podmínkám nutným pro skladování zdravotnických prostředků. Konsignatář je povinen skladovat zboží v konsignačním skladu odděleně od jiného zboží.
3. Konsignant se zavazuje dodávat do konsignačního skladu jen zdravotnické prostředky, jejichž použití bylo řádně schváleno podle příslušných právních předpisů platných na území České republiky.
4. Konsignant se zavazuje dodávat do konsignačního skladu zboží s expirační dobou, která nebude kratší 12 měsíců od dodání zboží do konsignačního skladu.

5. Konsignant se zavazuje dodat zboží do konsignačního skladu dle objednávky konsignatáře v souladu s odstavcem 1. tohoto článku nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vystavení objednávky.
6. Konsignant je povinen vyměnit na žádost konsignatáře zboží, které nebude konsignatářem využíváno za zboží jiného typu či velikosti požadovaný konsignatářem. V případě nedostatku zboží, resp. některého jeho typu či velikosti je konsignant povinen navýšit množství zdravotnických prostředků v konsignačním skladu podle požadavků konsignatáře.
7. Konsignatář je oprávněn požadovat po konsignantovi bezplatnou výměnu zdravotnických prostředků s prošlou expirační dobou.
8. V případě, že konsignant nebude schopen dodat zboží v dohodnutém množství a lhůtách z důvodů spočívajících na straně konsignanta, je tento povinen neprodleně písemně uvědomit konsignatáře o přerušení dodávek. Konsignatář je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a Kupní smlouvou a cenami alternativního dodavatele, uhradí konsignant konsignatáři nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení faktury konsignatářem.
9. Konsignatář po písemné dohodě s konsignantem určí provozovatele konsignačního skladu, který bude zajišťovat příjemku zboží, vydání zboží, apod. Provozovatel, s výslovným souhlasem konsignatáře, uzavře s konsignantem na tuto činnost dohodu o pracovní činnosti. Konsignant je dále povinen zajistit pro provozovatele pojištění odpovědnosti. Veškeré náklady spojené s touto dohodou o provedení pracovní činnosti a s pojištěním provozovatele nese konsignant.
10. Konsignant se prostřednictvím provozovatele zavazuje řádně uskladnit konsignantem dodané zboží v konsignačním skladu na pracovišti specifikovaném v článku II. této smlouvy.
11. Konsignant se prostřednictvím provozovatele zavazuje vést o stavu uloženého zboží skladovou evidenci, která bude zahrnovat pohyby uloženého zboží (výdej ze skladu, dodání do skladu, apod.).
12. Konsignant je prostřednictvím provozovatele povinen vydávat z konsignačního skladu zboží s ohledem na jeho expirační dobu, tedy vždy zboží s nejkratší expirační dobou.
13. Náklady na pojištění zboží v konsignačním skladu pro případ poškození nebo zničení živelnou událostí, a v případě odcizení zboží způsobem, při kterém pachatel překonal překážky chránící věc před odcizením, nese konsignant.
14. Konsignatář souhlasí s tím, aby paní [REDAKCE] [REDAKCE] byla provozovatelem konsignačního skladu.
Email: [REDAKCE] a [REDAKCE] [REDAKCE].

IV.

Výdej zdravotnických prostředků z konsignačního skladu a fakturace

1. Konsignatář se uložením zboží do konsignačního skladu nestává vlastníkem konsignačního zboží. Zboží zůstává až do okamžiku jeho vydání z konsignačního skladu ve vlastnictví konsignanta. Nebezpečí škody na zboží přechází na konsignatáře okamžikem výdeje zboží konsignatáři z konsignačního skladu.

2. Vlastnická práva k dodanému zboží přechází na konsignatáře okamžikem předání zboží z konsignačního skladu a jeho předáním ke spotřebě.
3. Výdej zboží provádí konsignant prostřednictvím provozovatele pouze na základě výdejky. Výdejka musí obsahovat specifikaci zdravotnického prostředku, včetně šarže a doby expirace. Výdejka se vyhotovuje ve třech vyhotoveních jedenkrát pro konsignanta, jedenkrát pro konsignatáře a jedenkrát pro provozovatele. Provozovatel je povinen příslušný stejnopis vyhotovené výdejky bez zbytečného odkladu odeslat konsignantovi a předložit oddělení zásobování konsignatáře.
4. Zboží vydané z konsignačního skladu bude konsignant fakturovat konsignatáři na základě výdejek nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vydání zboží z konsignačního skladu v souladu s Rámcovou kupní smlouvou. Konsignant je povinen faktury zasílat na Sklad zdravotnických prostředků konsignatáře se splatností 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury, nebo v elektronické podobě na email fin@fnol.cz. K faktuře je konsignant povinen připojit kopie výdejek.
5. Konsignant bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy konsignatáře nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

V.

Odpovědnost za vady

1. Zjistí-li konsignatář/provozovatel vadu na zboží uloženém v konsignačním skladě, oznámí ji bez zbytečného odkladu konsignantovi, který je povinen vadný zdravotnický prostředek neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od oznámení, vyměnit za bezvadný.
2. Konsignant se zavazuje přímo vyřizovat reklamace vad zboží i ze strany pacienta, kterému konsignatář vydal zdravotnický prostředek uložený v konsignačním skladu. Reklamací je konsignant povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin.

VI.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu platnosti a účinnosti Kupní smlouvy uzavřené na základě totožného zadávacího řízení.

VII.

Sankce

1. V případě prodloužení konsignanta s dodávkou zboží a s předáním veškerých dokladů v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích, je konsignant povinen zaplatit konsignatáři smluvní pokutu ve výši 0.5 % z ceny z nedodaného zboží za každý den prodloužení.
2. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou nemají vliv na případný nárok na náhradu škody způsobenou porušením smluvní povinnosti.

VIII.

Odstoupení od smlouvy, výpověď

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany konsignanta bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně konsignanta a dále, pokud objem vadného/nedodaného plnění bude odpovídat alespoň 5% celkového objemu dodávky, který je touto smlouvou předpokládán.
2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.
5. Konsignatář je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů. V takovém případě je stanovena dvouměsíční výpovědní doba, která počíná běžet prvního dne následujícího měsíce po dni podání výpovědi druhé smluvní straně.

IX.

Závěrečná ustanovení


1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících.
2. Veškeré skutečnosti výslovně neuvedené v této smlouvě se řídí Kupní smlouvou uzavřenou na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení.
3. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe konsignant převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Pro případ rozporů při výkladu ustanovení této smlouvy se použije výklad pro objednatele příznivější.

4. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní dohodou učinily. Tato smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu.
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Položkový seznam a technická specifikace

V Olomouci dne 24. 10. 2022 V Brně dne 4. 10. 2022



Technická dokumentace

Hřebování pro diafyzární a diametafyzární zlomeniny tibie

možné použít také pro zlomeniny, zasahující do metafýzy a nitrokloubně v oblasti kolenního a hlezenního kloubu

kanylovaný solidní tibiální hřeb, zaváděný po vodícím drátu o průměru 2,5 mm

distální jištění ve 4 totvorech a 3 různých směrech kolmých na osu hřebu

proximální jištění v 5 otvorech a 4 různých směrech kolmých na osu hřebu s možností dynamického zajištění

možnost zablokovat jeden ze dvou šikmých proximálních jisticích šroubů zaslepovací hlavou pro absolutní stabilitu

anatomické zakřivení hřebu, které napomáhá zavádění extrakci hřebu

hřeby dodáváme v Ø 8,0, 9,0, 10,0 a 12,0 mm v délkách 225 mm - 465 mm a to po 15 mm

titan



04.004.243	Expert™ hřeb tibiální Ø 8.0 mm, kanylovaný, délka 315 mm, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.004.246	Expert™ hřeb tibiální Ø 8.0 mm, kanylovaný, délka 330 mm, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.004.249	Expert™ hřeb tibiální Ø 8.0 mm, kanylovaný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.004.252	Expert™ hřeb tibiální Ø 8.0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.004.255	Expert™ hřeb tibiální Ø 8.0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.004.258	Expert™ hřeb tibiální Ø 8.0 mm, kanylovaný, délka 390 mm, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.004.343	Expert™ hřeb tibiální Ø 9.0 mm, kanylovaný, délka 315 mm, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.004.346	Expert™ hřeb tibiální Ø 9.0 mm, kanylovaný, délka 330 mm, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.004.349	Expert™ hřeb tibiální Ø 9.0 mm, kanylovaný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.004.352	Expert™ hřeb tibiální Ø 9.0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.004.355	Expert™ hřeb tibiální Ø 9.0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.004.358	Expert™ hřeb tibiální Ø 9.0 mm, kanylovaný, délka 390 mm, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.004.431	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 255 mm, titan, zelený
04.004.434	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 270 mm, titan, zelený
04.004.437	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 285 mm, titan, zelený

04.004.440	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 300 mm, titan, zelený
04.004.443	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 315 mm, titan, zelený
04.004.446	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 330 mm, titan, zelený
04.004.449	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 345 mm, titan, zelený
04.004.452	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, titan, zelený
04.004.455	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, titan, zelený
04.004.458	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 390 mm, titan, zelený
04.004.461	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 405 mm, titan, zelený
04.004.464	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 420 mm, titan, zelený
04.004.467	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 435 mm, titan, zelený
04.004.470	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 450 mm, titan, zelený
04.004.473	Expert™ hřeb tibiální průměr 10.0 mm, kanylovaný, délka 465 mm, titan, zelený
04.004.631	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 255 mm, titan, zelený
04.004.634	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 270 mm, titan, zelený
04.004.637	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 285 mm, titan, zelený
04.004.640	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 300 mm, titan, zelený
04.004.643	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 315 mm, titan, zelený
04.004.646	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 330 mm, titan, zelený
04.004.649	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 345 mm, titan, zelený
04.004.652	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, titan, zelený
04.004.655	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, titan, zelený
04.004.658	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 390 mm, titan, zelený
04.004.661	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 405 mm, titan, zelený
04.004.664	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 420 mm, titan, zelený
04.004.667	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 435 mm, titan, zelený
04.004.670	Expert™ hřeb tibiální průměr 12.0 mm, kanylovaný, délka 450 mm, titan, zelený

Zaslepovací hlavy k hřebům ETN



možnost prodloužení hřebu zaslepovací hlavou o 0, 5, 10, nebo 15 mm, titan

04.004.000	Zaslepovací hlava Expert™ pro hřeby tibiální Ø 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.004.001	Zaslepovací hlava Expert™ pro hřeby tibiální Ø 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 5 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.004.002	Zaslepovací hlava Expert™ pro hřeby tibiální Ø 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 10 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.004.003	Zaslepovací hlava Expert™ pro hřeby tibiální Ø 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 15 mm, slitina titanu (TAN), zlatá
04.004.004	Zaslepovací hlava Expert™ pro hřeby tibiální Ø 8.0 do 13.0 mm, dlouhá, prodloužení 0 mm, slitina titanu (TAN), zlatá

Zajišťovací šrouby pro hřebí ETN

větší průměr jádra zlepšuje mechanickou odolnost

hustější závit pro lepší kontakt se hřebem a s kostí, což vede ke zlepšení stability

závit končí blízko hlavy šroubu, zajišťuje tak lepší ukotvení v kosti a přispívá k lepší stabilitě

průměr závitu 4 mm a dřívku 3,2 mm

délka 18 mm - 8 mm vždy po 2 mm

titan



04.005.408	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 18 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.410	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 20 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.412	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 22 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.414	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 24 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.416	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 26 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.418	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 28 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.420	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 30 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.422	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 32 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.424	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 34 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.426	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 36 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.428	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 38 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.430	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 40 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.432	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 42 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.434	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 44 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.436	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 46 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.438	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 48 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.440	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 50 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.442	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 52 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý

04.005.444	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 54 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.446	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 56 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.448	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 58 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.450	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 60 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.452	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 62 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.454	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 64 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.456	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 66 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.458	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 68 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.460	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 70 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.462	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 72 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.464	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 74 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.466	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 76 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.468	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 78 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý
04.005.470	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 80 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), tmavě modrý

Šrouby zajišťovací s duálním jádrem pro hřeby ETN

konstrukce šroubu Ø 5.0 mm s duálním jádrem Dual Core umožňuje optimální ukotvení ve spongiózní kosti

délka 30 mm - 90 mm vždy po 5 mm



04.015.520	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
04.015.525	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 35 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
04.015.530	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
04.015.535	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 45 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
04.015.540	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 50 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
04.015.545	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 55 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
04.015.550	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 60 mm, slitina titanu (TAN), zlatý

04.015.555	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 65 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
04.015.560	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 70 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
04.015.565	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 75 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
04.015.570	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 80 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
04.015.575	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), zlatý
04.015.580	Šroub zajišťovací na spongiózní kost Stardrive® Ø 5.0 mm s duálním jádrem, samořezný, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), zlatý

Hřebování diafýzy a proximálního femuru

pro pertrochanterické a intertrochanterické zlomeniny, hřeby 235 mm jsou určena pro vysoké subtrochanterické zlomeniny

implantát umožňující jednorprvkovou fixaci do krčku femuru

hřeby jsou kanylované

umožňuje použití Augmentace v případě nízké kvality kosti, nebo při zvýšeném riziku selhání fixace implantátu do kosti

poloměr hřebů je 1,0 m

úhly hřebů jsou 125°, 130° a 135°

krátké hřeby Ø 9, 10, 11, a 12 mm

dlouhé hřeby Ø 9, 10, 11, 12 a 14 mm

proximální průměr hřebu je 15,66 mm

integrováný zajišťovací mechanismus umožňující statické, nebo dynamické zajištění krčkového komponentu

délky krátkých hřebů 170 mm, 200 mm a 235 mm jsou levé a pravé

délky dlouhých hřebů 260 mm - 480 mm, vždy po 20 mm, levé a pravé

titan



04.037.012S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, 125°, délka 170 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní
04.037.014S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, pravý, 125°, délka 235 mm, slitina titanu (TiMo15), sterilní
04.037.015S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, levý, 125°, délka 235 mm, slitina titanu (TiMo15), sterilní
04.037.212S	Hřeb femorální TFNA Ø 12 mm, 125°, délka 170 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní
04.037.214S	Hřeb femorální TFNA Ø 12 mm, pravý, 125°, délka 235 mm, slitina titanu (TiMo15), sterilní
04.037.215S	Hřeb femorální TFNA Ø 12 mm, levý, 125°, délka 235 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní
04.037.042S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, 130°, délka 170 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní
04.037.044S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, pravý, 130°, délka 235 mm, slitina titanu (TiMo15), sterilní
04.037.045S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, levý, 130°, délka 235 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní
04.037.242S	Hřeb femorální TFNA Ø 12 mm, 130°, délka 170 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní
04.037.244S	Hřeb femorální TFNA Ø 12 mm, pravý, 130°, délka 235 mm, slitina titanu (TiMo15), sterilní
04.037.245S	Hřeb femorální TFNA Ø 12 mm, levý, 130°, délka 235 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní
04.037.024S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, pravý, 125°, délka 340 mm, slitina titanu (TiMo15), sterilní
04.037.025S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, levý, 125°, délka 340 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní
04.037.028S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, pravý, 125°, délka 380 mm, slitina titanu (TiMo15), sterilní
04.037.029S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, levý, 125°, délka 380 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní
04.037.032S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, pravý, 125°, délka 420 mm, slitina titanu (TiMo15), sterilní
04.037.033S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, levý, 125°, délka 420 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní
04.037.224S	Hřeb femorální TFNA Ø 12 mm, pravý, 125°, délka 340 mm, slitina titanu (TiMo15), sterilní
04.037.225S	Hřeb femorální TFNA Ø 12 mm, levý, 125°, délka 340 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní
04.037.228S	Hřeb femorální TFNA Ø 12 mm, pravý, 125°, délka 380 mm, slitina titanu (TiMo15), sterilní
04.037.229S	Hřeb femorální TFNA Ø 12 mm, levý, 125°, délka 380 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní
04.037.232S	Hřeb femorální TFNA Ø 12 mm, pravý, 125°, délka 420 mm, slitina titanu (TiMo15), sterilní
04.037.233S	Hřeb femorální TFNA Ø 12 mm, levý, 125°, délka 420 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní

Zaslepovací hlavy pro hřeb TFNA

zaslepovací hlavy umožňují prodloužení hřebu o 0,5, 10 a 15 mm

titan



04.038.000S	Zaslepovací hlava TFNA, prodloužení 0 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.005S	Zaslepovací hlava TFNA, prodloužení 5 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.010S	Zaslepovací hlava TFNA, prodloužení 10 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.015S	Zaslepovací hlava TFNA, prodloužení 15 mm, slitina titanu (TAN), sterilní

Perforované šrouby a spirální čepele pro hřeby TFNA

šrouby a spirální čepele jsou kanylované a perforované, je možné je použít s i bez Augmentace

zavádí se po vodícím drátu o průměru 3,2 mm

délak 80 - 120 mm vždy po 5 mm

titan



04.038.180S	Šroub TFNA, perforovaný, délka 80 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.185S	Šroub TFNA, perforovaný, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.190S	Šroub TFNA, perforovaný, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.195S	Šroub TFNA, perforovaný, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.200S	Šroub TFNA, perforovaný, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.205S	Šroub TFNA, perforovaný, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.210S	Šroub TFNA, perforovaný, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.215S	Šroub TFNA, perforovaný, délka 115 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.220S	Šroub TFNA, perforovaný, délka 120 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.380S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 80 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.385S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.390S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.395S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.400S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.405S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.410S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.415S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 115 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.038.420S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 120 mm, slitina titanu (TAN), sterilní

Dlaha pro fraktury krčku femuru

dlaha zajišťuje úhlovou stabilitu a je navržena pro dosažení optimální kontaktní plochy mezi implantátem a kostí titan



04.168.000S	Dlaha, 1 otvor, pro krčkový femorální systém, slitina titanu (TAN), sterilní
-------------	--

Čep zajišťuje úhlovou stabilitu mezi čepem a antirotačním šroubem a jeho dynamická konstrukce umožňuje posun v rozsahu 20 mm

konstrukce omezuje laterální protruzi

v délkách 75 - 130 mm, vždy po 5 mm

titan



04.168.275S	Čep, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 75 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
-------------	---

04.168.280S	Čep, pro krčkový femorální systém, délkakonstrukce 80 mm, slitina titanu (TAN),sterilní
04.168.285S	Čep, pro krčkový femorální systém, délkakonstrukce 85 mm, slitina titanu (TAN),sterilní
04.168.290S	Čep, pro krčkový femorální systém, délkakonstrukce 90 mm, slitina titanu (TAN),sterilní
04.168.295S	Čep, pro krčkový femorální systém, délkakonstrukce 95 mm, slitina titanu (TAN),sterilní
04.168.300S	Čep, pro krčkový femorální systém, délkakonstrukce 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.168.305S	Čep, pro krčkový femorální systém, délkakonstrukce 105 mm, slitina titanu (TAN),sterilní
04.168.310S	Čep, pro krčkový femorální systém, délkakonstrukce 110 mm, slitina titanu (TAN),sterilní
04.168.315S	Čep, pro krčkový femorální systém, délkakonstrukce 115 mm, slitina titanu (TAN),sterilní
04.168.320S	Čep, pro krčkový femorální systém, délkakonstrukce 120 mm, slitina titanu (TAN),sterilní
04.168.325S	Čep, pro krčkový femorální systém, délkakonstrukce 125 mm, slitina titanu (TAN),sterilní
04.168.330S	Čep, pro krčkový femorální systém, délkakonstrukce 130 mm, slitina titanu (TAN),sterilní

Antirotační šroub zajišťuje rotační stabilitu a umožňuje zavést implantát i v případě úzkého krčku femuru

v délkách 75 - 130 mm, vždy po 5 mm

titan



04.168.475S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 75 mm, slitinatitanu (TAN), steril
04.168.480S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 80 mm, slitinatitanu (TAN), steril
04.168.485S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 85 mm, slitinatitanu (TAN), steril
04.168.490S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 90 mm, slitinatitanu (TAN), steril
04.168.495S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 95 mm, slitinatitanu (TAN), steril
04.168.500S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 100 mm, slitina titanu (TAN), s
04.168.505S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 105 mm, slitinatitanu (TAN), steri
04.168.510S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 110 mm, slitinatitanu (TAN), steri
04.168.515S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 115 mm, slitinatitanu (TAN), steri
04.168.520S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 120 mm, slitinatitanu (TAN), steri
04.168.525S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 125 mm, slitinatitanu (TAN), steri
04.168.530S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 130 mm, slitinatitanu (TAN), steri

Zajišťovací šrouby úhlově stabilní velký fragment

duální závit umožňuje zamknutí šroubu v dlaze i v kosti

uzamčení šroubu Ø5.0 mm v daném úhlu vůči dlaze

délka 30 - 50 mm vždy po 2 mm

délka 50 - 60 mm vždy po 5 mm

titan



412.209	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 30 mm, titan
412.210	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 32 mm, titan
412.211	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 34 mm, titan
412.212	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 36 mm, titan
412.213	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 38 mm, titan
412.214	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 40 mm, titan
412.215	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 42 mm, titan
412.216	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 44 mm, titan
412.217	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 46 mm, titan
412.218	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 48 mm, titan
412.219	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 50 mm, titan
412.220	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 55 mm, titan
412.221	Šroub zajišťovací LCP Stardrive® Ø5.0 mm, samořezný, délka 60 mm, titan

Šrouby pro nitrodřeňové hřeby ETN, LFN, RAFN

větší průměr jádra zlepšuje mechanickou odolnost

hustější závit pro lepší kontakt se hřebem a s kostí, což vede ke zlepšení stability

závit končí blízko hlavy šroubu, zajišťuje tak lepší ukotvení v kosti a přispívá k lepší stabilitě

průměr závitu 5,0 mm, dříku 4,2 mm

délka 26 - 80 mm vždy po 2 mm

délka 80 - 100 mm vždy po 5 mm

titan



04.005.516	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 26 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený
04.005.518	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 28 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený

[illegible]

04.005.570	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 80 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený
04.005.575	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 85 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený
04.005.580	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 90 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený
04.005.585	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 95 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený
04.005.590	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 100 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN), světle zelený

Hřebování pro diafýzu femuru LFN

zlomeniny diafýzy femuru a subtrochanterické zlomeniny

zavedení hřebu z laterálního přístupu je snadnější a bezpečnější přístup

anatomicky zakřivené prolevou a pravou stranu

kanylované

proximální jistění umožňuje standardní fixaci s použitím 2 zajišťovacích šroubů o průměru 5 mm, nebo rekonstrukční zajištění s použitím kyčelních šroubů o průměru 56,5 mm

průměr hřebů 9, 10, 11 a 12 mm levé a pravé

proximální průměr hřebů 9 - 12 mm je 13 mm

délka hřebů 300 - 480 mm, vždy po 20 mm, levé a pravé

titan



[illegible]

04.003.441	Expert hřeb femorální laterální pr. 11.0 mm, levý, kanyl., délka 300 mm
04.003.445	Expert hřeb femorální laterální pr. 11.0 mm, levý, kanyl., délka 320 mm
04.003.449	Expert hřeb femorální laterální pr. 11.0 mm, levý, kanyl., délka 340 mm
04.003.453	Expert hřeb femorální laterální pr. 11.0 mm, levý, kanyl., délka 360 mm
04.003.457	Expert hřeb femorální laterální pr. 11.0 mm, levý, kanyl., délka 380 mm
04.003.461	Expert hřeb femorální laterální pr. 11.0 mm, levý, kanyl., délka 400 mm
04.003.465	Expert hřeb femorální laterální pr. 11.0 mm, levý, kanyl., délka 420 mm
04.003.469	Expert hřeb femorální laterální pr. 11.0 mm, levý, kanyl., délka 440 mm
04.003.473	Expert hřeb femorální laterální pr. 11.0 mm, levý, kanyl., délka 460 mm
04.003.477	Expert hřeb femorální laterální pr. 11.0 mm, levý, kanyl., délka 480 mm
04.003.540	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, pravý, kanyl., délka 300 mm
04.003.544	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, pravý, kanyl., délka 320 mm
04.003.548	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, pravý, kanyl., délka 340 mm
04.003.552	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, pravý, kanyl., délka 360 mm
04.003.556	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, pravý, kanyl., délka 380 mm
04.003.560	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, pravý, kanyl., délka 400 mm
04.003.564	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, pravý, kanyl., délka 420 mm
04.003.568	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, pravý, kanyl., délka 440 mm
04.003.572	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, pravý, kanyl., délka 460 mm
04.003.576	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, pravý, kanyl., délka 480 mm
04.003.541	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, levý, kanyl., délka 300 mm
04.003.545	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, levý, kanyl., délka 320 mm
04.003.549	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, levý, kanyl., délka 340 mm
04.003.553	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, levý, kanyl., délka 360 mm
04.003.557	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, levý, kanyl., délka 380 mm
04.003.561	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, levý, kanyl., délka 400 mm
04.003.565	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, levý, kanyl., délka 420 mm
04.003.569	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, levý, kanyl., délka 440 mm
04.003.573	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, levý, kanyl., délka 460 mm
04.003.577	Expert hřeb femorální laterální pr. 12.0 mm, levý, kanyl., délka 480 mm

Kyčelní šrouby pro rekonstrukční zajištění hřebů LFN

průměr dřívku 6,5 mm, průměr jádra 4,5 mm

délka závitu 30 mm, samořezný s tupou špičkou

délka 60 - 130 mm, vždy po 5 mm

titan



04.003.022	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 60 mm, pro Expert LFN
04.003.023	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 65 mm, pro Expert LFN
04.003.024	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 70 mm, pro Expert LFN
04.003.025	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 75 mm, pro Expert LFN
04.003.026	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 80 mm, pro Expert LFN
04.003.027	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 85 mm, pro Expert LFN

04.003.028	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 90 mm, pro Expert LFN
04.003.029	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 95 mm, pro Expert LFN
04.003.030	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 100 mm, pro Expert LFN
04.003.031	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 105 mm, pro Expert LFN
04.003.032	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 110 mm, pro Expert LFN
04.003.033	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 115 mm, pro Expert LFN
04.003.034	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 120 mm, pro Expert LFN
04.003.035	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 125 mm, pro Expert LFN
04.003.036	Kyčelní šroub Stardrive pr. 6.5 mm, samořezný, délka 130 mm, pro Expert LFN

Hřebování pro diafýzu a distální část femuru RAFN

zavádění po vodícím drátu o průměru 2,5 mm

zajištění pomocí šroubů o průměru 6 mm

možnost použití zaslepovací hlavy umožňující prodloužení antegrádního hřebu o 0, 5, 10, 15 nebo 20 mm


možnost jištění ve více rovinách, kolmých na osu hřebu, včetně možnosti dynamického jištění

při retrográdním zavedení umožňuje kombinované distální jištění sporální čepelí a zajišťovacím šroubem o průměru 6 mm, nebo pouze 2 šrouby

retrográdní hřeby v délkách 160 - 280 mm vždy po 20 mm

antegrádní hřeby v délkách 300 - 480 mm, vždy po 20 mm, levé a pravé

titan



[illegible]

04.013.628	Expert™ hřeb femorální retrográdní Ø 12.0 mm, kanylovaný, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), světle zelený
04.013.644	Expert™ hřeb femorální retrográdní/antegrádní Ø 12.0 mm, kanylovaný, délka 320 mm, slitina titanu (TAN), světle zelený
04.013.648	Expert™ hřeb femorální retrográdní/antegrádní Ø 12.0 mm, kanylovaný, délka 340 mm, slitina titanu (TAN), světle zelený
04.013.660	Expert™ hřeb femorální retrográdní/antegrádní Ø 12.0 mm, kanylovaný, délka 400 mm, slitina titanu (TAN), světle zelený

Zaslepovací hlavy

umožňují prodloužení retrográdního hřebu o 0, 5, 10, 15 a 20 mm a jsou kanylované

zaslepovací hlava pro spirální čepel zajišťuje antirotační stabilitu spirální čepele



04.003.000	Zaslepovací hlava Expert™ Ø 12.0 mm, kanylovaná, prodloužení 0 mm, pro LFN a R/AFN, šedá
04.003.001	Zaslepovací hlava Expert™ Ø 12.0 mm, kanylovaná, prodloužení 5 mm, pro LFN a R/AFN, slitina titanu (TAN), šedá
04.003.002	Zaslepovací hlava Expert™ Ø 12.0 mm, kanylovaná, prodloužení 10 mm, pro LFN a R/AFN, slitina titanu (TAN), šedá
04.003.003	Zaslepovací hlava Expert™ Ø 12.0 mm, kanylovaná, prodloužení 15 mm, pro LFN a R/AFN, slitina titanu (TAN), šedá
04.003.004	Zaslepovací hlava Expert™ Ø 12.0 mm, kanylovaná, prodloužení 20 mm, pro LFN a R/AFN, slitina titanu (TAN), šedá
04.013.000	Zaslepovací hlava Expert™ pro zajištění spirální čepelí, kanylovaná, prodloužení 0 mm, pro R/AFN, slitina titanu (TAN), zlatá

Distální rádius

dlahy mají anatomický tvar, jejich 2 pilíře zvyšují stabilitu fixace a umožňují přesné natvarování dlahy

dlahy mají otvory pro Kirschnerovy dráty, umožňující dočasnou fixaci dlahy ke kosti

dlahy mají prodloužený oválný otvor pro snadné umístění dlahy a obnovení délky rádia

otvory v dlaze umožňují zavedení úhlově variabilních šroubů - zavedení s odchylkou až 15° od osy otvoru ve všech směrech

dlahy mají v hlavě 6 otvorů pro zavedení úhlově variabilních šroubů o průměru 2,4 mm a v diafýze 3, nebo 4 otvory.

levá, pravá, titan



04.111.630	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, pravá, dřík 3
04.111.631	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, levá, dřík 3
04.111.640	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, pravá, dřík 4
04.111.641	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, levá, dřík 4
04.111.730	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, pravá, dřík 3
04.111.731	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, levá, dřík 3
04.111.740	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, pravá, dřík 4
04.111.741	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, levá, dřík 4

Dlahy ve tvaru L mají v hlavě 2, nebo 3 otvory a v dříku 3, nebo 5 otvorů

otvory v dlaze umožňují zavedení úhlově variabilních šroubů - zavedení s odchylkou až 15° od osy otvoru ve všech směrech

levá, pravá, titan



04.115.130	Dlaha VA-LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, zalomená pravá, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, délka 37 mm, titan
04.115.131	Dlaha VA-LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, zalomená levá, dřík 3 otvory, hlava 2 otvory, délka 37 mm, titan
04.115.150	Dlaha VA-LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, zalomená pravá, dřík 5 otvorů, hlava 2 otvory, délka 51 mm, titan
04.115.151	Dlaha VA-LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, zalomená levá, dřík 5 otvorů, hlava 2 otvory, délka 51 mm, titan
04.115.230	Dlaha VA-LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, zalomená pravá, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, délka 37 mm, titan
04.115.231	Dlaha VA-LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, zalomená levá, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, délka 37 mm, titan
04.115.250	Dlaha VA-LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, zalomená pravá, dřík 5 otvorů, hlava 3 otvory, délka 51 mm, titan
04.115.251	Dlaha VA-LCP 2.4 tvaru L, dorzální, na distální radius, zalomená levá, dřík 5 otvorů, hlava 3 otvory, délka 51 mm, titan

Dlahy ve tvaru T mají v hlavě 3 nebo 4 otvory a v dříku 3,4,5,6 otvorů

Titan

241.131	Dlaha LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, délka 50 mm, ocel
241.141	Dlaha LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 4 otvory, hlava 4 otvory, délka 56 mm, ocel
241.151	Dlaha LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 5 otvorů, hlava 3 otvory, délka 67 mm, ocel
241.161	Dlaha LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 6 otvorů, hlava 4 otvory, délka 78 mm, ocel

Zajišťující šrouby 2.4 mm s volitelným úhlem zavedení, samořezné titan

zkulacená hlava šroubu se závitem slouží k bezpečnému zajištění ve VA - LCP otvorech se závity v úhlu zvoleném operátorem

Ize použít také v LCP otvorech v dříku dlahy

duální závit umožňuje zamčení šroubu v dlaze i v kosti

šrouby Ø 2.4 mm v délkách 12 - 42 mm, vždy po 2 mm



04.210.112	Zajišťovací šroub VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.114	Zajišťovací šroub VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.116	Zajišťovací šroub VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.118	Zajišťovací šroub VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.120	Zajišťovací šroub VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.122	Zajišťovací šroub VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.124	Zajišťovací šroub VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.126	Zajišťovací šroub VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.128	Zajišťovací šroub VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
04.210.130	Zajišťovací šroub VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)


Ocel

02.211.024	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 24 mm, nerezová ocel
02.211.026	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 26 mm, nerezová ocel
02.211.030	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 30 mm, nerezová ocel
02.211.034	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 34 mm, nerezová ocel
02.211.036	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 36 mm, nerezová ocel
02.211.038	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 38 mm, nerezová ocel
02.211.042	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 42 mm, nerezová ocel

Kortikální šrouby 2.4 mm samořezné titan

pro použití v kruhových, nebo kombinovaných otvorech

šrouby Ø 2.4 mm v délkách 12 - 40 mm, vždy po 2 mm




401.762	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 12 mm, titan
401.763	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 13 mm, titan
401.764	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 14 mm, titan
401.766	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 16 mm, titan
401.768	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 18 mm, titan
401.770	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 20 mm, titan
401.772	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 22 mm, titan
401.774	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 24 mm, titan
401.776	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 26 mm, titan
401.778	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 28 mm, titan
401.780	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 30 mm, titan
401.782	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)
401.790	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)

Kortikální šrouby 2.7 mm titan

samořezné pro použití v kombinovaných otvorech

šrouby Ø 2.7 mm v délkách 6 - 30 mm, vždy po 2 mm



402.870	Šroub kortikální stardriv 2.7 mm,samořezný,délka 6 mm,titan
402.872	Šroub kortikální stardriv 2.7 mm,samořezný,délka 8 mm,titan
402.874	Šroub kortikální stardriv 2.7 mm,samořezný,délka 10 mm,titan
402.872	Šroub kortikální Stardrive Ø 2.7 mm, samořezný, délka 12 mm, titan
402.874	Šroub kortikální Stardrive Ø 2.7 mm, samořezný, délka 14 mm, titan
402.876	Šroub kortikální Stardrive Ø 2.7 mm, samořezný, délka 16 mm, titan
402.878	Šroub kortikální Stardrive Ø 2.7 mm, samořezný, délka 18 mm, titan
402.880	Šroub kortikální Stardrive Ø 2.7 mm, samořezný, délka 20 mm, titan
402.882	Šroub kortikální Stardrive Ø 2.7 mm, samořezný, délka 22 mm, titan
402.884	Šroub kortikální Stardrive Ø 2.7 mm, samořezný, délka 24 mm, titan
402.886	Šroub kortikální Stardrive Ø 2.7 mm, samořezný, délka 26 mm, titan
402.888	Šroub kortikální Stardrive Ø 2.7 mm, samořezný, délka 28 mm, titan
402.890	Šroub kortikální Stardrive Ø 2.7 mm, samořezný, délka 30 mm, titan

Kortikální šrouby 2.7 mm ocel

samořezné pro použití v kombinovaných otvorech

šrouby Ø 2.7 mm v délkách 14 - 38 mm, vždy po 2 mm



202.874	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 14 mm, nerezová ocel
202.876	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 16 mm, nerezová ocel
202.878	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 18 mm, nerezová ocel

202.896	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 36 mm, nerezová ocel
202.898	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 38 mm, nerezová ocel

Zajišťovací šrouby 2,7 mm titan

samořezné pro zavedení do otvoru dlahy v daném úhlu

duální závit umožňuje zamčení šroubu v dlaze i v kosti

šrouby Ø 2.7 mm v délkách 14 - 50 mm, vždy po 2 mm

šrouby Ø 2.7 mm v délkách 50 - 60 mm, vždy po 5 mm

hlava šroubů Ø 2.4 mm



402.212	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
402.214	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
402.216	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
402.218	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
402.220	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)
402.222	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)
402.224	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
402.226	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)
402.228	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
402.230	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)
402.232	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)
402.234	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)
402.236	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)
402.238	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)
402.240	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
402.242	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 42 mm, slitina titanu (TAN)
402.244	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 44 mm, slitina titanu (TAN)

402.246	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 46 mm, slitina titanu (TAN)
402.248	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 48 mm, slitina titanu (TAN)
402.250	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)
402.255	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 55 mm, slitina titanu (TAN)
402.260	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)


Kortikální šrouby 3,5 mm samořezné titan

použití v kombinovaných otvorech

průměr závitu 3,5 mm, průměr dřívku 2,5 mm

délka šroubů Ø 3.5 mm, 14 - 50 mm, vždy po 2 mm

délka šroubů Ø 3.5 mm, 50 - 60 mm, vždy po 5 mm



404.814	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 14 mm, titan
404.816	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 16 mm, titan
404.818	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 18 mm, titan
404.820	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 20 mm, titan
404.822	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 22 mm, titan
404.824	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 24 mm, titan
404.826	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 26 mm, titan
404.828	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 28 mm, titan
404.830	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 30 mm, titan
404.832	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 32 mm, titan
404.834	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 34 mm, titan
404.836	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 36 mm, titan
404.838	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 38 mm, titan
404.840	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 40 mm, titan
404.842	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 42 mm, titan
404.844	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 44 mm, titan
404.845	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 45 mm, titan
404.846	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 46 mm, titan
404.848	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 48 mm, titan
404.850	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 50 mm, titan
404.855	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 55 mm, titan
404.860	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 60 mm, titan

Zajišťovací šrouby 3,5 mm titan

samořezné pro zavedení do otvoru dlahy v daném úhlu

duální závit umožňuje zamčení šroubu v dlaze i v kosti

průměr závitu 3,5 mm, průměr dřívku 2,8 mm

délka šroubů Ø 3.5 mm, 12 - 52 mm,, vždy po 2 mm

délka šroubů Ø 3.5 mm, 50 - 60 mm, vždy po 5 mm



412.102	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
412.103	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
412.104	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
412.105	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
412.106	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)
412.107	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)
412.108	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
412.109	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)
412.110	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
412.111	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)
412.112	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)
412.114	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 35 mm, slitina titanu (TAN)
412.116	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)
412.117	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
412.118	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 42 mm, slitina titanu (TAN)
412.119	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 45 mm, slitina titanu (TAN)
412.120	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 48 mm, slitina titanu (TAN)
412.121	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 50 mm, slitina titanu (TAN)
412.122	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 52 mm, slitina titanu (TAN)
412.123	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 55 mm, slitina titanu (TAN)
412.124	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)

Zajišťovací šrouby 3,5 mm ocel

samořezné pro zavedení do otvoru dlahy v daném úhlu



213.052	Šroub zajišťovací Ø 3.5 mm, samořezný, délka 52 mm, ocel
213.055	Šroub zajišťovací Ø 3.5 mm, samořezný, délka 55 mm, ocel
213.060	Šroub zajišťovací Ø 3.5 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel

Kortikální šrouby 3,5 mm samořezné, ocel

použití v kombinovaných otvorech

průměr závitu 3,5 mm, průměr dřívku 2,5 mm

délka šroubů Ø 3.5 mm, 10 - 50 mm, vždy po 2 mm

délka šroubů Ø 3.5 mm, 50 - 65 mm, vždy po 5 mm



204.810	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
204.812	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
204.814	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
204.816	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
204.818	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
204.820	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
204.822	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
204.824	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
204.826	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel
204.828	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 28 mm, ocel
204.830	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
204.832	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel
204.834	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 34 mm, ocel
204.845	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 35 mm, ocel
204.836	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 36 mm, ocel
204.838	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel
204.840	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 40 mm, ocel
204.842	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 42 mm, ocel
204.844	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 44 mm, ocel
204.848	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 48 mm, ocel
204.850	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel
204.855	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 55 mm, ocel
204.860	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel
204.865	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 65 mm, ocel

Zajišťovací šrouby 2,4 mm samořezné pro zavedení do otvoru dlahy v daném úhlu, titan

duální závit umožňuje zamčení šroubu v dlaze i v kosti

šrouby Ø 2.4 mm v délkách 8 - 30 mm, vždy po 2 mm



412.808	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 8 mm, slitina titanu (TAN)
412.810	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
412.812	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 12 mm, titan
412.813	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 13 mm, titan
412.814	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 14 mm, titan
412.816	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 16 mm, titan
412.818	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 18 mm, titan
412.820	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 20 mm, titan

412.822	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 22 mm, titan
412.824	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 24 mm, titan
412.826	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 26 mm, titan
412.828	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 28 mm, titan
412.830	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 30 mm, titan

Dlahy pro zlomeniny olekranu

v diafyzární části dlahy jsou kombinované otvory pro zavedení konvenčního, nebo úhlově stabilního šroubu o průměru závitu 3,5 mm

proximální část dlahy ve tvaru lžice je o něco tenší než tělo dlahy

výstupek dlahy, pokud není využit, lze odštípnout

výstupek dlahy, pokud není využit, lze odštípnout

levá, pravá v délkách 86 mm - 190 mm

titan



436.502	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, pravá, 2 otvory, délka 86 mm, titan
436.504	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, pravá, 4 otvory, délka 111 mm, titan
436.506	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, pravá, 6 otvorů, délka 138 mm, titan
436.508	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, levá, 2 otvory, délka 86 mm, titan
436.510	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, levá, 4 otvory, délka 111 mm, titan
436.503	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, levá, 6 otvorů, délka 138 mm, titan
436.505	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, pravá, 8 otvorů, délka 163 mm, titan
436.507	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, pravá, 10 otvorů, délka 190 mm, titan
436.509	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, levá, 8 otvorů, délka 163 mm, titan
436.511	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, levá, 10 otvorů, délka 190 mm, titan

Dlahy pro nitrokloubní zlomeniny distálního humeru titan

anatomicky předtvarované

zapuštěné hlavy šroubů a zaoblené hrany dlah snižují dráždění měkkých tkání

stabilní fixace podle AO dvěma dlahami svírající úhel 90°

systém úhlově stabilních šroubů 2,7 mm a 3,5 mm pro optimální rozložení sil

5 možností pro zavedení šroubů do distálního bloku humeru dovoluje stabilně fixovat i velmi distální zlomeniny v osteoporotické kosti

3 další otvory pro fixaci capitula

všechny dlahy jsou v délkách se třemi, pěti, nebo sedmi otvory

levá, pravá



441.262	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 3 otvory, titan
441.263	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 3 otvory, titan
441.264	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 5 otvorů, titan
441.265	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 5 otvorů, titan
441.266	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 7 otvorů, titan
441.267	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 7 otvorů, titan
441.268	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 9 otvorů, titan
441.269	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, levá, 9 otvorů, titan
441.272	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 3 otvory, titan
441.273	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 3 otvory, titan
441.274	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 5 otvorů, titan
441.275	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 5 otvorů, titan
441.276	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 7 otvorů, titan
441.277	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 7 otvorů, titan
441.278	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá, 9 otvorů, titan
441.279	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, levá, 9 otvorů, titan



441.282	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, mediální, pravá, 3 otvory, titan
441.283	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 3 otvory, titan
441.284	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, mediální, pravá, 5 otvorů, titan
441.285	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 5 otvorů, titan
441.286	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, mediální, pravá, 7 otvorů, titan
441.287	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 7 otvorů, titan
441.288	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, mediální, pravá, 9 otvorů, titan
441.289	Dlaha DHP humerální distální 2.7/3.5, mediální, levá, 9 otvorů, titan



04.104.006	Dlaha humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 6 otvorů, délka 158 mm, titan
04.104.008	Dlaha humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 8 otvorů, délka 194 mm, titan
04.104.012	Dlaha humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 6 otvorů, délka 158 mm, titan
04.104.026	Dlaha humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 8 otvorů, délka 194 mm, titan
04.104.028	Dlaha humerální distální LCP, extraartikulární, pravá, 12 otvorů, délka 266 mm, čistý titan
04.104.032	Dlaha humerální distální LCP, extraartikulární, levá, 12 otvorů, délka 266 mm, titan

Elastické stabilní nitrodřeňové hřeby titan

indikováno k ošetření diafyzálních a některých metafyzálních/epifyzálních zlomenin dlouhých kostí u dětí a mladých dospělých

6 průměrů vhodných pro všechny indikace - Ø 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm

plochá špička hřebu usnadňuje jeho zavedení a průnik po délce nitrodřeňového kanálu

475.915	TEN - hřeb titanový elastický Ø 1.5 mm, délka 300 mm, slitina titanu (TAN), fialový
475.920	TEN – Titanium Elastic Nail Ø 2.0 mm, délka 440 mm, TAN, zelený
475.925	TEN – Titanium Elastic Nail Ø 2.5 mm, délka 440 mm, TAN, růžový
475.930	TEN – Titanium Elastic Nail Ø 3.0 mm, délka 440 mm, TAN, zlatý
475.935	TEN – Titanium Elastic Nail Ø 3.5 mm, délka 440 mm, TAN, světlemodrý
475.940	TEN – Titanium Elastic Nail Ø 4.0 mm, délka 440 mm, TAN, fialový

Čepička pro elastické nitrodřeňové hřeby

ostrý samořezný závit čepičky zajistí fixaci v kosti, snižuje riziko vyklouznutí hřebu po zavedení a snižuje riziko podráždění měkkých tkání



475.900	Čepička pro TEN průměr 3.0 do 4.0 mm, slitina titanu (TAN)
---------	--

Vodící drát

357.399	Drát vodící Ø 3.2 mm, délka 400 mm pro expert hřeby tibiální a femorální
292.680	Drát vodící Ø 2.8 mm se závitovou a trokarovou špičkou, délka 300 mm, pro šrouby kanylované Ø 6.5 a 7.3 mm, ocel
292.620	Drát vodící Ø 1.25 mm se závitovou a trokarovou špičkou, délka 150 mm, nerezová ocel
03.010.115	Drát vodící Ø 3.2 mm, délka 290 mm

K – drát

292.790.10	Kirschnerův drát Ø 2.0 mm se závitovou špičkou, délka 150/15 mm, nerezová ocel, balení po 10 kusech
292.170.10	Kirschnerův drát Ø 1.8 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, nerezová ocel, balení po 10 kusech
292.130.10	K-drát Ø 1.25 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.160.10	K-drát Ø 1.6 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.100.10	Kirschnerův drát Ø 1.0 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, nerezová ocel, balení po 10 kusech
292.120.10	Kirschnerův drát Ø 1.25 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, nerezová ocel, balení po 10 kusech
292.160.10	K-drát Ø 1.6 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel, balení po 10 kusech
292.180.10	Kirschnerův drát Ø 1.6 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, nerezová ocel, balení po 10 kusech
292.190.10	Kirschner Wire Ø 1.8 mm with trocar tip, length 280 mm, Stainless Steel, pack of 10 units
292.210.10	Kirschner Wire Ø 2.0 mm with trocar tip, length 280 mm, Stainless Steel, pack of 10 units
292.400	Kirschnerův drát Ø 2.0 mm se špičkou ve tvaru rýče, délka 350 mm, nerezová ocel
292.410	Repoziční drát Ø 2.0 mm se špičkou ve tvaru rýče, délka 400 mm, nerezová ocel
292.250.10	Kirschner Wire Ø 2.5 mm with trocar tip, length 150 mm, Stainless Steel, pack of 10 units

292.260.10	Kirschnerův drát Ø 2.5 mm s trokarovou špičkou, délka 280 mm, nerezová ocel, balení po 10 kusech
------------	--



Cerkláž

291.044	Kotouč s cerklážním drátem Ø 0.4 mm, délka 8 m, ocel
291.070	Kotouč s cerklážním drátem Ø 0.6 mm, délka 8 m, ocel
291.090	Kotouč s cerklážním drátem Ø 0.8 mm, délka 10 m, ocel
291.050	Kotouč s cerklážním drátem Ø 1.0 mm, délka 10 m, ocel
291.060	Kotouč s cerklážním drátem Ø 1.25 mm, délka 10 m, ocel
291.130	Kotouč s cerklážním drátem Ø 1.5 mm, délka 10 m, ocel

Klavikula

anatomicky předtvarované dlahy pro diafýzu a laterální konec klavikuly

LCP dlahy pro přední horní část klavikuly bez laterálního prodloužení titan

šrouby nejsou umístěny v jedné přímce, což minimalizuje riziko rozštěpení kosti

zaoblený profil a zapuštěné šrouby v dlaze zabraňují konfliktu ezi dlahou a okolními měkkými tkáněmi

zúžení dlahy usnadňuje její tvarování

Označení dlahy - šipka k laterální části dlahy a označení levé, nebo pravé strany

zkosená špička dlahy usnadňuje perkutánní zavádění a zabraňuje poškození měkkých tkání

levá, pravá



04.112.026	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 3.5 6 otvorů, pravá délka 94 mm
04.112.027	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 3.5 6 otvorů, levá délka 94 mm
04.112.028	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 3.5 7 otvorů, pravá délka 110 mm
04.112.029	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 3.5 7 otvorů, levá délka 110 mm
04.112.030	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 3.5 8 otvorů, pravá délka 120 mm
04.112.031	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 3.5 8 otvorů, levá délka 120 mm

LCP dlahy pro přední horní část klavikuly s laterálním prodloužením titan

Laterální otvory pro kortikální šrouby 2,4 mm, nebo LCP 2,7 mm

Otvory v těle dlahy pro kortikální šrouby 3,5 mm, nebo LCP 3,5 mm

zaoblený profil a zapuštěné šrouby v dlaze zabraňují konfliktu ezi dlahou a okolními měkkými tkáněmi



04.112.006	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 2.7/3.5 with lateral extension, 3 holes, right,
04.112.007	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 2.7/3.5 with lateral extension, 3 holes, left
04.112.010	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 2.7/3.5 with lateral extension, 4 holes, right,
04.112.011	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 2.7/3.5 with lateral extension, 4 holes, left
04.112.012	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 2.7/3.5 with lateral extension, 5 holes, right,
04.112.013	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 2.7/3.5 with lateral extension, 5 holes, left,
04.112.008	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 2.7/3.5 with lateral extension, 6 holes, right,
04.112.009	LCP Superior Anterior Clavicle Plate 2.7/3.5 with lateral extension, 6 holes, left,

LCP dlahy háčkové titan

pravá, levá

3,4,5,6 a 7 otvorů


hloubka háku 12,15 a 18 mm



441.084	LCP dlaha háčková,pravá 5 otvory,hloubka haku 15 mm
441.085	LCP dlaha háčková,levá 5 otvory,hloubka haku 15 mm
441.086	LCP dlaha háčková,pravá 5 otvory,hloubka haku 18 mm
441.087	LCP dlaha háčková,levá 5 otvory,hloubka haku 18 mm
441.106	Dlaha háčková LCP 3.5 na klíční kost, pravá, 7 otvorů, hloubka háku 18 mm, čistý titan

VA Hand 1.0,1.3,1.5,2.0 titan

anatomické dlahy pro fraktury a kurečnické osteotomie metakarpů a pfalangů s možností zavenení úhlově stabilních šroubů ve volitelném úhlu



04.130.251	Dlaha uzamykatelná VA 1.5, 12 otvorů, rovná, délka 57 mm, titan
04.130.252	Dlaha uzamykatelná tvaru T VA 1.5, hlava 3 otvory, dřík 7 otvorů, délka 40 mm, titan
04.130.253	Dlaha uzamykatelná tvaru Y VA 1.5, hlava 3 otvory, dřík 7 otvorů, délka 42 mm, titan
04.130.254	Dlaha uzamykatelná VA 1.5 pro tělo Phalangu, hlava 2 otvory, dřík 6 otvorů, délka 36 mm, titan
04.130.255	Dlaha uzamykatelná VA 1.5 kondylární, hlava 2 otvory, dřík 6 otvorů, délka 36 mm, titan
04.130.256	Dlaha uzamykatelná VA 1.5 pro hlavu Phalangu, pravá, délka 26 mm, titan
04.130.257	Dlaha uzamykatelná VA 1.5 pro hlavu Phalangu, levá, délka 26 mm, titan
04.130.258	Dlaha uzamykatelná VA 1.5 tvaru mřížky, 8 otvorů, kosá, pravá, délka 23 mm, titan
04.130.259	Dlaha uzamykatelná VA 1.5 tvaru mřížky, 8 otvorů, kosá, levá, délka 23 mm, titan
04.130.260	Dlaha uzamykatelná VA 1.5 tvaru mřížky, 12 otvorů, pravoúhlá, délka 36 mm, titan
04.130.261	Dlaha uzamykatelná VA 1.5 tvaru sítě, 14 otvorů, délka 33 mm, titan
04.130.263	Dlaha uzamykatelná VA 1.5, na záprstní kosti I, dorzální, délka 29 mm, titan
04.130.264	Dlaha uzamykatelná VA 1.5, na záprstní kosti I, laterální, pravá, titan
04.130.265	Dlaha uzamykatelná VA 1.5, na záprstní kosti I, laterální, levá, titan
04.130.266	Dlaha uzamykatelná VA 1.5 na krček metakarpu, délka 29 mm, titan
04.130.267	Dlaha uzamykatelná VA 1.5 pro korekci rotace, hlava 2 otvory, dřík 6 otvorů, délka 33 mm, titan
04.130.268	Dlaha uzamykatelná VA 1.5 pro korekci rotace po zlomenině, délka 32 mm, titan

04.130.351	Dlaha uzamykatelná VA 2.0, 12 otvorů, rovná, délka 71 mm, titan
04.130.352	Dlaha uzamykatelná tvaru T VA 2.0, hlava 3 otvory, dřík 7 otvorů, délka 50 mm, titan
04.130.353	Dlaha uzamykatelná tvaru Y VA 2.0, hlava 3 otvory, dřík 7 otvorů, délka 52 mm, titan
04.130.354	Základní dlaha VA uzamykatelná Phalanx 2.0, hlava 2 otvory, dřík 6 otvorů, délka 44 mm, titan
04.130.355	Uzamykatelná kondylární dlaha VA 2.0, hlava 2 otvory, dřík 6 otvorů, délka 44 mm, titan
04.130.360	Mřížka uzamykatelná VA 2.0, 12 otvorů, pravoúhlá, délka 45 mm, titan
04.130.363	Dlaha uzamykatelná VA 2.0, na záprstní kosti I, dorzální, délka 32 mm, titan
04.130.366	Dlaha uzamykatelná VA 2.0 pro korekci rotace, 2 + 6 otvorů, délka 41 mm, titan
04.130.367	Dlaha uzamykatelná VA 2.0 pro korekci rotace zlomeniny, délka 42 mm, titan
04.130.350	Dlaha uzamykatelná VA 2.0, 6 otvorů, rovná, délka 35 mm, titan

Kortikální šrouby 1,5 mm titan

samořezné pro použití v kruhových,

nebo kombinovaných otvorech

délka šroubů Ø 1.5 mm 6 - 20 mm, vždy po 2 mm



04.214.106	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 6 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.107	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 7 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.108	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 8 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.109	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 9 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.110	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.111	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 11 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.112	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.113	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 13 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.114	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.115	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 15 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.116	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.118	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
04.214.120	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)

Zajišťující šrouby 1,5 mm titan

s volitelným úhlem zavedení, samořezné,

zakulacená hlava šroubu se závitem slouží k bezpečnému zajištění ve VA - LCP otvorech se závity v úhlu zvoleném operátorem

lze použít také v LCP otvorech v dřívku dlahy

duální závit umožňuje zamčení šroubu v dlaze i v kosti

délka šroubů Ø 1.5 mm 6 - 20 mm, vždy po 2 mm



04.130.206	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 6 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.207	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 7 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.208	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 8 mm, slitina titanu (TAN)

04.130.209	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 9 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.210	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.211	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 11 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.212	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.213	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 13 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.214	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.215	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 15 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.216	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.218	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.220	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 1.5 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)

Kortikální šrouby 2,0 mm titan

samořezné pro použití v kruhových, nebo kombinovaných otvorech

délka šroubů Ø 2.0 mm 6 - 20 mm, vždy po 2 mm



401.356	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 6 mm, slitina titanu (TAN)
401.358	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 8 mm, slitina titanu (TAN)
401.359	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 9 mm, slitina titanu (TAN)
401.360	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
401.361	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 11 mm, slitina titanu (TAN)
401.362	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
401.363	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 13 mm, slitina titanu (TAN)
401.364	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
401.365	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 15 mm, slitina titanu (TAN)
401.366	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
401.368	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
401.370	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)

Zajišťující šrouby 2,0 mm s volitelným úhlem zavedení, samořezné, titan

zakulacená hlava šroubu se závitem slouží k bezpečnému zajištění ve VA - LCP otvorech se závity v úhlu zvoleném operátorem

lze použít také v LCP otvorech v dřívku dlahy

duální závít umožňuje zamčení šroubu v dlaze i v kosti

délka šroubů Ø 2.0 mm 6 - 20 mm, vždy po 2 mm



04.130.306	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 6 mm, slitinatitanu (TAN)
04.130.307	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 7 mm, slitinatitanu (TAN)
04.130.308	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 8 mm, slitinatitanu (TAN)
04.130.309	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 9 mm, slitinatitanu (TAN)
04.130.310	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.311	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 11 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.312	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.313	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 13 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.314	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.315	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 15 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.316	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.318	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
04.130.320	Šroub zajišťovací VA Stardrive®, Ø 2.0 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)

Kortikální šrouby 1,0 mm, 1,3 mm titan

používají se k zajištění komprese, nebo neutrální fixaci

nízký profil hlavy šroubu je rovněž s otvory dlahy

samořezné pro použití v kruhových, nebo kombinovaných otvorech

délka šroubů Ø 1.0 mm 6 - 14 mm, vždy po 2 mm

délka šroubů Ø 1.3 mm 6 - 18 mm, vždy po 2 mm



200.526	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 6 mm, slitina titanu (TAN)
200.527	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 7 mm, slitina titanu (TAN)
200.528	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 8 mm, slitina titanu (TAN)
200.529	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 9 mm, slitina titanu (TAN)
200.530	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
200.531	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 11 mm, slitina titanu (TAN)
200.532	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
200.533	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 13 mm, slitina titanu (TAN)
200.534	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
02.130.006	Šroub kortikální Stardrive®, Ø 1.3 mm, samořezný, délka 6 mm, slitina titanu (TAN)
02.130.007	Šroub kortikální Stardrive®, Ø 1.3 mm, samořezný, délka 7 mm, slitina titanu (TAN)
02.130.008	Šroub kortikální Stardrive®, Ø 1.3 mm, samořezný, délka 8 mm, slitina titanu (TAN)
02.130.009	Šroub kortikální Stardrive®, Ø 1.3 mm, samořezný, délka 9 mm, slitina titanu (TAN)
02.130.010	Šroub kortikální Stardrive®, Ø 1.3 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)

02.130.011	Šroub kortikální Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 11 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.012	Šroub kortikální Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 12 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.013	Šroub kortikální Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 13 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.014	Šroub kortikální Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 14 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.015	Šroub kortikální Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 15 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.016	Šroub kortikální Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 16 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.018	Šroub kortikální Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 18 mm, slitina titanu(TAN)

LCP šrouby 1,3 mm, 1,5 mm titan

kónická hlava se závitem se pevně zafixuje v kombinovaném a úhlově stabilním otvoru dlahy a zajišťuje tak úhlovou stabilitu

LCP šrouby umožňují monokortikální fixaci a přenášení zátěže do bližší kortikális

délka šroubů Ø 1.3 mm 6 - 14 mm, vždy po 2 mm

délka šroubů Ø 1.3 mm 6 - 18 mm, vždy po 2 mm



02.130.106	Šroub zajišťovací Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 6 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.107	Šroub zajišťovací Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 7 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.108	Šroub zajišťovací Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 8 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.109	Šroub zajišťovací Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 9 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.110	Šroub zajišťovací Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 10 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.111	Šroub zajišťovací Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 11 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.112	Šroub zajišťovací Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 12 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.113	Šroub zajišťovací Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 13 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.114	Šroub zajišťovací Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 14 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.115	Šroub zajišťovací Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 15 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.116	Šroub zajišťovací Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 16 mm, slitina titanu(TAN)
02.130.118	Šroub zajišťovací Stardrive®, Ø 1.3 mm,samořezný, délka 18 mm, slitina titanu(TAN)

Šroub kortikální Ø 1.0 a 1.3 mm a 1.5 mm, samořezný ocel

používají se k zajištění komprese, nebo neutrální fixaci

délka šroubů Ø 1.0 mm 6 - 14 mm, vždy po 2 mm

délka šroubů Ø 1.3 mm 6 - 18 mm, vždy po 2 mm

délka šroubů Ø 1.5 mm 6 - 24 mm, vždy po 2 mm



200.526	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
200.527	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 7 mm, ocel

200.528	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
200.529	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 9 mm, ocel
200.530	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
200.531	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 11 mm, ocel
200.532	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
200.533	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 13 mm, ocel
200.534	Šroub kortikální Ø 1.0 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
200.686	Šroub kortikální Ø 1.3 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
200.687	Šroub kortikální Ø 1.3 mm, samořezný, délka 7 mm, ocel
200.688	Šroub kortikální Ø 1.3 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
200.689	Šroub kortikální Ø 1.3 mm, samořezný, délka 9 mm, ocel
200.690	Šroub kortikální Ø 1.3 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
200.691	Šroub kortikální Ø 1.3 mm, samořezný, délka 11 mm, ocel
200.692	Šroub kortikální Ø 1.3 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
200.693	Šroub kortikální Ø 1.3 mm, samořezný, délka 13 mm, ocel
200.694	Šroub kortikální Ø 1.3 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
200.695	Šroub kortikální Ø 1.3 mm, samořezný, délka 15 mm, ocel
200.696	Šroub kortikální Ø 1.3 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
200.698	Šroub kortikální Ø 1.3 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel

200.806	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 6 mm, ocel
200.807	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 7 mm, ocel
200.808	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 8 mm, ocel
200.809	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 9 mm, ocel
200.810	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 10 mm, ocel
200.811	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 11 mm, ocel
200.812	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel
200.813	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 13 mm, ocel
200.814	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel
200.816	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel
200.818	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
200.820	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
200.822	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
200.824	Šroub kortikální Ø 1.5 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel

LCP Comapct Hand 1,3, 1,5 ocel

Adaptační úhlově stabilní dlahy pro fixace zráktur článků prstů a metakarpů, osteotomie, artrodézy

dlahy mají nízký profil, zaoblené okraje a vysoce leštěný povrch, mimimalizuje se tak dráždění měkkých tkání

hlavy samořezných šroubů jsou zanořeny v dlaze. Do koaxiálních a LCP otvorů lze zavádět kortikální i LCP šrouby





02.114.005	Dlaha uzamykatelná 1.5, rovná, 12 otvorů, délka 59 mm, nerezová ocel
02.114.006	Dlaha uzamykatelná T 1.5, dřík 8 otvorů, hlava 3 otvory, ocel
02.114.013	Dlaha uzamykatelná Y 1.5, dřík 8 otvorů, hlava 3 otvory, nerezová ocel
02.114.014	Dlaha kondylární uzamykatelná 1.5, dřík 6 otvorů, hlava 2 otvory, nerezová ocel
02.130.151	Dlaha uzamykatelná 1.3, 12 otvorů, rovná, délka 48 mm, nerezová ocel
02.130.154	Dlaha uzamykatelná 1.3 pro tělo Phalangu, hlava 2 otvory, dřík 5 otvory, délka 26 mm, nerezová ocel
02.130.158	Dlaha mřížková uzamykatelná 1.3, 8 otvorů, kosá, pravá, délka 19 mm, nerezová ocel
02.130.159	Dlaha mřížková uzamykatelná 1.3, 8 otvorů, kosá, levá, délka 19 mm, nerezová ocel

246.482	Dlaha mřížková uzamykatelná 1.5, 8 otvorů, kosá, pravá, ocel
246.483	Dlaha mřížková uzamykatelná 1.5, 8 otvorů, kosá, levá, ocel

Šrouby pro dlahy skupiny velký fragment titan

průměr závitu 5 mm, průměr dříku 4,3 mm

dvojitý závit šroubu umožňuje zamknutí do dlahy a do kosti

délka šroubů Ø 5.0 mm 18 - 50 mm, vždy po 2 mm

délka šroubů Ø 5.0 mm 50 - 90 mm, vždy po 5 mm



212.203	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel
212.204	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
212.205	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel
212.206	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
212.207	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel
212.208	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 28 mm, ocel
212.209	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
212.210	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel
212.211	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 34 mm, ocel
212.212	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 36 mm, ocel
212.213	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel
212.214	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 40 mm, ocel
212.215	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 42 mm, ocel
212.216	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 44 mm, ocel
212.217	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 46 mm, ocel
212.218	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 48 mm, ocel
212.219	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel
212.220	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 55 mm, ocel

212.221	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel
212.222	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 65 mm, ocel
212.223	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel
212.224	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 75 mm, ocel
212.225	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 80 mm, ocel
212.226	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 85 mm, ocel
212.227	Zajišťovací šroub Stardrive® Ø 5.0 mm, samořezný, délka 90 mm, ocel

Kortikální šrouby ocel

průměr závitu 4,5 mm

délka šroubu Ø 4.5 mm 24 - 70 mm, vždy po 2 mm



214.824	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
214.826	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel
214.828	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 28 mm, ocel
214.830	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 30 mm, ocel
214.832	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel
214.834	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 34 mm, ocel
214.836	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 36 mm, ocel
214.838	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel
214.840	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 40 mm, ocel
214.842	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 42 mm, ocel
214.844	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 44 mm, ocel
214.846	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 46 mm, ocel
214.848	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 48 mm, ocel
214.850	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel
214.852	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 52 mm, ocel
214.854	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 54 mm, ocel
214.856	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 56 mm, ocel
214.858	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 58 mm, ocel
214.860	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel
214.862	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 62 mm, ocel
214.864	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 64 mm, ocel
214.866	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 66 mm, ocel
214.868	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 68 mm, ocel
214.870	Šroub kortikální Ø 4.5 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel

Dlahy skupiny malý fragment ocel

umožňují řešení fraktur diafýzy rovných kostí (ulna, radius, fibula)

kombinované otvory pro zavedení úhlově stabilních šroubů 3,5 mm, nebo kortikálních šroubů 3,5 mm

délky dlah rekonstrukčních 5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20 a 22 otvorů



245.051	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 5 otvorů, ocel
245.061	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 6 otvorů, ocel
245.071	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 7 otvorů, ocel
245.081	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 8 otvorů, ocel
245.091	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 9 otvorů, ocel
245.101	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 10 otvorů, ocel
245.121	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 12 otvorů, ocel
245.141	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 14 otvorů, ocel
245.201	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 20 otvorů, ocel
245.221	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvorem, 22 otvorů, ocel

Dlahy třetiny válce 4,5,6,7, a 8 otvorů



241.341	Dlaha LCP tvaru třetiny válce 3.5, 4 otvory, délka 52 mm, ocel
241.351	Dlaha LCP tvaru třetiny válce 3.5, 5 otvorů, délka 64 mm, ocel
241.361	Dlaha LCP tvaru třetiny válce 3.5, 6 otvorů, délka 76 mm, ocel
241.371	Dlaha LCP tvaru třetiny válce 3.5, 7 otvorů, délka 88 mm, ocel
241.381	Dlaha LCP tvaru třetiny válce 3.5, 8 otvorů, délka 100 mm, ocel

LCP dlahy 7,8,9,10 a 12 otvorů



223.551	Dlaha LCP 3.5, 5 otvorů, délka 72 mm, nerezová ocel
223.561	Dlaha LCP 3.5, 6 otvorů, délka 85 mm, nerezová ocel
223.571	Dlaha LCP 3.5, 7 otvorů, délka 98 mm, ocel
223.581	Dlaha LCP 3.5, 8 otvorů, délka 111 mm, ocel
223.591	Dlaha LCP 3.5, 9 otvorů, délka 116 mm, ocel
223.601	Dlaha LCP 3.5, 10 otvorů, délka 137 mm, ocel
223.621	Dlaha LCP 3.5, 12 otvorů, délka 163 mm, ocel

Proximální humerus – dlaha, ocel

pro fraktury proximálního humeru

otvory pro proximální části dlahy úhlově stabilní šrouby 3,5, nebo kombinované otvory v dřívku pro zavedené úhlově stabilních šroubů 3,5, nebo kortikálních šroubů 3,5 mm



241.901	PHILOS - dlahá na proximální humerus 3.5, 3 otvory, nerezová ocel
241.903	PHILOS - dlahá na proximální humerus 3.5, 5 otvorů, nerezová ocel
241.918	PHILOS dlouhá - dlahá na proximální humerus a diafýzu 3.5, 5 otvorů, délka 142 mm, nerezová ocel
241.919	PHILOS dlouhá - dlahá na proximální humerus a diafýzu 3.5, 6 otvorů, délka 160 mm, nerezová ocel
241.921	PHILOS dlouhá - dlahá na proximální humerus a diafýzu 3.5, 8 otvorů, délka 196 mm, nerezová ocel
241.923	PHILOS dlouhá - dlahá na proximální humerus a diafýzu 3.5, 10 otvorů, délka 232 mm, nerezová ocel

Kanylované šrouby 3,5 mm ocel

závit o plné délce šroubu, nebo o adekvátní délce závitu k délce šroubu

kanylovaný šroub možno zavést po vodícím drátu o průměru 1,25 mm

průměr závitu 3,5 mm, průměr dřívku 2,4 mm

délky šroubů s částečným závitem 10 - 50 mm, vždy po 2 mm, s postupně stoupající délkou závitu

délky šroubů s částečným závitem 50 - 50 mm, vždy po 10 mm, s postupně stoupající délkou závitu

délka šroubů s plným závitem 10 - 50 mm, vždy po 2 mm



205.010	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 10/4 mm, ocel
205.012	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 12/4 mm, ocel
205.014	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 14/5 mm, ocel
205.016	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 16/5 mm, ocel
205.018	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 18/6 mm, ocel
205.020	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 20/7 mm, ocel
205.022	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 22/7 mm, ocel
205.024	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 24/8 mm, ocel
205.026	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 26/8 mm, ocel
205.028	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 28/9 mm, ocel
205.030	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 30/10 mm, ocel
205.032	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 32/11 mm, ocel
205.034	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 34/11 mm, ocel
205.036	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 36/12 mm, ocel
205.038	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 38/12 mm, ocel
205.040	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 40/13 mm, ocel
205.042	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 42/14 mm, ocel
205.044	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 44/14 mm, ocel
205.046	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 46/15 mm, ocel

205.048	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 48/15 mm, ocel
205.050	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 50/16 mm, ocel
205.060	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, délka 60/20 mm, ocel
205.210	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 10 mm, ocel
205.212	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 12 mm, ocel
205.214	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 14 mm, ocel
205.216	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 16 mm, ocel
205.218	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 18 mm, ocel
205.220	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 20 mm, ocel
205.222	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 22 mm, ocel
205.224	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 24 mm, ocel
205.226	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 26 mm, ocel
205.228	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 28 mm, ocel
205.230	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 30 mm, ocel
205.232	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 32 mm, ocel
205.234	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 34 mm, ocel
205.236	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 36 mm, ocel
205.238	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 38 mm, ocel
205.240	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 40 mm, ocel
205.242	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 42 mm, ocel
205.244	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 44 mm, ocel
205.246	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 46 mm, ocel
205.248	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 48 mm, ocel
205.250	Šroub kanylovaný Ø 3.5 mm, plný závit, délka 50 mm, ocel



Podložky pro kanylované šrouby ocel a titan

219.910	Podložka Ø 10.0/4.6 mm, pro šrouby kanylované Ø 4.5 mm, nerezová ocel
219.980	Podložka 7.0/3.6 mm pro šrouby 2.7-4.0 mm
419.990	Podložka Ø 13.0/6.6 mm, pro šrouby Ø 4.5 do 7.3 mm, titan
219.990	Podložka Ø 13.0/6.6 mm, pro šrouby Ø 4.5 do 7.3 mm, nerezová ocel

Kanylované šrouby 6,5 mm titan

průměr závitu 6,5 mm, průměr dřívku 4,8 mm

samovrtné


kanylace 2,8 mm

závit o plné délce šroubu, nebo o délce 32 mm a 16 mm

délka šroubů s délkou závitu 16 mm 50 - 120 mm, vždy po 5 mm

délka šroubů s délkou závitu 32 mm 50 - 120 mm, vždy po 5 mm

délka šroubů s plným závitem 20 - 130 mm, vždy po 5 mm



408.481	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 125 mm, slitina titanu (TAN)
408.482	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 130 mm, slitina titanu (TAN)
408.443	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 105/32 mm, slitina titanu (TAN)
408.444	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 110/32 mm, slitina titanu (TAN)
408.445	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 115/32 mm, slitina titanu (TAN)
408.446	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 120/32 mm, slitina titanu (TAN)
408.416	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 105/16 mm, slitina titanu (TAN)
408.417	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 110/16 mm, slitina titanu (TAN)
408.418	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 115/16 mm, slitina titanu (TAN)
408.419	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 120/16 mm, slitina titanu (TAN)

Kanylované šrouby 4,5 mm ocel

závit o plné délce šroubu, nebo o délce 32 mm a 16 mm

samovrtné

průměr závitu 4,5 mm, průměr dřívku 3,1 mm

kanylace 1,6 mm

délky šroubů s částečným závitem 20 - 72 mm, vždy po 2 mm, s postupně stoupající délkou závitu

délka šroubů s plným závitem 10 - 72 mm, vždy po 2 mm



214.620	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 20/7 mm, ocel
214.622	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 22/7 mm, ocel
214.624	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 24/8 mm, ocel
214.626	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 26/9 mm, ocel
214.628	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 28/9 mm, ocel
214.630	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 30/10 mm, ocel
214.632	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 32/11 mm, ocel
214.634	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 34/11 mm, ocel
214.636	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 36/12 mm, ocel
214.638	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 38/13 mm, ocel
214.640	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 40/13 mm, ocel
214.642	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 42/14 mm, ocel
214.644	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 44/15 mm, ocel
214.646	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 46/15 mm, ocel
214.648	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 48/16 mm, ocel
214.650	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 50/17 mm, ocel
214.652	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 52/17 mm, ocel
214.654	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 54/18 mm, ocel
214.656	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 56/19 mm, ocel
214.660	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 60/20 mm, ocel
214.664	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 64/21 mm, ocel
214.668	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 68/23 mm, ocel

214.672	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, délka 72/24 mm, ocel
214.420	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 20 mm, ocel
214.422	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 22 mm, ocel
214.424	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 24 mm, ocel
214.426	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 26 mm, ocel
214.428	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 28 mm, ocel
214.430	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 30 mm, ocel
214.432	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 32 mm, ocel
214.434	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 34 mm, ocel
214.436	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 36 mm, ocel
214.438	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 38 mm, ocel
214.440	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 40 mm, ocel
214.442	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 42 mm, ocel
214.444	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 44 mm, ocel
214.446	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 46 mm, ocel
214.448	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 48 mm, ocel
214.450	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 50 mm, ocel
214.452	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 52 mm, ocel
214.454	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 54 mm, ocel
214.456	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 56 mm, ocel
214.460	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 60 mm, ocel
214.464	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 64 mm, ocel
214.468	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 68 mm, ocel
214.472	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samořezný, plný závit, délka 72 mm, ocel

Dlahy pro komplexní zlomeniny patní kosti ocel

dlaha pro levou a pravou dolní končetinu 69 mm

otvory pro zavedení zajišťovacích šroubů 3,5 mm v předem definovaném úhlu



241.622	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, pravá, malá, délka 69 mm, ocel
241.623	Dlaha uzamykatelná 3.5 na patní kost, levá, malá, délka 69 mm, ocel

Dlahy pro komplexní zlomeniny patní kosti s variabilním úhlem zavedení šroubů

dlaha pro levou a pravou dolní končetinu

otvory s volitelným úhlem zavedení zajišťovacích šroubů 2,7 mm



02.211.400	Dlaha uzamykatelná VA 2.7 na patní kost, malá, délka 58 mm, pravá, nerezová ocel
02.211.401	Dlaha uzamykatelná VA 2.7 na patní kost, malá, délka 58 mm, levá, nerezová ocel
02.211.402	Dlaha uzamykatelná VA 2.7 na patní kost, střední, délka 64 mm, pravá, nerezová ocel
02.211.403	Dlaha uzamykatelná VA 2.7 na patní kost, střední, délka 64 mm, levá, nerezová ocel
02.211.404	Dlaha uzamykatelná VA 2.7 na patní kost, velká, délka 70 mm, pravá, nerezová ocel
02.211.405	Dlaha uzamykatelná VA 2.7 na patní kost, velká, délka 70 mm, levá, nerezová ocel

Spongiózní šrouby Ø 4.0 mm ocel

délka šroubů s plným závitem 10 - 40 mm, vždy po 2 mm

délka šroubů s plným závitem 40 - 60 mm, vždy po 5 mm

délka šroubů s částečným závitem 10 - 40 mm, s postupným stoupáním délky závitu vždy po 2 mm

délka šroubů s částečným závitem 40 - 60 mm, s postupným stoupáním délky závitu vždy po 5 mm



206.010	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 10 mm, ocel
206.012	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 12 mm, ocel
206.014	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 14 mm, ocel
206.016	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 16 mm, ocel
206.018	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 18 mm, ocel
206.020	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 20 mm, ocel
206.022	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 22 mm, ocel
206.024	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 24 mm, ocel
206.026	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 26 mm, ocel
206.028	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 28 mm, ocel
206.030	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 30 mm, ocel
206.032	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 32 mm, ocel
206.035	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 35 mm, ocel
206.036	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 36 mm, ocel
206.040	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 40 mm, ocel
207.010	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 10/5 mm, ocel
207.012	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 12/5 mm, ocel
207.014	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 14/5 mm, ocel
207.016	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 16/6 mm, ocel
207.018	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 18/7 mm, ocel
207.020	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 20/8 mm, ocel

207.022	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 22/9 mm, ocel
207.024	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 24/10 mm, ocel
207.026	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 26/12 mm, ocel
207.028	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 28/14 mm, ocel
207.030	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 30/14 mm, ocel
207.035	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 35/14 mm, ocel
207.040	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 40/14 mm, ocel
206.045	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 45 mm, ocel
206.050	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 50 mm, ocel
206.055	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 55 mm, ocel
206.060	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, plný závit, délka 60 mm, ocel
207.045	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 45/15 mm, ocel
207.050	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 50/15 mm, ocel
207.055	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 55/16 mm, ocel
207.060	Šroub spongiózní Ø 4.0 mm, délka 60/16 mm, ocel

Spongiózní šrouby Ø 6.5 mm

délka závitu 16 mm a 32 mm

216.050	Šroub pro spongiózní kost Ø 6.5 mm, délka 50/16 mm, nerezová ocel
217.045	Šroub pro spongiózní kost Ø 6.5 mm, délka 45/32 mm, nerezová ocel

Dlahy na diafýzu femuru ocel

zesílené, přímé dlahy s kombinovanými otvory pro zavedení úhlově stabilních šroubů 5,0 mm, nebo kortikálních 4,5 mm

délka dlah 8,10,12,15 a 16 otvorů



226.581	Dlaha LCP 4.5/5.0, široká, 8 otvorů, délka 152 mm, ocel
226.601	Dlaha LCP 4.5/5.0, široká, 10 otvorů, délka 188 mm, ocel
226.621	Dlaha LCP 4.5/5.0, široká, 12 otvorů, délka 224 mm, ocel
226.651	Dlaha LCP 4.5/5.0, široká, 15 otvorů, délka 270 mm, ocel
226.661	Dlaha LCP 4.5/5.0, široká, 16 otvorů, délka 296 mm, ocel

Proximální tibie laterální ocel

dlahy pro fraktury úroximální tibie laterální

1 úhlově stabilní otvor pro kraniálně směřující LCP šroub 5,0 mm umožňuje vytvořit trojúhelníkovou konstrukci pro

optimální rekonstrukci tibiálního platu pro obnovení plné funkčnosti kloubu

2 otvory pro K dráty 2,0 mm napomáhající fixaci fragmentů zlomeniny v blízkosti kloubů a usnadňují i umístění dlahy

3 úhlově stabilní otvory v proximální zakřivené části prpo LCP šrouby 5,0 mm

2 kruhové otvory pod nimi pro kortikální šrouby 4,5 mm a spongyzní šrouby 6,5 mm

kombinované otvory pro zavedení úhlově stabilních šroubů 5,0 mm, nebo kortikální šrouby 4,5 mm

levá, pravá



222.220	Dlaha LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 5 otvorů, délka 140 mm, ocel
222.221	Dlaha LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 5 otvorů, délka 140 mm, ocel
222.222	Dlaha LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 7 otvorů, délka 180 mm, ocel
222.223	Dlaha LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 7 otvorů, délka 180 mm, ocel
222.224	Dlaha LCP-PLT 4.5/5.0, pravá, 9 otvorů, délka 220 mm, ocel
222.225	Dlaha LCP-PLT 4.5/5.0, levá, 9 otvorů, délka 220 mm, ocel

239.937	Dlaha tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, dřík 6 otvorů, délka 107 mm, nerezová ocel
---------	--

240.040	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 8 otvorů, délka 154 mm, ocel
240.042	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 10 otvorů, délka 190 mm, ocel
240.041	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 8 otvorů, délka 154 mm, ocel
240.043	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 10 otvorů, délka 190 mm, ocel
240.036	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 4 otvory, délka 82 mm, ocel
240.038	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 6 otvorů, délka 118 mm, ocel
240.037	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 4 otvory, délka 82 mm, ocel
240.039	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 6 otvorů, délka 118 mm, ocel
240.044	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 12 otvorů, délka 226 mm, ocel
240.046	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, dřík 14 otvorů, délka 262 mm, ocel
240.045	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 12 otvorů, délka 226 mm, ocel
240.047	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 14 otvorů, délka 262 mm, ocel

Proximální tibia mediální ocel

dlahy pro fraktury úroximální tibia mediální

otvory pro zavedení úhlově stabilních šroubů 5,0 mm

kombinované otvory pro zavedení úhlově stabilních šroubů 5,0 mm, nebo kortikální šrouby 4,5 mm

délka dlah 4,6,8,10,12,14 a 16 otvorů



239.984	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 4 otvory, délka 106 mm, ocel
239.985	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 4 otvory, délka 106 mm, ocel

239.986	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 6 otvorů, délka 142 mm, ocel
239.987	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 6 otvorů, délka 142 mm, ocel
239.988	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 8 otvorů, délka 178 mm, ocel
239.989	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 8 otvorů, délka 178 mm, ocel
239.990	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 10 otvorů, délka 214 mm, ocel
239.991	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 10 otvorů, délka 214 mm, ocel
239.992	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 12 otvorů, délka 250 mm, ocel
239.993	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 12 otvorů, délka 250 mm, ocel
239.994	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 14 otvorů, délka 286 mm, ocel
239.995	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 14 otvorů, délka 286 mm, ocel
239.996	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, pravá, dřík 16 otvorů, délka 322 mm, ocel
239.997	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 4.5, levá, dřík 16 otvorů, délka 322 mm, ocel

Posteromediální proximální tibie 3,5 mm, ocel

otvory pro zavedení úhlově stabilních šroubů 3,5 mm

kombinované otvory pro zavedení úhlově stabilních šroubů 3,5 mm, nebo kortikální šrouby 3,5 mm

délka dlah 1,2 a 4 otvory



02.120.701	Dlaha tibiální proximální posteromediální LCP 3,5, 1.otv, délka 69mm
02.120.702	Dlaha tibiální proximální posteromediální LCP 3,5, 2.otv, délka 79mm
02.120.704	Dlaha tibiální proximální posteromediální LCP 3,5, 4.otv, délka 105mm

Distální fibula, titan

anatomické dlahy pro fraktury distální fibuly

zajištění pomocí úhlově stabilních šroubů 2,7 mm v distální části dlahy

kombinované otvory v dříku dlahy pro zavedení úhlově stabilních šroubů 3,5 mm, spongyózní šrouby 4,0 mm, nebo kortikálních šroubů 3,5 mm

4 otvory pro K dráty 2,0 mm

délka dlah 3,4, a 5 otvorů



04.112.136	Dlaha LCP 2.7/3.5 laterální distální na fibulu, 3 otvory, délka 73 mm, pravá, titan
04.112.138	Dlaha LCP 2.7/3.5 laterální distální na fibulu, 4 otvory, délka 86 mm, pravá, titan

04.112.140	Dlaħa LCP 2.7/3.5 laterální distální na fibulu, 5 otvorů, délka 99 mm, pravá, titan
04.112.141	Dlaħa LCP 2.7/3.5 laterální distální na fibulu, 5 otvorů, délka 99 mm, levá, titan
04.112.139	Dlaħa LCP 2.7/3.5 laterální distální na fibulu, 4 otvory, délka 86 mm, levá, titan
04.112.137	Dlaħa LCP 2.7/3.5 laterální distální na fibulu, 3 otvory, délka 73 mm, levá, titan

Distální femur, ocel

anatomicky zahnuté dlahy s nízkým profilem s optimální anatomickou pozicí šroubů omezuje dráždění okolních mekkých tkání

úhlová stabilita zlepšuje ukotvení osteoporotické kosti

jako vnitřní fixátor dlahy předchází avaskularizaci kosti

umožňuje brzkou mobilizaci

dlahy mají v hlavě 7 otvorů pro úhlově stabilní šrouby 5,0 mm a v dřívku kombinované otvory

60° zahnutí těla dlahy představuje tvar odpovídající anatomii distální tibie. Díky tomu většinou není třeba dlahu dále tvarovat

délka dlah 7,9,11 a 13 otvorů



222.252	Dlaħa LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 7 otvorů, délka 196 mm, ocel
222.253	Dlaħa LCP-DF 4.5/5.0, levá, 7 otvorů, délka 196 mm, ocel
222.254	Dlaħa LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 9 otvorů, délka 236 mm, ocel
222.255	Dlaħa LCP-DF 4.5/5.0, levá, 9 otvorů, délka 236 mm, ocel
222.256	Dlaħa LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 11 otvorů, délka 276 mm, ocel
222.257	Dlaħa LCP-DF 4.5/5.0, levá, 11 otvorů, délka 276 mm, ocel
222.258	Dlaħa LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 13 otvorů, délka 316 mm, ocel
222.259	Dlaħa LCP-DF 4.5/5.0, levá, 13 otvorů, délka 316 mm, ocel

Distální tibie, dlahy anterolaterální, ocel

v hlavě jsou 4 otvory pro LCP šrouby 3,5 mm, kortikální šrouby 2,7, 3,5 mm, nebo spongyozní šrouby 4,0 mm

v těle dlahy jsou kombinované otvory pro LCP šrouby 3,5 mm, kortikální šrouby 3,5 mm, nebo spongyozní šrouby 4,0 mm

dlahy mají anatomický tvar - levá a pravá

tloušťka dlahy se zužuje z 3,6 mm na těle do dlahy na 2,5 mm do distální části dlahy

zúžený konec dlahy pro submuskulární zavedení

hlavy šroubů jsou usazeny v zahluubených otvorech tak, aby co nejméně vyčnívaly

délka dlah 5,7,9,11,15 a 17 otvorů



241.440	Dlaha tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 5 otvorů, délka 80 mm, ocel
241.442	Dlaha tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 7 otvorů, délka 106 mm, ocel
241.444	Dlaha tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, pravá, 9 otvorů, délka 132 mm, ocel
241.441	Dlaha tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 5 otvorů, délka 80 mm, ocel
241.443	Dlaha tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 7 otvorů, délka 106 mm, ocel
241.445	Dlaha tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 9 otvorů, délka 132 mm, ocel
241.447	Dlaha tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 11 otvorů, délka 158 mm, ocel
241.451	Dlaha tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 15 otvorů, délka 210 mm, ocel
241.453	Dlaha tibiální distální LCP 3.5, anterolaterální, levá, 17 otvorů, délka 236 mm, ocel

Dlaha na distální tibií mediální, ocel

Distální konec dlahy má 6 otvorů pro zamykací šrouby 3,5 mm a 2 kombinované otvory

kombinované otvory lze použít i pro kortikální šrouby 2,7 mm a 3,5 mm, nebo pro spongyzní šrouby 4,0 mm

hlavičky šroubů jsou zahlobeny do dlahy, aby promínovali pouze minimálně

otvory pro K dráty o průměru 2,0 mm

Délka dlah 6,8,10,12 a 14 otvorů



02.112.514	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, Low Bend, pravá, 6 otvorů, délka 135 mm, nerezová ocel
02.112.515	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, Low Bend, levá, 6 otvorů, délka 135 mm, nerezová ocel
02.112.518	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, Low Bend, pravá, 8 otvorů, délka 161 mm, nerezová ocel
02.112.519	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, Low Bend, levá, 8 otvorů, délka 161 mm, nerezová ocel
02.112.522	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, Low Bend, pravá, 10 otvorů, délka 187 mm, nerezová ocel
02.112.523	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, Low Bend, levá, 10 otvorů, délka 187 mm, nerezová ocel
02.112.526	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, Low Bend, pravá, 12 otvorů, délka 213 mm, ocel
02.112.527	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, Low Bend, levá, 12 otvorů, délka 213 mm, ocel
02.112.530	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, Low Bend, pravá, 14 otvorů, délka 239 mm, ocel
02.112.531	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, Low Bend, levá, 14 otvorů, délka 239 mm, ocel

Metafyzární dlahy pro distální tibii, ocel

nižší profil distálního konce dlahy má 4 kombinované otory pro umístění zajišťovacích šroubů 3.5 mm, nebo kortikálních šroubů 3.5 mm

tělo dlahy má 7,8,10 nebo 12 kombinovaných otvorů pro zajišťovací šrouby 5.0 mm, nebo kortikální šrouby 4.5 mm



224.811	LCP 3.5/4.5/5.0 metafyzární dlahy pro distální bérce, levá 4+7 otvorů.177 mm
224.812	LCP 3.5/4.5/5.0 metafyzární dlahy pro distální bérce, levá 4+8 otvorů.195 mm
224.771	LCP 3.5/4.5/5.0 metafyzární dlahy pro distální bérce, pravá 4+7 otvorů.177 mm
224.772	LCP 3.5/4.5/5.0 metafyzární dlahy pro distální bérce, pravá 4+8 otvorů.195 mm
224.814	LCP 3.5/4.5/5.0 metafyzární dlahy pro distální bérce, levá 4+10 otvorů. 231 mm
224.816	LCP 3.5/4.5/5.0 metafyzární dlahy pro distální bérce, levá 4+12 otvorů. 267 mm
224.774	LCP 3.5/4.5/5.0 metafyzární dlahy pro distální bérce, pravá 4+10 otvorů.231 mm
224.776	LCP 3.5/4.5/5.0 metafyzární dlahy pro distální bérce, pravá 4+12 otvorů.267 mm
224.765	Dlahy LCP 3.5/4.5/5.0 metafyzární, široká, 5+15 otvorů, délka 334 mm, nerezová ocel

Pánev, ocel


system dlah 3,5 mm pro zlomeniny pánve a acetabula s nízkým profilem

přímé rekonstrukční dlahy s nízkým profilem umožňují použití šroubů s širokým úhlem zavedení, nebo úhlově stabilních

(dlahy se širokým úhlem zavedení šroubu mají širší otvory a větší tloušťku dlahy. Dovolují tak zavedení šroubu od větším úhlem bez nutnosti přizpůsobení tvaru dlahy zvolenému směru šroubu)


nízký profil a zaoblené hrany snižují dráždění měkkých tkání
zahnuté rekonstrukční dlahy s nízkým profilem, radius 88 a 108 mm

rekonstrukční dlahy tvaru J s nízkým profilem či úhlově stabilní, pravé a levé



245.908	Rekonstrukční dlahy 3.5 s nízkým profilem, zahnutá ((R88)), 8 otvorů, délka 104 mm, ocel
245.912	Rekonstrukční dlahy 3.5 s nízkým profilem, zahnutá ((R88)), 12 otvorů, délka 156 mm, ocel
245.880	Rekonstrukční dlahy 3.5 s nízkým profilem, zahnutá (R108), 10 otvorů, délka 130 mm, ocel

245.884	Rekonstrukční dlaha 3,5 s nízkým profilem, zahnutá,(R108), 14.otvorů, délka 182mm
229.330	Rekonstrukční dlaha 4.5mm, rovná, 3 otvory, délka 45mm
229.340	Rekonstrukční dlaha 4.5mm, rovná, 4 otvory, délka 61mm
229.350	Rekonstrukční dlaha 4.5mm, rovná, 5 otvorů, délka 77mm



245.932	Rekonstrukční dlaha J 3.5 s nízkým profilem, levá, 12 otvorů, délka 156 mm, ocel
245.934	Rekonstrukční dlaha J 3.5 s nízkým profilem, levá, 14 otvorů, délka 182 mm, ocel
245.922	Rekonstrukční dlaha J 3.5 s nízkým profilem, pravá, 12 otvorů, délka 156 mm, ocel
245.924	Rekonstrukční dlaha J 3.5 s nízkým profilem, pravá, 14 otvorů, délka 182 mm, ocel
02.100.362	Rekonstrukční dlaha J 3.5 s koaxiálním otvorem, pravá, 12 otvorů, délka 156 mm, ocel
02.100.365	Rekonstrukční dlaha J 3.5 s koaxiálním otvorem, levá, 14 otvorů, délka 182mm, ocel



02.100.302	Předpružená dlaha 3.5 2 otvory,délka 31.5 mm
02.100.303	Předpružená dlaha 3.5 3 otvory,délka 43.5 mm



02.100.004	Dlaha na symfýzu 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, 4 otvorů, délka 57 mm, ocel
02.100.016	Dlaha na symfýzu 3,5 s koaxiál.otvorem + DCP otvory, 6 otvorů, délka 78mm, ocel
02.100.006	Dlaha na symfýzu 3.5 s koaxiálním kombi otvorem, 6 otvorů, délka 78 mm, ocel

Kortikální šrouby 3.5 a 4.5 mm, ocel

průměr závitu 3,5 mm, průměr dříku mm

mají hluboké šestihranné zahlobení, které minimalizuje stržení hlavy šroubu či šroubováku

délka šroubů 3,5 mm 60 - 130 mm, vždy po 5 mm



204.855	Šroub kortikální průměr 3.5 mm, samořezný, délka 55 mm, ocel
204.660	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 60 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.665	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 65 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel

204.670	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 70 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.675	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 75 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.680	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 80 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.685	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 85 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.690	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 90 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.695	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 95 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.700	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 100 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.705	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 105 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.710	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 110 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.715	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 115 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.720	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 120 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.725	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 125 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel
204.730	Šroub kortikální pánevní průměr 3.5 mm, samořezný, délka 130 mm, výška hlavy 2.75 mm, ocel

délka šroubů 4,5 mm 72 - 110 mm, vždy po 5 mm



214.872	Zajišťovací šroub průměr 4.5 mm, samořezný, délka 72 mm, ocel
214.876	Zajišťovací šroub průměr 4.5 mm, samořezný, délka 76 mm, ocel
214.880	Zajišťovací šroub průměr 4.5 mm, samořezný, délka 80 mm, ocel
214.885	Zajišťovací šroub průměr 4.5 mm, samořezný, délka 85 mm, ocel
214.890	Zajišťovací šroub průměr 4.5 mm, samořezný, délka 90 mm, ocel
214.895	Zajišťovací šroub průměr 4.5 mm, samořezný, délka 95 mm, ocel
214.900	Zajišťovací šroub průměr 4.5 mm, samořezný, délka 100 mm, ocel
214.905	Zajišťovací šroub průměr 4.5 mm, samořezný, délka 105 mm, ocel
214.910	Zajišťovací šroub průměr 4.5 mm, samořezný, délka 110 mm, ocel

Externí fixátory

Samořezné a samovrtné Schanzovy šrouby slouží k upevnění karbonových tyčí určených k externí fixaci zlomenin končetin, ocel



294.782	Šroub Schanzův Seldrill™ Ø 5.0 mm, délka 100/30 mm, ocel
294.783	Šroub Schanzův Seldrill™ Ø 5.0 mm, délka 125/40 mm, ocel
294.784	Šroub Schanzův Seldrill™ Ø 5.0 mm, délka 150/60 mm, ocel
294.785	Šroub Schanzův Seldrill™ Ø 5.0 mm, délka 175/60 mm, ocel
294.786	Šroub Schanzův Seldrill™ Ø 5.0 mm, délka 200/80 mm, ocel
294.788	Šroub Schanzův Seldrill™ Ø 5.0 mm, délka 250/80 mm, ocel
294.772	Šroub Schanzův Seldrill™ Ø 4.0/3.0 mm, délka 100/20 mm, ocel
294.300	Šroub Schanzův Ø 4.0/3.0 mm, délka 80/20 mm, nerezová ocel
294.520	Šroub Schanzův Ø 5.0 mm, délka 100/50 mm, ocel
294.530	Šroub Schanzův Ø 5.0 mm, délka 125/50 mm, ocel
294.540	Šroub Schanzův Ø 5.0 mm, délka 150/50 mm, ocel
294.550	Šroub Schanzův Ø 5.0 mm, délka 175/50 mm, ocel
294.560	Šroub Schanzův Ø 5.0 mm, délka 200/50 mm, ocel
294.570	Šroub Schanzův Ø 5.0 mm, délka 250/50 mm, ocel

Steinmanův hřeb se středním závitem

293.680	Hřeb Steinmann Ø 4.5 mm se středním závitem, délka 175 mm, nerezová ocel
---------	--

Osteokonduktivní materiál

resorbovatelná náhrada kostní tkáně na bázi trikalciumfosfátu

syntetická, porézní, bioaktivní a biokompatibilní keramika etatrikalciumfosfát $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, vyhovující standardu ASTM F 1088-87/92,

s definovanou stejnoměrnou, porézní strukturou. ChronOS™ TCP je resorbován v živé kosti a nahrazen autologní kostní tkání.

ChronOS™ je dodáván ve dvojitém sterilním balení a je po předchozí sterilizaci gama zářením.

Rozměr 100 x 25 x 6 mm a 50 x 25 x 3 mm



07.801.111S	chronOS Strip kostní náhradní materiál, 100 x 25 x 6 mm, sterilní
07.801.100S	chronOS Strip kostní náhradní materiál, 50 x 25 x 3 mm, sterilní
07.720.035S	Válec chronOS Vivify kostní náhradní materiál Ø 14 mm, délka 25 mm, sterilní

Dlaha pro artrodézu zápěstí - rovná, standardní ohyb a krátký ohyb, ocel

použití u pacientů s deformitami zápěstí a artrodézou

nízký profil dlahy minimalizuje prominenci implantátu

možné použít LCP šrouby 2,7mm, kortikální 2,4/2,7mm distálně a LCP nebo kortikální šrouby 3,5 mm proximálně

dlaha pro radiocarpální dēju



04.110.150	Dlaha LCP pro artrodézu zápěstí 2.7/3.5, standardní ohyb, 8 otvorů, délka 118 mm, čistý titan
04.110.151	Dlaha LCP pro artrodézu zápěstí 2.7/3.5, krátký ohyb, 8 otvorů, délka 118 mm, čistý titan
04.110.152	Dlaha LCP pro artrodézu zápěstí 2.7/3.5, rovná, 9 otvorů, délka 112 mm, čistý titan

