

ADM medical servis s.r.o.

Nám. 1. máje 683, 253 01 Hostivice

Spisová značka: C 260271 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 05253144 DIČ: CZ05253144

RZPRO: 055538

Tel : (+420) 728 277498 E-mail : adm.medicalservis@gmail.com

Alpha Active 4

Alpha Active 4 je koncipována jako cenově přijatelné řešení pro prevenci i léčbu až 4. stupně proleženin (dekubitálních vředů), a tím zvyšuje kvalitu a spolehlivost poskytované péče. Systém nabízí pokročilé vlastnosti pro zajištění vysoké kvality v péči o klienty, zároveň však zůstává jednoduchý na obsluhu a velmi lehce se čistí a udržuje. Tím snižuje rizika jak pro klienty, tak pro ošetřovatele.



Elektronické nastavení – umožňuje přesné nastavení tlaku v matraci odpovídajícího hmotnosti klienta.

Variabilní doby cyklu – kromě standardního 10 minutového cyklu nabízí Alpha Active 4 také cyklus 20 minutový, který může být využíván u klientů, kteří lépe snášejí delší dobu cyklu (např. v noci) nebo v případech rehabilitujících klientů s nižším rizikem vzniku proleženin.

AutoFirm – nabízí pevnou, stabilní plochu k ležení během ošetřování či převážení klienta. Po 15 minutách se režim přepne zpět do původního nastavení matrace.

2 pracovní módy – systém umožňuje uživateli volit mezi dvěma pracovními módy, jež odpovídají potřebám léčby i klientů.

Aktivní/proměnlivý mód – pravidelným nafukováním a vyfukováním komor matrace pod klientem eliminuje tlak na postižená místa. Je ideální pro prevenci u klientů s vyšším rizikem vzniku proleženin a zvláště těch, jež není možné často přemísťovat.

Reaktivní/statický mód – tlak v komorách je vyrovnán, aby bylo dosaženo rozložení tělesné hmotnosti na větší plochu. Je ideální pro klienty s nízkou snášenlivostí pohybujících se podložek (viz výše) nebo rehabilitujících klientů.

Optické a akustické výstražné funkce – při nízkém tlaku v komorách, výpadku proudu a systémových chybách.

Modulová konstrukce – pro jednoduché čištění a údržbu.

Ergonomická, kompaktní a tichá pumpa – ideální pro užití v jakémkoli prostředí (komunitní i ústavní péči).

Transportní mechanismus - jednoduše použitelný transportní mechanismus poskytuje klientovi podporu. Tlak v komorách se automaticky přizpůsobí, takže vznikne optimální a pohodlná plocha lůžka.

Cell-on-Cell – zajišťuje doplňkovou podporu a zvyšuje stabilitu klienta.

Statické hlavové komory – zvyšují komfort a stabilitu v hlavové části matrace.

Dartex – prodyšný a vodu odpuzující potah – vyznačuje se pružností a bakteriostatickými vlastnostmi.

Větrané komory (komory s mikroperforací) – pozitivně působí na kožní mikroklima díky redukci vlhkosti a s ní spojenými riziky rozmáčení kůže.

CPR vyfouknutí – rychlé vypuštění komor dovoluje používání matrace bez zbytečných prodlev.

Technické údaje:

Matrace:

Rozměry - 850 mm x 2000 mm x 200 mm

Výška komor - 200 mm

Materiál komor - Nylonem potažený polyuretan

Potah - Dartex[®]

Kompresor :

Rozměry - 280 mm x 115 mm x 205 mm

Hmotnost - 2,5 kg

Napájení - 230 V 50 Hz; 12 W 1 A

Cyklus - 10 nebo 20 minut

Materiál - Ohnivzdorný ABS

Filtr - Vyměnitelný

Optické a akustické výstrahy - při nízkém tlaku, při výpadku napájení, při systémových chybách

Elektrická bezpečnostní norma - EN606011, IEC606011

Ochrana proti dotykovému napětí - Třída II, Typ BF

Krytí - IP X0

Hmotnost pacienta - 20 až 200 kg

S pozdravem Jiří Smolnický