

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace pro SZM a její přílohy (originální datový list výrobce, katalog apod.)
- Příloha č. 2 - Stanovení nabídkové ceny SZM pro podtlakovou terapii ran s proplachem – 1 tabulka
- Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů/Prohlášení o poddodavatelích
- Příloha č. 4 – Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu

V Praze dne: 9.11.2022

za prodávajícího:



Ing. Jiří Pavlíček
jednatel
Aspironix s.r.o.


Aspironix

Aspironix s.r.o.
Hradčanské nám. 12, 118 00 Praha 1
DIČ: CZ29040736 IČ: 29040736
www.aspironix.com

V Praze dne:

22-11-2022

za kupujícího:



prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha



**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 1 kupní smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

MINIMÁLNÍ ZADAVATELEM POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY Spotřební materiál na podtlakovou terapii s proplachem	Splňuje ANO/NE*
<u>Musí splňovat tyto parametry:</u>	
• Kompletní sterilní set pro jednorázové použití musí minimálně obsahovat: krycí médium, drenážní port (univerzální pro všechny velikosti ran) a incizní fólii	ANO (str. 37 a str. 162 nabídky)
• Materiál na krytí ran (krycí médium) použitý v sadách musí být pěna	ANO (str. 31 a str. 34 nabídky)
• Kompletní sterilní set musí být dostupný minimálně ve 2 základních velikostech: M, L	ANO (str. 37 nabídky)
• Set a všechny jeho součásti musí být sterilní	ANO (str. 37 a str. 162 nabídky)
• Sběrná nádoba na exsudát musí mít obsah minimálně 500ml	ANO (str. 35 nabídky)
• Sběrná nádoba na exsudát musí obsahovat filtr proti zápachu a hadici (pouze pokud hadice není součástí setu)	ANO (str. 35 nabídky)
• Houba VCC nebo ROCF-CC musí být sterilně balena	ANO (str. 39 a str. 163 nabídky)
• Bílá pěna musí být dostupná minimálně ve 2 základních velikostech: S, L	ANO (str. 34 nabídky)
• Spojovací hadice musí být sterilně balena	ANO (str. 164 nabídky)
• Kazeta pro proplach musí být sterilně balena	ANO (str. 161 nabídky)

* účastník vyplní všechny řádky a uvede odkaz na stránku technického dokumentu/ návodu k použití vydaného výrobcem, z něhož lze ověřit splnění daného parametru, popř. i označení konkrétní technologie.

Účastník čestně prohlašuje, že předmět jeho dodávky splňuje veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.

Jako přílohu účastník dokládá originální technické listy výrobce (originální datový list výrobce, katalog apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.

V Praze dne 9. 11. 2022

Příloha: Technické listy výrobce

Ing. Jiří Pavlíček
jednatel
Aspironix s.r.o.

Aspironix

Aspironix s.r.o.
Hradčanské nám. 12, 118 00 Praha 1
DIČ: CZ29040736 IČ: 29040736
www.aspironix.com



Krytí V.A.C.® GRANUFOAM™

Krytí V.A.C.® GRANUFOAM™

Hydrofobní krytí s otevřenými póry pro použití s terapeutickými jednotkami V.A.C.®, navržený tak, aby napomáhal a podporoval tvorbu nové granulační tkáně a zlepšoval odstraňování exsudátu. Obvazy V.A.C.® GRANUFOAM™ lze použít na širokou škálu ran.



Použití V.A.C.® GRANUFOAM™ krytí spolu s terapeutickými systémy V.A.C.® (k přístrojům ACTIV.A.C.™, InfoV.A.C.™, V.A.C.ULTA™).

Obvaz V.A.C.® GRANUFOAM™ při použití ve spojení s terapií V.A.C.® podporuje tvorbu granulační tkáně a zároveň poskytuje uzavřené prostředí pro hojení ran.

Krytí V.A.C.® GRANUFOAM™ lze snadno zastříhnout tak, aby odpovídalo konturám hlubokých nebo nepravidelně tvarovaných ran, a krytí je k dispozici v různých variantách (např. přemostění DFU defektů anebo ošetření více ran).



Krytí V.A.C. WHITEFOAM™



Krytí V.A.C. WHITEFOAM™

Krytí V.A.C. WHITEFOAM™ je velmi univerzální pěna výrobná z Polyvinyl Alkoholu (PVA) určená pro použití s terapeutickými jednotkami V.A.C.®. Indikace krytí V.A.C. WHITEFOAM™:

- Rány u kterých je očekávána hypergranulace
- Pro čištění podminovaných ran anebo kavit
- K posílení kožních štěrů (pomáhá minimalizovat diskomfort pacienta)

Proč používat krytí V.A.C WHITEFOAM™?

- Vyšší pevnost v tahu než V.A.C.® GranuFoam™, což umožňuje snadné odstranění z podminovaných ran anebo kavit
- Otevřené buněčné nesíťované vlastnosti pomáhají minimalizovat růst granulační tkáně pro pohodlnější výměnu obvazu
- Méně přilnavý materiál než obvaz V.A.C.® GRANUFOAM™ pro použití jako podložka na kožní štěpy
- Krytí je dodáváno v převlhčené formě sterilní vodou

Objednací kód	Popis produktu	Obsah sterilního setu
M6275033/10 	V.A.C. WHITEFOAM™ krytí velikosti S - pouze pěna, 10 kusů v balení	1x krytí z polyvinyl alkoholu velikosti 10 x 7.5 x 1cm
M6275034/10 	V.A.C. WHITEFOAM™ krytí velikosti L - pouze pěna, 10 kusů v balení	1x krytí z polyvinyl alkoholu velikosti 10 x 15 x 1cm
M8275068/5 	V.A.C. WHITEFOAM™ Set krytí velikosti S, 5 kusů v balení	1x krytí z polyvinyl alkoholu velikosti 10 x 7.5 x 1cm, 1x krycí fólie V.A.C.® Drape, 1x terčík SENSAT.R.A.C.™ Pad, 1x pravítko
M8275067/5 	V.A.C. WHITEFOAM™ Set krytí velikosti L, 5 kusů v balení	1x krytí z polyvinyl alkoholu velikosti 10 x 15 x 1cm, 1x krycí fólie V.A.C.® Drape, 1x terčík SENSAT.R.A.C.™ Pad, 1x pravítko



Příslušenství a doplňky k V.A.C.® Therapii

Objednací kód	Popis produktu	Obsah sterilního setu	
M8275063/5	INFOV.A.C.™/ V.A.C.ULTA™ Kanystr s gelem 500ml, 5 kusů v balení	1x 500ml sterilní kanystr s gelem se SENSAT.R.A.C.™ Tubing, svorkami na klemování a konektorem k napojení terapie. Kompatibilní s léčebnou jednotkou V.A.C.ULTA™ a INFOV.A.C.™	
M8275093/5	INFOV.A.C.™/ V.A.C.ULTA™ Kanystr s gelem 1000ml, 5 kusů v balení	1x 1000ml sterilní kanystr s gelem se SENSAT.R.A.C.™ Tubing, svorkami na klemování a konektorem k napojení terapie. Kompatibilní s léčebnou jednotkou V.A.C.ULTA™ a INFOV.A.C.™	
M8275058/5	ACTIV.A.C.® Kanystr s gelem 300ml, 5 kusů v balení	1x 300ml sterilní kanystr s gelem se SENSAT.R.A.C.™ Tubing, svorkami na klemování a konektorem k napojení terapie. Kompatibilní s léčebnou jednotkou ACTIV.A.C.™	
M8275057/10	Terčik SENSAT.R.A.C.™ Pad, 10 kusů v balení	1x terčik SENSAT.R.A.C.™ Pad, 1x krycí fólie V.A.C.® Drape velikosti 30.5 x 26 cm. Terčik není určen pro použití s V.A.C. VERAFLO™ terapií (instilační/proplachovou)	
M6275009/10	Krycí fólie V.A.C.® Drape	1x krycí fólie V.A.C.® Drape velikosti 30.5 x 26 cm	



Krytí V.A.C. VERAFL0™




Krytí V.A.C. VERAFL0™

Terapie V.A.C. VERAFL0™ (proplachová terapie) kombinuje výhody léčby podtlakem (V.A.C.® terapie) ve spojení s řízenou dodávkou roztoku do rány a odsáváním tekutiny pro lokální irigaci rány v lůžku rány. Terapie se skládá z opakovaných automatizovaných instilačních cyklů, které umožňují opakované čištění rány bez nutnosti odstraňovat krytí.


Proč používat krytí V.A.C. VERAFL0™ spolu s proplachovou terapií?

- Pomáhá odstraňovat infekční materiál a další biologickou zátěž rány (např. bioburden).
- V případech kdy rána vyžaduje kombinaci granulace a čištění.
- Použijte krytí V.A.C. VERAFL0™ na otevřené rány, kdy hlavním cílem terapie je granulace, spolu s účinným čištěním rány.

Objednací kód	Popis produktu	Obsah sterilního setu
ULTVFL05SM 	V.A.C. VERAFL0™ Set krytí velikosti S, 5 kusů v balení	2x spirálovité krytí velikosti 11 x 8 x 1.8cm, 2x vylepšená krycí fólie V.A.C.®, 2 balíčky 3M™ Cavilon™ malého čtverce, který na pokožce vytváří nedráždivý ochranný film a lépe přilnavý povrch pro nalepení krycí fólie, 1x terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ se setem hadiček a 1x pravítko
ULTVFL05MD 	V.A.C. VERAFL0™ Set krytí velikosti M, 5 kusů v balení	2x spirálovité krytí velikosti 17 x 15 x 1.8cm, 2x vylepšená krycí fólie V.A.C.®, 2 balíčky 3M™ Cavilon™ malého čtverce, který na pokožce vytváří nedráždivý ochranný film a lépe přilnavý povrch pro nalepení krycí fólie, 1x terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ se setem hadiček a 1x pravítko
ULTVFL05LG 	V.A.C. VERAFL0™ Set krytí velikosti L, 5 kusů v balení	2x V.A.C. VERAFL0™ krytí velikosti 25 x 15 x 1.6cm, 5x vylepšená krycí fólie V.A.C.®, 4 balíčky 3M™ Cavilon™ malého čtverce, který na pokožce vytváří nedráždivý ochranný film a lépe přilnavý povrch pro nalepení krycí fólie, 1x terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ se setem hadiček a 1x pravítko



Krytí V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™



Krytí V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™

Krytí V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ ve spojení s proplachovou terapií (V.A.C. VERAFLOR™) bylo navrženo k čištění rány, ke zvýšení vzniku nových granulačních tkání a usnadnění odstraňování infekčního materiálu z rány.

Proč používat krytí V.A.C. VERAFLOR™ CLEANSE CHOICE™ spolu s proplachovou terapií?

- Poskytuje mechanický pohyb (způsobuje dráždění a zvýšení mikrocirkulace) na spodině rány v kombinaci s cyklickým dodáváním roztoku a proplachem rány, usnadňuje odstranění silného exsudátu z rány, jako je fibrin, nekróza a další infekční materiály.
- Poskytuje lékařům další možnost, jak pomoci vyčistit velké komplexní rány, pokud není možný nebo není vhodný chirurgický (excizní) debridement.

Objednací kód	Popis produktu	Obsah sterilního setu
ULTVCC05MD 	V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ Set krytí velikosti M, 5 kusů v balení	1x krytí V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ (3 vrstvé krytí) velikosti 18x12.5cm (tloušťka 0,8 – 3,2 cm, lze použít jednu až tři vrstvy), 4x vylepšená krycí fólie V.A.C.®, 4 balíčky 3M™ Cavilon™ malého čtverce, který na pokožce vytváří nedráždivý ochranný film a lépe přilnavý povrch pro nalepení krycí fólie, 1x terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ se setem hadiček a 1x pravítko

Terapie V.A.C. VERAFLOR™ - příslušenství a doplňky

ULTLNK0500 	V.A.C. VERALINK™ kazeta, instilační zařízení, 5 kusů v balení The V.A.C. VERALINK™ kazeta propojuje léčebnou jednotku V.A.C.Ultra™ s vakem/lahví s roztokem a hadičkami krytí. Poskytuje praktické uchovávání a dodávku roztoku.	1x instilační kazeta
ULTDUO0500 	V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Tube Set, 5 kusů v balení, The V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Set hadiček obsahuje dva terčíky: 1x terčík určený na instilaci (proplach) a 1x terčík určený pro odstraňování exsudátu a tekutin. Funguje také s technologií SENST.R.A.C.™, tzn. monitoruje a udržuje cílový tlak v ráně.	1x samostatná sada hadiček, speciálně navržená pro použití s terapií V.A.C. VERAFLOR™



An Acelity Company

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VÝROBCE

KCI USA, Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX 78249
U.S.A.

Datum prvního vydání: 26. července 2018
Datum opakovaného vydání: 26. září 2018
Revision: D

MÍSTO VÝROBY

Smluvní výrobní zařízení pro terapeutickou jednotku V.A.C. ULTA™:

KCI Manufacturing
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone
Ireland

Smluvní výrobní zařízení pro krytí V.A.C. VERAFLOR™, instalační zařízení V.A.C. VERALINK™ Cassette, krytí V.A.C. VERAFLOR CLEANSE™, V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ a set hadic V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Tube Set:

Venusa de Mexico S de R.L. de C.V., a Lake Region Medical
Company Calle Hertz 1525-6
Parque Industrial J. Bermudez
Chihuahua 32470 Ciudad
Juarez Mexico

KCI USA, Inc. prohlašuje, že zde uvedený výrobek odpovídá požadavkům směrnice Rady o zdravotnických prostředcích, č. 93/42/EHS, ve znění směrnice 2007/47/ES a předpisu o lékařských zařízeních z r. 2008, č. 2936 a na základě toho nese značku CE.

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Terapeutická jednotka V.A.C. ULTA™

ULTDEV01/UK (UK, Irsko), ULTDEV01/EU (Estonsko), ULTDEV01/DE (Německo/Rakousko/Luxemburg), ULTDEV01/FR (Francie), ULTDEV01/ES (Španělsko), ULTDEV01/BE (Belgie), ULTDEV01/NL (Holandsko), ULTDEV01/IT (Itálie), ULTDEV01/CH (Švýcarsko), ULTDEV01/GR (Řecko), ULTDEV01/SE (Švédsko), ULTDEV01/DK (Dánsko), ULTDEV01/FI (Finsko), ULTDEV01/NO (Norsko), ULTDEV01/TR (Turecko), CAPULTDEV01/CZ (Česká republika), CAPULTDEV01/HR (Chorvatsko), CAPULTDEV01/HU (Maďarsko), CAPULTDEV01/SK (Slovensko), CAPULTDEV01/PL (Polsko), CAPULTDEV01/SI (Slovinsko), CAPULTDEV01/RO (Rumunsko), HCULTDEV01/FR (Home Use - Francie), ULTDEV01/AU, CAPULTDEV01/BR, ULTDEV01/BR, ULTDEV01/IN, ULTDEV01/PH, ULTDEV01/KR, ULTDEV01/ZA, ULTDEV01/TR

Každá přepravní krabice obsahuje:

- 1 léčebnou jednotku V.A.C. ULTA™
- 1 napájecí adaptér
- 1 napájecí kabel
- 1 uživatelský manuál
- 1 bezpečnostní informační list
- 1 stručná referenční příručka

V.A.C. VERALINK™ kazeta, 5 kusů v balení - ULTLNK0500

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Jeden samostatně balený sterilní sáček

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Jednu V.A.C. VERALINK™ kazetu

V.A.C. VERALINK™ kazeta, jednokusové balení - ULTLNK0100

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Pět samostatně balených sterilních sáčků

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Jednu V.A.C. VERALINK™ kazetu

V.A.C. VERAFL0™ Set krytí velikosti S (malé), 5 kusů v balení - ULTVFL05SM, ULTVFL05SM/NSP (Nordic part number)

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Pět samostatně balených sterilních sáčků
- Návod k použití

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Dvě malé spirálové krytí V.A.C. VERAFL0™
- Jeden terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Tube Set se setem hadiček
- Dvě vylepšené krycí fólie V.A.C.®
- Jeden sáček nedráždivého bariérového filmu Caviion™ (balení bez sáčku s Caviionem™ - ULTVFL05SM/NSP)
- 1 pravítko

V.A.C. VERAFL0™ Set krytí - velikosti S (malé), 1 kus v balení - ULTVFL01SM,

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Jeden samostatně balený sterilní sáček
- Návod k použití

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Dvě malé spirálové krytí V.A.C. VERAFL0™
- Jeden terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Tube Set se setem hadiček
- Dvě vylepšené krycí fólie V.A.C.®
- Jeden sáček nedráždivého bariérového filmu Caviion™
- 1 pravítko

V.A.C. VERAFL0™ Set krytí – velikosti M (střední), 5 kusů v balení - ULTVFL05MD, ULTVFL05MD/NSP (Nordic part number)

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Pět samostatně balených sterilních sáčků
- Návod k použití

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Dvě střední spirálové krytí V.A.C. VERAFL0™
- Jeden terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Tube Set se setem hadiček
- Tři vylepšené krycí fólie V.A.C.®
- Dva sáčky nedráždivého bariérového filmu Caviion™ (balení bez sáčku s Caviionem™ - ULTVFL05MD/NSP)
- 1 pravítko

V.A.C. VERAFL0™ Set krytí – velikosti M (střední), 1 kus v balení - ULTVFL01MD,

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Jeden samostatně balený sterilní sáček
- Návod k použití

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Dvě malé spirálové krytí V.A.C. VERAFL0™
- Jeden terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Tube Set se setem hadiček
- Dvě vylepšené krycí fólie V.A.C.®
- Jeden sáček nedráždivého bariérového filmu Caviion™
- 1 pravítko

V.A.C. VERAFL0™ Set krytí – velikosti L (velké), 5 kusů v balení - ULTVFL05LG, ULTVFL05LG/NSP (Nordic part number)

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Pět samostatně balených sterilních sáčků
- Návod k použití

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Dvě velké spirálové krytí V.A.C. VERAFL0™
- Jeden terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Tube Set se setem hadiček
- Pět vylepšených krycích fólií V.A.C.®
- Čtyři sáčky nedráždivého bariérového filmu Caviion™ (balení bez sáčku s Caviionem™ - ULTVFL05LG/NSP)
- 1 pravítko

V.A.C. VERAFL0™ Set krytí – velikosti L (velké), 1 kus v balení - ULTVFL01LG, ULTVFL05LG/NSP (Nordic part number)

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Jeden samostatně balený sterilní sáček
- Návod k použití

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Dvě malé spirálové krytí V.A.C. VERAFL0™
- Jeden terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Tube Set se setem hadiček
- Dvě vylepšené krycí fólie V.A.C.®
- Jeden sáček nedráždivého bariérového filmu Caviion™
- 1 pravítko

V.A.C. VERAFL0 CLEANSE™ Set krytí, 5 kusů v balení - ULTVCL05MD, ULTVCL05MD/NSP (Nordic part number)

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Pět samostatně balených sterilních sáčků
- Návod k použití

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Jedno střední krytí V.A.C. VERAFL0 CLEANSE™
- Jeden terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Tube Set se setem hadiček
- Tři vylepšené krycí fólie V.A.C.®
- Dva sáčky nedráždivého bariérového filmu Caviion™ (balení bez sáčku s Caviionem™ - ULTVCL05MD/NSP)
- 1 pravítko

V.A.C. VERAFL0 CLEANSE™ Set krytí, 1 kusové balení - ULTVCL01MD

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Jeden samostatně balený sterilní sáček
- Návod k použití

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Jedno střední krytí V.A.C. VERAFL0 CLEANSE™
- Jeden terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Tube Set se setem hadiček
- Dvě vylepšené krycí fólie V.A.C.®
- Dva sáčky nedráždivého bariérového filmu Caviion™ (balení bez sáčku s Caviionem™ - ULTVCL05MD/NSP)
- 1 pravítko

V.A.C. VERAFL0 CLEANSE CHOICE™ Set krytí – velikosti M (střední), 5 kusů v balení - ULTVCC05MD, ULTVCC05MD/NSP

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Pět samostatně balených sterilních sáčků
- Návod k použití

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Jedno střední krytí V.A.C. V.A.C. VERAFL0 CLEANSE CHOICE™ kontaktní pěna
- Jedno střední krytí V.A.C. V.A.C. VERAFL0 CLEANSE CHOICE™ tenká krycí pěna
- Jedno střední krytí V.A.C. V.A.C. VERAFL0 CLEANSE CHOICE™ silná krycí pěna

- Jeden terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Tube Set se setem hadiček
- Čtyři vylepšené krycí fólie V.A.C.®
- Čtyři sáčky nedráždivého bariérového filmu Cavilon™ (balení bez sáčku s Cavilonem™ - kód s NSP)
- 1 pravítko

V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ Set krytí – velikosti L (velké), 5 kusů v balení - ULTVCC05LG

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Pět samostatně balených sterilních sáčků
- Návod k použití

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Jedno velké krytí V.A.C. V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ kontaktní pěna
- Jedno velké krytí V.A.C. V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ tenká krycí pěna
- Jedno velké krytí V.A.C. V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ silná krycí pěna
- Jeden terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Tube Set se setem hadiček
- Šest vylepšených krycích fólií V.A.C.®
- Pět sáčků nedráždivého bariérového filmu Cavilon™ (balení bez sáčku s Cavilonem™ - kód s NSP)
- 1 pravítko

V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Tube Set, terčík se setem hadiček, 5 kusů v balení - ULTDU00500

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Pět samostatně balených sterilních sáčků
- Návod k použití

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Jeden terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Tube Set se setem hadiček

V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ Tube Set, terčík se setem hadiček, 1 kus v balení - ULTDU00100

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Jeden samostatně balený sterilní sáček
- Návod k použití

Každý sterilní sáček obsahuje:

- Jeden terčík V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Tube Set se setem hadiček

Prodloužení závěsného ramena pro nádoby s roztokem - ULTEXT0500

Kartonové přepravní balení obsahuje:

- Pět nesterilních prodloužení závěsného ramena pro nádoby s roztokem
- Návod k použití



Nabídkové ceny spotřebního materiálu

Položka	Obchodní název	Rozměry nebo objem (je-li to u nabízené položky známo)	Katalogové nebo objednávací číslo	Třída rizika	UDI*	VZP kód*	Kód RZPRO*	Název minimální jednotky (MJ), ve které se prodávají nabízená položky (např. balení, kus, apod.)	Počet kusů v MJ (pokud MJ není kus)	Předpokládaná spotřeba kusů / 12 měsíců	Kolik MJ bude potřeba objednat pro předpokládanou spotřebu za 12 měsíců	Sazba DPH v %	Nákupní cena bez DPH (Kč / 1 kus)	Nákupní cena vč. DPH (Kč / 1 kus)	Nákupní cena předpokládané spotřeby v Kč za 12 měsíců bez DPH	Nákupní cena předpokládané spotřeby v Kč za 12 měsíců vč. DPH	Nákupní cena bez DPH (Kč / balení (MJ))	Nákupní cena vč. DPH (Kč / balení (MJ))	Nákupní cena podle předpokládané spotřeby za 12 měsíců bez DPH (Kč / balení (MJ))	Nákupní cena podle předpokládané spotřeby za 12 měsíců vč. DPH (Kč / balení (MJ))
Set sterilní č. 2 (M)	VAC Uta VeraFlo krycí velikost M	2 pěny - 17 x 15 x 1, 8cm	ULTVFL05MD/5	IIb		00172999	207706	balení	5	80	16	15	1 700,00	1 955,00	85 000,00	97 750,00	8 500,00	9 775,00	85 000,00	97 750,00
Set sterilní č. 3 (L)	VAC Uta VeraFlo krycí velikost L	2 pěny - 25 x 15 x 1, 6cm	ULTVFL05LG/5	IIb		00173000	207706	balení	5	10	2	15	1 900,00	2 185,00	19 000,00	21 850,00	9 500,00	10 925,00	19 000,00	21 850,00
Spojovací hadice	VAC Uta Vera TRAC Duo, dvouhlavý set hadic		ULTDUO0500/5	IIb		00173003	212537	balení	5	20	4	21	1 799,80	2 126,38	35 196,00	42 587,16	8 799,00	10 648,79	35 196,00	42 587,16
Kazeta pro proplach	VAC Uta VeraLink™ kazeta		ULTLNK0500/5	IIb		00172967	212202	balení	5	20	4	15	1 400,00	1 610,00	28 000,00	32 200,00	7 000,00	8 050,00	28 000,00	32 200,00
Sběrná nádoba na exsudát	V.A.C. Uta Kanystr s gelom	1000 ml	M6275093/5	IIb		00172980	06895	balení	5	250	50	15	1 119,80	1 287,77	279 950,00	321 942,50	5 599,00	6 436,85	279 950,00	321 942,50
Pěna bílá malá	V.A.C. WhiteFoam Krycí velikost S	10 x 7,5 x 1 cm - pouze pěna	M6275033/10	IIb		00173029	117611	balení	10	30	3	15	415,00	477,25	12 450,00	14 317,50	4 150,00	4 772,50	12 450,00	14 317,50
Pěna bílá velká	V.A.C. WhiteFoam Krycí velikost L	10 x 15 x 1cm - pouze pěna	M6275034/10	IIb		00173030	117611	balení	10	30	3	15	620,00	713,00	18 600,00	21 390,00	6 200,00	7 130,00	18 600,00	21 390,00
Houba VDC nebo ROCF-CC	VAC Uta VeraFlo Cleanse Choice, set, (3 vlněty v tloušťce 0, 6 - 3, 2 cm, 18,0 x 12, 5cm	3 vlněty v tloušťce 0, 6 - 3, 2 cm, 18,0 x 12, 5cm	ULTVOC05MD/5	IIb		00173002	331272	balení	5	50	10	15	3 200,00	3 680,00	160 000,00	184 000,00	16 000,00	18 400,00	160 000,00	184 000,00
Celková nabídková cena celkem za 1 rok																			638 196,00	736 037,16
Celková nabídková cena celkem za roční dobu 4 let																			2 552 784,00	2 944 148,64

* pouze pokud je uvedeno / přiděleno / legislativně vyžadováno

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Dodavatel:	Aspironix s.r.o.
Sídlo:	Hradčanské náměstí 12/60, Praha 1, 118 00
IČ:	29040736
Název veřejné zakázky:	Vlhké hojení ran vč. bezplatné výpůjčky - Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka přístroje pro podtlakovou terapii s proplachem (II.)

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele předkládám **následující seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele (vč. právní formy):	Alliance Healthcare s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Podle trati 624/7, 10800 Praha Malešice
IČO / DIČ:	14707420 / CZ14707420
Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky	Dodávky spotřebního materiálu

V místě:	Praha
Dne:	9.11.2022
Osobou (osobami):	Ing. Jiří Pavlíček, jednatel
Razítko, podpis(y):	

Aspironix s.r.o.
Hradčanské nám. 12, 118 00 Praha 1
DIČ: CZ29040736 IČ: 29040736
www.aspironix.com



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek podnikatelských rizik
Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0020231148

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 63998530

Pojištěný: Aspironix s.r.o.
Praha 1, Hradčanské nám. 60/12, PSČ 11800
IČ: 29040736

Pojištěný: Aspironix s.r.o. organizační zložka
Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČ: 46492054

Pojištěný: Aspironix Polska Sp. z o.o.
Różyckiego 3, 31-324 Kraków, Polsko
IČ: 5213675196

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0020231148. Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajících a v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Limit pojistného plnění: 100.000.000,-Kč

Pojistná doba: 28. 4. 2022 – 27. 4. 2023

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Územní rozsah: Česká republika

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0020231148.

V Praze dne _____

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

odbor pojištění odpovědnosti a speciálních rizik