


Dodavatel:  Stamed s.r.o. Vřesová 667 33008 Zruč-Senec Česká republika IČO: 29161941, DIČ: CZ29161941, Telefon: +420 725323111 Fax: Mobil: E-mail: obchod@stamed.cz WWW: www.stamed.cz	Odběratel - sídlo: Domov pro seniory Světlo Drhovle Zámek 44 39701 Drhovle Česká republika IČO: 70869812
Forma úhrady: Způsob dopravy: Termín: Vystaveno: 09.02.2023	Poštovní adresa: Domov pro seniory Světlo Drhovle Zámek 44 39701 Drhovle Česká republika Místo určení: DPS Světlo - pobočka Písek Karla Čapka 2549/7 39701 Písek 1 Česká republika Číslo poptávky:

Vážený zákazníku,
 na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na níže uvedené zboží.

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
Mobilní sprchovací systém RUBY 3017.00	1,00 ks		187 974,38	21,00	187 974,38	227 449,00

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	187 974,38	DPH 21%	39 474,62
Celkem	187 974,38		39 474,62

Základ [Kč]	187 974,38
Celkem [Kč]	227 449,00


 Vřesová 667/630 08 Zruč-Senec
 IČ: 29161941 DIČ: CZ29161941 Tel.: 725 323 111
 www.stamed.cz Email: obchod@stamed.cz

Registrace:

Evidováno u Krajského soudu v Plzni pod číslem C 27962

Razítko a podpis

REVAL

Koupací a sprchové systémy

RUBY mobilní sprchový systém

Ruby je mobilní sprchovací systém pro přímou hygienu ležících osob na lůžku. Díky zásobníku na vodu, ohřevu a následnému odčerpání vody je možné ležící osobu osprchovat přímo na lůžku. Není potřeba další napojení na vodovod, pouze připojení do elektrické zásuvky.



- ✓ Nerezový zásobník na vodu – 23 l
- ✓ Aktivní odsávání použité vody
- ✓ Nastavitelná teplota vody
- ✓ Jednoduchá údržba
- ✓ Automatická desinfekce vnitřního okruhu
- ✓ Jednoduché vypouštění použité vody
- ✓ Funkce pro teplotní desinfekci systému
- ✓ Oddělené okruhy pro čistou a použitou vodu
- ✓ 6 ks koleček Ø100 mm, dvě kolečka s brzdou
- ✓ Zásobník na desinfekci, 5 l

+420 725 323 111

obchod@stamed.cz

 **stamed**
www.stamed.cz

Krok 1



Naplňte zásobník vodou.

Krok 2



Umístěte systém Ruby k lůžku za nastavte požadovanou teplotu vody. Zapněte funkci ohřívání a chvíli počkejte, než systém dosáhne požadované teploty vody. (Doba ohřevu studené vody v zásobníku je cca 10 minut).

Krok 3



Pod ležící osobu na lůžku rozložte velkou osušku. Přesný postup je k vidění na ukázkových videích.

Krok 4




Rozložte osušku, pod ležící osobu, speciální nepromokavé prostěradlo a v rozích připevněte k lůžku pomocí klipsů, které jsou součástí dodávky systému.

Krok 5



Připravte odsávací hadici do oblasti nohou pro odsávání použité vody. Pro zabezpečení plynulého odtoku je vhodné lůžko v oblasti nohou lehce snížit. Připravte sprchu a zkontrolujte, že má voda požadovanou teplotu.

Krok 6



Pokud je teplota vody správná, můžete osprchovat ležící osobu. Ujistěte se, že je zapnuté odsávání použité vody.

Krok 7



Po dokončení sprchování a odsátí vody pacienta osušte.

Krok 8



Po dokončení mytí vyprázdňte zásobník použité vody, přístroj vyčistěte a připravte pro další použití.

Obsah dodávky

- Základní jednotka systému se 6 směrovými kolečky
- Sprchovací hadice
- Zásobník na čistou vodu
- Zásobník na špinavou vodu
- Zásobník desinfekce
- 1 ks voděodolné prostěradlo (šířka 90 cm)
- 5 ks jednorázových voděodolných prostěradel
- 4 ks upevňovací klipy
- Bílá osuška šíře 158 cm

Certifikace

- **93/42/EEC** – Třída 11
(Směrnice o zdravotnických prostředcích)
- **IPX4 třída 1** – CEI 60601-1
- **CE označení**

 **stamed**

www.stamed.cz