


Technický list

21610 Operační halena

Detaily produktu

Velikost : S
Znaky : Extra komfort
Barva : Tmavě modrá
Sterilní : Ne

Obrázek



Doručené zboží

21610-41

Země původu: Thajsko

Expirace: 5 let

Metoda sterilizace: Nesterilní

Informace o balení: První vrstva je plastový obal. Druhá vrstva je přepravní karton z vlnité lepenky.

Vhodné pro tray: Ne

Balení	Množství
Karton	48
Paleta	1728

Materiál

Živočišné tkáně : Ne
Deriváty z lidské krve : Ne
Přírodní latex : Ne
Léčivé látky : Ne
Ftaláty : Ne
Polyvinylchlorid : Ne

Složení

Komponent	Materiál
Hlavní materiál	Polypropylen spunbond netkaný 49 g/m ²
Šicí nit	Polyester, Polyamid (Nylon)
Konflíky	Polyoxymethylen

Více na www.molnlycke.com

Technický list

Technická data

Rozměry

Rozměry	
Šířka hrudníku	54 cm
Šířka ramen	45 cm
Délka rukávu	9 cm
Délka zad	71 cm
Šířka rukávu	22 cm
Délka horní kapsy	16 cm
Šířka horní kapsy	15,5 cm
Délka kapsy	21,5 cm
Délka kapsy	17 cm
Šířka kapsy	17 cm

Pokyny k likvidaci

Použité produkty BARRIER, které nejsou nebezpečné, a bariéry sterility by měly být, ve většině případů, zařazeny mezi bezpečný odpad. Obsahují velké množství energie a jsou vhodné pro spálení. Produkty BARRIER neobsahují žádné nebezpečné látky, které by se z nich mohly uvolňovat, pokud se dostanou na skládku. Přepařovací krabice jsou navrženy tak, aby vyhovovaly existujícím systémům obnovy. Nový obalový systém BARRIER je v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadech z obalů.

Skladování

Mölnlycke Health Care doporučuje produkty BARRIER skladovat ve standardních podmínkách. Všechny vrstvy balení by měly být uchovávány netknuté, dokud není potřeba dostat se k spodnějším vrstvám balení. Skladovací prostory pro výrobky chráněné pouze bariérou sterility by měly být udržovány v podmínkách, kde převládá nízká úroveň znečištění ovzduší částicemi, aby nedošlo k vystavení pacienta rizikům, kdyby byl obal otevřen a produkt byl použitý.

Klasifikace

Typy regulací	MDR Třída I
Použití MDR :	Operační oblečení pro personál je určeno k ochraně pacienta před bakteriální flórou personálu.
MDR Třída rizikovosti :	1
Přílohy o shodě :	VII
Měřicí funkce :	Ne

Aplikované normy : Výběr nejdůležitějších norem, které produkt splňuje.

EN 1041, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, EN ISO 10993-10, ISO 14001

Odstranitelní štítek

Ne

GMDN Kód (Global Medical Device Nomenclature)

58382 Operační oblečení, jednorázový, nesterilní

UNSPSC

42131608 Oblečení pro zdravotnický personál

Více na www.molnlycke.com


Technický list

21620 Operační halena

Detaily produktu

Velikost : M
Znaky : Extra komfort
Barva : Tmavě modrá
Sterilní : Ne

Obrázek



Doručené zboží

21620-41

Země původu: Thajsko

Expirace: 5 let

Metoda sterilizace: Nesterilní

Informace o balení: První vrstva je plastový obal. Druhá vrstva je přepravní karton z vlnité lepenky.

Vhodné pro tray: Ne

Balení	Množství
Karton	48
Paleta	1728

Materiál

Živočišné tkáně : Ne
Deriváty z lidské krve : Ne
Přírodní latex : Ne
Léčivé látky : Ne
Ftaláty : Ne
Polyvinylchlorid : Ne

Složení

Komponent	Materiál
Hlavní materiál	Polypropylen spunbond netkaný 49 g/m ²
Šicí nit	Polyester, Polyamid (Nylon)
Konflíky	Polyoxymethylen

Více na www.molnlycke.com

Technický list

Technická data

Rozměry

Rozměry	
Šířka ramen	48,5 cm
Šířka hrudníku	59 cm
Délka rukávu	9 cm
Délka zad	73 cm
Šířka rukávu	23 cm
Délka horní kapsy	16 cm
Šířka horní kapsy	15,5 cm
Délka kapsy	21,5 cm
Délka kapsy	17 cm
Šířka kapsy	17 cm

Pokyny k likvidaci

Použité produkty BARRIER, které nejsou nebezpečné, a bariéry sterility by měly být, ve většině případů, zařazeny mezi bezpečný odpad. Obsahují velké množství energie a jsou vhodné pro spálení. Produkty BARRIER neobsahují žádné nebezpečné látky, které by se z nich mohly uvolňovat, pokud se dostanou na skládku. Převážní krabice jsou navrženy tak, aby vyhovovaly existujícím systémům obnovy. Nový obalový systém BARRIER je v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadech z obalů.

Skladování

Mölnlycke Health Care doporučuje produkty BARRIER skladovat ve standardních podmínkách. Všechny vrstvy balení by měly být uchovávány netknuté, dokud není potřeba dostat se spodnějším vrstvám balení. Skladovací prostory pro výrobky chráněné pouze bariérou sterility by měly být udržovány v podmínkách, kde převládá nízká úroveň znečištění ovzduší částicemi, aby nedošlo k vystavení pacienta rizikům, kdyby byl obal otevřen a produkt byl použitý.

Klasifikace

Typy regulací	MDR Třída I
Použití MDR :	Operační oblečení pro personál je určeno k ochraně pacienta před bakteriální flórou personálu.
MDR Třída rizikovosti :	1
Přílohy o shodě :	VII
Měřicí funkce :	Ne

Aplikované normy : Výběr nejdůležitějších norem, které produkt splňuje.

EN 1041, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, EN ISO 10993-10, ISO 14001

Odstranitelný štítek

Ne

GMDN Kód (Global Medical Device Nomenclature)

58382 Operační oblečení, jednorázový, nesterilní

UNSPSC

42131608 Oblečení pro zdravotnický personál

Více na www.molnlycke.com

Technický list

21630 Operační halena

Detaily produktu



Velikost : L

Znaky : Extra komfort

Barva : Tmavě modrá

Sterilní : Ne

Obrázek



Doručené zboží

21630-20

Země původu: Kambodža

Expirace: 5 let

Metoda sterilizace: Nesterilní

Informace o balení: První vrstva je plastový obal. Druhá vrstva je přepravní karton z vlnité lepenky.

Vhodné pro tray: Ano

Balení	Množství
Karton	48
Paleta	1728

Materiál

Živočišné tkáně :	Ne
Deriváty z lidské krve :	Ne
Přírodní latex :	Ne
Léčivé látky :	Ne
Ftaláty :	Ne
Polyvinylchlorid :	Ne

Složení

Komponent	Materiál
Hlavní materiál	Polypropylen spunbond netkaný 49 g/m ²
Šicí nit	Polyester, Polyamid (Nylon)
Konflíky	Polyoxymethylen

Více na www.molnlycke.com

Technický list

Technická data

Rozměry

Rozměry	
Šířka ramen	51 cm
Šířka hrudníku	64 cm
Délka rukávu	9 cm
Délka zad	74 cm
Šířka rukávu	24 cm
Délka horní kapsy	16 cm
Šířka horní kapsy	15,5 cm
Délka kapsy	21,5 cm
Délka kapsy	17 cm
Šířka kapsy	17 cm

Pokyny k likvidaci

Použité produkty BARRIER, které nejsou nebezpečné, a bariéry sterility by měly být, ve většině případů, zařazeny mezi bezpečný odpad. Obsahují velké množství energie a jsou vhodné pro spálení. Produkty BARRIER neobsahují žádné nebezpečné látky, které by se z nich mohly uvolňovat, pokud se dostanou na skládku. Převážní krabice jsou navrženy tak, aby vyhovovaly existujícím systémům obnovy. Nový obalový systém BARRIER je v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadech z obalů.

Skladování

Mölnlycke Health Care doporučuje produkty BARRIER skladovat ve standardních podmínkách. Všechny vrstvy balení by měly být uchovávány netknuté, dokud není potřeba dostat se spodnějším vrstvám balení. Skladovací prostory pro výrobky chráněné pouze bariérou sterility by měly být udržovány v podmínkách, kde převládá nízká úroveň znečištění ovzduší částicemi, aby nedošlo k vystavení pacienta rizikům, kdyby byl obal otevřen a produkt byl použitý.

Klasifikace

Typy regulací	MDR Třída I
Použití MDR :	Operační oblečení pro personál je určeno k ochraně pacienta před bakteriální flórou personálu.
MDR Třída rizikovosti :	1
Přílohy o shodě :	VII
Měřicí funkce :	Ne

Aplikované normy : Výběr nejdůležitějších norem, které produkt splňuje.

EN 1041, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, EN ISO 10993-10, ISO 14001

Odstranitelní štítek

Ne

GMDN Kód (Global Medical Device Nomenclature)

58382 Operační oblečení, jednorázový, nesterilní

UNSPSC

42131608 Oblečení pro zdravotnický personál

Více na www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone +46 31 722 30 00.
The Mölnlycke trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.
2022 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved.




Technický list

21640 Operační halena

Detaily produktu

Velikost : XL
Znaky : Extra komfort
Barva : Tmavě modrá
Sterilní : Ne

Obrázek



Doručené zboží

21640-20

Země původu: Kambodža

Expirace: 5 let

Metoda sterilizace: Nesterilní

Informace o balení: První vrstva je plastový obal. Druhá vrstva je přepravní karton z vlnité lepenky.

Vhodné pro tray: Ne

Balení	Množství
Karton	48
Paleta	1728

Materiál

Živočišné tkáně : Ne
Deriváty z lidské krve : Ne
Přírodní latex : Ne
Léčivé látky : Ne
Ftaláty : Ne
Polyvinylchlorid : Ne

Složení

Komponent	Materiál
Hlavní materiál	Polypropylen spunbond netkaný 49 g/m ²
Šicí nit	Polyester, Polyamid (Nylon)
Konflíky	Polyoxymethylen

Více na www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone +46 31 722 30 00.
 The Mölnlycke trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.
 2022 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved.

Technický list

Technická data

Rozměry

Rozměry	
Šířka ramen	54 cm
Šířka hrudníku	69 cm
Délka rukávu	9 cm
Délka zad	76 cm
Šířka rukávu	25 cm
Délka horní kapsy	16 cm
Šířka horní kapsy	15,5 cm
Délka kapsy	23,5 cm
Délka kapsy	18,5 cm
Šířka kapsy	18,5 cm

Pokyny k likvidaci

Použité produkty BARRIER, které nejsou nebezpečné, a bariéry sterility by měly být, ve většině případů, zařazeny mezi bezpečný odpad. Obsahují velké množství energie a jsou vhodné pro spálení. Produkty BARRIER neobsahují žádné nebezpečné látky, které by se z nich mohly uvolňovat, pokud se dostanou na skládku. Převážná část je navržena tak, aby vyhovovaly existujícím systémům obnovy. Nový obalový systém BARRIER je v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadech z obalů.

Skladování

Mölnlycke Health Care doporučuje produkty BARRIER skladovat ve standardních podmínkách. Všechny vrstvy balení by měly být uchovávány netknuté, dokud není potřeba dostat se k spodnějším vrstvám balení. Skladovací prostory pro výrobky chráněné pouze bariérou sterility by měly být udržovány v podmínkách, kde převládá nízká úroveň znečištění ovzduší částicemi, aby nedošlo k vystavení pacienta rizikům, kdyby byl obal otevřen a produkt byl použitý.

Klasifikace

Typy regulací	MDR Třída I
Použití MRD :	Operační oblečení pro personál je určeno k ochraně pacienta před bakteriální flórou personálu.
MDR Třída rizikovosti :	1
Přílohy o shodě :	VII
Měřicí funkce :	Ne

Aplikované normy : Výběr nejdůležitějších norem, které produkt splňuje.

EN 1041, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, EN ISO 10993-10, ISO 14001

Odstranitelný štítek

Ne

GMDN Kód (Global Medical Device Nomenclature)

58382 Operační oblečení, jednorázový, nesterilní

UNSPSC

42131608 Oblečení pro zdravotnický personál

Více na www.molnlycke.com


Technický list

21650 Operační halena

Detaily produktu

Velikost : XXL
Znaky : Extra komfort
Barva : Tmavě modrá
Sterilní : Ne

Obrázek



Doručené zboží

21650-20

Země původu: Kambodža

Expirace: 5 let

Metoda sterilizace: Nesterilní

Informace o balení: První vrstva je plastový obal. Druhá vrstva je přepravní karton z vlnité lepenky.

Vhodné pro tray: Ne

Balení	Množství
Karton	48
Paleta	1344

Materiál

Živočišné tkáně : Ne
Deriváty z lidské krve : Ne
Přírodní latex : Ne
Léčivé látky : Ne
Ftaláty : Ne
Polyvinylchlorid : Ne

Složení

Komponent	Materiál
Hlavní materiál	Polypropylen spunbond netkaný 49 g/m ²
Šicí nit	Polyester, Polyamid (Nylon)
Konflíky	Polyoxymethylen

Více na www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone +46 31 722 30 00.
 The Mölnlycke trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.
 2022 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved.

Technický list

Technická data

Rozměry

Rozměry	
Šířka ramen	57 cm
Šířka hrudníku	74 cm
Délka rukávu	9,5 cm
Délka zad	78 cm
Šířka rukávu	26 cm
Délka horní kapsy	16 cm
Šířka horní kapsy	15,5 cm
Délka kapsy	23,5 cm
Délka kapsy	18,5 cm
Šířka kapsy	18,5 cm

Pokyny k likvidaci

Použité produkty BARRIER, které nejsou nebezpečné, a bariéry sterility by měly být, ve většině případů, zařazeny mezi bezpečný odpad. Obsahují velké množství energie a jsou vhodné pro spálení. Produkty BARRIER neobsahují žádné nebezpečné látky, které by se z nich mohly uvolňovat, pokud se dostanou na skládku. Převážně jsou navrženy tak, aby vyhovovaly existujícím systémům obnovy. Nový obalový systém BARRIER je v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadech z obalů.

Skladování

Mölnlycke Health Care doporučuje produkty BARRIER skladovat ve standardních podmínkách. Všechny vrstvy balení by měly být uchovávány netknuté, dokud není potřeba dostat se k spodnějším vrstvám balení. Skladovací prostory pro výrobky chráněné pouze bariérou sterility by měly být udržovány v podmínkách, kde převládá nízká úroveň znečištění ovzduší částicemi, aby nedošlo k vystavení pacienta rizikům, kdyby byl obal otevřen a produkt byl použit.

Klasifikace

Typy regulaci	MDR Třída I
Použití MDR :	Operační oblečení pro personál je určeno k ochraně pacienta před bakteriální flórou personálu.
MDR Třída rizikovosti :	1
Přílohy o shodě :	VII
Měřicí funkce :	Ne

Aplikované normy : Výběr nejdůležitějších norem, které produkt splňuje.

EN 1041, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, EN ISO 10993-10, ISO 14001

Odstranitelní štítek

Ne

GMDN Kód (Global Medical Device Nomenclature)

58382 Operační oblečení, jednorázový, nesterilní

UNSPSC

42131608 Oblečení pro zdravotnický personál

Více na www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone +46 31 722 30 00.
The Mölnlycke trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.
2022 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved.



Technický list

21710 Kalhoty se stahovací šňůrkou v pase

Detaily produktu

Velikost : S
Znaky : Šňůrka v pase, Extra komfort
Barva : Tmavě modrá
Sterilní : Ne

Obrázek



Doručené zboží

21710-40

Země původu: Maroko

Expirace: 5 let

Metoda sterilizace: Nesterilní

Informace o balení: První vrstva je plastový obal. Druhá vrstva je přepravní karton z vlnité lepenky.

Vhodné pro tray: Ne

Balení	Množství
Karton	48
Paleta	1344

Materiál

Živočišné tkáně : Ne
Deriváty z lidské krve : Ne
Přírodní latex : Ne
Léčivé látky : Ne
Ftaláty : Ne
Polyvinylchlorid : Ne

Složení

Komponent	Materiál
Hlavní materiál	Polypropylen spunbond netkaný 49 g/m ²
Šicí nit	Polyester, Polyamid (Nylon)
Konflíky	Polyoxymethylen

Více na www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone +46 31 722 30 00.
 The Mölnlycke trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.
 2022 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved.

Technický list

Technická data

Rozměry

Rozměry	
Šířka pasu	48 cm
Klín	31 cm
Stehna	34 cm
Vnitřní švy	76 cm
Nohavice	23 cm
Délka manžet	140 cm
Délka klopky	7 cm
Šířka klopky	17 cm
Délka kapsy	19,5 cm
Šířka kapsy	17 cm

Pokyny k likvidaci

Použité produkty BARRIER, které nejsou nebezpečné, a bariéry sterility by měly být, ve většině případů, zařazeny mezi bezpečný odpad. Obsahují velké množství energie a jsou vhodné pro spálení. Produkty BARRIER neobsahují žádné nebezpečné látky, které by se z nich mohly uvolňovat, pokud se dostanou na skládku. Převážní krabice jsou navrženy tak, aby vyhovovaly existujícím systémům obnovy. Nový obalový systém BARRIER je v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadech z obalů.

Skladování

Mölnlycke Health Care doporučuje produkty BARRIER skladovat ve standardních podmínkách. Všechny vrstvy balení by měly být uchovávány netknuté, dokud není potřeba dostat se spodnějším vrstvám balení. Skladovací prostory pro výrobky chráněné pouze bariérou sterility by měly být udržovány v podmínkách, kde převládá nízká úroveň znečištění ovzduší částicemi, aby nedošlo k vystavení pacienta rizikům, kdyby byl obal otevřen a produkt byl použitý.

Klasifikace

Typy regulací	MDR Třída I
Použití MDR :	Operační oblečení pro personál je určeno k ochraně pacienta před bakteriální flórou personálu.
MDR Třída rizikovosti :	1
Přílohy o shodě :	VII
Měřicí funkce :	Ne

Aplikované normy : Výběr nejdůležitějších norem, které produkt splňuje.

EN 1041, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, EN ISO 10993-10, ISO 14001

Odstranitelní štítek

Ne

GMDN Kód (Global Medical Device Nomenclature)

58382 Operační oblečení, jednorázový, nesterilní

UNSPSC

42131608 Oblečení pro zdravotnický personál

Více na www.molnlycke.com

44

Technický list

21720 Kalhoty se stahovací šňůrkou v pase

Detaily produktu

Velikost : M
Znaky : Šňůrka v pase, Extra komfort
Barva : Tmavě modrá
Sterilní : Ne

Obrázek



Doručené zboží

21720-40
Země původu: Maroko
Expirace: 5 let
Metoda sterilizace: Nesterilní
Informace o balení: První vrstva je plastový obal. Druhá vrstva je přepravní karton z vlnité lepenky.
Vhodné pro tray: Ne

Balení	Množství
Karton	48
Paleta	1344

Materiál

Živočišné tkáně : Ne
Deriváty z lidské krve : Ne
Přírodní latex : Ne
Léčivé látky : Ne
Ftaláty : Ne
Polyvinylchlorid : Ne

Složení

Komponent	Materiál
Hlavní materiál	Polypropylen spunbond netkaný 49 g/m ²
Šicí nit	Polyester, Polyamid (Nylon)
Konflíky	Polyoxymethylen

Více na www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone +46 31 722 30 00.
 The Mölnlycke trademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.
 2022 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved.

