

CLASSIC

ZAVEDENÁ KLASIKA

IDEÁLNÍ DOTEKOVÉ VLASTNOSTI–

vysoce rozvinutý ponořovací proces

VYSOKÁ BEZPEČNOST – ideální složení

VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST – vysoký komfort



IDEÁLNÍ HMATOVÉ VLASTNOSTI

Vysoce vyvinutý proces máčení zaručuje konstantní tloušťku stěny od prstů po manžetu. Výsledkem je ideální hmatová citlivost a menší únava rukou i při delších operacích.

PÉČE O KŮŽI

Rukavice je pudrována čistým kukuřičným škrobem, což usnadňuje navlékání. Proces vícenásobného praní (vyluhování) vytváří přírodní latexové rukavice šetrné k pokožce a velmi pohodlné na nošení.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST


Chirurgické rukavice Sempermed jsou klasifikovány jako zdravotnický prostředek (MDD) a osobní ochranný prostředek (OOP). To znamená, že rukavice lze použít také k manipulaci s chemikáliemi *.

VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST A POHODLÍ

Citlivost a bezpečné uchopení jsou nezbytné pro úspěšnou operaci. Tato rukavice má velmi drsný neklouzavý povrch, který zajišťuje dobrou přilnavost při manipulaci s nástroji.

TECHNICKÁ DATA

sempermed® classic



TYP	Sterilní lékařské rukavice pro jednorázové použití, s pudrem		
MATERIÁL	Latex z přírodního kaučuku (NR)		
BARVA	Přírodní bílá		
TVAR RUKAVICE	Plně anatomické se srolovanými okraji		
VELIKOST/CELKOVÁ DÉLKA dle EN 455-2	5 1/2, 6 a 6 1/2 7, 7 1/2 a 8 8 1/2 a 9	median 260 mm median 270 mm median 280 mm	
TLOUŠŤKA STĚNY měřena jedna vrstva v oblasti dlaně	min. 0.14 mm		
TĚSNOST dle EN 455-1	AQL 0.65		
SÍLA PŘETRŽENÍ dle EN 455-2	≥ 9 N		
TRVANLIVOST v původním balení skladováno dle DIN 7716, ISO 2230	5 let		
STERILIZACE	Zářením STERILE R		
BALENÍ	Levá a pravá rukavice s otočenou manžetou zatavené ve vnitřním zdravotnickém sáčku s peel otevíráním. V krabici se sterilizačním indikátorem: 70 párů V přepravním kartonu se sterilizačním indikátorem: 420 párů		
OZNAČENÍ	EN 1041, EN 455, EN 420, EN 374, ISO 15223		
ÚČEL jak je stanoveno ve směrnici MDD 93/42/EHS jak je stanoveno ve směrnici OOP (EU) 2016/425	Lékařský prostředek třídy IIa Jednorázová ochranná rukavice – OOP kategorie III (ochrana před chemickými látkami po omezenou dobu)*		 
ČÍSLA ARTIKLŮ	Vel. 5 1/2 152 659 Vel. 6 31 280 Vel. 6 1/2 31 281 Vel. 7 31 282	Vel. 7 1/2 31 283 Vel. 8 31 284 Vel. 8 1/2 31 285 Vel. 9 31 286	

KONTAKTUJTE NÁS!

Semperit Investments Asia Pte Ltd
8 Jurong Town Hall Road,
#29-03 to 06 JTC Summit, Singapore 609434
E-Mail: sempermed@semperitgroup.com
www.sempermed.com

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m. b. H.
Division Sempermed
Austria · 1030 Vienna · Modecenterstrasse 22
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
E-Mail: sempermed@semperitgroup.com · www.sempermed.com

*Seznam chemických odolností Sempermed je k dispozici na www.sempermed.com/sempermed_informs/chemical_resistance

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Nejnovější informace o produktu jsou k dispozici na www.sempermed.com na kartě „Produkty“. Nedodržení těchto informací, zejména s ohledem na (chemickou) odolnost, četnost použití a snášenlivost rukavic, může mít za následek zranění osob nebo materiální poškození. Semperit nezodpovídá za nesprávné použití rukavic ani Semperit neodpovídá za nesprávné skladování a manipulaci. V případě poškození nebo neobvyklých známek opotřebení se rukavice nepoužívají. V případě pochybností je třeba před použitím vyhledat radu odborníka. Informace a klasifikace jsou aktuální ke dni zveřejnění. Technické údaje jsou průměrné hodnoty z výroby a mohou se v jednotlivých případech lišit. Toto vyloučení odpovědnosti podléhá chybám, tiskovým chybám a změnám. **UPOZORNĚNÍ:** Přírodní latex může vyvolat alergické reakce, včetně anafylaktického šoku. Semperit nenese žádnou odpovědnost za alergické reakce.