

## Rychlospojka podtlaková p ímá



Objednací íslo: P 00325

T ída ZP: I

Platnost BTK: M s. -

Skladová dostupnost:

**NENÍ SKLADEM**

Termín expedice\*: Dn

**14**



1

Po et MJ v kartonu



1

Po et MJ v balení

Rychlospojkový nástavec pro podtlak, rovný.

**POLYMED medical CZ, a.s.**

Petra Jilemnického 14, 503 01 HRADEC KRÁLOVÉ

tel.: 495 220 206, fax: 495 211 387, email: obchod@polymed.cz, web: www.polymed.eu

\* P edpokládaný termín expedice od p íjetí objednávky.



[www.polymed.eu](http://www.polymed.eu)



Objednací číslo: P 00434

Třída ZP: -

Platnost BTK: M s.

Skladová dostupnost:

**SKLADEM**

Termín expedice\*: Dn

**4**



**1**

Počet MJ v kartonu



**1**

Počet MJ v balení

## Podtlakový regulátor RVTM3



Objednací číslo: **P 04179**

Třída ZP: **Ila**

Platnost BTK: **M s. 12**

Skladová dostupnost:

**SKLADEM**

Termín expedice\*: **Dn**

**4**



**1**

Počet MJ v kartonu



**1**

Počet MJ v balení

Zařízení, kterým lze plynule regulovat podtlak v rozmezí 0–1000 mbar. Připojuje se na zdroj podtlaku. Regulátor je vybaven stop ventilem, který umožní okamžité uzavření i otevření podtlaku. Podtlakový regulátor obsahuje hadicový nástavec.

**POLYMED medical CZ, a.s.**

Petra Jilemnického 14, 503 01 HRADEC KRÁLOVÉ

tel.: 495 220 206, fax: 495 211 387, email: obchod@polymed.cz, web: www.polymed.eu

\* Předpokládaný termín expedice od přijetí objednávky.



**www.polymed.eu**

## Hadice tlaková 6x3 žlutá vacuum 1m



Objednací číslo: **P 08137**  
Třída ZP: **IIa**  
Platnost BTK: **M s. -**

Skladová dostupnost: **SKLADEM**  
Termín expedice\*: **Dn 4**



**1**

Počet MJ v kartonu



**1**

Počet MJ v balení

Hadice tlaková 6x3 žlutá vacuum

**POLYMED medical CZ, a.s.**

Petra Jilemnického 14, 503 01 HRADEC KRÁLOVÉ

tel.: 495 220 206, fax: 495 211 387, email: [obchod@polymed.cz](mailto:obchod@polymed.cz), web: [www.polymed.eu](http://www.polymed.eu)

\* Předpokládaný termín expedice od přijetí objednávky.



[www.polymed.eu](http://www.polymed.eu)

## Rychloupína na medilištu



Objednací číslo: P 00480

Třída ZP: I

Platnost BTK: M s. -

Skladová dostupnost:

**SKLADEM**

Termín expedice\*: Dn

**4**



**50**

Počet MJ v kartonu



**1**

Počet MJ v balení

Rychloupína na medilištu umožní upnutí příslušné komponenty na medilištu.

**POLYMED medical CZ, a.s.**

Petra Jilemnického 14, 503 01 HRADEC KRÁLOVÉ

tel.: 495 220 206, fax: 495 211 387, email: obchod@polymed.cz, web: www.polymed.eu

\* Předpokládaný termín expedice od přijetí objednávky.



[www.polymed.eu](http://www.polymed.eu)

## Stop ventil pro dospělou, pevný



Objednací číslo: P 01041a  
Třída ZP: I  
Platnost BTK: M s. -

Skladová dostupnost: SKLADEM  
Termín expedice\*: Dn 4



50

Počet MJ v kartonu



50

Počet MJ v balení

K porušení sání u všech typů odsávacích okruhů.  
Obsluha není v kontaktu se sekretem.



Objednací číslo: P 04642

Třída ZP: I

Platnost BTK: M s. -

Skladová dostupnost:

**SKLADEM**

Termín expedice\*: Dn

**4**



**18**

Počet MJ v kartonu



**1**

Počet MJ v balení

Vyrobené z polykarbonátu, autoklávovatelné, odolné proti nárazu a opakovaně použitelné.  
Vhodné pro použití s vaky Advance 2l ( # 04643 )  
Objem: 2 litry.

**Objednací číslo: P 06119**

Třída ZP: I

Platnost BTK: M s. -

**Skladová dostupnost: SKLADEM**

Termín expedice\*: Dn 4

**30**

Počet MJ v kartonu

**30**

Počet MJ v balení

Všechny vnitřní povrchy vložky a nádoby mají antimikrobiální vlastnosti, které prokázaly, že snižují množství škodlivých bakterií, jako jsou MRSA a E.coli o 99,99% během několika hodin a trvalou ochranu po 24 hodinách. Sortiment zahrnuje; 1 litr, 2 litrové a 3 litrové vložky vhodné pro všechny klinické oblasti. Použijte jako zcela uzavřený systém se standardními nebo předepsanými sacími liniemi. K dispozici jsou také verze portů pro přidání ztužujícího gelu nebo pro použití se vzorkovací ponožkou. Všechny naše vložky, s výjimkou kaskádových verzí, mají hydrofobní bakteriální filtr na ochranu proti přetečení.

Kada vak BactiClear byla navržena pro bezpečný sběr a likvidaci odpadních tekutin. Přístupné části byly ošetřeny stříbrným biocidem testovaným podle ISO 22196: 2011.

Ve všech verzích: 1l, 2l, 3l.

Nutné použít příslušnou láhev na systém dle velikosti.



## Odsávací hadice s konc. CH 30, 2m



Objednací číslo: P 06622

Třída ZP: Is

Platnost BTK: M s. -

Skladová dostupnost:

**SKLADEM**

Termín expedice\*: Dn

**4**



**50**

Počet MJ v kartonu



**50**

Počet MJ v balení

Odsávací hadice je vyrobena z netoxického, nedráždivého a zdravotně nezávadného PVC s odolností proti tlaku a minimální pamětí cívky, aby se zabránilo zkroucení.

- lehká pro snadnou manipulaci
- flexibilní pro snadné použití - zvyšuje zručnost chirurga
- hladký vnitřní povrch zajišťuje vysokou kvalitu sání
- odolná proti prokluzu
- pružnost hadice zajišťuje vzduchotěsné spojení a zabraňuje zhroucení hadice v případě používání při vysokém podtlaku
- koncovky umožňují bezpečné připojení ke všem odsávacím zařízením a zdrojům
- sterilně balené

Průměr 7x10 mm

**POLYMED medical CZ, a.s.**

Petra Jilemnického 14, 503 01 HRADEC KRÁLOVÉ

tel.: 495 220 206, fax: 495 211 387, email: obchod@polymed.cz, web: www.polymed.eu

\* Předpokládaný termín expedice od přijetí objednávky.



[www.polymed.eu](http://www.polymed.eu)