

Adresa Trebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10
Telefon [REDACTED]
Servis [REDACTED]
Fax [REDACTED]
E-mail [REDACTED]
IČO 60463031
DIČ CZ60463031
www.mt.com

**INSTITUTE OF MOLECULAR AND TRANSLATIONAL MEDICINE
Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University Olomouc**

[REDACTED]
**Hněvotínská 1333/5
77900 Olomouc - Nová Ulice**

Datum 4. 6. 2024

Telefon [REDACTED]


Cenová nabídka č. 2000-2240022282

Vážený pane [REDACTED]

zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách a záruční době.

V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte.


S pozdravem



Bankovní spojení:



Kanceláře: Brno, Bohunická 52, budova Mor. ústředny



Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Částka Kč
---------	------------	---------------	----------	-----------

010	30046240	S400-Basic, pH metr SevenExcellence	1	
-----	----------	--	---	--

SevenExcellence S400-Basic, stolní pH/mV metr

Parametr: pH
ORP

Kanál: Jednakanálový

Měřicí rozsah pH: -2 – 20

Rozlišení pH:
0,001
0,01
0,1

Přesnost pH (\pm): 0,002

měřicí rozsah mV: 0 – 0

Bezkonkurenční laboratorní výkon

Profesionální a flexibilní

Kromě pH a ORP podporuje také ISFET. Další flexibilita díky koncepci metody a mnoha možnostem měření a kalibrace.

Profesionální kalibrace pH

Zvýšená bezpečnost kalibrací díky přesným metodám, průvodci uživatele a monitorováním offsetu a strmosti.

Podpora efektivního pracovního postupu

Celý cyklus od vložení dat přes analýzu vzorku po archivaci dat je efektivní a intuitivní.

Další podrobnosti a technické údaje naleznete v brožůře a datových listech přístroje SevenExcellence. Další podrobnosti a technické údaje naleznete v brožůře a datových listech přístroje SevenExcellence.

Pro více informací: www.mt.com/SevenExcellence



020	30249570	InLab Surface Pro-ISM	1	
-----	----------	------------------------------	---	--

Kombinovaná pH elektroda se skleněným tělem a zabudovaným teplotním čidlem, hlava MultiPin™ a plochou membránou pro měření povrchů jako papír, misky s agarem či kůže.

Měřicí rozsah: pH 1–11

Teplotní rozsah: 0 °C – 50 °C

Typ diafragmy: Keramický kroužek

Materiál těla: PSU

Typ senzoru: Kombinovaná elektroda

Délka těla: 120 mm

Počátek přesnosti

Skutečně plochá membrána

Povrchové měření jako v případě papíru, kůže či misek s agarem.

Vždy správná teplota

Zabudované teplotní čidlo je zárukou, že budete vždy měřit se správnou teplotní kompenzací.

ISM® – Inteligentní správa senzorů

Všechny důležité informace jsou uloženy v senzoru a automaticky se přenášejí do měřicího přístroje. Ideální podpora pro rychlé a bezpečné výsledky.



Pro více informací: www.mt.com/InLab

Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Částka Kč
---------	------------	---------------	----------	-----------

030	30281896	InLab kabel MultiPin-BNC/RCA 1,2 m	1	
-----	----------	------------------------------------	---	--

Speciální robustní vícekolíkový adaptér bezpečně propojuje pH elektrodu InLab s teplotní sondou se stolním měřicím přístrojem METTLER TOLEDO.

Typ příslušenství: Senzorové kabely

Kompatibilní měřicí přístroje:

SevenDirect
SevenExcellence
FiveEasy
FiveEasy Plus

InLab senzory - jednoduše spolehlivé.

Technologie Plug and Play

Bílý izolovaný kabel senzoru o délce 1,2 m s měděným jádrem pro zajišťování rychlého přenosu signálu pH o vysoké impedanci a současně s vysokou odolností vůči mechanickému namáhání.

Správný senzor pro každou aplikaci

Společnost METTLER TOLEDO nabízí pH senzory a další senzory pro všechny druhy aplikací. Nejvhodnější elektrody pro svoji aplikaci najdete na adrese www.electrodes.net.



Pro více informací: www.mt.com/InLab

031	BLOC20015	StarterPac installation (ANACHEM) + Calibration	1	
-----	-----------	--	---	--

Ref.010 S400-Basic, pH metr SevenExcellence

Dodávka: Na místě

Dokumentace: StarterPac

Test: Funkční, provozní a výkonostní zkoušky

Servis: StarterPac

Hodnota: Výkon

Rychlé a snadné nastavení

Zajištění spolehlivé výkonosti

Profesionální, efektivní spuštění a nastavení umožňuje přímé nasazení, okamžité použití a zvýšení produktivity.

Tato služba zahrnuje:

- ✓ Zprovoznění, ustavení a nastavení standardní konfigurace zařízení.
- ✓ Základní školení obsluhy a bezpečnostní instruktáž.
- ✓ Kalibrace zařízení včetně vystavení kalibračního listu.

Mohou platit speciální obchodní podmínky. Ověření zařízení je dostupné samostatně.

Pro více informací: www.mt.com/Service



995	TANA	Poštovné, balné a pojištění	1	
-----	------	-----------------------------	---	--

Cena celkem, bez volitelných položek

Hodnota nabídky (Kč)

65 130,90

Obchodní podmínky

Ceny	Ceny jsou uváděny bez DPH (21%).
Dodací lhůta	4-6 týdnů
Záruka	12 měsíců
Platební podmínky	Splatnost faktury 60 dní od data vystavení
Platnost nabídky do	4. 7. 2024

Uvedená doba dodání zboží se může lišit v závislosti na dostupnosti komponentů.

U dodávek, které nezahrnují instalační služby, bude faktura vystavena v okamžiku dodání zboží objednateli. U dodávek, které zahrnují instalační služby, bude faktura za dodané zboží a služby vystavena po dokončení instalace. V případě zpoždění instalace z důvodů, za které neodpovídá prodávající, bude faktura za dodané zboží vystavena do 14 dnů od data dodání zboží objednateli. Instalační služby budou fakturovány samostatně po jejich dokončení.

Tato nabídka se řídí našimi Všeobecnými obchodními a servisními podmínkami, které jsou Vám k dispozici na www.mt.com/terms.

