

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 101-ZT-2024 | <b>Nemocniční lůžka 23ks</b> |
|-------------|------------------------------|

**1. Technické požadavky:**

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto zboží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Medicínský účel:** lůžko standardní elektricky polohovatelné pro dlouhodobě ležící pacienty**3. Kompatibilita:** není požadována.**4. Specifikace: Lůžka Eleganza 1, matrace ViskoMatt 30, výrobce L I N E T spol. s r.o.**

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce):

**5. Nesplnění kterékoli kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.**

| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry                                                                    | <b>Účastníkem nabízená hodnota</b><br><br>(účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů <b>uvedením hodnoty</b> parametru, u ostatních slovem <b>splňuje</b> , zároveň uvede odkaz na příložený dokument (návod) – zdroj, strana, kapitola) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění                                                                                       | <a href="#">Splňuje, Prohlášení o shodě</a>                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Konstrukce lůžka stabilní a snadno čistitelná                                                                                      | <a href="#">Splňuje, Návod na použití</a>                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Rozměry ložné plochy 200 x 90 cm                                                                                                   | <a href="#">Splňuje, 200 x 90 cm, Návod na použití str. 68</a>                                                                                                                                                                                  |
| 4. Uživatelské prodloužení – zkrácení lůžka min. o 15 cm                                                                              | <a href="#">Splňuje, 15 cm, Návod na použití str. 68</a>                                                                                                                                                                                        |
| 5. Průjezdnost lůžkem zárubněmi 110 cm dveří                                                                                          | <a href="#">Splňuje, Návod na použití str. 68 (vnější rozměry)</a>                                                                                                                                                                              |
| 6. min. 4 kolečka s brzdou (průměr min. 125 mm)                                                                                       | <a href="#">Splňuje, 125 mm, Návod na použití str. 68</a>                                                                                                                                                                                       |
| 7. Centrální ovládání brzdy koleček                                                                                                   | <a href="#">Splňuje, Návod na použití str. 51</a>                                                                                                                                                                                               |
| 8. Max. hmotnost pacienta min. 180 kg                                                                                                 | <a href="#">Splňuje, 185 kg, Návod na použití str. 69</a>                                                                                                                                                                                       |
| 9. Bezpečná pracovní zátěž lůžka min. 200 kg                                                                                          | <a href="#">Splňuje, 250 kg, Návod na použití str. 69</a>                                                                                                                                                                                       |
| 10. Elektricky nastavitelný náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12°                                         | <a href="#">Splňuje, 15°, Návod na použití str. 68</a>                                                                                                                                                                                          |
| 11. Mechanické odblokování zádového dílu (CPR)                                                                                        | <a href="#">Splňuje, Návod na použití str. 46</a>                                                                                                                                                                                               |
| 12. 4dílná ložná plocha                                                                                                               | <a href="#">Splňuje, Návod na použití str. 26 (vyobrazení)</a>                                                                                                                                                                                  |
| 13. Automatický odsun zádového a stehenního dílu – dvojitá autoregrese                                                                | <a href="#">Splňuje, Návod na použití str. 68 (Ergoframe)</a>                                                                                                                                                                                   |
| 14. Odnímatelné plastové díly ložné plochy                                                                                            | <a href="#">Splňuje, Návod na použití str. 24</a>                                                                                                                                                                                               |
| 15. Dvojdílné sklopné postranice v délce cca ¾ lůžka (naklápění dvojdílných postranic s příslušným zádovým či stehenním dílem)        | <a href="#">Splňuje, Návod na použití str. 50</a>                                                                                                                                                                                               |
| 16. Svislé sklápění postranic                                                                                                         | <a href="#">Splňuje, Návod na použití str. 50</a>                                                                                                                                                                                               |
| 17. Čela odnímatelná plastová s aretací                                                                                               | <a href="#">Splňuje, Návod na použití str. 32 a 33</a>                                                                                                                                                                                          |
| 18. Nárazová ochranná kolečka v rozích postele                                                                                        | <a href="#">Splňuje, Návod na použití str. 17</a>                                                                                                                                                                                               |
| 19. Elektricky nastavitelná výška v rozmezí od min. 40 cm do min. 70 cm od podlahy                                                    | <a href="#">Splňuje, 37 – 73,5 cm, Návod na použití str. 68</a>                                                                                                                                                                                 |
| 20. Volný prostor pro nohu a špičku nohy mezi pohyblivými částmi a podlahou nesmí být v žádné pozici menší než 120 mm (EN 60601-2-52) | <a href="#">Splňuje, tento parametr nemáme v návodu uvedený, nicméně jakožto výrobce nabízeného lůžka</a>                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>prohlašujeme, že volný prostor pro nohu a špičku nohy mezi pohyblivými částmi a podlahou je 125 mm</i> |
| 21. Elektrické polohování min. zádového a nožního dílu                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Splňuje, Návod na použití str. 42</i>                                                                  |
| 22. Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému spuštění, s blokací funkcí, s naprogramovanou funkcí CPR                                                                                                                                                                                       | <i>Splňuje, Návod na použití str. 38</i>                                                                  |
| <b>Matrace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| 23. Matrace antidekubitní pasivní, pro riziko dekubitu min. III. stupně, pro dlouhodobě ležící pacienty a pro léčbu bolesti                                                                                                                                                                             | <i>Splňuje, katalog str. 12 – 13</i>                                                                      |
| 24. Rozměry 200x86x14 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Splňuje, 200 x 86,5 x 14 cm, katalog str. 16</i>                                                       |
| 25. Nosnost matrace min. 160 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Splňuje, 165 kg, katalog str. 9</i>                                                                    |
| 26. Spodní část matrace ze studené pěny, vyztužené okraje, v pánevní oblasti spodní vrstva zesílená, výška min. 9 cm, studená pěna hustota min. 50 kg/m <sup>3</sup> ,                                                                                                                                  | <i>Splňuje, 9 cm, 50 kg/m<sup>3</sup>, katalog str. 9</i>                                                 |
| 27. Vrchní část matrace z viskoelastické pěny, výška min. 5 cm, o hustotě min. 85 kg/m <sup>3</sup> ,                                                                                                                                                                                                   | <i>Splňuje, 5 cm, 85 kg/m<sup>3</sup>, katalog str. 9</i>                                                 |
| 28. Jádru matrace s vlnitými prořezy, spoje matrace bez lepení                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Splňuje, katalog str. 12</i>                                                                           |
| 29. Všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Splňuje, CRIB 5, katalog str. 9</i>                                                                    |
| 30. Povrch jádra pokryt odolnou separační tkaninou o gramáži min 140g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                    | <i>Splňuje, 140g/m<sup>2</sup>, katalog str. 14</i>                                                       |
| 31. Potah ze dvou částí: vnější PU potah a vnitřní polyesterová textilie                                                                                                                                                                                                                                | <i>Splňuje, katalog str. 14</i>                                                                           |
| 32. Materiál potahu voděodolný, prodyšný vodním párá, vysoká odolnost proti bakteriím a virům (antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod.), odolný běžným dezinfekčním prostředkům, pratelný při teplotě min. 80°C a omyvatelný přímo na lůžku, snímatelný PES/PUR o gramáži min. 230 g/m <sup>2</sup> | <i>Splňuje, 95°C, 230 g/m<sup>2</sup>, Návod na použití str. 2 a katalog str. 14</i>                      |
| 33. Úchyty transportní 2ks                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Splňuje, katalog str. 9</i>                                                                            |
| 34. Spoje potahu svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Splňuje, katalog str. 14</i>                                                                           |
| 35. Zip s ochrannou chlopní proti znečištění                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Splňuje, katalog str. 14</i>                                                                           |
| 36. Matrace musí splňovat normy ISO 13485, ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Splňuje, katalog str. 4</i>                                                                            |
| <b>Příslušenství:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| 37. Postranní 2 háčky pro drobné příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Splňuje, Návod na použití str. 56</i>                                                                  |
| 38. Hrazda napřimovací pro pacienta (lakovaná), min. nosnost hrazdy 70 kg (zatížení pacientem)                                                                                                                                                                                                          | <i>Splňuje, 75 kg, Návod na použití str. 54 a cenová nabídka</i>                                          |
| 39. Rukojeť plastová vč. popruhu                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Splňuje, Cenová nabídka</i>                                                                            |
| 40. Stojan infuzní teleskopický 13 ks                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Splňuje, Cenová nabídka</i>                                                                            |
| 41. 13 sad nástavců postranic (mezi postranici a nožní čelo)                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Splňuje, Cenová nabídka</i>                                                                            |