



ŘEŠENÍ (i)MOBILITY

Kalkulace ceny - REKAPITULACE

Kolejnicový zvedací a asistenčního systém Roomers

Odběratel: **VCES a.s.**

Českomoravská 2420/15

190 00 Praha 9

Akce: **Sanatorium Pálava, OLÚ Pasohlávky**

Cenová nabídka rozšíření rozsahu závesného zvedacího systému na základě dopřesnění
objednatele.


č. nabídky	Oddělení	Cena technologie
240729_1	1.PP - <i>nově požadované prostory</i>	62 712 Kč
240729_2	1.NP - <i>zrušené prostory</i>	-789 647 Kč
240729_3	2.NP levé - <i>nově požadované prostory</i>	3 320 534 Kč
240729_4	2.NP pravé - <i>nově požadované prostory</i>	3 315 181 Kč
240729_5	3.NP levé - <i>nově požadované prostory</i>	3 255 805 Kč
240729_6	3.NP pravé - <i>nově požadované prostory</i>	3 259 723 Kč
240729_7	4.NP - <i>zrušené prostory</i>	-506 481 Kč
240729_8	Příslušenství - <i>požadované navíc</i>	1 171 000 Kč
CELKEM		13 088 827 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Nedílnou přílohou cenové nabídky jsou jednotlivé Kalkulace ceny č. 240729

29. 07. 2024

Ing. Lubor Veselý



s.r.o.

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

DIČ: CZ45306371



Kalkulace ceny

číslo: **240729_1**

ze dne: **29.07.2024**

Kolejnicový zvedací a asistenční systém Roomer, výrobce Human Care HC AB

Odběratel: **VCES a.s.**
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Akce: **Sanatorium Pálava, OLÚ Pasohlávky**
Položka: **Mobilní zvedací systém**
Podlaží: **1.PP**
Oddělení: **Levé křídlo**

Číslo výkresu: **----** Nosnost: **150kg**

Technologie - výčet výměr

Místnost:	Popis
01L.22	Kolejnicový systém portálový o ploše cca 2,5 x 2,2 m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P87mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
Materiál, doprava, montáž, uvedení do provozu, inicializační revize (zatěžkávací zkouška), zaškolení obsluhy.	

Ceníková cena technologie bez DPH : 62 712,00 Kč

Dodací podmínky

Dodací lhůta: dle ujednání ve smlouvě, nejdříve do 10 týdnů od podpisu smlouvy
Doba montáže: cca 12 směn
Platební podmínky: měsíční fakturace s 10% pozastávkou na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za předpokladu splnění uzlových bodů, splatnost faktur (daňových dokladů) 60 dní od doručení na fakturační adresu objednatele
Zádržné: poplatky na staveništi 0,-Kč
5% do převzetí celého a bezvadného díla objednatelem
5% po dobu záruky
Záruka: 60 měsíců na pevné i pohyblivé díly kolejnicového systému vč. upevnění
24 měsíců na příslušenství (zvedací jednotky a patientské závěsy
Platnost nabídky: 6 měsíců ode dne vystavení
Zpracoval: Ing. Lubor Veselý

Rozpočet

číslo: 240729_2

ze dne: 29.07.2024

Kolejnicový zvedací a asistenční systém Freeway, výrobce Prism Medical UK

Odběratel: VCES a.s.
Vážní 456
503 41 Hradec Králové

Akce: Sanatorium Pálava, OLÚ Pasohlávky
Položka: Mobilní zvedací systém

Investor: Thermal Pasohlávky a.s.
Pasohlávky 1
691 22 Pasohlávky

Příjemce: Odborný léčebný ústav Pasohlávky, Sanatorium Pálava

Budova: Budova OLÚ
Podlaží: 1.NP
Oddělení: Rehabilitace

Číslo výkresu: Nosnost: 150 kg

Technologie - výčet výměr

Místnost:	Popis
1L.07 2x Terapie	Kolejnicový systém liniový s integrovaným obloukem a výhybkou, umístěný dle výkresu D.1.01.1-106 PŮDORYS 1.NP / levé křídlo
1L.13 Terapie	Kolejnicový systém liniový s integrovaným obloukem, umístěný dle výkresu D.1.01.1-106 PŮDORYS 1.NP / levé křídlo
1L.17 Tělocvična III - stroje	Kolejnicový systém liniový s integrovanou točnou, umístěný dle výkresu D.1.01.1-106 PŮDORYS 1.NP / levé křídlo
1L.18 Tělocvična II - BMI	Kolejnicový systém liniový s integrovanými oblouky, umístěný dle výkresu D.1.01.1-106 PŮDORYS 1.NP / levé křídlo
1L.37 Laser	Kolejnicový systém liniový s integrovaným obloukem, umístěný dle výkresu D.1.01.1-106 PŮDORYS 1.NP / levé křídlo
1L.38 Ergo I, Robot	Kolejnicový systém liniový s integrovanými oblouky, umístěný dle výkresu D.1.01.1-106 PŮDORYS 1.NP / levé křídlo
1L.39 Magnetoterapie	Kolejnicový systém liniový s integrovanými oblouky a točnami, umístěný dle výkresu D.1.01.1-106 PŮDORYS 1.NP / levé křídlo s možností kontinuálního transportu do vedlejší místnosti 1L.40
1L.40 Elektroterapie	Kolejnicový systém liniový s integrovanými oblouky a točnou, umístěný dle výkresu D.1.01.1-106 PŮDORYS 1.NP / levé křídlo s možností kontinuálního transportu do vedlejší místnosti 1L.39
Materiál, doprava, montáž, uvedení do provozu, inicializační revize (zatěžkávací zkouška), zaškolení obsluhy.	

Ceníková cena technologie bez DPH : - 789 647,00 Kč

Dodací podmínky

dle ujednání ve smlouvě, nejdříve do 10 týdnů od podpisu smlouvy

Platební podmínky: do odstranění případných vad a nedodělků 10%po dobu záruky 0%

Zádržné: 60 měsíců na pevné i pohyblivé díly kolejnicového systému vč. upevnění24 měsíců na příslušenství

Záruka: 6 měsíců ode dne vystavení

Platnost nabídky:

Zpracoval: Ing. Lubor Veselý

Kalkulace ceny

číslo: **240729_3**

ze dne: **29.07.2024**

Kolejnicový zvedací a asistenční systém Roomer, výrobce Human Care HC AB

Odběratel: **VCES a.s.**
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Akce: **Sanatorium Pálava, OLÚ Pasohlávky**

Položka: **Mobilní zvedací systém**

Podlaží: **2.NP**

Oddělení: **Levé křídlo**

Číslo výkresu: ---- Nosnost: 150kg

Technologie - výčet výměr

Místnost:	Popis
2L.32	Kolejnicový systém portálový s přídavnou výsuvnou kolejnicí pro obložení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
2L.33	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,9 x 2,3 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2L.34	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obslužení hlavní části místnosti a kolejnicový systém líniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
2L.35	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2L.36	Kolejnicový systém portálový s přídavnou výsuvnou kolejnicí pro obložení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
2L.37	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,3 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.

2L.38	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
2L.39	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2L.40	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obložení hlavní části místnosti o ploše cca 3,6 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
2L.41	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,3 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2L.42	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,6 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
2L.43	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2L.44	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obložení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
2L.45	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,3 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
2L.46	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.

2L.47	Kolejnicový systém šikmý portálový na ploše cca 1,8 x 2 m, pro obsluhu části místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2L.48	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
2L.49	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2L.50	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
2L.51	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
Materiál, doprava, montáž, uvedení do provozu, inicializační revize (zatěžkávací zkouška), zaškolení obsluhy.	

Ceníková cena technologie bez DPH : 3 320 534,00 Kč

Dodací podmínky

Dodací lhůta:	dle ujednání ve smlouvě, nejdříve do 10 týdnů od podpisu smlouvy
Doba montáže:	cca 12 směn
Platební podmínky:	měsíční fakturace s 10% pozastávkou na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za předpokladu splnění uzlových bodů, splatnost faktur (daňových dokladů) 60 dní od doručení na fakturační adresu objednatele
Zádržné:	poplatky na staveništi 0,-Kč 5% do převzetí celého a bezvadného díla objednatelem 5% po dobu záruky
Záruka:	60 měsíců na pevné i pohyblivé díly kolejnicového systému vč. upevnění 24 měsíců na příslušenství (zvedací jednotky a patientské závěsy
Platnost nabídky:	6 měsíců ode dne vystavení
Zpracoval:	Ing. Lubor Veselý [REDACTED]

Kalkulace ceny

číslo: **240729_4**ze dne: **29.07.2024****Kolejnicový zvedací a asistenční systém Roomer, výrobce Human Care HC AB**Odběratel: **VCES a.s.**
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9Akce: **Sanatorium Pálava, OLÚ Pasohlávky**
Položka: **Mobilní zvedací systém**Investor: **VCES a.s.**
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9Podlaží: **2.NP**
Oddělení: **Pravé křídlo**Číslo výkresu: ---- Nosnost: **150kg**

Technologie - výčet výměr

Místnost:	Popis
2P.32	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obloužení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
2P.33	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,9 x 2,3 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2P.34	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obloužení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
2P.35	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,9 x 2,3 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2P.36	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obslužení hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.

2P.37	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2P.38	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obloužení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
2P.39	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,9 x 2,3 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2P.40	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
2P.41	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2P.42	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obloužení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
2P.43	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,9 x 2,3 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.

2P.44	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
2P.45	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2P.46	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
2P.47	Kolejnicový systém šikmý portálový na ploše cca 1,8 x 2 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
2P.48	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
2P.49	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.

2P.50	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsloužení hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 165 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 265 mm od podhledu.
2P.51	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
Materiál, doprava, montáž, uvedení do provozu, inicializační revize (zatěžkávací zkouška), zaškolení obsluhy.	

Ceníková cena technologie bez DPH : 3 315 181,00 Kč

Dodací podmínky

Dodací lhůta:	dle ujednání ve smlouvě, nejdříve do 10 týdnů od podpisu smlouvy
Doba montáže:	cca 12 směn
Platební podmínky:	měsíční fakturace s 10% pozastávkou na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za předpokladu splnění uzlových bodů, splatnost faktur (daňových dokladů) 60 dní od doručení na fakturační adresu objednatele poplatky na staveništi 0,-Kč
Zádržné:	5% do převzetí celého a bezvadného díla objednatelem 5% po dobu záruky
Záruka:	60 měsíců na pevné i pohyblivé díly kolejnicového systému vč. upevnění 24 měsíců na příslušenství (zvedací jednotky a patientské závěsy
Platnost nabídky:	6 měsíců ode dne vystavení
Zpracoval:	Ing. Lubor Veselý [REDACTED]

Kalkulace ceny

číslo: **240729_5**ze dne: **29.07.2024****Kolejnicový zvedací a asistenční systém Roomer, výrobce Human Care HC AB**

Odběratel: **VCES a.s.**
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Akce: **Sanatorium Pálava, OLÚ Pasohlávky**
Položka: **Mobilní zvedací systém**

Investor: **VCES a.s.**
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Podlaží: **3.NP**
Oddělení: **Levé křídlo**

Číslo výkresu: ---- Nosnost: **150kg**

Technologie - výčet výměr

Místnost:	Popis
3L.32	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obloužení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
2L.33	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,9 x 2,3 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3L.34	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obslužení hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
3L.35	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3L.36	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obloužení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.

3L.37	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,3 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3L.38	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
3L.39	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3L.40	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obloužení hlavní části místnosti o ploše cca 3,6 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
3L.41	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,3 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3L.42	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,6 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
3L.43	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.

3L.44	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obloužení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
3L.45	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,3 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
3L.46	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obslužení hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
3L.47	Kolejnicový systém šikmý portálový na ploše cca 1,8 x 2 m, pro obslužení části místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3L.48	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obslužení hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
3L.49	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3L.50	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obslužení hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.

3L.51	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135 od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
Materiál, doprava, montáž, uvedení do provozu, inicializační revize (zatěžkávací zkouška), zaškolení obsluhy.	

Ceníková cena technologie bez DPH : 3 255 805,00 Kč

Dodací podmínky

Dodací lhůta:	dle ujednání ve smlouvě, nejdříve do 10 týdnů od podpisu smlouvy
Doba montáže:	cca 12 směn
Platební podmínky:	měsíční fakturace s 10% pozastávkou na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za předpokladu splnění uzlových bodů, splatnost faktur (daňových dokladů) 60 dní od doručení na fakturační adresu objednatele poplatky na staveništi 0,-Kč
Zádržné:	5% do převzetí celého a bezvadného díla objednatelem 5% po dobu záruky
Záruka:	60 měsíců na pevné i pohyblivé díly kolejnicového systému vč. upevnění 24 měsíců na příslušenství (zvedací jednotky a patientské závěsy
Platnost nabídky:	6 měsíců ode dne vystavení
Zpracoval:	Ing. Lubor Veselý [REDACTED]

Kalkulace ceny

číslo: 240729_6

ze dne: 29.07.2024

Kolejnicový zvedací a asistenční systém Roomer, výrobce Human Care HC AB

Odběratel:	VCES a.s. Českomoravská 2420/15 190 00 Praha 9		
Akce:	Sanatorium Pálava, OLÚ Pasohlávky		
Položka:	Mobilní zvedací systém		
Investor:	VCES a.s. Českomoravská 2420/15 190 00 Praha 9		
Podlaží:	3.NP		
Oddělení:	Pravé křídlo		
Číslo výkresu:	----	Nosnost:	150kg

Technologie - výčet výměr

Místnost:	Popis
3P.32	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obloužení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
3P.33	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,9 x 2,3 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3P.34	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obloužení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.

3P.35	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,9 x 2,3 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3P.36	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obslužení hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
3P.37	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3P.38	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obloužení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
3P.39	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,9 x 2,3 m, pro obslužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3P.40	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obslužení hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.

3P.41	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3P.42	Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obložení hlavní části místnosti o ploše cca 3,7 x 4,7 m a výklenku 0,8m, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy, pohyblivá kolejnice profilu P100 mm, výsuvná kolejnice profilu P100 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 290 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 390 mm od podhledu.
3P.43	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,9 x 2,3 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3P.44	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
3P.45	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsluhu celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3P.46	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsluhu hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.

3P.47	Kolejnicový systém šikmý portálový na ploše cca 1,8 x 2 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3P.48	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsloužení hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.
3P.49	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 135od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 235 mm od podhledu.
3P.50	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,7 m, pro obsloužení hlavní části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 pro transport do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 120 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 45 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 165 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 265 mm od podhledu.
3P.51	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,8 x 2,4 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 150 kg. Pevné kolejnice profilu 87mm s přechodovou lištou pro zapuštění do podhledu, vč. revizního dílu v prodloužení dráhy. Pohyblivá kolejnice profilu 87 mm. Pohyblivá kolejnice se pohybuje ve vzdálenosti 75 mm od podhledu, spodní hranu má ve vzdálenosti 195 mm od podhledu (± 20 mm na oba směry v závislosti na rovinnosti podhledu). V celé půdorysné obslužné ploše se v tomto výškovém umístění nesmí nacházet žádné předměty bránící průjezdu. Doporučené umístění předmětu v obslužné ploše je ve vzdálenosti 295 mm od podhledu.

Materiál, doprava, montáž, uvedení do provozu, inicializační revize (zatěžkávací zkouška), zaškolení obsluhy.

Ceníková cena technologie bez DPH : 3 259 723,00 Kč

Dodací podmínky

Dodací lhůta:	dle ujednání ve smlouvě, nejdříve do 10 týdnů od podpisu smlouvy
Doba montáže:	cca 12 směn
Platební podmínky:	měsíční fakturace s 10% pozastávkou na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za předpokladu splnění uzlových bodů, splatnost faktur (daňových dokladů) 60 dní od doručení na fakturační adresu objednatele poplatky na staveništi 0,-Kč
Zádržné:	5% do převzetí celého a bezvadného díla objednatelem 5% po dobu záruky
Záruka:	60 měsíců na pevné i pohyblivé díly kolejnicového systému vč. upevnění 24 měsíců na příslušenství (zvedací jednotky a patientské závěsy
Platnost nabídky:	6 měsíců ode dne vystavení
Zpracoval:	Ing. Lubor Veselý [REDACTED]

Rozpočet

číslo: **240729_7**ze dne: **29.07.2024****Kolejnicový zvedací a asistenční systém Roomer, výrobce Human Care HC AB**

Odběratel: **VCES a.s.**
Vážní 456
503 41 Hradec Králové

Akce: **Sanatorium Pálava, OLÚ Pasohlávky**
Položka: **Mobilní zvedací systém**
Podlaží: **4.NP**
Oddělení: **Pokoje**

Číslo výkresu: _____ Nosnost: **220 Kg**

Technologie - výčet výměr

Místnost:	Popis
4L.20 Pokoj LLRP bezbariérový s terasou	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 3,0m, pro obsloužení lůžkové části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 m pro možnost transportu do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 220 kg. Pevné kolejnice profilu P87H s přípravou pro zapuštění do podhledu (s instalací závěsů a kolejnicového profilu před podhledem), pohyblivá kolejnice profilu P100.
4L.21 Hygienická místnost	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,7 x 1,9 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 220kg. Pevné kolejnice profilu P87H s přípravou pro zapuštění do podhledu (s instalací závěsů a kolejnicového profilu před podhledem), pohyblivá kolejnice profilu P100.
4P.21 Pokoj LLRP bezbariérový s terasou	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,5 x 3,0m, pro obsloužení lůžkové části místnosti a kolejnicový systém liniový délky cca 1,5 m pro možnost transportu do koupelny, s kotvením do stropu a nosností 220 kg. Pevné kolejnice profilu P87H s přípravou pro zapuštění do podhledu (s instalací závěsů a kolejnicového profilu před podhledem), pohyblivá kolejnice profilu P100.
4P.22 Hygienická místnost	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,7 x 1,9 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stropu a nosností 220kg. Pevné kolejnice profilu P87H s přípravou pro zapuštění do podhledu (s instalací závěsů a kolejnicového profilu před podhledem), pohyblivá kolejnice profilu P100.
Materiál, doprava, montáž, uvedení do provozu, inicializační revize (zatěžkávací zkouška), zaškolení obsluhy.	

Ceníková cena technologie bez DPH : - 506 481,00 Kč

Dodací podmínky

Dodací lhůta: dle ujednání ve smlouvě, nejdříve do 10 týdnů od podpisu smlouvy

Doba montáže: cca 3 směny

Platební podmínky: měsíční fakturace s 10% pozastávkou na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za předpokladu splnění uzlových bodů, splatnost faktur (daňových dokladů) 60 dní od doručení na fakturační adresu objednatele
poplatky na staveništi 0,-Kč

Zádržné: 5% do převzetí celého a bezvadného díla objednatelem
5% po dobu záruky

Záruka: 60 měsíců na pevné i pohyblivé díly kolejnicového systému vč. upevnění
24 měsíců na příslušenství

Platnost nabídky: 6 měsíců ode dne vystavení

Zpracoval: Ing. Lubor Veselý

Kalkulace ceny

číslo: 240729_8

ze dne: 29.07.2024

Kolejnicový zvedací a asistenční systém Roomer, výrobce Human Care HC AB

Odběratel: VCES a.s.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Akce: Sanatorium Pálava, OLÚ Pasohlávky
Položka: Mobilní zvedací systém

Investor: VCES a.s.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9

Podlaží: 2.NP
Oddělení: Pravé křídlo

Číslo výkresu: ---- Nosnost: 150kg

Příslušenství

Obj. číslo	Název	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena za položku bez DPH
55300H-EU	Zvedací jednotka Roomer S (bez ramene)	10	87 656,25	876 562,50 Kč
55751	Závěsné rameno Altair/RoomerS 45cm	10	6 201,79	62 017,86 Kč
25015-m	25015 - Vak koupací s oporou hlavy, polyester	10	7 103,57	71 035,71 Kč
25030-m	25030 - Vak přepravní	10	7 731,25	77 312,50 Kč
25085-m	25085 - Vak toaletní Plus, polyester	10	8 407,14	84 071,43 Kč

Velikost vaků bude upřesněna před uzavřením smlouvy, cena vaků v různých velikostech je stejná.

Ceniková cena příslušenství bez DPH : 1 171 000,00 Kč

Dodací podmínky

Dodací lhůta: dle ujednání ve smlouvě, nejdříve do 10 týdnů od podpisu smlouvy

Doba montáže: cca 12 směn

Platební podmínky: měsíční fakturace s 10% pozastávkou na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za předpokladu splnění uzlových bodů, splatnost faktur (daňových dokladů) 60 dní od doručení na fakturační adresu objednatele
poplatky na staveništi 0,-Kč

Zádržné: 5% do převzetí celého a bezvadného díla objednatelem
5% po dobu záruky

Záruka: 60 měsíců na pevné i pohyblivé díly kolejnicového systému vč. upevnění
24 měsíců na příslušenství (zvedací jednotky a patientské závěsy)

Platnost nabídky: 6 měsíců ode dne vystavení

Zpracoval: Ing. Lubor Veselý

Martin
Horák
Datum:
2024.10.25
14:52:48
+02'00'

Ing. Jan
Kodytek
Datum:
2024.10.26
10:36:47
+02'00'

VCES
Podepsal Ing. Zdeněk
Pokorný
Datum: 2024.11.01
17:54:26 +01'00'

VCES
Podepsal Anthony Christian
Joël De Busschere
Datum: 2024.11.03
19:17:00 +01'00'