

030-ZT-2024	Přístroj terapeutický (stimulace pánevního dna) 1ks
-------------	--

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení.. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: Elektromagnetický vysokoindukční fokusovaný přístroj pro stimulaci hlubokých svalů pánevního dna a obnovení neuromuskulární kontroly k reedukaci svalů u inkontinentních pacientů.

3. Kompatibilita: není požadována.

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce):

5. Nesplnění kterékoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený dokument (návod) – zdroj, strana, kapitola)
1. Přístroj na principu elektromagnetické indukce	Ano, Návod str. 28, <i>Technické parametry – dole oddíl Terapie</i>
2. Terapie na svaly pánevního dna	Ano, Návod str. 18, kapitola 7.3
3. Intenzita max. 2,5 T	Ano, 2,5 T, Návod str. 28, <i>Technické parametry – dole oddíl Terapie</i>
4. Pro léčbu všech druhů inkontinence	Ano, Návod str. 4, kapitoly 1.1 a 1.4
5. Přednastavený terapeutický protokol na léčbu inkontinence	Ano, Návod str. 17, kapitola 7.1 – v přístroji je nastaven jediný program - na-léčbu inkontinence
6. Možnost sestavení vlastních uživatelských protokolů	Ano, Návod str. 19, kapitola 7.9 – Uložení terapie
7. Pacientská databáze	Ano, Návod str. 15, kapitola 6.3.1.1 Klienti
8. Pulz sinusový, bifázický, 280 microsec	Ano, 2,5 T, Návod str. 28, <i>Technické parametry – dole oddíl Terapie</i>
9. Frekvence 1–150 Hz	Ano, 2,5 T, Návod str. 28, <i>Technické parametry – dole oddíl Terapie</i>
10. Frekvenční modulace – bez modulace, alternující, lichoběžníková, sinusová, randomizovaná	Ano, 2,5 T, Návod str. 28, <i>Technické parametry – dole oddíl Terapie</i>
11. Amplitudová modulace – bez modulace, lichoběžníková, sinusová, schodovitá	Ano, 2,5 T, Návod str. 28, <i>Technické parametry – dole oddíl Terapie</i>
12. Max. intenzita stimulace 28 kT/s	ANO, Návod str. 28, oddíl Terapie 28 kT/s
13. Nastavení intenzity 1–100%	ANO, Návod str. 28 – oddíl Terapie – amplituda pulzů 0 – 100 %
14. Terapie neinvazivní, bezobslužná	ANO, Návod str. 26, poslední věta

Příloha č. 1: Technická specifikace

	<i>na dané straně</i>
15. Chladicí systém vzduchový	<i>ANO, Návod str. 7, předposlední odstavec</i>
16. Displej ovládací, barevný dotykový 8,4"	<i>ANO, Návod str. 28, oddíl Displej</i>
17. Mobilní, brzděná kolečka	<i>ANO, Návod str. 10, kapitola 4.1 a obrázek s vyobrazenými kolečky</i>
18. Aplikátor - křeslo aplikační, s elektrickým nastavením výšky	<i>ANO, Návod str. 11, kapitola 4.2.1</i>
19. Automatická kontrola teploty přístroje a aplikátoru	<i>ANO, Návod str. 20 – tabulka dole</i>
20. Kalibrace aplikátoru	<i>ANO, Návod str. 16, kapitola 6.3.3.2</i>
21. Kontrola kvality pulzu	<i>ANO, Návod str. 4, kapitola 1.5.1</i>
22. Prediktor intenzity	<i>ANO, Návod str. 4, kapitola 1.5.2</i>
23. Nosnost min. 140 kg	<i>Ano, 2,5 T, Návod str. 29, Technické parametry – dole oddíl Provedení</i>