

Adresa Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10
Telefon +420 226 808 150
Servis +420 226 808 163
Fax +420 226 808 170
E-mail sales.mtcz@mt.com
service.mtcz@mt.com
IČO 60463031
DIČ CZ60463031
www.mt.com

Ústav struktury a mechaniky hornin

AV ČR, v.v.i.

Ing. Ivana Perná Ph.D.

Oddělení struktury a vlastností materiálů

V Holešovičkách 94/41

182 00 Praha 8

Datum 13. 1. 2025

Telefon +420 606 906 213

E-mail perna@irsm.cas.cz

Cenová nabídka č. 2000–2250001172

Vážená paní Perná,

zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách a záruční době.

V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Josef Šmahlík


tel. +420 603 558 776

Josef.Smahlik@mt.com

Bankovní spojení: ING Bank N.V.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
číslo účtu – CZK: 1000595803/3500
číslo účtu – EUR: CZ2735000000001330595806 (BIC: INGB CZPP)
Kanceláře: Brno, Bohunická 52, budova Mor. ústředny
tel.: +420 547 212 101-2, fax: +420 547 212 639

Firma Mettler-Toledo, s. r. o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C-26404.
Den zápisu 2. 2. 1994. Základní kapitál: 8 000 000 Kč.

METTLER TOLEDO



Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
010	30665143	MX204 Analytická váha	1	166 000	15%	141 100

Řešení vašich potřeb z hlediska přesnosti, shody s předpisy a snadné obsluhy. Váživost 220 g; odečitelnost 0,1 mg; miska SmartPan; správa uživatelů; pokročilý reporting; integrace do sítě; dvířka ErgoDoors; podsvícený kryt proti proudění vzduchu; režim úspory energie

Horní mez váživosti: 220 g
Opakovatelnost, typická: 0,05 mg
Doba ustálení: 2 s

Odečitelnost: 0,1 mg
Minimální navážka ($U = 1 \%$, $k = 2$), typická: 10 mg
Justování: Interní (automatické/FACT)

Chytré funkce pro pokročilé požadavky

Rychlé a přesné výsledky vážení

Díky jedinečné konstrukci SmartPan se váha rychle stabilizuje i v turbulentním prostředí, což umožňuje rychlejší a efektivnější vážení.

Dokumentace splňující pravidla GxP

Soulad se směrnicemi GxP díky automatickému záznamu dat a správě uživatelů. Přenos dat do tiskárny nebo do počítače pro úplnou a bezchybnou dokumentaci.

Inovativní technologie

Chytré konstrukční prvky umožňují ergonomické vážení a inovativní funkce pro zajištění kvality jsou zárukou přesných výsledků.



Pro více informací: www.mt.com/MX-analytical

011	BLOC20016	StarterPac Installation (Scales) + Calibration	1	11 850		11 850
		Ref.010 MX204 Analytická váha				

Dodávka: Na místě
Test: Funkční, provozní a výkonnostní zkoušky
Hodnota: Výkon

Dokumentace: StarterPac
Servis: StarterPac

Rychlé a snadné nastavení

Zajištění spolehlivé výkonnosti

Profesionální, efektivní spuštění a nastavení umožňuje přímé nasazení, okamžité použití a zvýšení produktivity.

Tato služba zahrnuje:

- ✓ Zprovoznění, ustavení a nastavení standardní konfigurace zařízení.
- ✓ Základní školení obsluhy a bezpečnostní instruktáž.
- ✓ Akreditovaná kalibrace zařízení včetně vystavení kalibračního listu.



Mohou platit speciální obchodní podmínky. Ověření zařízení je dostupné samostatně.

Pro více informací: www.mt.com/Service

METTLER TOLEDO

Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
020	30938254	Solid Weighing pan MX 4place _ 90 m	1	2 110	15%	1 793,50
995	TLAB	Poštovné, balné a pojištění	1	1 790		1 790

Cena celkem, bez volitelných položek**Hodnota nabídky (Kč)****156 533,50****Volitelné položky**

017	BLOC20021	Extended Care + Kalibrace ISO17025	1	25 360		(25 360)
-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	----------

Volitelné

Ref.010 MX204 Analytická váha

Volitelné

Dodávka: Podpora na místě nebo
telefonická

Dokumentace: Zákaznická servisní zpráva

Test: Funkční, provozní a výkonnostní
zkoušky

Servis: Extended Care

Hodnota: Zajištění provozní kapacity a
výkonnosti**Využijte své zařízení na maximum****Maximalizace doby provozu, zajištění výkonnosti**Extended Care vám přinese klid. Během prvních 24
měsíců životnosti přístroje se nebudete muset obávat
odstávek a budete si užívat špičkové výkonnosti.**Tato služba zahrnuje:**

- ✓ Prodloužení záruky na dobu 24 měsíců.
- ✓ Garanční opravy řešené na místě a v co nejkratší lhůtě.
- ✓ Přednostní řešení veškerých servisních požadavků.
- ✓ Přístup k telefonické vzdálené podpoře.
- ✓ Preventivní prohlídka včetně seřízení a akreditované kalibrace zařízení po 1. i 2. roce používání měřidla.

ExtendedCare

Mohou platit speciální obchodní podmínky. Ověření zařízení je dostupné samostatně.

Pro více informací: www.mt.com/Service**METTLER TOLEDO**

Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
030	30550614	CarePac OIML F2 10g/200g Cal	1	7 930	15%	(6 740,50)
Volitelné						Volitelné

Závaží CarePac® Small 200 g F2 / 10 g F2 včetně příslušenství pro manipulaci a čištění a kalibračního listu

Hustota ρ : 7 950 ($\pm$ 140) kg/m³
 Kalibrační certifikát: Ano
 Materiál: Nerezová ocel

Susceptibilita X: < 0,8
 Box: Plastová schránka (součást balení)
 Obsah (nastavení): 10g/200g F2

CarePac

Úspory nákladů

Jen to, co je potřebné pro rutinní testování, dvě závaží namísto celé sady.

Volitelné třetí závaží

CarePac nabízí možnost přidat třetí závaží od 1 mg do 100 g pro vlastní testování, jako např. pro stanovení minimální hmotnosti.

Profesionální příslušenství

Ergonomické pinzety a vidlice pro manipulaci se závaží, ale i rukavice a čisticí utěrky schválené pro použití v čistých prostorách splňují nejnáročnější odvětvové požadavky.



Pro více informací: www.mt.com/weights

Obchodní podmínky

Ceny	Ceny jsou uváděny bez DPH (21%).
Dodací lhůta	4-6 týdnů
Záruka	12 měsíců (24 měsíců s ExtendedCare)
Platební podmínky	Splatnost faktury 14 dní od data vystavení
Platnost nabídky do	12. 2. 2025

Uvedená doba dodání zboží se může lišit v závislosti na dostupnosti komponentů.

U dodávek, které nezahrnují instalační služby, bude faktura vystavena v okamžiku dodání zboží objednateli. U dodávek, které zahrnují instalační služby, bude faktura za dodané zboží a služby vystavena po dokončení instalace. V případě zpoždění instalace z důvodů, za které neodpovídá prodávající, bude faktura za dodané zboží vystavena do 14 dnů od data dodání zboží objednateli. Instalační služby budou fakturovány samostatně po jejich dokončení.

Tato nabídka se řídí našimi Všeobecnými obchodními a servisními podmínkami, které jsou Vám k dispozici na www.mt.com/terms.

Informace o našich akreditacích, aktuálně platné certifikáty a také všechny důležité informace o akreditovaných službách kalibrační laboratoře DAkkS D-K-19120-01-00 naleznete zde:

https://www.mt.com/cz/cs/home/perm-lp/Quality_Management.html

METTLER TOLEDO

METTLER TOLEDO

