

Cenová nabídka Baffin Automatic Základní škola speciální Nový Jičín

Komeského 64

Nový Jičín

IČO: 66741335

Multifunkční vertikalizační zařízení Baffin Automatic je navrženo tak, aby polohovalo pacienta do sedu, lehu nebo polohy ve stoje. Je k dispozici ve 3 velikostech: S, M, L pro děti vysoké 85 cm až 130 cm.

Zařízení je ovládáno elektrickými pohony. Změna polohy mezi sedem, lehem a postavením se provádí pomocí dálkového ovladače.

Díky inovativnímu systému vestavěné podpory páteře (second spine), bočních opěrek (pelot) a korekci pánve je **Baffin Automatic** vynikajícím nástrojem pro fyzioterapeuta, který zjednodušuje uvedení pacienta do stoje, lehu nebo sedu. Podpora páteře po celé zadní linii pomáhá snižovat tlak na obratle, zatímco polohování umožňuje změnu vektoru axiálního napětí. Díky systému elektrického polohování je dosažení polohy ve stoje snadné a nevyžaduje péči ošetřovatele. Pacient může zůstat v sedačce po celý den díky funkci vertikalizace. Není třeba pacienta přesouvat ze zařízení, lze provádět několikaminutové cykly vzpřímeného stoje kombinované s odpočinkem v sedu nebo lehu.

Baffin Automatic pomáhá vytvořit správný návyk sezení. Pacient vybavený tímto zařízením se může účastnit vzdělávacích aktivit, ergoterapie a volnočasových aktivit. Zařízení pomáhá aktivovat pacienta a rozvíjet kognitivní funkce.

Baffin Automatic je funkční zařízení pro pacienta i pečovatele.

Funkce zařízení

- Umí se přizpůsobit anatomickému tvaru uživatele.
- Inovativní konstrukce opěradla napodobuje lidskou páteř.
- Korekce posturálních defektů správným polohováním pánve a páteře uživatele.
- Možnost uvedení do polohy ve stoje, sedu a lehu při zachování stabilizace uživatele.
- Funkce transportu
- Variabilní nastavení poloh zařízení.
- Možnost postupného uvedení pacienta do polohy ve stoje v závislosti na jeho zdraví.
- Systém odnímatelných podpažních popruhů, kyčelních bočních opěrek a loketních opěrek, které usnadňují přesun pacienta na zařízení.
- Systém pohodlných a nastavitelných loketních opěrek.
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé dálkové ovládání.
- Bezpečné a antialergické čalounění vyhovující certifikaci Öko-Tex Standards.
- Moderní design.

Pro koho? Baffin Automatic

Baffin Automatic lze použít u osob s následujícími stavy: dětská mozková obrna, svalová dystrofie, různé druhy ochrnutí, rozštěp páteře, myelomeningokéla, stav po poranění páteře, stav po kraniocerebrálním traumatu, stav po mrtvici, posturální defekty, zejména skolióza nebo pokud nelze aplikovat jiná ošetření.

Výhody

- Zlepšení činnosti kardiovaskulárního systému.
- Prevence a léčba žilní nedostatečnosti.
- Zlepšení plicní ventilace a prevence pneumonie.
- Prevence plicní embolie.
- Prevence a léčba osteoporózy.
- Prevence a léčba retence moči.
- Pomoc při neurogenní reedukaci močového měchýře.
- Zlepšení duševního stavu.
- Prevence svalových atrofií.
- Prevence a léčba kontraktur, zlepšení mobility kloubů.
- Léčení a zpomalení postupu skoliózy u dětí a mládeže, pokud nemají schopnost chůze.
- Vytvoření správného návyku sezení.

Kontraindikace k použití **Baffin Automatic** jsou stejné jako kontraindikace u vzpřímené polohy včetně:

- Atypická nežádoucí reakce na vzpřímenou polohu.
- Zánět kloubů různého původu.
- Stav po zlomeninách dlouhých kostí s nedokončeným procesem hojení.
- Stavy po dislokacích a jiných zraněních kloubů.
- Zvýšená tělesná teplota.

Zařízení **Baffin Automatic** umožňuje díky své konstrukci uvedení pacientů s fixovanými kontrakturami kyčelního a kolenního kloubu do vzpřímené polohy, avšak takové případy musí být posuzovány individuálně.

Příslušenství k Baffin Automatic

Dynamická opěrka hlavy

Dynamický systém podpory hlavy HEADPOD pro osoby s hypotonií krku a horní části těla. Systém Headpod umožňuje vzpřímenou a správnou polohu těla a zároveň umožňuje volný a přesný pohyb hlavy a usnadňuje rozvoj krčních svalů.

Stůl

Velká plocha stolu zajišťuje komfort při stravování a jiných aktivitách.

Opěrka hlavy

Přízpůsobuje se tvaru a poloze hlavy. Vynikající stabilizace nejdůležitější části těla pacienta.

Boční opěrky, vesty a stabilizační popruhy

Umožňuje nápravu posturálních vad – nastavením páteře a pánve uživatele do požadované pozice.

Opěrka nohou

Unikátní nastavení opěrky nohou ve všech směrech. Opěrka nohou umožňuje stabilizaci nohou podle podrobných pokynů fyzioterapeuta.



Technické parametry

		S (cm)	M (cm)	L (cm)
1	Výška sedáku (SH)	69	69	69
2	Výška zad (BH)	44	52	60
3	Zádový úhel (BA)	0°÷90°	0°÷90°	0°÷90°
4	Rozsah vertikalizace (VR)	0°÷86°	0°÷86°	0°÷86°
5	Délka základny (BL)	88	88	88
6	Šířka základny (BW)	65	65	65
7	Výška podnožky (FH)	16÷33	16÷33	30÷48
8	Délka podnožky (FL)	17	21	23
9	Průměr kolečka (RW)	7,5	7,5	7,5
10	Hloubka sedáku (SD)	18÷28	21÷31	29÷39
11	Šířka sedáku (SW)	18÷29	22÷33	22÷33
12	Úhel nožní opěry (FA)	0°÷90°	0°÷90°	0°÷90°
13	Úhel podnožky (FA1)	-/+5°	-/+5°	-/+5°
14	Úhel podnožky (FA2)	-/+45°	-/+45°	-/+45°
15	Rozsah hloubky podnožky (FD)	6	6	6
16	Rozsah šířky podnožek (FW)	10÷30	12÷35	12÷35
17	Úhel sklápění (TA)	13°	13°	13°
18	Výška boční opěry (LH)	21÷38	21÷38	21÷40
19	Maximální hmotnost uživatele	40 kg	60 kg	60 kg
20	Hmotnost zařízení	34,1 kg	38 kg	39,5 kg

www.medesacare.cz | +420 461 723 555 | medesacare@medesa.cz

Nabídková cena

76 197,- Kč včetně DPH

Dodací a platební podmínky

Cena zahrnuje dopravu do místa plnění, kompletní sestavení ZP, zaškolení a předání veškeré potřebné dokumentace.

Termín dodání: **12- 16 týdnů**, od přijetí závazné objednávky

Záruční lhůta: **24 měsíců** ode dne podepsání předávacího protokolu

Splatnost faktur: **30 dnů**, faktura bude mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu

Servisní podmínky

Záruční i pozáruční servis bude zajišťován **z pobočky v Ostravě**.

Nástup na servisní zásah a odstranění závady neprodleně, smluvně nejpozději **do 48 hodin po ohlášení závady**. Při déle trvající závadě nebo v případě nutnosti dílenské opravy možnost zapůjčení záložního ZP stejných či obdobných vlastností.

Hlášení požadavků na servisní zásah

v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin:

telefonní číslo: **+420 734 161 612** - *servisní dispečink*

pro účely hlášení závad / zasílání objednávek na servis – můžete dále využít

e-mail: servis@medesa.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici.

S úctou,

Bartoloměj Čejka

Odborný konzultant

+420 608 913 659

bartolomej.cejka@medesa.cz

www.medesacare.cz | +420 461 723 555 | medesacare@medesa.cz