



**Podkrušnohorské
domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice**

KUPNÍ SMLOUVA

„Nákup 2 ks sprchových vozíků “

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Prodávající: Arjo Czech Republic s.r.o.

Sídlo: Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 46962549

DIČ: CZ46962549

Bank. spojení: [REDACTED]

Email: info.cz@arjo.com

Telefon: 225 092 388
(dále jen „prodávající“)

Kupující: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p. o.

Sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Zastoupený: PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman MBA, L.L.M

IČO: 63787849

Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU

I. Předmět smlouvy a koupě

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění tohoto předmětu „Nákup 2 ks sprchových vozíků“ (dále jako „předmět koupě“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě, popř. dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Přesná specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze – technický list, včetně vizualizace dodávaných výrobků a jejich popisu. Příloha je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě včetně dokladů, které se k němu vztahují, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí kupní cenu.

II. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě do 6 týdnů od podpisu této smlouvy na adresy:
 - 1 ks – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb, p. o., 417 01 Dubí, Na Výšině 494
 - 1 ks – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb, p. o., 415 01 Dubí, U Nových lázní 1183/8

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena se ujednává:

Cena bez DPH: 240 548,00 Kč

Cena celkem s DPH: 291 063,00 Kč

2. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací koupě. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem.
3. Kupující se zavazuje za jím objednané a převzaté zboží zaplatit kupní cenu, a to řádně a včas, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Kupní cena bude hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
4. Cena zboží je splatná na základě fakturace prodávajícího provedené po dodání předmětu koupě. Na faktuře bude uváděna cena pro každou jednotlivou položku zboží, DPH bude uvedeno odděleně od kupní ceny. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
5. Prodávající se zavazuje, že faktura bude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnou právní úpravou. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit. Prodávající je pak povinen vystavit novou fakturu a stanovit novou lhůtu splatnosti. Kupující v takovém případě není v prodlení s placením kupní ceny.

IV. Odpovědnost prodávajícího za vady a jakost, záruční doba

1. Předmět koupě má vady, neodpovídá-li smlouvě.

2. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.

3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost, že předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití ke smluvenému účelu nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

• **Záruční doba činí 24 měsíců a 6 měsíců na náhradní díly ode dne předání předmětu koupě.**

• **Prodávající se po dobu záruční doby zavazuje provádět 1x ročně BTK.**

4. Pokud se během záruční doby objeví vada, na kterou se vztahuje záruka, je kupující povinen ji bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu (reklamace). V reklamaci musí kupující popsat vadu nebo uvést, jak se projevuje. Prodávající je povinen vadu odstranit do 7 dnů od doručení reklamace, pokud se obě strany nedohodnou na delší lhůtě.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tuto kupní smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými řádně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Prodávající se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků kupujícím.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.

3. Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne

V Dubí dne

.....

.....

Prodávající
Joanna Maj

Kupující
PhDr.Mgr. Jaroslav Zeman MBA, L.L. M

SPRCHOVÝ VOZÍK

Carevo®



S patentovanými
zónami Flexi
Zone a Ergo
Access Area

Sprchový vozík Carevo je navržen tak, aby pacientům či klientům, kteří musí zůstat v poloze vleže, poskytoval příjemný zážitek ze sprchování a zároveň umožnil ošetřujícímu personálu pracovat efektivním a ergonomickým způsobem.

Navržen pro pohodlí pacienta/klienta

Povrch z měkkého materiálu a patentovaná zóna Flexi Zone zvyšují pohodlí pacienta či klienta po celou dobu provádění hygieny.

Univerzální ovládací panel

Viditelně označené ovládací panely se nacházejí na obou stranách a v záhlaví vozíku pro snadný přístup ošetřujícího personálu.

Vyšší bezpečnost pacienta/klienta

Přidržovací madla poskytují klientům či pacientům oporu, dodávají jim větší pocit bezpečí a podporují jejich zapojení.

Navržen s ohledem na potřeby Emmy.*



Emma má obtíže se udržet v poloze vsedě, proto může být částečně/trvale upoutána na lůžko a sedět dokáže jen ve speciálním křesle.

* Toto je interní kategorizace vytvořená společností Arjo na základě EU ISO standardů, která může pomoci při určení úrovně mobility člověka. Kategorizace neslouží v žádném případě ke stanovení diagnózy. V případě nejasností nás prosím kontaktujte. Použití konkrétních jmen je pouze ilustrační a neodkazuje na skutečné osoby ani jejich stav.

Lepší pracovní poloha

Výškové nastavení a patentované oblasti Ergo-Access Area dovolují ošetřujícímu personálu se více pacientovi/klientovi přiblížit a přitom zůstat v pohodlné pracovní poloze.

Toto zařízení je určeno pro asistovanou hygienickou péči, obzvláště pro svlékání, oblékání a sprchování klientů v pečovatelských prostředích, jako jsou pečovatelské ústavy pro seniory, komunitní pečovatelské domy, ústavy speciální péče, sanatoria, nemocnice a domácí péče. Sprchový vozík Carevo je určen pro používání náležitě vyškoleným pečovatelským personálem, který je přiměřeně znalý pečovatelského prostředí, běžných postupů a procedur, a v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití. Přesun klienta na sprchový vozík a z vozíku Carevo lze provádět pomocí stropního zvedáku, mobilního pasivního zvedáku nebo bočního přesunu z lůžka a zpět pomocí vhodné smýkací pomůcky (např. MaxiSlide Sheet). Sprchový vozík Carevo by měl být používán pouze pro účely uvedené v návodu k použití. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Doporučujeme, aby pečovatelská zařízení zavedla do praxe pravidelné posuzování. Ošetřovatelský personál by měl nejprve jednotlivé klienty posoudit podle následujících kritérií:

- Tento produkt je určen hlavně pro pasivní klienty a klienty zcela odkázané na cizí péči. Aby klient mohl na sprchovém vozíku Carevo setrvat v bezpečné ležící poloze, musí být schopen omezeného pohybu nebo musí rozumět pokynům a reagovat na pokyny, aby v takové poloze setrval. Pokud klient nesplňuje tato kritéria, je nutné použít alternativní zařízení nebo systém.
- Před přesunem klienta a další manipulací s klientem musí být provedeno posouzení klienta a prostředí, aby byl k dispozici personál a vybavení v souladu s požadavky příslušných úkonů.
- Hmotnost klienta by neměla překročit 182 kg.
- Tento produkt je určen pro klienty vyšší než 120 cm.

! Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k jeho použití, který obsahuje také informace k bezpečnému používání a další varování ve vztahu k prostředku.

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz

arjo
EMPOWERING MOVEMENT

Klíčové funkce



VAROVÁNÍ: Z důvodu ochrany před elektrickým přehřátím nastavitelné zádové opěrky sprchového vozíku Carevo při neustálém sklápění a zvedání tuto operaci provádějte maximálně po dobu 2 minut. Další sklopení nebo zvednutí zádové opěrky můžete provést až za 6 minut.

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili nebezpečí výbuchu nebo požáru, nikdy nepoužívejte zařízení v prostředí s nadměrným obsahem kyslíku, v přítomnosti zdrojů teplot nebo hořlavých anestetických plynů.

VAROVÁNÍ: Z důvodu ochrany před převrnutím používaného zařízení nezvedejte či nespouštějte jiné zařízení v jeho blízkosti a dávejte při spuštění pozor na stacionární objekty.

VAROVÁNÍ: Bezdrátová komunikační zařízení, jako jsou bezdrátová počítačová síťová zařízení, mobilní telefony, bezdrátové telefony nebo jiné základní stanice, malé vysíláky atd., mohou toto zařízení ovlivnit a je třeba je udržovat ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od něj.

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se používání tohoto zařízení v blízkosti jiného zařízení nebo na jiném zařízení, protože by to mohlo způsobit nesprávný provoz. Pokud je takovéto použití nezbytné, toto zařízení i druhé zařízení je třeba pozorovat, aby byl zajištěn správný provoz.

INFORMACE O VÝROBKU

Max. bezpečné pracovní zatížení pacient/klient + voda	200 kg
Max. hmotnost pacienta/klienta	182 kg
Hmotnost (vč. matrace)	82 kg
Celková délka	2 005 mm
Šířka (lehátko)	586 mm
Celková šířka (vč. postranic)	759 mm - 888 mm
Délka podvozku	1 211 mm
Šířka podvozku	700 mm
Výška od podlahy k lehátku v horní poloze	955 mm
Výška od podlahy k lehátku v dolní poloze	605 mm
Zdvih	350 mm


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hlavový polštář
Klinový polštář
Matrace
Vypouštěcí hadice
Nabíječka baterie a baterie
Dezinfekční prostředek na povrchy

Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce nebo na webu www.arjo.com/cs-cz.

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

- Modré oblasti vymezují požadovaný pracovní prostor pro usnadnění hygieny a přesunu při zajištění odpovídajícího přístupu k pacientovi/klientovi, zařízení a pomoci ošetřujícímu personálu.



Návod k použití na www.arjo.com/cs-cz a v menu stránek pokračujte: Výrobky > Hygiena > Sprchové systémy > Carevo > Stahování

© Arjo AB, leden 2022. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo použijte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel. Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhraujeme si právo provádět změny designu, vlastností a specifikací inzerovaného typu zdravotnického prostředku bez předchozího upozornění. * a ** jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

Výrobce: ArjoHuntleigh AB - Hans Michelsangatan 10 - 211 20 Malmö - Švédsko - reg. č.: 556304-2026 - +46 10 335 4500
Lokální distributor: Arjo Czech Republic s.r.o. - Na Strži 1702/65 - 140 00 Praha 4 - Česká Republika - IČO: 469 62549 - +420 225 092 388

Arjo Carevo 51177 MFB

arjo