

Kupní smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

Kupující:	Ostravská univerzita
provozní jednotka:	Lékařská fakulta
sídlo:	Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupená:	doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., MBA, FRCPS., děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity
IČ:	61988987
DIČ:	CZ61988987
bankovní spojení:	ČNB Ostrava
č. účtu:	931761/0710

(dále jen „Kupující“ nebo „OU“ nebo „Zadavatel“)

Prodávající:	Zarys International Group s.r.o.
sídlo:	Závodní 101/2006, 700 30 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 83680	
zastoupená:	Wojciech Boryczko, prokura
IČ:	09637737
DIČ:	CZ09637737
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
č. účtu:	295540732/0300

(dále jen „Prodávající“)

2. Základní ustanovení

- 2.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka spotřebního materiálu II. pro SIMLEK II“, pro část 7 veřejné zakázky, financovanou z prostředků projektu s názvem Rozvoj kapacit simulačního centra LF OU – SIMLEK a s reg. č. CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_086/0008522, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.

3. Předmět koupě

- 3.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu VII pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, specifikovaného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „zboží“).
- 3.2. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu zboží uvedené v čl. 3.1. a umožnit Kupujícímu nabýt ke zboží vlastnické právo. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.
- 3.3. Prodávající předá Kupujícímu společně se zbožím veškerou dokumentaci vztahující se ke zboží, která je potřebná:
 - pro nakládání se zbožím a jeho provoz (uživatelská dokumentace, návod k použití/obsluze v českém jazyce (tištěná i elektronická podoba), technická dokumentace, pokyny pro údržbu, záruční listy, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.),
 - nebo ji vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy,
 - nebo ji vyžadují české/evropské normy ČSN/EN,(dále jen „dokumentace“).
- 3.4. Jakost, provedení, vlastnosti a další specifikace zboží včetně jeho množství jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.

- 3.5. Předání zboží zahrnuje rovněž dopravu a umístění zboží na místo plnění. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek jsou zahrnuty v ceně zboží.
- 3.6. Prodávající prohlašuje, že:
 - 3.6.1. je výlučným vlastníkem zboží, které Kupujícímu předává,
 - 3.6.2. zboží je nové (tzn. nepoužité, ani repasované),
 - 3.6.3. zboží má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a není-li takového ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 - 3.6.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,
 - 3.6.5. zboží je bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních.
- 3.7. Prodávající je při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky a veškeré použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí, tedy budou recyklovány nebo recyklovatelné.

4. Lhůta, místo a způsob plnění

- 4.1. Prodávající je povinen předat předmět koupě nejpozději **do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy**.
- 4.2. Místem předání zboží je Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Syllabova 2879/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice (dále také „místo plnění“ nebo „místo dodání“).
- 4.3. Osobou oprávněnou za Prodávajícího je oddělení back-office (více osob), e-mail: objednavky@zarys.cz, tel: 737 954 388
- 4.4. Osobou odpovědnou za převzetí předmětu plnění je Ing. Silvie Procházková, e-mail: silvie.prochazkova@osu.cz, tel.: +420 739 622 425.
- 4.5. Předání zboží bude potvrzeno podpisem oprávněných osob Prodávajícího a Kupujícího na protokolu o odevzdání zboží s uvedením data odevzdání zboží.
- 4.6. Kupující po převzetí zboží provede kontrolu zjevných vad. Zjistí-li Kupující, že zboží má zjevné vady, oznámí to Prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Neučiní-li tak, má se za to, že Kupující zjevné vady v rámci převzetí nezjistil.
- 4.7. Kupující není povinen převzít neúplné zboží, nebo zboží které vykazuje vady, i když se jedná o vady, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání zboží nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly (dále jen „vady“). Nepřevezme-li Kupující zboží z tohoto důvodu, nebo do 5 pracovních dnů vytkne zjevné vady, hledí se na dané zboží, jako by Prodávajícím nebylo předáno a Prodávající je v prodlení oproti lhůtě dle čl. 4.1. Smlouvy se všemi důsledky, které jsou s tím spojeny. Kupující umožní Prodávajícímu vyzvednutí vadného zboží z místa plnění na základě předchozí dohody o termínu vyzvednutí. Předání vadného zboží zpět Prodávajícímu bude mezi smluvními stranami potvrzeno protokolem o předání a převzetí podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud Kupující převezme zboží s vadami, tyto se Prodávající zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů.

5. Cena a platební podmínky

- 5.1. Celková kupní cena za předmět koupě dle čl. 3 této Smlouvy byla stanovena s odkazem na nabídku Prodávajícího ve výši:

v Kč bez DPH	DPH v Kč	v Kč včetně DPH
34.347,80	4.121,74	38.469,54

- 5.2. Rozpis celkové kupní ceny je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.3. Sjednaná kupní cena je konečná a není možné ji překročit. Prodávající prohlašuje, že kupní cena obsahuje jeho veškeré nutné náklady spojené s řádným a včasným splněním závazků dle této Smlouvy, zejm. s řádným předáním zboží Kupujícímu a souvisejícím plněním dle čl. 3.5. této Smlouvy.

- 5.4. Sjednané jednotkové ceny je možné změnit pouze pokud v průběhu platnosti této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 5.5. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po převzetí zboží Kupujícím se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu Kupujícím. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále údaj, **že zboží bude hrazeno z projektu s názvem Rozvoj kapacit simulačního centra LF OU – SIMLEK a s reg. č. CZ. CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_086/0008522, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.** Daňový doklad nesplňující předepsané náležitosti bude Kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravě s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu. K faktuře bude přiložen dodací list s uvedením názvu a ceny zboží.
- 5.6. Prodávající je povinen zasílat faktury elektronickými prostředky na adresu financni.uctama@osu.cz.
- 5.7. Povinnost Kupujícího uhradit fakturu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
- 5.8. Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
- 5.9. Kupující neposkytne Prodávajícímu žádnou zálohu.

6. Smluvní pokuty

- 6.1. V případě prodlení Prodávajícího s předáním zboží nebo jeho části Kupujícím oproti lhůtě stanovené v čl. 4.1., je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny nedodaného zboží za každý i započatý den prodlení, min. však 500,- Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna rovněž v případě prodlení s odstraněním vady dle bodu 4.7. Smlouvy.
- 6.2. V případě prodlení Prodávajícího s plněním povinností ve vztahu k lhůtám ohledně vad a záruky dle čl. 8 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícího smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.3. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury proti sjednanému termínu je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění Kupujícího požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinností ze strany Prodávajícího, které je zajištěno smluvní pokutou. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- 6.5. Smluvní pokuty jsou splatné na písemnou výzvu.

7. Nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnictví

- 7.1. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí Kupujícím.

8. Záruka za jakost, Práva z vadného plnění

- 8.1. Zboží je vadné, neodpovídá-li této Smlouvě, je neúplné či nefunkční.
- 8.2. Práva Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v době jeho předání, v době mezi předáním zboží a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době. Převezme-li Kupující zboží s vadami dle bodu 4.7., záruční doba na zboží začne běžet až okamžikem odstranění všech vytknutých vad.
- 8.3. Smluvní strany sjednávají, že zboží bude odpovídat této Smlouvě min. po smluvenou záruční dobu.
- 8.4. Prodávající se zavazuje poskytnout na zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí minimálně **12 kalendářních měsíců** ode dne převzetí zboží, není-li v Příloze č. 1 Smlouvy, v záručním listu nebo

v jiném prohlášení o záruce stanovena záruční doba delší. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží.

- 8.5.** Záruční doba zboží začíná běžet ode dne převzetí veškerého zboží Kupujícím. Pokud bylo zboží převzato s vadami ve smyslu bodu 4.7., začíná záruka běžet ode dne odstranění poslední z těchto vad.
- 8.6.** Záruční doba dle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat pro vady, za které odpovídá Prodávající, tedy i z důvodu jejich řešení.
- 8.7.** Má-li zboží vadu (vady) má Kupující právo:
- 8.7.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady,
 - 8.7.2. na odstranění vady dodáním chybějícího zboží,
 - 8.7.3. na odstranění vady opravou zboží (je-li vada opravou odstranitelná),
 - 8.7.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 - 8.7.5. nebo odstoupit od Smlouvy.

Kupující je oprávněn si zvolit a uplatnit kterékoli z výše uvedených práv dle svého uvážení a s přihlédnutím k charakteru vady, příp. zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil zároveň s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

- 8.8.** Požadavek na odstranění vad Kupující uplatní u Prodávajícího nejpozději poslední den záruční doby, a to oznámením kontaktní osobě Prodávajícího v písemné podobě nebo elektronicky na e-mail kontaktní osoby (dále také jen „reklamace“). I reklamace odeslaná Kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci Kupující uvede alespoň popis vady a/nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým požaduje vadu odstranit.
- 8.9.** Prodávající se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení písemně oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává. Pokud tak Prodávající v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává, a že vadu odstraní v souladu s touto Smlouvou.
- 8.10.** I v případech, kdy Prodávající reklamaci neuznává, je povinen vadu odstranit. V takovém případě Prodávající Kupujícího písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Kupujícího.
- 8.11.** Pokud Prodávající reklamaci neuznává, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Kupující. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo Kupujícího na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace Prodávajícímu. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady, které nepřesáhnou cenu obvyklou.
- 8.12.** Reklamované vady se Prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem Kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace, a to i v případě, že odstraňování vady provede Prodávající třetí osobou, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě opravy proběhne její zahájení nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího uplatnění.
- 8.13.** Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování vad zboží veškerou potřebnou součinnost tak, aby byly vady řádně a včas odstraněny. Prodávající je povinen zejm.:
- 8.13.1. v případě odstranění vady dodáním nového nebo chybějícího zboží dodat nové nebo chybějící zboží na tutéž adresu, kde bylo Kupujícímu odevzdáno původní zboží,
 - 8.13.2. převzít zboží, jehož vada má být odstraněna opravou, k opravě v místě, kde bylo Kupujícímu odevzdáno, a po provedení opravy opravené zboží opět v tomto místě předat Kupujícímu.
- Převzetí zboží k odstranění vad a následné předání zboží po odstranění vad proběhne vždy v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod., nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.
- 8.14.** V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve lhůtě dle čl. 8.12. Smlouvy, nebo pokud Prodávající odmítne vadu odstranit, je Kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 dnů ode dne jejich písemného

uplatnění u Prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Kupující vadu odstranit pouze za pomoci služeb autorizované osoby.

- 8.15.** Uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím, jakož i plnění jim odpovídajících povinností Prodávajícího není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Kupujícího Prodávajícímu, příp. jiné osobě.

9. Ostatní ujednání

- 9.1.** Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Digitální a informační agentura). Kupující se zavazuje, že provede uveřejnění této Smlouvy dle příslušného zákona o registru smluv.
- 9.2.** Kupující zveřejní Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků dle odstavce 9.1. tohoto článku v plném znění. V případě, že Smlouva nebo dodatek obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle § 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je Prodávající povinen nejpozději v den uzavření Smlouvy tuto skutečnost sdělit Kupujícímu, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části Smlouvy (chráněné informace) pak Kupujícím nebudou uveřejněny. V opačném případě je Prodávající seznámen se skutečností, že zveřejnění Smlouvy v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a že Smlouva neobsahuje ani jiné chráněné informace a Prodávající s jejím zveřejněním výslovně souhlasí.
- 9.3.** Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v Registru smluv.
- 9.4.** Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 9.5.** Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), min. však **do 31.12.2036**. Tyto doklady budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty oprávněné k výkonu kontroly mají právo přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění). Oprávnění kontroly dle předchozí věty se vztahuje i na případné poddodavatele Prodávajícího, o čemž je Prodávající povinen tyto své poddodavatele poučit.
- 9.6.** Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 9.7.** Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení, pokud je Smlouva uzavřena v listinné podobě.
- 9.8.** Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, to neplatí pro čl. 4.3 a čl. 4.4 této Smlouvy, ve kterých lze jednostranně měnit nebo doplňovat kontaktní osoby, a to na základě písemného oznámení příslušné smluvní strany.
- 9.9.** Kupující je vůči Prodávajícímu oprávněn odstoupit od Smlouvy, nebo jakékoliv její části, pokud Kupující jakýmkoli způsobem pozbude svého práva vynakládat finanční prostředky na úhradu ceny za předmět plnění, nebo toto právo bude jakkoliv omezeno, či zkráceno. Zejména půjde o případy, kdy poskytovatel příspěvku (např. MŠMT) buďto příslušný příspěvek vůči Kupujícímu neposkytne vůbec, nebo ho jakkoliv

sníží (zkrátí), nebo prohlásí příspěvek, či jeho část za neuznatelný (nebo nezpůsobilý) k hrazení ceny za předmět plnění. Jestliže nastane kterýkoli z uvedených případů, právo Prodávajícího na náhradu případné škody, nebo újmy je zcela a od počátku vyloučeno. Tímto není dotčeno právo Prodávajícího na vypořádání v souladu s příslušnými právními předpisy.

- 9.10.** Kupující je oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH (dále jen „zvláštní způsob zajištění daně“), pokud před realizací úhrady závazku z titulu poskytnutého plnění bude o prodávajícím zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „registr plátců“) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. Stejný postup je Kupující oprávněn uplatnit také v případě, že bude Prodávající požadovat úhradu závazku z titulu poskytnutého plnění na jiný účet než účet Prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců.
- 9.11.** Zvláštní způsob zajištění daně umožňuje Kupujícímu uhradit za Prodávajícího daň z jím poskytnutého plnění, a to na osobní depozitní účet Prodávajícího evidovaný u jeho správce daně. Pokud nastanou skutečnosti opravňující Kupujícího použít zvláštní způsob zajištění daně a Kupující se rozhodne z důvodu opatrnosti a eliminace rizika ručení ve smyslu § 109 zákona o DPH tento postup uplatnit, bude o tom Prodávajícího informovat. V takovém případě je Kupující oprávněn uhradit Prodávajícímu část sjednané ceny a za poskytnuté plnění na jeho bankovní účet uvedený na faktuře – daňovém dokladu pouze ve výši bez DPH a DPH uhradit na jeho osobní depozitní účet vedený u místně příslušného správce daně. Závazek Kupujícího se tím považuje za splněný řádně a včas a Kupující se nedostává do prodlení s úhradou.
- 9.12.** Ustanovení 9.10. až 9.11. se týkají Prodávajícího, který je registrovaným plátcem DPH.
- 9.13.** Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit veškerou škodu, která mu vznikne nedodržením povinností uvedených výše v tomto článku, a navíc je Kupující oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení Prodávajícímu.
- 9.14.** Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji podepisují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Za Kupujícího dne

Za Prodávajícího dne 9.6.2025

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Wojciech Boryczko
prokura Zarys International Group s.r.o.

Položkový rozpočet pro část 7 veřejné zakázky

Položka	Název položky	Požadovaný počet	Jednotka	Nabídková cena za kus v Kč bez DPH	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	REF	DPH	celkem s DPH
1	Polstrovací obinadlo přírodní 15 x 3	30	kus	7,30 Kč	219,00 Kč	ON-153	12%	245,28 Kč
2	Polstrovací obinadlo syntetické 20 x 3	24	kus	8,70 Kč	208,80 Kč	OS-203	12%	233,86 Kč
3	Trojčipý šátek netkaný	96	kus	4,80 Kč	460,80 Kč	CHTW9696136	12%	516,10 Kč
4	Trojčipý šátek z bavlny	96	kus	14,40 Kč	1 382,40 Kč	CHTB9696130	12%	1 548,29 Kč
5	Netkaná páska Sillicoplast 2,5x 5	48	kus	49,00 Kč	2 352,00 Kč	SWS250058	12%	2 634,24 Kč
6	Netkaná páska poreplast 2,5 x 9,14	48	kus	8,70 Kč	417,60 Kč	SPW25009W	12%	467,71 Kč
7	Samolepící absorpční krytí steril 10 x 20	1500	kus	2,80 Kč	4 200,00 Kč	801015	12%	4 704,00 Kč
8	Samolepící absorpční krytí s otvorem 12 x 14	100	kus	2,90 Kč	290,00 Kč	801030	12%	324,80 Kč
9	Foliové transparentní krytí elastoderm pad 10 x 20	100	kus	4,00 Kč	400,00 Kč	802016	12%	448,00 Kč
10	Foliové transparentní krytí elastoderm pad 6 x 7	100	kus	1,20 Kč	120,00 Kč	802012	12%	134,40 Kč
11	Foliové transparentní krytí elastoderm F 10 x 15	100	kus	5,60 Kč	560,00 Kč	812011	12%	627,20 Kč
12	Náplast k fixaci kanyl elasto derm pad 10 x 25	100	kus	6,50 Kč	650,00 Kč	802018	12%	728,00 Kč
13	Náplast pro fixaci nosních kanyl u dětí	300	kus	0,97 Kč	291,00 Kč	811015	12%	325,92 Kč
14	Náplast pro fixaci nosních kanyl u dospělých	500	kus	1,06 Kč	530,00 Kč	811014	12%	593,60 Kč
15	Kondomy pro vaginální sondu	864	kus	1,30 Kč	1 123,20 Kč	OLN-01	12%	1 257,98 Kč
16	Nitrilové rukavice vel M	40	krabice	55,00 Kč	2 200,00 Kč	RNBM10001	12%	2 464,00 Kč
17	Nitrilové rukavice vel L	40	krabice	55,00 Kč	2 200,00 Kč	RNBL10001	12%	2 464,00 Kč
18	Nitrilové rukavice vel XL	40	krabice	55,00 Kč	2 200,00 Kč	RNBXL10001	12%	2 464,00 Kč
19	Kanylové zátky - červená barva	100	kus	0,72 Kč	72,00 Kč	KDKC	12%	80,64 Kč
20	Bezehlové vstupy/konektory	100	kus	6,00 Kč	600,00 Kč	PB-T	12%	672,00 Kč
21	Močové sáčky sběrné - denní	20	kus	5,30 Kč	106,00 Kč	WMD2000-90	12%	118,72 Kč
22	Močové sáčky sběrné - týdenní	20	kus	15,30 Kč	306,00 Kč	WMT2000-90	12%	342,72 Kč
23	Oční krytí	100	kus	1,40 Kč	140,00 Kč	803010	12%	156,80 Kč
24	Oční krytí	100	kus	0,90 Kč	90,00 Kč	803011	12%	100,80 Kč
25	Jednorázové prostěradlo pro použití na urgentním příjmu, bez gumičky	40	kus	10,20 Kč	408,00 Kč	BT-030-PF-25-80X210-G	12%	456,96 Kč
26	Endotracheální kanyly s manžetou	20	kus	11,00 Kč	220,00 Kč	RIM-xx	12%	246,40 Kč
27	Endotracheální kanyly bez manžety	20	kus	7,40 Kč	148,00 Kč	RIB-xx	12%	165,76 Kč
28	Set pro močovou katetrizaci	100	kus	45,00 Kč	4 500,00 Kč	DS-CEW-O-02	12%	5 040,00 Kč
29	Jehly k inzulinovým perům	200	kus	0,74 Kč	148,00 Kč	INP-xx	12%	165,76 Kč
30	Odsávací katetr CH6	50	kus	2,00 Kč	100,00 Kč	CO-B06-40	12%	112,00 Kč
31	Odsávací katetr CH8	50	kus	2,00 Kč	100,00 Kč	CO-B08-40	12%	112,00 Kč
32	Odsávací katetr CH10	50	kus	2,00 Kč	100,00 Kč	CO-B10-40	12%	112,00 Kč
33	Odsávací katetr CH12	50	kus	2,00 Kč	100,00 Kč	CO-B12-50	12%	112,00 Kč
34	Odsávací katetr CH14	50	kus	2,00 Kč	100,00 Kč	CO-B14-50	12%	112,00 Kč
35	Odsávací katetr CH16	50	kus	2,00 Kč	100,00 Kč	CO-B16-50	12%	112,00 Kč
36	Odsávací katetr CH18	50	kus	2,00 Kč	100,00 Kč	CO-B18-50	12%	112,00 Kč
37	Katetr Nelaton dětský CH06	50	kus	2,00 Kč	100,00 Kč	CN-06-40	12%	112,00 Kč
38	Katetr dětský CH08	50	kus	2,00 Kč	100,00 Kč	CN-08-40	12%	112,00 Kč
39	Katetr dětský CH10	50	kus	2,00 Kč	100,00 Kč	CN-10-40	12%	112,00 Kč
40	Katetr mužský rovný CH14	100	kus	2,00 Kč	200,00 Kč	CN-14-40	12%	224,00 Kč
41	Katetr mužský zaoblený CH14	100	kus	3,10 Kč	310,00 Kč	CT-14-40	12%	347,20 Kč
42	Katetr ženský rovný CH14	100	kus	9,20 Kč	920,00 Kč	CFNL-2D-14-10-P	12%	1 030,40 Kč
43	Inzulínová stříkačka	2000	kus	0,72 Kč	1 440,00 Kč	IN-U40-1-BL	12%	1 612,80 Kč
44	Injekční stříkačka 2ml	2000	kus	0,54 Kč	1 080,00 Kč	002ML-2CZ-G	12%	1 209,60 Kč
45	Injekční stříkačka 10ml	2000	kus	0,94 Kč	1 880,00 Kč	010ML-2CZ-G	12%	2 105,60 Kč
46	Injekční stříkačka 5ml	1500	kus	0,65 Kč	975,00 Kč	005ML-2CZ-G	12%	1 092,00 Kč
Cena celkem					34 347,80 Kč			38 469,54 Kč

xx-při objednávce nutno upřesnit rozměr

RIM: 30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100

RIB: 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100

INP: 033x12, 030x08, 025x06, 025x08

Bezjehlový port, sterilní



Indikace:

- Určeno k uzavření infuzních zakončení
- Prostředek určen k opakovaným bezjehlovým aplikacím (aplikace léků, odběr krevních vzorků)
- Chrání infuzní set před kontaminací a infekcí během infuzní terapie
- Nevyžaduje použití bezpečnostních krytek
- Určeno pro standardní konektory Luer a Luer-Lock

Vlastnosti:

- Vyrobeno z průhledného polykarbonátu
- Vysoce kvalitní silikonová membrána umožňuje více aplikací přes port
- Plochý injekční povrch – hladká a rovnoměrně ukončená membrána portu usnadňující dezinfekci
- Dezinfekci (otření povrchu portu) je možno provést alkoholovým roztokem, případně s přídavkem chlordexinu
- Bez kovů, vhodné pro MRI i CT vyšetření
- Použitý polykarbonát i silikon je odolný vůči chemikáliím, lipidům a tukům
- Vhodné pro cytostatika a krevní deriváty
- Ventil s neutrálním tlakem
- Zástrčkový konektor průhledného portu je zajištěn krytkou umožňující aseptické vytažení kusu z balení
- Lze použít na 7 dní nebo 350 aktivací
- Plnicí objem: 0,09 ml
- Zbytkový objem: 0,01 ml
- Vysoký průtok: 350 ml/min
- Gravitační průtok: 90-150 ml/min (u typu PB-N)
- Odolává tlaku injekční tekutiny: 3 bary (44 PSI)
- Odolává zpětnému tlaku: 2 bary (29 PSI)
- Bez latexu, bez ftalátů, bez DEHP, bez PVC
- Jednorázový
- Sterilizováno EO
- Balení: 1 ks – papír/fólie

Klasifikace ZP: třída IIa – Směrnice 93/42/EHS (MDD)

Registrace SÚKL: 00956766

Návod na použití: ne

REF	barva	prodejní balení	transportní balení
PB-N	modrá	100 ks	20 x 100 ks
PB-T	transparentní	100 ks	20 x 100 ks

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

BETAtex zdravotnické prostěradlo jednorázové, nesterilní, fóliované



Indikace:

- Jednorázový zdravotnický prostředek pro použití na matrace, lehátka, křesla atd. za účelem ochrany pacienta během lékařské procedury, zamezení šíření znečištění nebo/a potencionálně infekčních agens, které mohou pro pacienta představovat riziko vzhledem k jeho zdravotnímu stavu

Vlastnosti:

- Vyrobeno z laminovaného netkaného polypropylenu o gramáži 25-30-45g/m²
- Dostupné v různých velikostech
- Barva: zelená
- Skládáno jednotlivě
- Jednorázové
- Nesterilní
- Doba použitelnosti: 5 let

Klasifikace ZP: třída I – Nařízení EU 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ne

REF vč. rozměru	gramáž	prodejní bal.	transportní bal.
BT-030-PF-25-33X48-G	25g/m²	100 ks	20 x 100 ks
BT-030-PF-25-45X45-G	25g/m ²	100 ks	20 x 100 ks
BT-030-PF-25-45X60-G	25g/m ²	100 ks	15 x 100 ks
BT-030-PF-25-60X80-G	25g/m ²	50 ks	20 x 50 ks
BT-030-PF-25-60X90-G	25g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-25-65X65-G	25g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-25-70X80-G	25g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-25-70X220-G	25g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-25-70X100-G	25g/m ²	20 ks	35 x 20 ks

BT-030-PF-25-75X210-G	25g/m ²	20 ks	20 x 20 ks
BT-030-PF-25-75X240-G	25g/m ²	20 ks	18 x 20 ks
BT-030-PF-25-80X100-G	25g/m ²	20 ks	30 x 20 ks
BT-030-PF-25-80X140-G	25g/m ²	20 ks	20 x 20 ks
BT-030-PF-25-80X160-G	25g/m ²	20 ks	25 x 20 ks
BT-030-PF-25-80X180-G	25g/m ²	20 ks	17 x 20 ks
BT-030-PF-25-80X200-G	25g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-25-80X210-G	25g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-25-80X220-G	25g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-25-80X250-G	25g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-25-90X130-G	25g/m ²	20 ks	20 x 20 ks
BT-030-PF-25-90X140-G	25g/m ²	20 ks	20 x 20 ks
BT-030-PF-25-90X150-G	25g/m ²	20 ks	20 x 20 ks
BT-030-PF-25-90X160-G	25g/m ²	20 ks	20 x 20 ks
BT-030-PF-25-90X200-G	25g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-25-90X220-G	25g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-25-90X240-G	25g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-25-100X100-G	25g/m ²	20 ks	25 x 20 ks
BT-030-PF-25-100X140-G	25g/m ²	20 ks	25 x 20 ks
BT-030-PF-25-100X160-G	25g/m ²	20 ks	20 x 20 ks
BT-030-PF-25-100X200-G	25g/m ²	10 ks	25 x 10 ks
BT-030-PF-25-120X210-G	25g/m ²	10 ks	20 x 10 ks
BT-030-PF-25-130X210-G	25g/m ²	10 ks	17 x 10 ks
BT-030-PF-25-140X200-G	25g/m ²	10 ks	25 x 10 ks
BT-030-PF-25-150X210-G	25g/m ²	10 ks	15 x 10 ks
BT-030-PF-25-160X210-G	25g/m ²	20 ks	7 x 20 ks
BT-030-PF-25-160X230-G	25g/m ²	10 ks	13 x 10 ks
BT-030-PF-25-160X240-G	25g/m ²	10 ks	15 x 10 ks
BT-030-PF-30-60X80-G	30g/m²	50 ks	20 x 50 ks
BT-030-PF-30-80X200-G	30g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-30-90X140-G	30g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-30-110X200-G	30g/m ²	20 ks	10 x 20 ks
BT-030-PF-30-160X200-G	30g/m ²	10 ks	15 x 10 ks
BT-030-PF-45-45X45-G	45g/m²	10 ks	15 x 10 ks
BT-030-PF-45-75X180-G	45g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-45-75X200-G	45g/m ²	20 ks	15 x 20 ks

BT-030-PF-45-80X160-G	45g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-45-80X200-G	45g/m ²	20 ks	12 x 20 ks
BT-030-PF-45-80X210-G	45g /m ²	20 ks	12 x 20 ks
BT-030-PF-45-90X140-G	45g/m ²	20 ks	18 x 20 ks
BT-030-PF-45-90X160-G	45g/m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-45-90X200-G	45g /m ²	20 ks	11 x 20 ks
BT-030-PF-45-90X220-G	45g /m ²	20 ks	15 x 20 ks
BT-030-PF-45-120X180-G	45g /m ²	10 ks	15 x 10 ks
BT-030-PF-45-150X200-G	45g /m ²	10 ks	10 x 10 ks
BT-030-PF-45-160X200-G	45g /m ²	10 ks	10 x 10 ks
BT-030-PF-45-160X210-G	45g /m ²	10 ks	10 x 10 ks
BT-030-PF-45-160X240-G	45g /m ²	10 ks	10 x 10 ks
BT-030-PF-45-160X280-G	45g /m ²	10 ks	10 x 10 ks

.....

.....

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
 Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
 Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

.....

dicoSULIN – inzulínová stříkačka

Indikace:

- Třídílná stříkačka určená k přesnému dávkování léků / tekutin

Vlastnosti:

- S přibalenou jehlou 0,45 x 13 mm
- Průhledný zásobník z polypropylenu umožňuje plnou vizuální kontrolu obsahu
- Těsnění v podobě dvojitého prstence na zarážce v horní části pístu
- Hladký pohyb pístu díky gumovému těsnění
- Zajištění příruby proti náhodnému odstranění pístu
- Speciální konstrukce zarážky pístu snižuje reziduální objem léku / tekutiny
- Název stříkačky a logo výrobce umístěno na zásobníku
- Oranžový kontrastní píst pro stříkačku U-100; červený pro stříkačku U-40
- Tryska luer
- Zřetelná, čitelná a odolná stupnice černé barvy pro snadné dávkování
- Kapacita stříkačky 1 ml
- Apyrogenní, netoxická
- Bez latexu, bez ftalátu
- Jednorázové
- Sterilizováno EO
- Doba použitelnosti: 5 let
- Balení: 1 ks papír/fólie



Klasifikace ZP: třída IIa – Směrnice 93/42/EHS (MDD)

Registrace SÚKL: 00964491

Návod na použití: ne

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	jednotkové balení	prodejní balení	transportní balení
IN-U40-1-BL	papír/fólie	100 ks	32 x 100 ks
IN-U100-1-BL	papír/fólie	100 ks	32 x 100 ks

dispoSULIN – jehly do inzulínových per, sterilní



Indikace:

- Pro subkutánní injekce
- Určeno k použití s předplněnými perý (inzulínová pera)

Vlastnosti:

- Vyrobeno z polypropylenu, polyethylenu a nerezové oceli
- Tříbodová čepel jehly umožňuje jednoduchý a atraumatický průnik kůže
- Povrchová úprava jehly se silikonovým lubrikantem snižuje odpor při injekčním podání
- Tenké stěny jehly zajišťují jednoduchý tok léku a správný průtok
- Barevná krytka a papírový kryt balení usnadňují rozeznání velikosti jehly
- Dostupné v různých velikostech, přizpůsobení se individuálním potřebám
- Univerzální, kompatibilní se všemi modely per
- Apyrogenní
- Bez latexu, bez ftalátu
- Jednorázové
- Sterilizováno EO
- Doba použitelnosti: 5 let
- Balení: 1 ks papír/fólie

Klasifikace ZP: třída IIa – Směrnice 93/42/EHS (MDD)

Registrace SÚKL: 00952538

Návod na použití: ne

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	G	rozměr	barva	prodejní balení	transportní balení
INP-033X12	29	0,33 x 12 mm	růžová	100 ks	50 x 100 ks
INP-030X08	30	0,30 x 8 mm	žlutá	100 ks	50 x 100 ks
INP-025X06	31	0,25 x 6 mm	fialová	100 ks	50 x 100 ks
INP-025X08	31	0,25 x 8 mm	modrá	100 ks	50 x 100 ks

VÝROBCE:

ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-408 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, fax: +48 322 747 284

DISTRIBUTOR:

Zarys International Group s.r.o., Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava
tel. +420 737 954 388 office, www.zarys.cz, info@zarys.cz

INDIKACE:

- sterilní balení určené pro použití v ošetrovnách, na pohotovosti, na nemocničních odděleních pouze profesionálními uživateli
- jedná se o balíček pomocných jednorázových zdravotnických prostředků, které jsou užitečné při cévkování

KLASIFIKACE:


- Zdravotnický výrobek třídy IIa - Směrnice 93/42/EHS (MDD)

ČÍSLO SÚKL:

- 01128620

VLASTNOSTI:

- výrobek jednorázového použití
- pro krátkodobé použití
- dobu použitelnosti: 3 roky
- etiketa obsahuje 2 samolepící štítky TAG pro archivaci dat. Každý samolepící štítek obsahuje následující informace: referenční číslo, datum expirace, číslo šarže, údaje o výrobcu a čárový kód
- sterilizace ve validovaném procesu za použití ethylenoxidu v souladu s normou EN ISO 11135
- balení: tvrdý jednokomorový blister



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KATALOGOVÉ ČÍSLO	Č.	MNOŽSTVÍ	KOMPONENT	SPECIFIKACE	BALENÍ JEDNOTKA
DS-CEW-O-02	1.	1 ks	Chirurgická rouška 2 vrstvá s centrálním otvorem a nástřihem	75 x 90 cm; otvor průměr 10 cm; PP + nepropustná polyetylenová fólie, barva modrá	1 balení tvrdý blister
	2.	1 ks	Chirurgická rouška 2 vrstvá	45 x 75 cm; PP + nepropustná polyetylenová fólie, barva modrá	
	3.	2 ks	Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru v papírovém obalu	Rozm. M, 100% nitril, barva světle modrá	
	4.	4 ks	Tampon gázový bez RTG nitě	20 x 20 cm; bavlna, 17 nití, barva bílá	
	5.	5 ks	Kompres gázový	7,5 x 7,5 cm, bavlna, 17 nití, 8 vrstev, barva bílá	
	6.	1 ks	Stříkačka dvoudílná v balení papír-fólie	20 ml, luer	
	7.	1 ks	Jehla injekční v balení papír-fólie	1,2 x 40 mm	
	8.	1 ks	Pinzeta plastová	Délka 12,5 cm, polypropylen, barva zelená	
	9.	1 ks	Pean	Délka 14 cm, polipropylen, barva modrá	

duoNEX – jednorázová stříkačka, 2-dílná, Luer, sterilní

Indikace:

- Pro subkutánní, intramuskulární a intravenózní infuze
- K odběru, podávání léků/tekutin a odběr vzorků biologického materiálu



Vlastnosti:

- Produktová řada Green Line
- Průhledný válec umožňuje plnou vizuální kontrolu obsahu
- Zelený kontrastní píst
- Kuželovitý hrot Luer umístěný centrálně pro objem 2 ml stříkačky - centricky; pro objem 5, 10 a 20 ml - excentricky
- Plynulý pohyb pístu
- Dvojitá omezující příruba proti náhodnému vysunutí pístu
- Název stříkačky a logo výrobce umístěno na válci stříkačky
- Jasná, čitelná a odolná stupnice černé barvy pro snadné dávkování, adekvátně:
 - Každých 0,1 ml pro kapacitu 2 ml
 - Každých 0,2 ml pro kapacitu 5 ml
 - Každých 0,5 ml pro kapacitu 10 ml
 - Každých 1 ml pro kapacitu 20 ml
- Rozšířená stupnice s ohledem na rozšíření jmenovité kapacity
 - Pro nominální kapacitu 2 ml – 3 ml
 - Pro nominální kapacitu 5 ml – 6 ml
 - Pro nominální kapacitu 10 ml – 12 ml
 - Pro nominální kapacitu 20 ml – 24 ml
- Název stříkačky a logo výrobce je umístěno na válci stříkačky
- Barevné rozlišení obalů v závislosti na velikosti
- Apyrogenní, netoxická
- Bez latexu, bez ftalátu, bez PVC
- Jednorázové
- Sterilizováno EO
- Doba použitelnosti: 5 let
- Balení: 1 ks/papír-fólie

Klasifikace ZP: třída IIa – Směrnice 93/42/EHS (MDD)

Registrace SÚKL: 00951236

Basic UDI-DI: 59079968A0201020101DK

Návod na použití: ne

REF	objem	jednotkové balení	prodejní balení	transportní balení
002ML-2CZ-G	2 ml	papír/fólie	100 ks	25 x 100 ks
005ML-2CZ-G	5 ml	papír/fólie	100 ks	15 x 100 ks
010ML-2CZ-G	10 ml	papír/fólie	100 ks	12 x 100 ks
020ML-2CZ-G	20 ml	papír/fólie	100 ks	8 x 100 ks

Výrobce: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Závodní 101/2006, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

elastoDERM F – fóliové „rámečkové“ krytí, adhezivní, sterilní

Indikace:

- Určeno k fixaci kanyl zavedených do periferních a centrálních žil
- Určeno k fixaci hrudních drénů, katétrů určených pro hemodialýzu a katétrů používaných při anesteziologických a kardiochirurgických operacích
- Určeno jako sekundární krytí, podpůrné neadhezivní krytí aplikováno přímo na ránu
- Slouží jako ochrana kůže vystavené oděrkám a dekubitům, jako tzv. druhá kůže
- Ochrana drobných epidermálních oděrek, ran, proleženin ve fázi zarudnutí, povrchových poškození kůže



Vlastnosti:

- Vyrobeno z polyuretanové fólie
- Potaženo hypoalergenním akrylovým lepidlem
- Transparentní – umožňuje sledování místa zalepení, bez nutnosti odstranění krytí
- Paropropustný, zajišťuje optimální výměnu plynů mezi krytím a pokožkou, která je tak chráněna proti nadměrnému hromadění vlhkosti a maceraci kůže
- Poskytuje bariéru pro mikroorganismy a bakterie, minimalizuje tak riziko infekce
- Velmi tenké a pružné, přizpůsobí se konturám těla
- Má „rámový“ aplikační systém, který umožňuje přesnou a efektivní aplikaci krytí a ochranou vrstvu ze silikonizovaného papíru
- Popisová páska, umožňuje popis např. data přilepení
- Lze ponechat na kůži až 7 dní
- Voděodolný
- Samolepící
- Jednorázové použití
- Hypoalergenní
- Sterilní
- Doba použitelnosti 3 roky

Klasifikace ZP: třída I – Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Návod k použití: ne

REF	rozměr	jednotkové balení	prodejní balení	transportní balení
812003	4,4 cm x 4,4 cm	1 ks	100 ks	36 x 100 ks
812005	6 cm x 7 cm	1 ks	100 ks	30 x 100 ks
812008	10 cm x 12 cm	1 ks	100 ks	20 x 100 ks
812011	10 cm x 15 cm	1 ks	100 ks	20 x 100 ks
812018	10 cm x 25 cm	1 ks	25 ks	8 x 25 ks
812023	20 cm x 30 cm	1 ks	25 ks	8 x 25ks

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

elastoDERM PAD – fóliové „rámečkové“ krytí, adhezivní, sterilní

Indikace:

- Určeno ke krytí neinfikovaných, nekomplikovaných pooperačních ran



Vlastnosti:

- Vyrobeno z polyuretanové fólie
- Potaženo hypoalergenním akrylovým lepidlem
- Transparentní – umožňuje sledování místa zalepení, bez nutnosti odstranění obvazu
- Paropropustný, zajišťuje optimální výměnu plynů mezi obvazem a pokožkou, která je tak chráněna proti nadměrnému hromadění vlhkosti a maceraci kůže
- Poskytuje bariéru pro mikroorganismy a bakterie, minimalizuje tak riziko infekce
- Velmi tenké a pružné, přizpůsobí se konturám těla
- Má třístupňový aplikační systém, který umožňuje přesnou a efektivní aplikaci krytí a ochranou vrstvu ze silikonizovaného papíru
- Voděodolný
- Samolepící
- Jednorázové použití
- Hypoalergenní
- Sterilní
- Doba použitelnosti 3 roky

Klasifikace ZP: třída I – Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Návod k použití: ne

REF	rozměr	jednotkové balení	prodejní balení	transportní balení
802572	2,5 cm x 7,2 cm	1 ks	100 ks	
802012	6 cm x 7 cm	1 ks	100 ks	12 x 100 ks
802014	9 cm x 10 cm	1 ks	50 ks	24 x 50 ks
802015	9 cm x 15 cm	1 ks	50 ks	24 x 50 ks
802016	10 cm x 20 cm	1 ks	50 ks	18 x 50 ks
802018	10 cm x 25 cm	1 ks	50 ks	15 x 50 ks

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

elastoNASAL – netkaná fixační páska pro nosní kanyly a sondy, samolepící, nesterilní



Indikace:

- Fixace katétrů, kanyl a žaludečních sond v nosní oblasti

Vlastnosti:

- Vyrobeno z netkaného materiálu
- Mikropóry ve struktuře netkaného materiálu poskytují adekvátní paropropustnost, což zajišťuje správnou výměnu plynů mezi krytím a kůží
- Měkká, příjemná na kůži
- Tenká a flexibilní, přizpůsobí se konturám těla
- Nepohlcuje RTG záření
- Pokryto hypoalergenním akrylátovým lepidlem po celém povrchu
- „dvojstupňové“ lepení umožňuje přesnou a efektivní fixaci
- Tělová barva
- Hypoalergenní
- Jednorázové
- Nesterilní
- Doba použitelnosti: 5 let

Klasifikace ZP: třída I - Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ne

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	rozměr	účel	prodejní balení	transportní balení
811014	7 cm x 7,1 cm	pro dospělé	50 x 1 ks	50 x 1 ks
811015	5,9 cm x 6,2 cm	pro děti	50 x 1 ks	50 x 1 ks
811016	3,6 cm x 4 cm	pro kojence	50 x 1 ks	50 x 1 ks

Elastopor EYE – oční náplast, netkaná textilie s absorpčním jádrem, samolepící, sterilní

Indikace:

- Krytí oka a jeho okolí po očních zákrocích a chirurgických výkonech
- Korekce zraku u terapie strabismu



Vlastnosti:

- Samolepící oční krytí s absorpční vložkou z hydrofobní netkané textilie
- Pokryto hypoalergenním akrylátovým lepidlem
- Mikropóry ve struktuře netkaného materiálu poskytují adekvátní paropropustnost, což zajišťuje správnou výměnu plynů mezi krytím a kůží
- Má centrálně umístěnou absorpční vložku, která absorbuje malé a střední množství exsudátu a která chrání před vlivem vnějších faktorů
- Absorpční vložka je potažena polyetylenovou sítkou, která zabraňuje přilepení k ráně
- Flexibilní krytí je pohodlné pro pacienta, přizpůsobí se konturám těla a umožňuje volnost pohybu
- Zaoblené okraje zabraňují náhodnému odstranění krytí
- Bezpečnostní vrstva ze silikonizovaného papíru
- Dostupný v různých rozměrech, barvách netkané textilie a savé podložky
- Hypoalergenní
- Jednorázové
- Sterilní
- Doba použitelnosti: 5 let

Klasifikace ZP: třída I - Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ne

REF barva	rozměr	balení	prodejní balení	transportní balení
803010	5,8 cm x 8,3 cm	1 ks	50 ks	24 x 50 ks
absorpční vložka – bílá				
netkaná textilie - bílá				
803011	6,5 cm x 9,5 cm	1 ks	50 ks	24 x 50 ks
absorpční vložka – bílá				
netkaná textilie - bílá				
803212	5 x 7,5 cm	1 ks	50 ks	24 x 50 ks
absorpční vložka – bílá				
netkaná textilie - tělová				

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

**elastopor STERIL D – krytí z netkané textilie,
s absorpční částí, s průřezem a otvorem,
samolepící - sterilní**



Indikace:

- Ošetření ran s malým a středním množstvím exsudátu
- Doporučené k zajištění výstupu drénů a katétrů zavedených do těla pacienta

Vlastnosti:

- Adhezivní krytí s absorpční vložkou
- Adhezivní část je vyrobena z hydrofobního, netkaného materiálu
- Průřez a centrální kruhový otvor
- Mikropóry ve struktuře netkaného materiálu poskytují adekvátní paropropustnost, což zajišťuje správnou výměnu plynů mezi krytím a kůží
- Centrálně umístěná absorpční část, absorbuje malé nebo střední množství exsudátu
- Absorpční část je potažená polyetylenovou sítkou, která zabraňuje přilnutí k ráně a usnadňuje odstranění krytí
- Hypoalergenní
- Flexibilní a pohodlné pro pacienta, přizpůsobuje se konturám těla a zajišťuje volný pohyb
- Jednoduché k přilepení na kůži
- Zaoblené okraje zabraňují náhodnému odlepení krytí
- Pokryto hypoalergenním akrylátovým lepidlem bez obsahu oxidu zinečnatého, kaučuku a latexu, naneseného rovnoměrně na celém povrchu, s velmi dobrou odolností proti vlhkosti, což zajišťuje stabilizaci krytí v místě aplikace
- Má ochrannou vrstvu ze silikonizovaného papíru, která usnadňuje přesnou, bezbolestnou a účinnou aplikaci
- Sterilizováno EO

Klasifikace ZP: třída I - Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ne

Výrobce: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Závodní 101/2006, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	rozměr	jednotkové balení	prodejní balení	transportní balení
801031	9 x 10 cm	1 ks	30 ks	24 x 30 ks
801030	12 x 14 cm	1 ks	25 ks	16 x 25 ks

elastopor STERIL – krytí z netkané textilie, s absorpční částí, samolepící - sterilní

Indikace:

- Ošetření ran s malým a středním množstvím exsudátu
- Doporučené zejména ke krytí pooperačních ran, které jsou provedeny jednoduchým řezem a mají menší nebo větší počet kožních stehů v přímé linii



Vlastnosti:

- Adhezivní krytí s centrálně umístěnou absorpční částí
- Adhezivní část je vyrobena z hydrofobního, netkaného materiálu
- Mikropóry ve struktuře netkaného materiálu poskytují adekvátní paropropustnost, což zajišťuje správnou výměnu plynů mezi krytím a kůží
- Centrálně umístěná absorpční část, absorbuje malé nebo střední množství exsudátu
- Absorpční část je potažena polyetylenovou sítí, která zabraňuje přilnutí k ráně a usnadňuje odstranění krytí
- Hypoalergenní
- Flexibilní a pohodlné pro pacienta, přizpůsobuje se konturám těla a zajišťuje volný pohyb
- Jednoduché k přilepení na kůži
- Zaoblené okraje zabraňují náhodnému odlepení krytí
- Pokryto hypoalergenním akrylátovým lepidlem bez obsahu oxidu zinečnatého, kaučuku a latexu, naneseného rovnoměrně na celém povrchu, s velmi dobrou odolností proti vlhkosti, což zajišťuje stabilizaci krytí v místě aplikace
- Má ochrannou vrstvu ze silikonizovaného papíru, která usnadňuje přesnou, bezbolestnou a účinnou aplikaci
- Sterilizováno EO
- Produkty bez koncovky – průřez ochranné vrstvy podél delší strany (mimo 801001 a 801012)
- Produkty s koncovkou E – průřez ochranné vrstvy podél kratší strany

Klasifikace ZP: třída I - Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ne

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	rozměr	jednotkové balení	prodejní balení	transportní balení
801001	5 x 7,2 cm	1 ks	100 ks	24 x 100 ks
801012	6 x 10 cm	1 ks	50 ks	45 x 50 ks
801002	8 x 10 cm	1 ks	30 ks	36 x 30 ks
801013	10 x 10 cm	1 ks	30 ks	24 x 30 ks
801021	10 x 12 cm	1 ks	30 ks	30 x 30 ks
801014	10 x 15 cm	1 ks	30 ks	24 x 30 ks
801003	6 x 15 cm	1 ks	30 ks	24 x 30 ks
801004	8 x 15 cm	1 ks	30 ks	24 x 30 ks
801005	8 x 20 cm	1 ks	30 ks	18 x 30 ks
801015	10 x 20 cm	1 ks	25 ks	18 x 25 ks
801016	10 x 25 cm	1 ks	25 ks	18 x 25 ks
801017	10 x 30 cm	1 ks	25 ks	12 x 25 ks
801018	10 x 35 cm	1 ks	25 ks	12 x 25 ks
801001E	5 x 7,2 cm	1 ks	100 ks	24 x 100 ks
801012E	6 x 10 cm	1 ks	50 ks	45 x 50 ks
801002E	8 x 10 cm	1 ks	30 ks	36 x 30 ks
801013E	10 x 10 cm	1 ks	30 ks	24 x 30 ks
801021E	10 x 12 cm	1 ks	30 ks	30 x 30 ks
801014E	10 x 15 cm	1 ks	30 ks	24 x 30 ks
801003E	6 x 15 cm	1 ks	30 ks	24 x 30 ks
801004E	8 x 15 cm	1 ks	30 ks	24 x 30 ks

801005E	8 x 20 cm	1 ks	30 ks	18 x 30 ks
801015E	10 x 20 cm	1 ks	25 ks	18 x 25 ks
801016E	10 x 25 cm	1 ks	25 ks	18 x 25 ks
801017E	10 x 30 cm	1 ks	25 ks	12 x 25 ks
801018E	10 x 35 cm	1 ks	25 ks	12 x 25 ks

elastoSLING – trojcípý šátek, netkaný, nesterilní

Indikace:

- Krátkodobá imobilizace a podpora horní končetiny v případě různých poranění, např. dislokace nebo fraktura klíční kosti, humeru, předloktí nebo kostí ruky

Vlastnosti:

- Trojcípý šátek vyrobený z netkaného materiálu nebo bavlny
- Tenký, lehký a elastický – pohodlný pro pacienta, přizpůsobí se tvaru těla, zajišťuje volný pohyb
- Možnost spojení několika šátků s cílem dosáhnout výraznější imobilizace
- Hypoalergenní
- Jednorázové
- Nesterilní
- Doba použitelnosti: 5 let



Klasifikace ZP: třída I - Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ano

REF	rozměr / materiál	jednotkové balení	prodejní balení	transportní balení
CHTW9696136	96 x 96 x 136 cm / netkaný	1 ks	12 x 1 ks	20 x 12 ks
CHTB9696130	96 x 96 x 130 cm / bavlněný	1 ks	12 x 1 ks2	20 x 12 ks

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

Endotracheální kanyla, bez manžety - sterilní

Indikace:

- Endotracheální trubice zavedená do průdušnice, aby se zabránilo obstrukci dýchacích cest a respiračnímu selhání



Vlastnosti:

- Vyrobeno z flexibilního PVC
- RTG linka po celé délce kanyly
- Vybaveno postranním Murphyho otvorem
- Měřítka po 1 cm
- Dvojitá značka hloubky pro kontrolu pozice kanyly
- Velikost kanyly je uvedena na 3 místech (na konektoru a na dvou místech na těle kanyly)
- Odpojitelný konektor s vnějším průměrem 15 mm
- Bez latexu
- Jednorázové
- Sterilizováno EO
- Balení: 1 ks papír/fólie

Klasifikace ZP: třída IIa – Směrnice 93/42/EHS (MDD)

Návod na použití: ne

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	rozměr	prodejní balení	transportní balení
RIB-20	2,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-25	2,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-30	3,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-35	3,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-40	4,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-45	4,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-50	5,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-55	5,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-60	6,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-65	6,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-70	7,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-75	7,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-80	8,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-85	8,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-90	9,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-95	9,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIB-100	10,0 mm	20 ks	10 x 20 ks


Endotracheální kanyla, s manžetou - sterilní

Indikace:

- Endotracheální trubice zavedená do průdušnice, aby se zabránilo obstrukci dýchacích cest a respiračnímu selhání

Vlastnosti:

- Vyrobeno z flexibilního PVC
- RTG linka po celé délce kanyly
- Vybaveno postranním Murphyho otvorem
- Měřítka po 1 cm
- Dvojitá značka hloubky pro kontrolu pozice kanyly
- Vybaveno nízkotlakou, velkoobjemovou těsnící manžetou
- Velikost kanyly je uvedena na 4 místech (na konektoru, na balónku a na dvou místech na těle kanyly)
- Odpojitelný konektor s vnějším průměrem 15 mm
- Kontrolní balónek s označením čísla šarže a velikosti
- Bez latexu
- Jednorázové
- Sterilizováno EO
- Balení: 1 ks papír/fólie



Klasifikace ZP: třída IIa – Směrnice 93/42/EHS (MDD)

Registrace SÚKL: 00964352

Návod na použití: ne

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	rozměr	prodejní balení	transportní balení
RIM-30	3,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-35	3,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-40	4,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-45	4,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-50	5,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-55	5,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-60	6,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-65	6,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-70	7,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-75	7,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-80	8,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-85	8,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-90	9,0 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-95	9,5 mm	20 ks	10 x 20 ks
RIM-100	10,0 mm	20 ks	10 x 20 ks

Kanylové zátky



Indikace:

- Slouží jako zátka intravenózních kanyl, portů a katetrů
- Použití v kombinaci s jinými zdravotnickými prostředky během infuzní terapie, chrání proti výtoku krve kanylou a chrání před kontaminací a infekcí

Vlastnosti:

- Vyrobeno z HDPE
- Přesně a bezpečně uzavře standardní koncovky
- Zátka Luer-Lock (barva bílá) má pouze jednu koncovku (samec)
- Kombinovaná zátka (barva červená) má dvě koncovky (samec, samice) a je určena k zajištění koncovek Luer-Lock stříkaček, a v infuzních a transfuzních setech
- Jednorázový
- Apyrogenní
- Bez latexu, bez ftalátů
- Sterilováno EO
- Balení: 1 ks – papír/fólie

Klasifikace ZP: třída I - Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ne

REF	typ	barva	prodejní balení	transportní balení
KDKLL	luer-lock	bílá	250 ks	10 x 250 ks
KDKC	kombi	červená	100 ks	50 x 100 ks

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

Katétr Nelaton - sterilní

Indikace:

- Určeno pro jednorázovou katetrizaci močového měchýře

Vlastnosti:

- Vyrobeno z měkkého a flexibilního lékařského PVC, odolného vůči ohybům a zalomením
- Univerzální konec katétru vhodný do standardních napojení močových sáčků
- Atraumatická mírně zaoblená speciální špička usnadňuje zavádění katétru do močového měchýře
- Špička se dvěma postranními očky s hladkými okraji
- Transparentní hadička umožňuje vizuální kontrolu vyloučené moči
- Barevně kódované konektory pro rozpoznávání velikosti
- Numerická identifikace velikosti na balení
- Identifikace názvu výrobce na katétru
- Doba použití: do 60 minut
- Bez latexu
- Jednorázové
- Sterilní, sterilizováno EO
- Balení: 1 ks papír/fólie



Klasifikace ZP: třída I – Směrnice 93/42/EHS (MDD)

Návod na použití: ne

REF	rozměr / délka	barva	prodejní balení	transportní balení
CN-06-40	CH 6 / 400 mm	světle zelená	50 ks	10 x 50 ks
CN-08-40	CH 8 / 400 mm	modrá	50 ks	10 x 50 ks
CN-10-40	CH 10 / 400 mm	černá	50 ks	10 x 50 ks
CN-12-40	CH 12/4500 mm	bílá	50 ks	10 x 50 ks
CN-14-40	CH 14 / 400 mm	zelená	50 ks	10 x 50 ks
CN-16-40	CH 16 / 400 mm	oranžová	50 ks	10 x 50 ks
CN-18-40	CH 18 / 400 mm	červená	50 ks	10 x 50 ks
CN-20-40	CH 20 / 400 mm	žlutá	50 ks	10 x 50 ks
CN-22-40	CH 22 / 400 mm	fialová	50 ks	10 x 50 ks
CN-24-40	CH 24 / 400 mm	tmavě modrá	50 ks	10 x 50 ks

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
 Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
 Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

Katétr Tiemann - sterilní



Indikace:

- Určeno pro jednorázovou katetrizaci močového měchýře u mužů, v případě zúžené uretry

Vlastnosti:

- Vyrobeno z měkkého a flexibilního lékařského PVC odolného vůči ohybům a zalomením
- Atraumatická mírně zaoblená speciální špička usnadňuje zavádění katétru do močového měchýře
- Špička se dvěma postranními očky s hladkými okraji
- Kónická zahnutá špička, ohnutá pod úhlem 45°
- Transparentní hadička umožňuje vizuální kontrolu vyloučené moči
- Barevně kódované konektory pro rozpoznání velikosti
- Numerická identifikace velikosti na balení
- Doba použití: až 7 dní
- Bez latexu
- Jednorázové
- Sterilní, sterilizováno EO
- Balení: 1 ks papír/fólie

Klasifikace ZP: třída IIa – Směrnice 93/42/EHS (MDD)

Registrace SÚKL: 01030674

Návod na použití: ne

REF	rozměr	délka	barva	prodejní balení	transportní balení
CT-08-40	CH 8	400 mm	modrá	60 ks	10 x 60 ks
CT-10-40	CH 10	400 mm	černá	60 ks	10 x 60 ks
CT-12-40	CH 12	400 mm	bílá	50 ks	10 x 50 ks
CT-14-40	CH 14	400 mm	zelená	50 ks	10 x 50 ks
CT-16-40	CH 16	400 mm	oranžová	50 ks	10 x 50 ks
CT-18-40	CH 18	400 mm	červená	40 ks	10 x 40 ks
CT-20-40	CH 20	400 mm	žlutá	40 ks	10 x 40 ks
CT-22-40	CH 22	400 mm	fialová	40 ks	10 x 40 ks
CT-24-40	CH 24	400 mm	tmavě modrá	40 ks	10 x 40 ks

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

Močový katétr Foley, 2-cestný, latex potažený silikonem, sterilní



Indikace:

- Určeno ke katetrizaci močového měchýře

Vlastnosti:

- Vyrobeno z měkkého a flexibilního latexu odolného vůči ohybům a zalomením
- Univerzální konec katétru vhodný do standardních napojení močových sáčků
- Atraumatická mírně zaoblená speciální špička usnadňuje zavedení katétru do močového měchýře
- Špička se dvěma postranními očky s hladkými okraji
- Silikonem potažený povrch umožňuje atramatické zavádění katétru
- Jednoduché plnění a vyprazdňování balónku, který je odolný vůči roztržení
- Gumový anebo plastový ventil zajišťuje utěsnění balónku
- Dětské velikosti CH 6, CH 8 a CH 10 mají nylonový vodič pro usnadnění katetrizace
- Identifikace názvu výrobce na katétru
- Numerická identifikace velikosti na balení
- Doba použití: až 7 dní
- Bez ftalátů
- Výrobek obsahuje latex
- Jednorázové
- Sterilní, sterilizováno EO
- Balení: 1 ks papír/fólie



Klasifikace ZP: třída IIa – Směrnice 93/42/EHS (MDD)

Registrace SÚKL: katetr s plastovým ventilem 00956782

Registrace SÚKL: katetr s gumovým ventilem 00956790

Návod na použití: ne

Katétr s plastovým ventilem

REF	rozměr balónek	délka	barva	prodejní balení	transportní balení
CFNL-2D-06-03-P	CH 6 / 3 ml	270 mm	světle zelená	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-08-05-P	CH 8 / 3-5 ml	270 mm	modrá	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-10-05-P	CH 10 / 3-5 ml	270 mm	černá	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-12-10-P	CH 12 / 5-10 ml	400 mm	bílá	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-14-10-P	CH 14 / 5-10 ml	400 mm	zelená	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-16-10-P	CH 16 / 5-10 ml	400 mm	oranžová	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-18-10-P	CH 18 / 5-10 ml	400 mm	červená	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-20-10-P	CH 20 / 5-10 ml	400 mm	žlutá	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-22-10-P	CH 22 / 5-10 ml	400 mm	fialová	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-24-10-P	CH 24 / 5-10 ml	400 mm	tmavě modrá	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-12-30-P	CH 12 / 30 ml	400 mm	bílá	10 ks	40 x 10 ks
*CFNL-2D-26-30-P	CH 26 / 30 ml	400 mm	růžová	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-28-30-P	CH 28 / 30 ml	400 mm	hnědá	10 ks	40 x 10 ks
*CFNL-2D-30-30-P	CH 30 / 30 ml	400 mm	šedá	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-14-50-P	CH 14/30-50 ml	400 mm	zelená	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-16-50-P	CH 16/30-50 ml	400 mm	oranžová	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-18-50-P	CH 18/30-50 ml	400 mm	červená	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-20-50-P	CH 20/30-50 ml	400 mm	žlutá	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-22-50-P	CH 22/30-50 ml	400 mm	fialová	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-24-50-P	CH 24/30-50 ml	400 mm	tmavě modrá	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-26-50-P	CH 26/30-50 ml	400 mm	růžová	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-28-50-P	CH 28/30-50 ml	400 mm	hnědá	10 ks	40 x 10 ks
CFNL-2D-30-50-P	CH 30/30-50 ml	400 mm	šedá	10 ks	40 x 10 ks

*produkty pouze na objednávku

Katétr s gumovým ventilem

REF	rozměr balónek	délka	barva	prodejní balení	transportní balení
CFNL-2D-06-03-L	CH 6 / 3 ml	270 mm	světle zelená	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-08-05-L	CH 8 / 3-5 ml	270 mm	modrá	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-10-05-L	CH 10 / 3-5 ml	270 mm	černá	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-12-10-L	CH 12 / 5-10 ml	400 mm	bílá	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-14-10-L	CH 14 / 5-10 ml	400 mm	zelená	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-16-10-L	CH 16 / 5-10 ml	400 mm	oranžová	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-18-10-L	CH 18 / 5-10 ml	400 mm	červená	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-20-10-L	CH 20 / 5-10 ml	400 mm	žlutá	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-22-10-L	CH 22 / 5-10 ml	400 mm	fialová	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-24-10-L	CH 24 / 5-10 ml	400 mm	tmavě modrá	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-26-10-L	CH 26 / 5-10 ml	400 mm	růžová	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-16-30-L	CH 16 / 30 ml	400 mm	oranžová	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-18-30-L	CH 18 / 30 ml	400 mm	červená	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-20-30-L	CH 20 / 30 ml	400 mm	žlutá	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-22-30-L	CH 22 / 30 ml	400 mm	fialová	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-24-30-L	CH 24 / 30 ml	400 mm	tmavě modrá	10 ks	50 x 10 ks
CFNL-2D-26-30-L	CH 26 / 30 ml	400 mm	růžová	10 ks	50 x 10 ks

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
 Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl
Distributor: Zarys International Group s.r.o.
 Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz


Odsávací katétr - sterilní

Indikace:

- Určeno k odsávání sekretů z horních i dolních cest dýchacích
- Doporučeno pro zdroj sání s vlastní regulací sacího výkonu

Vlastnosti:

- Vyrobeno z měkkého a flexibilního PVC odolného vůči ohybům a zalomením
- Namražený povrch brání přilepení katétru ke stěně endotracheální kanyly
- Autraumatická měkká zaoblená otevřená špička
- Špička se dvěma střídajícími se postranními očky s hladkými okraji
- Barevně kódované konektory pro rozpoznávání velikosti
- Numerická identifikace velikosti na balení
- Jednorázové
- Sterilní, sterilizováno EO
- Balení: 1 ks papír/fólie



Klasifikace ZP: třída IIa – Směrnice 93/42/EHS (MDD)

Registrace SÚKL: 00953573

Návod na použití: ne

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	rozměr / délka	barva	prodejní balení	transportní balení
CO-B06-40	CH 6 / 400 mm	světle zelená	50 ks	10 x 50 ks
CO-B08-40	CH 8 / 400 mm	modrá	50 ks	10 x 50 ks
CO-B10-40	CH 10 / 400 mm	černá	50 ks	10 x 50 ks
CO-B12-50	CH 12 / 500 mm	bílá	50 ks	10 x 50 ks
CO-B12-60	CH 12 / 600 mm	bílá	50 ks	10 x 50 ks
CO-B14-50	CH 14 / 500 mm	zelená	50 ks	10 x 50 ks
CO-B14-60	CH 14 / 600 mm	zelená	50 ks	10 x 50 ks
CO-B16-50	CH 16 / 500 mm	oranžová	50 ks	10 x 50 ks
CO-B16-60	CH 16 / 600 mm	oranžová	50 ks	10 x 50 ks
CO-B18-50	CH 18 / 500 mm	červená	50 ks	10 x 50 ks
CO-B18-60	CH 18 / 600 mm	červená	50 ks	10 x 50 ks
CO-B20-50	CH 20 / 500 mm	žlutá	50 ks	10 x 50 ks
CO-B20-60	CH 20 / 600 mm	žlutá	50 ks	10 x 50 ks
CO-B22-50	CH 22 / 500 mm	fialová	50 ks	10 x 50 ks
CO-B22-60	CH 22 / 600 mm	fialová	50 ks	10 x 50 ks



Ochrana vaginální sondy

Indikace:

- Ochrana vaginální sondy

Vlastnosti:

- Vyrobeno z vysoce kvalitního přírodního latexu
- Dostupné ve variantách: pudrovaná a lubrikovaná
- Hladký povrch
- Délka 195 mm (± 2 mm)
- Tloušťka 0,075 mm ($\pm 0,015$ mm)
- Hromadné balení à 144 ks
- Nesterilní



Klasifikace ZP: třída IIa – Směrnice 93/72/EHS (MDD)

Registrace SÚKL: 01128137

Návod na použití: ano

Výrobce: Pleasure Latex Products Sdn. Bhd. Lot 5322, 15th Mile, Jalan Padang Gajah, 45800 Jeram, Kuala Selangor, Malaysia

Dovozce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	varianta
OLP-01	pudrovaná
OLN-01	lubrikovaná

orthoNATURAL – podklad pod sádro, přírodní, viskóza

Indikace:

- Slouží jako ochranná vrstva na končetiny pod sádrový obvaz
- Minimalizuje riziko oděrek a podráždění pokožky



Vlastnosti:

- Měkký, příjemný k pokožce
- Vyrobený z viskózy
- Prodyšný
- Koherentní struktura odolná vůči stratifikaci, usnadňuje aplikaci fixačního krytí
- Dobře přilne a přizpůsobí se tvaru těla
- Neabsorbuje RTG záření
- Snadno se dělí rukou i nůžkami
- Minimalizuje riziko oděrek a podráždění kůže pod sádrovým obvazem
- Možnost sterilizace pomocí EO, vodní párou nebo radiací
- Jednotlivé kusy zajištěny papírovým přebalem s přetiskem
- Barva bílá
- Jednorázového použití
- Nesterilní
- Doba použitelnosti: 5 let

Klasifikace ZP: třída I – Nařízení EU 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ano

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	rozměr	prodejní balení (fólie)	hromadné balení	transportní balení (karton)
ON-63	6 cm x 3 m	1 ks	12 x 1 ks	40 x 12 ks
ON-83	8 cm x 3 m	1 ks	12 x 1 ks	40 x 12 ks
ON-103	10 cm x 3 m	1 ks	12 x 1 ks	20 x 12 ks
ON-123	12 cm x 3 m	1 ks	6 x 1 ks	40 x 6 ks
ON-153	15 cm x 3 m	1 ks	6 x 1 ks	30 x 6 ks

orthoSYNTHETIC – podklad pod sádku, syntetický, z polyesteru

Indikace:

- Slouží jako ochranná vrstva na končetiny pod sádkový obvaz
- Minimalizuje riziko oděrek a podráždění pokožky



Vlastnosti:

- Měkký, příjemný k pokožce
- Vyrobeno z polyesteru
- Prodyšný
- Koherentní struktura odolná vůči stratifikaci, usnadňuje aplikaci fixačního krytí
- Dobře přilne a přizpůsobí se tvaru těla
- Neabsorbuje RTG záření
- Snadno se dělí rukou i nůžkami
- Minimalizuje riziko oděrek a podráždění kůže pod sádkovým obvazem
- Možnost sterilizace pomocí EO, vodní párou nebo radiací
- Jednotlivé kusy zajištěny papírovým přebalem s přetiskem
- Barva bílá
- Jednorázového použití
- Nesterilní
- Doba použitelnosti: 5 let

Klasifikace ZP: třída I – Nařízení EU 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ano

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	rozměr	prodejní balení (fólie)	hromadné balení	transportní balení (karton)
OS-63	6 cm x 3 m	1 ks	12 x 1 ks	40 x 12 ks
OS-83	8 cm x 3 m	1 ks	12 x 1 ks	40 x 12 ks
OS-103	10 cm x 3 m	1 ks	12 x 1 ks	20 x 12 ks
OS-123	12 cm x 3 m	1 ks	6 x 1 ks	40 x 6 ks
OS-153	15 cm x 3 m	1 ks	6 x 1 ks	30 x 6 ks
OS-203	20 cm x 3 m	1 ks	6 x 1 ks	20 x 6 ks
OS-253	25 cm x 3 m	1 ks	6 x 1 ks	10 x 6 ks

POREplast – perforovaná fixační páska z netkaného textilu



Indikace:

- Stabilizace, zabezpečení a fixace primárních neadhezivních krytí aplikovaných přímo na ránu a poraněnou kůži
- Stabilizace, zabezpečení a fixace drénů, katetrů a sond, které nevyžadují speciální fixaci v místě jejich zavedení

Vlastnosti:

- Flexibilní, přizpůsobí se konturám těla, umožňuje volný pohyb
- Dobrá propustnost vzduchu a vodní páry
- Dobrá přilnavost
- Vyrobeno z perforované netkané textilie
- Barva bílá
- Navinutá na rolce
- Rovný okraj
- Možnost dělení podélně i příčně bez použití nůžek
- Hypoalergenní, voděodolný
- Mikroporézní struktura propustná pro vzduch a vodní páry, umožňuje správnou výměnu plynů mezi kůží, což brání maceraci kůže
- Perforace pro jednoduché rozdělení
- Jednorázové použití
- Nesterilní
- Doba použitelnosti 3 roky

Klasifikace ZP: třída I ve shodě s Nařízením EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ano

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	rozměr	jednotkové balení (krabice)	transportní balení
SPW12509W	1,25 cm x 9,14 m	24 ks	30 x 24 ks
SPW25009W	2,5 cm x 9,14 m	12 ks	30 x 12 ks
SPW50009W	5 cm x 9,14 m	6 ks	30 x 12 ks

Sběrný sáček na moč s portem - sterilní

Indikace:

- Určeno pro sběr moči a jiných tělesných tekutin
- Maximální doba použití je 7 dní

Vlastnosti:

- Sáček o objemu 2000 ml, vyrobený z PVC o tloušťce 0,40 mm (dvojitě zesílená a svařovaná stěna, odolná proti roztržení)
- Příčný, efektivní, antirefluxní (nevratný), rychlovypouštěcí T-ventil, typ ovládaný jednou rukou
- Napojovací část sběrného sáčku je zakončena univerzální stupňovitou spojkou
- Bezjehlový port na konci hadičky, slouží k odběru vzorků
- Hadička je vyrobena z materiálu, který je odolný vůči ohýbání a kroucení a zajišťuje volný odtok moči, standardní délka hadičky je 120 cm (dostupné i v jiných rozměrech 90, 110, 130, 150 cm)
- Přehledná a dobře čitelná stupnice sběrného sáčku, adekvátní pro měření diurézy, s přesností měření 25 ml od 25 ml do 100 ml a každých 100 ml od 100 ml do 2000 ml
- Bílá zadní stěna usnadňující vizualizace moče
- Jednorázové, sterilní
- Sterilizováno EO
- Bez latexu
- Balení: 1 ks papír/fólie



Klasifikace ZP: třída I - Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ne

REF	objem	délka hadičky	prodejní balení	transportní balení
WMT2000-90	2000 ml	90 cm	10 ks	10 x 10 ks
WMT2000-120	2000 ml	120 cm	10 ks	10 x 10 ks
WMT2000-150	2000 ml	150 cm	10 ks	10 x 10 ks

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

Sběrný sáček na moč

Indikace:

- Určeno pro sběr moči a jiných tělesných tekutin
- Maximální doba použití je 24 hodin

Vlastnosti:

- Sáček o objemu 2000 ml, vyrobený z PVC o tloušťce 0,22 mm (dvojitě zesílená a svařovaná stěna, odolná proti roztržení)
- Příčný, efektivní, antirefluxní (nevratný), rychlovypouštěcí T-ventil, typ ovládaný jednou rukou
- Napojovací část sběrného sáčku je zakončena univerzální stupňovitou spojkou
- Hadička je vyrobena z materiálu, který je odolný vůči ohýbání a kroucení a zajišťuje volný odtok moči, standardní délka hadičky je 90 cm (dostupné jsou i délky 110, 130 a 150 cm)
- Přehledná a dobře čitelná stupnice sběrného sáčku, adekvátní pro měření diurézy, přesnost měření každých 100 ml
- Zesílené závěsné otvory odpovídá standardům
- Bílá zadní stěna usnadňující vizualizace moče
- Jednorázové, sterilní
- Sterilizováno EO
- Bez latexu
- Balení: 1 ks papír/fólie

Klasifikace ZP: třída I - Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ne

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz



REF	objem	délka hadičky	prodejní balení	transportní balení
WMD2000-90	2000 ml	90 cm	10 ks	10 x 10 ks
WMD2000-150	2000 ml	150 cm	10 ks	10 x 10 ks

SILLCOplast – perforovaná fixační páska z netkaného textilu



Indikace:

- Stabilizace, zabezpečení a fixace primárních neadhezivních krytí aplikovaných přímo na ránu a poraněnou kůži
- Stabilizace, zabezpečení a fixace drénů, katetrů a sond, které nevyžadují speciální fixaci v místě jejich zavedení

Vlastnosti:

- Flexibilní, přizpůsobí se konturám těla, umožňuje volný pohyb
- Dobrá propustnost vzduchu a vodní páry
- Pokryté silikonovým lepidlem nanášeným po celé délce
- Dobrá přilnavost
- Vyrobeno z perforované netkané textilie
- Barva modrá
- Navinutí na cívce
- Rovný okraj
- Možnost dělení podélně i příčně bez použití nůžek
- Hypoalergenní
- Mikroporézní struktura propustná pro vzduch a vodní páry, umožňuje správnou výměnu plynů mezi kůží, což brání maceraci kůže
- Perforace pro jednoduché rozdělení
- Jednorázové použití
- Nesterilní
- Doba použitelnosti 2 roky

Klasifikace ZP: třída I ve shodě s Nařízením EP a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Návod na použití: ano

Výrobce: ZARYS International Group spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko, tel: +48 322 716 991, www.zarys.pl

Distributor: Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava, tel: +420 737 954 388 office, www.zarys.cz

REF	rozměr	jednotkové balení (krabice)	transportní balení
SWS25005B	2,5 cm x 5 m	12 ks	30 x 12 ks