

Cenová nabídka pro:

**Nemocnice následné péče Moravská
Třebová**
IČO: 00193895

Předmět nabídky:

**Softwarový modul pro 3D kameru
Samsung GC85A**

Nabídku vypracoval:

Dne: 10. 06. 2025

Platnost nabídky: do 10. 08. 2025

Tel.:

E-mail:

Číslo nabídky: 1251764


Předmět nabídky

SOFTWAREVÝ MODUL PRO 3D KAMERU

Pro model: **GC85A Vision**

Licence: **Vision Assist (Auto)**


Výrobce: **Samsung Electronics**



Upgrade

Vision Assist*

Nejnovější kamerové řešení společnosti Samsung, Vision assist, se zaměřuje na nový způsob zvýšení efektivity rentgenového zobrazení. Vision Assist umožňuje kontinuální monitorování pacientů prostřednictvím funkce Vision Live, což je kamera s živým přenosem obrazu v jednotce rentgenové hlavičky. Asistuje technikům při rychlém a přesném ovládnutí polohování a nastavení, dokonce i z ovladovny. Vyzkoušejte praktickou funkci Vision Assist v novém systému AccE GC85A Vision+.



Podrobný popis a specifikace


K čemu slouží Vision Assist?

Zlepšuje polohování pacienta a nastavení pracovního postupu systému skrze vaši 3D kameru s živým přenosem obrazu:

- Výběr ionizačních komůrek z akviziční stanice
- Přehled o umístění a zarovnání detektoru
- Možnost inteligentní automatické kolimace
- Manuální úprava velikosti aktivní oblasti (kolimace) přímo z akviziční stanice
- Měření výšky a tloušťky pacienta – navrhnutí optimálních expozičních parametrů
- Upozornění na pohyb nebo pád pacienta.

Virtual Overlay* / Virtual Collimation*

Při polohování pacienta Vision Assist zobrazuje virtuální náčrt hranice receptoru a komory AEC (Automatic Exposure Control²) na pacientovi. Virtuální kolimace prostřednictvím kamery v reálném čase umožňuje snadné nastavení kolimované oblasti na pracovní stanici v ovládací jednotce.



Motion Alarm*

A.I.

Funkce pohybového alarmu upozorňuje pracovníka, když se pacient začne pohybovat nebo spadne při polohování. Toto pomáhá zabránit zbytečné expozici při nesprávné poloze nebo okamžitě zareagovat a postarat se o pacienta.



Patient Size Guide*

Vision Assist doporučuje velikost pacienta a optimální parametry na základě tloušťky těla pacienta, aby vám šetřil čas. Podporuje průvodce pro velikosti dospělých od velikosti S po velikost 2XL a také umožňuje uživatelům, aby si sami nastavili rozsah velikostí..




Intelligent Collimation*

A.I.

Pro zrychlení pracovního postupu, 'Intelligent Collimation' automaticky navrhuje optimální oblast kolimace. Uživatelé mohou získat tuto pomoc pouze jedním kliknutím, což snižuje dobu nastavování.

25%
Času
nastavení



Nabídková cena, platební a dodací podmínky

Uvedená nabídková cena je uvedena v CZK a zahrnuje:

- **Softwarový modul Vision Assist na přístroj Samsung GC85A** Vision- 1 ks, v konfiguraci a specifikaci, která je uvedena v této nabídce a je její nedílnou součástí
- uživatelské manuály v českém jazyce
- instalace, předání do provozu
- instruktáž obsluhy, seznámení s technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení vyplývajícími z příslušných právních předpisů

Softwarová licence je trvalá, lze ji mít nainstalovanou pouze na jednom akvizičním pc současně a je vázaná na výrobní číslo přístroje, nelze ji přenášet na jiný systém.

Nabídková cena v Kč:

Cena bez DPH	220.666,-
Sleva 25%	- 55.166,-
Cena bez DPH	165.500,-
Sazba DPH	21%
Výše DPH	34.755,-
Cena včetně DPH	200.255,-

Platební podmínky

Celková kupní cena včetně DPH bude uhrazena proti daňovému dokladu - faktuře se splatností **30 dní** od doručení, vystavené po splnění dodávky na základě předávacího protokolu.

Dodací podmínky

Standardní termín dodání a instalace je do **4 týdnů** od podepsání kupní smlouvy nebo závazné objednávky.

Záruční podmínky

Základní záruční lhůta činí **24 měsíců** a vztahuje se na všechny komponenty a práce dodaného systému. Záruční lhůta začíná dnem podpisu Protokolu o předání.



EXRAY
Reason: I am the author of this document
Date: 2025.07.22 09:11:01+02'00'

Digitally signed by
Jan Hamadej
Reason: I am the
author of this
document
Date: 2025.07.22
09:11:01+02'00'

MUDr.
Pavel
Havíř

Digitálně
podepsal MUDr.
Pavel Havíř
Datum: 2025.07.18
12:48:56 +02'00'