



Carl Zeiss spol. s r.o.

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 31
370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
CZECH REPUBLIC

Carl Zeiss spol. s r.o.
Mikroskopie
Radlická 14/3201
150 00 Praha

Váš obchodní kontakt

Jméno:

Telefon:

E-mail:

datum: 13.11.2025

stránka: 1 z 3

Cenová nabídka

Nabídka: 7761508070

Číslo zákazníka: 839680

Číslo	Č. Zboží / Popis	Počet
10	491903-9880-010 Stereo Microscope Stemi 305 Stereo Microscope Stemi 305 Consisting of the following items:	13 ks
20	435063-9040-000 Stemi 305 cam E body Microscope Body Stemi 305 cam E - Greenough stereo microscope with integrated 4MPx camera in left stereo channel - HD IP Ethernet camera with 4 MPx resolution - Manually operable zoom 5:1 (0.8x...4.0x), zoom knobs on both sides - Fixed zoom clickstops 0.8x-1x-2x-3x-4x - Free working distance 110 mm - Viewing angle 45° with adjustable interocular distance 55...75 mm - Eyepiece mount 30 mm with maximum field number 23 mm - Mount D=76 mm for Stemi mount/Mount S - Interface D=66 mm for illuminators - Thread M52 for front optics or pol analyzer - Integrated near-vertical LED illumination (IVI) (powered / operated by stands K EDU/LAB/MAT, M LED, controller K LED) Additionally included: - Eyepieces 10x/23 Br. foc. - Spiral cable RJ12	13 ks

Telefon: +420 233 101 221
Telefax: +420 233 101 223
E-mail: service.microscopy.cz@zeiss.com
Web: http://www.zeiss.cz

Zapsáno v OR u Měst. soudu v Praze
Oddíl C, vložka 19868
IČO: 49356691
DIČ: CZ49356691

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bankovní spojení - CZK: 328 536 1005/2700
Bankovní spojení - EUR: 328 536 1048/2700



Camera specification:

- HD IP Ethernet camera, for integration to wired networks
- Ethernet operation modes (via integrated RJ45 Ethernet interface)
 - a) "Connect to existing LAN network" mode (default)
 - b) "Direct 1:1 LAN connection to PC" mode
- Sensor: 1/3" color, CMOS
- Resolution: 2560 (H) x 1440 (V) = 4 Megapixel
- Pixel size: 2.0 x 2.0 µm
- Sensor effective area 5.44mm x 3.07mm
- Single image: max. 2560*1440 pixels
- IP Livestream: 1280x720 pixels, 1920x1080 pixels
- Frame rate live image: up to 30 fps
- Wide dynamic range: > 80 dB
- Signal-to-noise ratio: > 50 dB
- Interface: RJ 45 Ethernet socket

30	444801-0000-000	26 ks
----	-----------------	-------

Gumová očnice k okuláru

Gumová očnice k okuláru

40	435425-9000-000	13 ks
----	-----------------	-------

Stand K EDU

Stand K EDU

- Stand base W190xD310xH35 mm - Working surface W160xD195 mm
- Interface d=84 mm for stages
- Column 250 mm with drive and handle, lifting range 145 mm
- Stemi mount d=76 mm, load capacity 5 Kg, adjustable friction
- 2x sockets for IVI and illuminator K LED
- RL control for on/off/dimming
- ESD protection feature: Antistatic surface, grounding socket
- Integrated power unit 12V DC 24W/100...240V AC/50...60Hz

Additionally included:

- B/W plastic plate D=84x5 mm
- Country-specific power cable EURO C7
- Dust cover

50	410135-0052-460	13 ks
----	-----------------	-------

SW Labscope 4.6 f/Windows DL

Labscope 4.6 for Windows

Labscope for Windows is a software used to control and acquire images through connected and compatible microscopes. This combined system is used for in-vitro examination of images to obtain information about physiological or pathological processes or conditions. Labscope for Windows is intended for the use of professional users, among others in the field of life science, cytology and pathology. The connected microscopes are themselves CE-IVD products.

For IVD examinations, ensure that the displayed image on the monitor shows the equivalent information as visible through the eyepieces of the microscope.

Labscope AI modules are not intended for IVD examinations and may only be used in research.

Full list of functions and optional modules can be found here:
<https://www.zeiss.com/labscope>



Nabídka:	7761508070
datum:	13.11.2025
stránka:	3 ze 3

Mezisoučet			507 442,00 CZK
DPH	21,00% ze	507 442,00 CZK	106 562,82 CZK
Celkem včetně DPH			614 004,82 CZK

V souladu s platnými nařízeními o kontrole exportu, včetně ustanovení evropských a amerických zákonů o kontrole exportu, vstoupí v případě zákazu prodeje tato cenová nabídka v platnost pouze tehdy, pokud bude zákaz prodeje zrušen, případně vstoupí v platnost pouze v případě udělení veškerých nutných oficiálních licencí nutných k autorizaci prodeje, pokud je prodej podmíněn udělením licence či licencí. Pokud smlouva nevstoupí v platnost na základě platných nařízení o kontrole exportu, jakékoli nároky vůči nám, především nároky ohledně škod, budou vyloučeny.

Všeobecné dodací podmínky na: <https://www.zeiss.cz/corporate/pravni-informace/publisher.html>