

Objednatel: IČO: 26068877
DIČ: CZ26068877
Nemocnice České Budějovice,
a.s.
B.Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
Česká Republika

Objednávka: 16241030046

Datum vystavení: 21.10.2016
Termín dodání: 21.11.2016

Dodavatel: IČO:
DIČ:
MeWAdia, s.r.o.
Hlinky 64
603 00 Brno

Dodací podmínky.: do 14 dnů
Platební podmínky.: převodním příkazem
Přepravní podmínky.:

Tel.: Fax.:

Objednáváme u Vás zboží dle následujícího rozpisu:

Číslo incidentu	Název majetku	Výrobní číslo	Akce	Množství	MJ	Celkem bez DPH
		INV 108/016		1,00	ks	74 000,00

Text: Monitor vit. funkci Connex VSM 6400 Series Inventární číslo:
Oddělení: Dětské oddělení Stanice: Dětské odd. - č.JIRP

Zaokrouhlení	0,00
Celkem k úhradě bez DPH (základ DPH)	CZK 74000,00
Celkem k úhradě s DPH	CZK 89540,00

Sazba DPH řešena dle platné legislativy (zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).

dětské odd. JIP - monitor Connex VSM

Vystavil Vladimír KUBEC
+420 387 872 220 kubec@nemcb.cz

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad do Nemocnice České Budějovice, a.s.

Fakturujte pouze za celou objednávku. V případě, že nelze dodat všechny položky objednávky v jedné dodávce, žádáme o oddělenou fakturaci, a to v případě, přesáhne-li lhůta mezi dodávkami 14 dní.

Dodavatel (zhotovitel) se zavazuje uvést na vystaveném daňovém dokladu číslo objednávky objednatele a rovněž číslo smlouvy uzavřené mezi dodavatelem (zhotovitelem) a objednatelem, jestliže je číslo smlouvy odlišné od čísla objednávky. Dodavatel (zhotovitel) se zavazuje daňový doklad vystavit v elektronické formě, ve formátu PDF, a v této formě daňový doklad zaslat objednateli na udanou e-mailovou adresu či jiným způsobem předem oznámeným objednatelem, a to nejpozději druhý den ode dne svého vystavení. Takto vystavený daňový doklad musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů a musí být zaslán na tuto e-mailovou adresu: fakturace@nemcb.cz

Daňový doklad musí být vystaven a zaslán ve formě stanovené v této objednávce a musí obsahovat údaje vyplývající z příslušných právních předpisů a rovněž údaje stanovené v této objednávce. Nebude-li daňový doklad vystaven a zaslán ve stanovené formě, nebo nebude-li obsahovat stanovené náležitosti, nebo v něm nebudou správně uvedené údaje dle této objednávky, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit dodavateli (zhotoviteli) ve lhůtě 8 dnů od jeho doručení. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného (správně vystaveného a zasláného) daňového dokladu.

.....
MUDr. Břetislav Šon, předseda
představenstva,
generální ředitel

.....
Ing. Martin Bláha, MBA
místopředseda představenstva

Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ 260 68 877

21.10.2016 04



CONNEX monitor vitálních funkcí

Hlinky 64, 603 00 Brno
T./Fax: 543 247 834
mail: mewadia@mewadia.cz

Nabídka: Nemocnice České Budějovice a.s.

3.10.2016

Kat.číslo	Název	Kč/ks	DPH	Kč
Connex Vital Signs				
64NXXX-2	Connex VSM 6400 Series	74 000,00	21%	89 540,00

přenosný monitor pro měření vitálních parametrů u dospělých, dětí a novorozenců v neakutní péči s možností monitorovacího režimu
přehledná dotyková barevná obrazovka
rozsáhlá patientská databáze pro min. 400 měření
možnosti rozšíření:

- čtečka čárových kódů pro rychlou identifikaci pacienta
- bezdrátový přenos naměřených hodnot do centrální evidence
- mobilní stojan, nástěnný držák

Základní sledované parametry:

měření srdeční frekvence
měření neinvazivního tlaku za 15 vteřin
saturace Nellcor OxiMax SpO2
Příslušenství v ceně:
manžeta NIBP 11–dosp. s hadičkou(1x)
prstový senzor DS-100 Nellcor OxiMax SpO2 (1X),
propojovací kabel Nellcor (1x)
Lithium-Ionový akumulátor

Celkem Kč: 89 540,00

CONNECT TO
THE FUTURE
OF VITAL SIGNS
DOCUMENTATION.
TODAY.



• • • • Welch Allyn Connex[®]
Vital Signs Monitor 6000 Series
and Accessory Cable Management Stand



Complete documentation on a single screen.

- > Automatic measurements
- > Manual parameters (respiration, pain, height, weight, etc.)
- > Modifiers (body position, O₂ therapy details, etc.)
- > Device memory organization:
 - auto-delete
 - automatic filtering
- > Control alarms, patient data and monitoring as needed

Organized workflows let you customize the Connex VSM to the way your staff works.

Spot-Check Vitals



Monitoring



Triage



Complete Documentation Features

- > Patient list
- > Patient summary
- > Modifiers



Review Screen

- > Filter and sort data
- > Visual confirmation that record went to EMR



Alarms

- > Compressed view of vital signs
- > Alarm parameters



Settings

- > Interval programs

PartnerConnect™ and the Welch Allyn Service Tool keep you up and running.

Every system ships with Welch Allyn PartnerConnect Service Software. The software provides a gateway for remote diagnostics, troubleshooting, and repair of devices through our service tool that helps you keep equipment performing at its peak. It includes proactive maintenance features that can help quickly solve minor issues and streamline requirements such as validation and calibration.

Part of the revolutionary Connex Electronic Vitals Documentation (EVD) System.

As the leader in frontline care, only Welch Allyn offers a complete, end-to-end solution for vitals capture and documentation that was designed specifically for medical/surgical applications. In addition to the Connex VSM, the EVD system also includes:

- > Connex Vitals Management Software, the intelligence that quickly and accurately interfaces vital signs data with your EMR
- > Accessory Cable Management Stand, with its unique accessory storage and cable management system
- > Welch Allyn Partners in Care Services™ for comprehensive support services that include installation, integration, and a service tool that enables remote diagnostics of devices



THE NEXT GENERATION OF VITAL SIGNS MONITORS IS HERE.



INTRODUCING
Welch Allyn ConnexSM
 Vital Signs Monitor 6000 Series

Welch AllynSM
 Advancing Frontline CareSM

Ordering Information

Part Number	Description
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, Temperature (SureTemp Plus)
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, Temperature (SureTemp Plus), Printer
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, Temperature (Braun ThermoScan PRO 4000)
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, Temperature (Braun ThermoScan PRO 4000), Printer
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, SpO ₂ (Nellcor)
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, SpO ₂ (Nellcor), Printer
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, SpO ₂ (Masimo)
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, SpO ₂ (Masimo), Printer
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, SpO ₂ (Nellcor), Temperature (SureTemp Plus)
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, SpO ₂ (Nellcor), Temperature (SureTemp Plus), Printer
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, SpO ₂ (Nellcor), Temperature (Braun ThermoScan PRO 4000)
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, SpO ₂ (Nellcor), Temperature (Braun ThermoScan PRO 4000), Printer
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, SpO ₂ (Masimo), Temperature (SureTemp Plus)
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, SpO ₂ (Masimo), Temperature (SureTemp Plus), Printer
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, SpO ₂ (Masimo), Temperature (Braun ThermoScan PRO 4000)
6300XX4-B	CISM 6300 – Blood Pressure, SpO ₂ (Masimo), Temperature (Braun ThermoScan PRO 4000), Printer
ConnexSM 6000 Series – 4 in 1 (all 4 parameters, 4000 Series battery)	
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, Printer
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, Temperature (SureTemp Plus)
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, Temperature (SureTemp Plus), Printer
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, Temperature (Braun ThermoScan PRO 4000)
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, Temperature (Braun ThermoScan PRO 4000), Printer
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, SpO ₂ (Nellcor)
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, SpO ₂ (Nellcor), Printer
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, SpO ₂ (Masimo)
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, SpO ₂ (Masimo), Printer
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, SpO ₂ (Nellcor), Temperature (SureTemp Plus)
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, SpO ₂ (Nellcor), Temperature (SureTemp Plus), Printer
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, SpO ₂ (Nellcor), Temperature (Braun ThermoScan PRO 4000)
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, SpO ₂ (Nellcor), Temperature (Braun ThermoScan PRO 4000), Printer
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, SpO ₂ (Masimo), Temperature (SureTemp Plus)
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, SpO ₂ (Masimo), Temperature (SureTemp Plus), Printer
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, SpO ₂ (Masimo), Temperature (Braun ThermoScan PRO 4000)
6400XX4-B	CISM 6400 – Blood Pressure, SpO ₂ (Masimo), Temperature (Braun ThermoScan PRO 4000), Printer
ConnexSM 6000 Series – 2 in 1 (all 2 parameters, 4000 Series battery)	
4900-60	Connex Accessory Cable Management Stand
4701-62	Wall Mount with Basket
6000-1004	Carrying Case, Hard Shell, VSM 6000
6000-1005	Carrying Case, Soft Shell, VSM 6000
103372	Middle 6300 Spot Check Profile Authorization Code
4500-5975	USB Cable for Wired Connectivity
04000-300	Braun PRO 4000 Check with Thermometer
36000	Braun PRO 4000 Check (without Thermometer)
86100	Braun PRO 4000 Dock Wall-Mount Kit
86200	Braun PRO 4000 Economy Mobile Stand-Mount Kit
SI-6000	Connex VSM 6000 Comprehensive Partnership Program, 1-year agreement
SI-6000-2	Connex VSM 6000 Comprehensive Partnership Program, 2-year agreement
SI-6000	Connex VSM 6000 Biomed Partnership Program, 1-year agreement
SI-6000-2	Connex VSM 6000 Biomed Partnership Program, 2-year agreement
MasimoSM VET	
<p>For the full performance of the device, please use the device as intended. The device is not intended for use in a hospital clinical setting. Actual performance may vary based on workflow and configuration.</p> <p>*Please contact your Health & Safety representative for specific scale information.</p>	
Nellcor	
<p>For the full performance of the device, please use the device as intended. The device is not intended for use in a hospital clinical setting. Actual performance may vary based on workflow and configuration.</p> <p>*Please contact your Health & Safety representative for specific scale information.</p>	
Braun	
<p>For the full performance of the device, please use the device as intended. The device is not intended for use in a hospital clinical setting. Actual performance may vary based on workflow and configuration.</p> <p>*Please contact your Health & Safety representative for specific scale information.</p>	

Configurations available:

Parameters	Connex VSM	6000	6400
SureTemp Plus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SureTemp Plus Thermometry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Braun PRO 4000 SureThermometry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masimo/Nellcor SpO ₂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Li-Ion Battery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-Cell 12 hours on-time performance*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9-Cell 18 hours on-time performance*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Common options	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Thermist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-Hot USB Accessory Port	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-Hot USB Accessory Ports	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Licenses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barcode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spot Check Profile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Triage Profile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weight Scale Connectivity**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warranty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-Year Warranty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*On-time performance is measured based on using a new battery in a typical clinical use environment. Actual performance may vary based on workflow and configuration.

**Please contact your Health & Safety representative for specific scale information.



Welch Allyn ConnexSM Vital Signs Monitor 6000 Series
 4841 State Street Road, 210, Box 270, Sheltonville Falls, NY 13155-0270, USA
 (p) 800.526.6503 (t) 315.695.3301
www.welchallyn.com

Welch AllynSM
 Advancing Frontline CareSM