

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace zboží


Příloha č. 2: Ceník zboží

Příloha č. 3: Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu (bude přiloženo pouze ke smlouvě s vybraným účastníkem)

27 -03- 2018

V Praze dne.....

za kupujícího




prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel

Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha



V Praze dne 12.3.2018

za prodávajícího



Mgr. Michal Vondraš, MBA





Technická specifikace Protecta XT VR

Název: **Protecta XT VR**
jednodutinový ICD přístroj se senzorem aktivity

Modely: **D354VRG (DF-1)**
D354VRM (DF-4)

Kód VZP přístroj: 192050

Kód VZP balíček: 192051

Životnost: 9,0 let

Detekční zóny:	VT / FVT / VF (možnost ATP ve VF zóně)
Energie výboje:	0,4 až 35 J (dodáno, nabíjecí 39 J)
Rozšířené detekční funkce:	Onset / Stabilita / Wavelet / diskriminace T-vlny a šumu na elektrodě (alg. snížení neadekvátní terapie)
Konfigurace výboje:	B > AX / B > X / B > A
Základní stimulační parametry:	napětí stimulace: 0,5 – 5V; krok 0,25; dále 5,5; 6 a 8V šíře impulsu: 0,03; 0,06; 0,1 – 1,5 ms; krok 0,1 ms citlivost snímání RV: 0,3; 0,45; 0,6; 0,9 a 1,2 mV dolní mez frekvence: 30 – 150/min.; kok 5/min.; mimo 65/min. horní mez frekvence: 80 – 175/min.; kok 5/min.
Dálková bezdrátová komunikace přístroje s programerem po celou dobu spojení	
Další funkce:	- digitální snímání (přesná detekce, kvalitní IEGM) - ochrana proti interferenci (mobilní telefony, atd.) - Quick Look II (rychlá a přehledná diagnostika) - až 30 min uložených epizod včetně markerů - akustická signalizace technického problému - Wavelet – algoritmus k hodnocení morfologie QRS komplexu - automatické měření stimulačního prahu a adaptace stimulační energie na jeho změnu - OptiVol 2.0 – vylepšený monitor srdečního selhání (akustická signalizace) - CareLink – možnost vzdálené kontroly a každodenní monitorace přístroje - možnost exportu dat na USB flash disk



Název: **Sprint Quattro Secure S MRI, Sprint Quattro Secure MRI**
defibrilační elektroda jedno/dvou cívková s aktivní fixací, steroidní, MRI kompatibilní

Model: **6935 (DF-1), 6947 (DF-1), 6935M (DF-4), 6947M (DF-4)**


Kód VZP: **94732, 47114**



Technická specifikace Visia AF MRI S VR

Název:	Visia AF MRI S VR jednodutinový ICD přístroj se senzorem aktivity
Modely:	DVFC3D1 (konektor DF-1) DVFC3D4 (konektor DF-4)
Kód VZP přístroj:	194327
Kód VZP balíček:	194328
Životnost:	10 let

Detekční zóny:	VT / FVT / VF (možnost ATP ve VF zóně)
Energie výboje:	0,4 až 35 J (dodáno, nabíjecí 39 J)
Rozšířené detekční funkce:	Funkce propuknutí arytmie pro diskriminaci SVT – Onset Funkce Stabilita pro diskriminaci SVT Funkce měření morfologie signálu pro diskriminaci SVT – Wavelet Funkce diskriminace T-vlny a šumu na elektrodě (algoritmus T-wave oversensing)
Konfigurace výboje:	B > AX / B > X / B > A



Základní stimulační parametry:	napětí stimulace: 0,5 – 5V; krok 0,25; dále 5,5; 6 a 8V šíře impulsu: 0,03; 0,06; 0,1 – 1,5 ms; krok 0,1 ms citlivost snímání RV: 0,3; 0,45; 0,6; 0,9 a 1,5 mV dolní mez frekvence: 30 – 150/min.; krok 5/min.; mimo 65/min. horní mez frekvence: 80 – 175/min.; krok 5/min. jednodutinová hysteréza (upřednostnění vlastní akce)
--------------------------------	--

Dálková bezdrátová komunikace přístroje s programerem po celou dobu spojení

Další funkce:	- multiprogramovatelnost parametrů - intuitivní ovládání programeru - možnost nastavení komorového snímání: Bi/hrot proti RV cívice (optimalizace systému bez nutnosti reoperace defibrilační elektrody) - rozšířená diagnostika AT/AF na základě variability R-R intervalů - digitální snímání (přesná detekce, kvalitní IEGM) - ochrana proti interferenci (mobilní telefony, atd.) - rychlá a přehledná diagnostika - Quick Look II - až 30 min uložených epizod včetně značek - akustická signalizace technického problému - automatické měření stimulačního prahu a adaptace stimulační energie na jeho změnu - vylepšený monitor srdečního selhání - OptiVol 2.0 (akustická signalizace) - možnost vzdálené kontroly přístroje – CareLink (celulární síť) - možnost exportu dat na USB flash disk do programeru - možnost vyšetření MRI „full body“ (1,5 T a 3,0 T)
---------------	--



Název:	Sprint Quattro Secure S MRI, Sprint Quattro Secure MRI defibrilační elektroda jedno/dvou cívková s aktivní fixací, steroidní, MRI kompatibilní
Model:	6935 (DF-1), 6947 (DF-1), 6935M (DF-4), 6947M (DF-4)
Kód VZP:	94732, 47114



Technická specifikace Protecta XT DR

Název: **Protecta XT DR**
dvoudutinový ICD přístroj se senzorem aktivity


Model: **D354DRG (DF-1)**
D354DRM (DF-4)

Kód VZP přístroj: 192048

Kód VZP balíček: 192049

Životnost: 8,0 let

Detekční zóny: VT / FVT / VF (možnost ATP ve VF zóně)
Energie výboje: 0,4 až 35 J (dodáno, nabíjecí 39 J)
Rozšířené detekční funkce: Onset / Stabilita / PR Logic + Wavelet / diskriminace T-vlny a šumu na elektrodě (alg. snížení neadekvátní terapie)
Konfigurace výboje: B > AX / B > X / B > A



Základní stimulační parametry: napětí stimulace: 0,5 – 5V; krok 0,25; dále 5,5; 6 a 8V
šíře impulsu: 0,03; 0,06; 0,1 – 1,5 ms; krok 0,1 ms
citlivost snímání RV: 0,3; 0,45; 0,6; 0,9 a 1,2 mV
citlivost snímání síň: 0,15 – 2,1 mV max krok 0,3mV a 4,1mV
dolní mez frekvence: 30 – 150/min.; kok 5/min.; mimo 65/min.
horní mez frekvence: 80 – 175/min.; kok 5/min.


Dálková bezdrátová komunikace přístroje s programerem po celou dobu spojení

Algoritmy k léčbě supraventrikulárních tachykardií: AT/AF terapie

Algoritmy prevence síňových arytmií: ARS – stabilizace síňové frekvence
APP – síňová preferenční stimulace
PMOP – overdrive stimulace po přepnutí režimu

Další funkce:

- digitální snímání (přesná detekce, kvalitní IEGM)
- ochrana proti interferenci (mobilní telefony, atd.)
- Quick Look II (rychlá a přehledná diagnostika)
- až 30 min uložených epizod včetně markerů
- akustická signalizace technického problému
- PR logic + Wavelet – algoritmus diskriminace SVT
- automatické měření stimulačního prahu a adaptace stimulační energie na jeho změnu ve všech oddílech
- AAI(R)<=>DDD(R) mód k preferenci vlastního AV vedení
- OptiVol 2.0 – vylepšený monitor srdečního selhání (akustická signalizace)
- CareLink – možnost vzdálené kontroly a každodenní monitorace přístroje
- možnost exportu dat na USB flash disk



Název: **CapSureFix Novus MRI**
síňová/komorová bipolární elektroda s aktivní fixací, umožňující vyšetření MRI, steroid uvolňující se z hrotu elektrody

Model: **5076**

Kód VZP: **57923**



Název: **Sprint Quattro Secure S MRI, Sprint Quattro Secure MRI**
defibrilační elektroda jedno/dvou cívková s aktivní fixací, steroidní, MRI kompatibilní

Model: **6935 (DF-1), 6947 (DF-1), 6935M (DF-4), 6947M (DF-4)**


Kód VZP: **94732, 47114**



Technická specifikace Evera MRI XT DR

Název:	Evera MRI XT DR dvoudutinový ICD přístroj se senzorem aktivity
Model:	DDMB2D1 (konektor DF-1) DDMB2D4 (konektor DF-4)
Kód VZP přístroj:	193595
Kód VZP balíček:	193596
Životnost:	9,7 let

Detekční zóny:	VT / FVT / VF (možnost ATP ve VF zóně)
Energie výboje:	0,4 až 35 J (dodáno, nabíjecí 39 J)
Rozšířené detekční funkce:	Funkce propuknutí arytmie pro diskriminaci SVT – Onset Funkce Stabilita pro diskriminaci SVT Funkce měření morfologie signálu pro diskriminaci SVT – Wavelet, PR Logic Funkce diskriminace T-vlny a šumu na elektrodě (algoritmus T-wave oversensing)
Konfigurace výboje:	B > AX / B > X / B > A




Základní stimulační parametry:	napětí stimulace: 0,5 – 5V; krok 0,25; dále 5,5; 6 a 8V šíře impulsu: 0,03; 0,06; 0,1 – 1,5 ms; krok 0,1 ms citlivost snímání RV: 0,3; 0,45; 0,6; 0,9 a 1,5 mV citlivost snímání síň: 0,15 – 2,1 mV max krok 0,3mV a 4,1mV dolní mez frekvence: 30 – 150/min.; krok 5/min.; mimo 65/min. horní mez frekvence: 80 – 175/min.; krok 5/min. jednodutinová hysteréza (upřednostnění vlastní akce)
--------------------------------	--

Dálková bezdrátová komunikace přístroje s programerem po celou dobu spojení

Algoritmy k léčbě SVT tachykardií:	AT/AF terapie
Algoritmy prevence síňových arytmií:	ARS – stabilizace síňové frekvence APP – síňová preferenční stimulace PMOP – preferenční stimulace po přepnutí režimu



Další funkce:	- multiprogramovatelnost parametrů - intuitivní ovládání programeru - možnost nastavení komorového snímání: Bi/ hrot proti RV cívice (optimalizace systému bez nutnosti reoperace defibrilační elektrody) - digitální snímání (přesná detekce, kvalitní IEGM) - ochrana proti interferenci (mobilní telefony, atd.) - rychlá a přehledná diagnostika - Quick Look II - až 30 min uložených epizod včetně značek - akustická signalizace technického problému - automatické měření stimulačního prahu a adaptace stimulační energie na jeho změnu ve všech oddílech - AAI(R)<=>DDD(R) mód k preferenci vlastního AV vedení (MVP – potlačení stimulace v komoře) - programace krátkého AV vedení (možnost potlačení vlastního AV vedení) - vylepšený monitor srdečního selhání - OptiVol 2.0 (akustická signalizace) - možnost vzdálené kontroly přístroje – CareLink (celulární sítě) - možnost exportu dat na USB flash disk nebo do programeru - možnost vyšetření MRI „full body“ (1,5 T a 3,0 T)
---------------	---






Název:	CapSureFix Novus MRI síňová/komorová bipolární elektroda s aktivní fixací, umožňující vyšetření MRI, steroid uvolňující se z hrotu elektrody
Model:	5076
Kód VZP:	57923



Název:	Sprint Quattro Secure S MRI, Sprint Quattro Secure MRI defibrilační elektroda jedno/dvou cívková s aktivní fixací, steroidní, MRI kompatibilní
Model:	6935 (DF-1), 6947 (DF-1), 6935M (DF-4), 6947M (DF-4)
Kód VZP:	94732, 47114

	Technická specifikace Compia MRI CRT-D, Compia MRI Quad CRT-D Název: Compia MRI CRT-D, Compia MRI Quad CRT-D biventrikulární ICD přístroj se senzorem aktivity Modely: DTMC2D1/DTMC2D4 (konektor DF-1/DF-4) DTMC2QQ (konektor DF-4 a IS-4) Kód VZP přístroj: 194335 Kód VZP balíček: 194336 Životnost přístroje: 6 let
Detekční zóny: Energie výboje: Rozšířené detekční funkce: Konfigurace výboje: Základní stimulační parametry: Dálková bezdrátová komunikace přístroje s programerem po celou dobu spojení Algoritmy prevence síňových arytmií: Režim stimulace komor: Zpoždění stimulace mezi komorami: Další funkce:	VT / FVT / VF (možnost ATP ve VF zóně) 0,4 až 35 J (dodáno, nabíjecí 39 J) Funkce propuknutí arytmiie pro diskriminaci SVT – Onset Funkce Stabilita pro diskriminaci SVT Funkce měření morfologie signálu pro diskriminaci SVT – Wavelet, PR Logic Funkce diskriminace T-vlny a šumu na elektrodě (algoritmus T-wave oversensing) B > AX / B > X / B > A  napětí stimulace: 0,5 – 5V; krok 0,25; dále 5,5; 6 a 8V šíře impulsu: 0,03; 0,06; 0,1 – 1,5 ms; krok 0,1 ms citlivost snímání RV: 0,3; 0,45; 0,6; 0,9 a 1,5 mV citlivost snímání síň: 0,15 – 2,1 mV max krok 0,3mV a 4,1mV (lze vypnout sensing v síni) dolní mez frekvence: 30 – 150/min.; krok 5/min.; mimo 65/min. horní mez frekvence: 80 – 175/min.; krok 5/min. ARS – stabilizace síňové frekvence APP – síňová preferenční stimulace PMOP – preferenční stimulace po přepnutí režimu RV / RV→LV / LV→RV / LV adaptivní BiV stimulace v LV možnost unip. stimulace z LV _{dist} nebo LV _{prox} a u quadu možnost LV stimulace mezi všemi čtyřmi póly elektrody (základních 16 vektorů) 0...10... až ...80 ms - multiprogramovatelnost parametrů - intuitivní ovládání programeru - možnost nastavení komorového snímání: Bi/ hrot proti RV cívice (optimalizace systému bez nutnosti reoperace defibrilační elektrody) - digitální snímání (přesná detekce, kvalitní IEGM) - ochrana proti interferenci (mobilní telefony, atd.) - rychlá a přehledná diagnostika - Quick Look II - až 30 min uložených epizod včetně značek - akustická signalizace technického problému - programovatelné krátké AV zpoždění (potlačení vlastního AV vedení) - automatické měření stimulačního prahu a adaptace stimulační energie na jeho změnu ve všech oddílech - vylepšený monitor srdečního selhání - OptiVol 2.0 (akustická signalizace) - možnost vzdálené kontroly přístroje – CareLink (celulární sítě) - možnost exportu dat na USB flash disk nebo do programeru - možnost vyšetření MRI „full body“ (1,5 T a 3,0 T)
	Název: CapSureFix Novus MRI síňová/komorová bipolární elektroda s aktivní fixací, umožňující vyšetření MRI, steroid uvolňující se z hrotu elektrody Model: 5076 Kód VZP: 57923
	Název: Sprint Quattro Secure S MRI, Sprint Quattro Secure MRI def. el. jedno/dvou cívková s akt. fixací, steroidní, MRI kompatibilní Model: 6935 (DF-1), 6947 (DF-1), 6935M (DF-4), 6947M (DF-4) Kód VZP: 94732, 47114
	Název: Attain Ability MRI (4F), Attain Ability Plus MRI, Attain Ability Straight MRI LV bipolární elektroda s pasivní fixací, zavedení po vodičím drátu nebo styletem, MRI kompatibilní Attain Performa MRI, Attain Performa Straight MRI, Attain Performa S LV quadripolární elektroda s pasivní fixací, zavedení po vodičím drátu nebo styletem, MRI kompatibilní Modely: 4196, 4296, 4396, 4298, 4398, 4598 Kód VZP: 94276, 191948, 191949, 193661
	Název: Attain Command VI – široké spektrum křivek zaváděcí systém pro levokomorovou elektrodu Subselektory: Attain Select 6248VI-90/-130 (pro zavádění LV el. do tenkých cév) Modely: 6250VIC, 6250VIS, 6250VI-AM, 6250VI-EHXL, 6250VI-MPR, 6248VI90, 6248VI130 Kód VZP: 141810, 141809, 141811, 48305

	Technická specifikace Amplia MRI CRT-D, Amplia MRI Quad CRT-D Název: Amplia MRI CRT-D, Amplia MRI Quad CRT-D biventrikulární ICD přístroj se senzorem aktivity Modely: DTMB2D1/DTMB2D4 (konektor DF-1/DF-4) DTMB2Q1/DTMB2QQ (konektor DF-1 a IS-4/DF-4 a IS-4) Kód VZP přístroj: 194333 Kód VZP balíček: 194334 Životnost přístroje: 6 let
Detekční zóny: Energie výboje: Rozšířené detekční funkce: Konfigurace výboje: Základní stimulační parametry: Dálková bezdrátová komunikace přístroje s programerem po celou dobu spojení Algoritmy prevence síňových arytmí: Režim stimulace komor: Zpoždění stimulace mezi komorami: Další funkce:	VT / FVT / VF (možnost ATP ve VF zóně) 0,4 až 35 J (dodáno, nabíjecí 39 J) Funkce propuknutí arytmie pro diskriminaci SVT – Onset Funkce Stabilita pro diskriminaci SVT Funkce měření morfologie signálu pro diskriminaci SVT – Wavelet, PR Logic Funkce diskriminace T-vlny a šumu na elektrodě (algoritmus T-wave oversensing) B > AX / B > X / B > A  napětí stimulace: 0,5 – 5V; krok 0,25; dále 5,5; 6 a 8V šíře impulsu: 0,03; 0,06; 0,1 – 1,5 ms; krok 0,1 ms citlivost snímání RV: 0,3; 0,45; 0,6; 0,9 a 1,5 mV citlivost snímání síň: 0,15 – 2,1 mV max krok 0,3mV a 4,1mV (lze vypnout sensing v síni) dolní mez frekvence: 30 – 150/min.; kok 5/min.; mimo 65/min. horní mez frekvence: 80 – 175/min.; kok 5/min. RV / RV→LV / LV→RV / LV adaptivní BiV stimulace v LV možnost unip. stimulace z LV _{dist} nebo LV _{prox} a u quadu možnost LV stimulace mezi všemi čtyřmi póly elektrody (základních 16 vektorů) Multiple Point Pacing pro non-respondery (dalších 5 vektorů) 0...10... až ...80 ms - multiprogramovatelnost parametrů - intuitivní ovládání programeru - možnost nastavení komorového snímání: Bi/ hrot proti RV cívice (optimalizace systému bez nutnosti reoperace defibrilační elektrody) - digitální snímání (přesná detekce, kvalitní IEGM) - ochrana proti interferenci (mobilní telefony, atd.) - rychlá a přehledná diagnostika - Quick Look II - až 30 min uložených epizod včetně značek - akustická signalizace technického problému - programovatelné krátké AV zpoždění (potlačení vlastního AV vedení) - automatické měření stimulačního prahu a adaptace stimulační energie na jeho změnu ve všech oddílech - vylepšený monitor srdečního selhání - OptiVol 2.0 (akustická signalizace) - možnost vzdálené kontroly přístroje – CareLink (celulární sítě) - možnost exportu dat na USB flash disk nebo do programeru - možnost vyšetření MRI „full body“ (1,5 T a 3,0 T)
	Název: CapSureFix Novus MRI síňová/komorová bipolární elektroda s aktivní fixací, umožňující vyšetření MRI, steroid uvolňující se z hrotu elektrody Model: 5076 Kód VZP: 57923
	Název: Sprint Quattro Secure S MRI, Sprint Quattro Secure MRI def. el. jedno/dvou cívková s akt. fixací, steroidní, MRI kompatibilní Model: 6935 (DF-1), 6947 (DF-1), 6935M (DF-4), 6947M (DF-4) Kód VZP: 94732, 47114
	Název: Attain Ability (4F), Attain Ability Plus, Attain Ability Straight LV bipolární elektroda s pasivní fixací, zavedení po vodícím drátu nebo styletem, MRI kompatibilní Attain Performa, Attain Performa Straight LV quadripolární elektroda s pasivní fixací, zavedení po vodícím drátu nebo styletem, MRI kompatibilní Modely: 4196, 4296, 4396, 4298, 4398 Kód VZP: 94276, 191948, 191949, 193661
	Název: Attain Command VI – široké spektrum křivek zaváděcí systém pro levokomorovou elektrodu Subselektory: Attain Select 6248VI-90/-130 (pro zavádění LV el. do tenkých cév) Modely: 6250VIC, 6250VIS, 6250VI-AM, 6250VI-EHXL, 6250VI-MPR, 6248VI90, 6248VI130 Kód VZP: 141810, 141809, 141811, 48305

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha kupní smlouvy č.2

Příloha č. 2: Ceník zboží**Část veřejné zakázky: „Dodávky kardioverterů-defibrilátorů včetně příslušenství část 2“**

poř. číslo	Název součásti	Katalogové číslo	Název materiálu (upřesnění rozměrů - Fr, průměr, délka)	Nabídková cena v Kč za 1ks (bez DPH)	DPH %	Nabídková cena v Kč za 1ks (s DPH)
1	Jednodutinový BASIC/sada	D354VRG D354VRM	Protecta XT VR	191 286,00	15	219 978,90
2	Jednodutinový PREMIUM/sada	DVFC3D1 DVFC3D4	Visia AF MRI S VR SureScan	213 840,00	15	245 916,00
3	Dvoudutinový BASIC/sada	D354DRG D354DRM	Protecta XT DR	195 217,00	15	224 499,55
4	Dvoudutinový PREMIUM/sada	DDMB2D1 DDMB2D4	Evera MRI XT DR SureScan	229 320,00	15	263 718,00
5	Biventrikulární BASIC/sada	DTMC2D1 DTMC2D4 DTMC2QQ	Compia MRI CRT-D	213 652,00	15	245 699,80
6	Biventrikulární PREMIUM/sada	DTMB2D1 DTMB2D4 DTMB2Q1 DTMB2QQ	Amplia MRI CRT-D SureScan	243 000,00	15	279 450,00
Účastník nacení jednotlivé komponenty sad, tak aby zadavatel v případě potřeby mohl odebírat i jednotlivé komponenty samostatně						

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha kupní smlouvy č.2

7	Jednodutinový BASIC/samostatný přístroj	D354VRG D354VRM	Protecta XT VR	191 286,00	15	219 978,90
8	Jednodutinový PREMIUM/samostatný přístroj	DVFC3D1 DVFC3D4	Visia AF MRI S VR SureScan	213 840,00	15	245 916,00
9	Dvoudutinový BASIC/samostatný přístroj	D354DRG D354DRM	Protecta XT DR	195 217,00	15	224 499,55
10	Dvoudutinový PREMIUM/samostatný přístroj	DDMB2D1 DDMB2D4	Evera MRI XT DR SureScan	229 320,00	15	263 718,00
11	Biventrikulární BASIC/samostatný přístroj	DTMC2D1 DTMC2D4 DTMC2QQ	Compia MRI CRT-D	213 652,00	15	245 699,80
12	Biventrikulární PREMIUM/samostatný přístroj	DTMB2D1 DTMB2D4 DTMB2Q1 DTMB2QQ	Amplia MRI CRT-D SureScan	243 000,00	15	279 450,00
13	Elektroda pravosíňová	5076	52cm	17 400,00	15,00	20 010,00
14	Elektroda defibrilační jednocívková	6935	65cm	68 600,00	15,00	78 890,00
15	Elektroda defibrilační jednocívková	6935M	62cm	68 600,00	15,00	78 890,00
16	Elektroda defibrilační jednocívková					
17	Elektroda levokomorová bipolární	4196	88cm	27 800,00	15,00	31 970,00



18	Elektroda levokomorová kvadripolární	4298	88cm	27 800,00	15,00	31 970,00
19	Zavaděč pro síňovou elektrodu	SS7	7F	2 740,00	21,00	3 315,40
20	Zavaděč pro defibrilační elektrodu	SS9	9F	2 740,00	21,00	3 315,40
21	Zavaděč elektrody levokomorové (min. 2 varianty)	6250VIC	45cm a 50cm/9F	12 848,00	21,00	15 546,08
22	subsektor pro zavádění levokomorové elektrody (min. 2 varianty)	6248VI	90° a 130°	5 999,00	21,00	7 258,79
23	Vodič	LVZRMS180S	180cm/0,014 in	3 769,00	21,00	4 560,49
24	Jednotka pro vzdálenou monitoraci	24950		22 314,00	21,00	26 999,94
Pakliže účastník disponuje i dalšími komponenty nebo příslušenstvím nad rámec položek uvedených výše, nacení v této části tabulky i tyto položky.						
25	Elektroda defibrilační dvoucívková	6947	65cm	88 540,00	15,00	101 821,00
26	Elektroda defibrilační dvoucívková	6947M	62cm	88 540,00	15,00	101 821,00
27	Elektroda levokomorová bipolární	4296	88cm	26 581,00	15,00	30 568,15
28	Elektroda levokomorová bipolární	4396	88cm	28 258,00	15,00	32 496,70
29	Elektroda levokomorová	4398	88cm	27 826,00	15,00	31 999,90

**ÚVN**


ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha


	kvadripolární		
30	Elektroda levokomorová kvadripolární	4598	88cm

	27 826,00	15,00	31 999,90



03- 2018





MARSH

MARSH,s.r.o.
Na Rybníčku 5/1329
120 00 Praha 2
Czech Republic

IČ: CZ 453 06 541
Tel.č.: 221 418 111
Fax: 221 418 150

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojištěný:

MEDTRONIC CZECHIA s.r.o. , IČ : 64583562

Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9, Prosek

Covidien ECE s.r.o., organizační složka, IČ : 27445241

Prosecká 852/66, 190 00 Praha 9, Prosek

Pojišťovna:

ACE European Group Ltd.

ACE European Group Ltd., organizační složka, IČ: 27893723

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

Pojistná smlouva č. :

CZCANA03900-115

Druh pojištění :

**Obecná odpovědnost za škody vůči třetím osobám,
včetně odpovědnosti za klinické studie**

- škody na majetku a na zdraví třetích osob

Limit :

USD 2 000 000 - pro obecnou odpovědnost

**USD 2 000 000 – pro odpovědnost za klinické studie
za jednu a všechny pojistné události**

Pojistné období :

01. 05. 2016 - 30. 04. 2018

Marsh, jako mezinárodní pojišťovací makléř, potvrzuje tímto, že výše uvedená společnost má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám, způsobené provozní činností zapsanou v OR a odpovědnosti za škody v důsledku provádění klinických studií.

Toto pojištění je součástí mezinárodního pojistného programu sjednaného mateřskou společností MEDTRONIC, Inc., USA.

Praha dne 18.04.2016

