

Technické parametry kardiostimulátoru – Kardiostimulátor třídy „4“ – kardiostimulátor s algoritmem k udržení a vyloučení dominance vlastního síňokomorového vedení s možností nastavení pozitivní i negativní AV hysteréze

Biventrikulární kardiostimulátor – BASIC - sada

Allure PM3120

- Rozměry: 55x59x6 mm
- Hmotnost: 24 g
- Objem: 14 ccm
- Konektory IS-1
- Předpokládaná životnost: 8,2 let
- Záruka za jakost 84 měsíců
- Plně automatický kardiostimulátor
- Stimulace a snímání: Uni- / Bipolární
- Stimulační režim: A00(R), AAI(R), AAT(R), V00(R), VVI(R), VVT(R), VDD(R), D00(R), DVI(R), DDI(R), DDD(R), Off
- Multiprogramovatelnost parametrů
- Max. amplituda 7,5 V, impuls 1,5 ms
- Citlivost v síni 0,1 mV
- ACap confirm – funkce Autocapture v síňovém kanále
- LVCap, RVCap – funkce Autocapture v komorových kanálech
- Automatické měření stimulačního prahu – Autocapture – v síni i komorách
- Automatická regulace výdeje kardiostimulátoru (automatické nastavení amplitudy) – Autocapture – prodloužení životnosti kardiostimulátoru, 100% zabezpečení stimulace pacienta
- Automatické přepínání konfigurace stimulace bipolární/unipolární
- Automatické nastavení senzitivity – SenseAbility
- Digitální zpracování signálů
- Dlouhodobý záznam vývoje stimulačního prahu s vyhodnocením
- Zobrazení životnosti (zbývající) stimulatoru na programeru
- Telemetrické měření napětí, impedance, proudu baterie a impedance elektrody
- Histogramy, trendy, záznamy událostí
- Automatická signalizace konce životnosti přístroje
- Automatický záznam impedancí elektrod, P/R amplitud,
- Automatické měření P a R vlny, impedancí elektrod
- Ukládání intrakardiálních signálů – 14 minut IEGM, různé druhy spouštění
- Urychlená kontrola stimulatoru – FastPath souhrn parametrů
- Rychlá interrogace a programování kardiostimulátoru – programátor Merlin
- Automatická změna stimulačního režimu – AMS včetně diagnostiky
- Automatická detekce a řešení PMT
- AF Supression – funkce potlačení síňových arytmií, detailní diagnostika epizod arytmií
- Automatické vyhledávání vlastního vedení pacienta

- Positivní/negativní AV/PV vyhledávání
- Positivní/negativní hystereze s vyhledáváním
- Akcelerometrický senzor Omnisense s automatickým nastavováním a ukládáním fci
- Nastavení klidové frekvence
- Adaptace AV intervalu, statistika AV převodu
- Diagnostické funkce, Holterovské funkce, uložení arytmiických událostí
- Rozšířené funkce hystereze – optimalizace stimulace pacienta
- Rozšířená detekce síňových arytmií
- NIPS – možnost neinvazivní programovatelné stimulace – možnost EP studie
- Monitor hrozícího srdečního selhání – CorVue
- QuickOpt – optimalizace nastavení AV zpoždění
- Ochrana před rušením mobilními telefony – Cellular tested
- Monitorace impedance elektrod
- VIP – algoritmy minimalizující komorovou stimulaci upřednostněním vlastního síňokomorového převodu – možnost snížit nadbytečnou pravokomorovou stimulaci
- Separovaná programace pro stimulaci P a L srdeční komory
- Možnost nastavení LV-RV posunu
- Nezávislé nastavení RV/LV amplitud, šířek impulsů a konfigurace pulsů
- Snímání v komorách – 8 možných konfigurací
- Kompatibilita s elektrodami dodávanými v balíčku (možnost J-aktivní fixace pro síňové aplikace),
- Kód VZP 0193790 – sada včetně 3 elektrod a LV instrumentária
- Kód VZP 0193789 – samostatný přístroj

Technické parametry kardiostimulační elektrody s aktivní fixací

(Možnost výběru tří z následujících do sady)

Kardiostimulační elektroda s aktivní fixací Tendril STS 2088TC

- Zvýšená viditelnost rentgenem – tip elektrody a spirála je ze slitiny platiny a iridia potažené nitridem titanu
- Konfigurace styletů s různou tvrdostí, rovné i „J“ tvarované v balení
- Retraktabilní fixační mechanismus, spolehlivé opakované manévry vysunutí a zasunutí spirály elektrody – 6-11 otáček
- Aktivní mapovací prstenec – umožňuje snímání signálů bez nutnosti vyšroubování aktivní spirály
- Různé délky (46, 52, 58, 65, 100 cm)
- Přišívací ouško
- Ultratenké tělo elektrody – možnost 6F zavadeče, standard 7F.
- Fast-Pass vrstva – lubrikační vrstva usnadňující implantaci elektrody (umožňuje překonat odpor svaloviny nebo klouže po těle druhé elektrody)
- Steroidní krytí – 1 mg dexamethason sodium fosfát
- Uvolňování steroidů – zmenšuje poranění tkáně po implantaci a zabraňuje vyššímu nárůstu prahů

- Titan-nitrid pokrytí konce elektrody – porézní tip a ring elektrody umožňuje větší kontakt s tkání a zvyšuje kvalitu snímání
- Menší spacing tip-ring – vzdálenost mezi oběma elektrodami je 10 mm. umožňuje snížit oversensing a omezuje vzdálené snímání R-vlny
- Vnější izolace Optim – kombinace nejlepších vlastností polyurethanu a silikonu
- Vnitřní izolace silikon
- IS-1 bipolární, elektroda s aktivní fixací, aktivní spirálou a límečkem, povrch elektrod: 6,9 mm² hrotu a 16 mm² prstence
- Možnost použití říditelného styletu Locator Plus
- MRI kompatibilní – scan do 1,5T
- Kód VZP 0192071

Kardiostimulační elektroda s aktivní fixací Tendril ST 1882TC, 1888TC

- Zvýšená viditelnost rentgenem – tip elektrody a spirála je ze slitiny platiny a iridia potažené nitridem titanu
- Konfigurace styletů s různou tvrdostí, rovné i „J“ tvarované v balení
- Retraktabilní fixační mechanismus, spolehlivé opakované manévry vysunutí a zasunutí spirály elektrody – 8-12 otáček
- Aktivní mapovací prstenec – umožňuje snímání signálů bez nutnosti vyšroubování aktivní spirály
- Různé délky (46, 52, 58, 65, 100 cm)
- „J“ tvar – předtvarování pro síňové aplikace (model 1882 TC)
- Přišívací ouško
- Ultratenké tělo elektrody – možnost 6F zavaděče, standard 7F.
- Fast-Pass vrstva – lubrikační vrstva usnadňující implantaci elektrody (umožňuje překonat odpor svaloviny nebo klouže po těle druhé elektrody)
- Steroidní krytí – 1 mg dexamethason sodium fosfát
- Uvolňování steroidů – zmenšuje poranění tkáně po implantaci a zabraňuje vyššímu nárůstu prahů
- Titan-nitrid pokrytí konce elektrody – porézní tip a ring elektrody umožňuje větší kontakt s tkání a zvyšuje kvalitu snímání
- Menší spacing tip-ring – vzdálenost mezi oběma elektrodami je 10 mm. umožňuje snížit oversensing a omezuje vzdálené snímání R-vlny
- Vnější izolace Optim – kombinace nejlepších vlastností polyurethanu a silikonu
- Vnitřní izolace silikon
- IS-1 bipolární, elektroda s aktivní fixací, aktivní spirálou a límečkem, povrch elektrod: 6,9 mm² hrotu a 16 mm² prstence
- Možnost použití říditelného styletu Locator Plus
- Kód VZP 0192069

Kardiostimulační levokomorová elektroda Quickflex micro 1258T

- Zvýšená viditelnost rentgenem – tip elektrody a spirála je ze slitiny platiny a iridia potažené nitridem titanu
- Fixace pomocí S-zakřivení – 16 mm
- Různé délky (75, 86, 92 cm)
- Přišívací ouško
- Ultratenké tělo elektrody – 4,3F tělo elektrody, 4F hrot elektrody
- Velikost zavaděče 5F
- Styletem nebo po vodiči zaváděná
- Fast-Pass vrstva – lubrikační vrstva usnadňující implantaci elektrody (umožňuje překonat odpor svaloviny nebo klouže po těle druhé elektrody)
- Steroidní krytí – 1 mg dexamethason sodium fosfát
- Uvolňování steroidů – zmenšuje poranění tkáně po implantaci a zabraňuje vyššímu nárůstu prahů
- Bipolární – hrot a prstenec
- Spacing Tip-Ring 20 mm
- Izolace Optim – odolná proti abrazi
- IS-1 bipolární konektor, povrch elektrod: 5,0 mm² hrotu a 7,4 mm² prstence
- Kód VZP 0141570

LV instrumentárium

CPS Direct Universal – řezací zavaděč pro LV elektrodu

- Velikost 9F
- Délka 47, 54 cm
- Integrovaný vstup a chlopnička
- Různé druhy zakřivení – přímý, 115°, 135°, široký, pravostranný
- Měkký hrot sloužící k minimalizaci poškození tkáně
- Kód VZP 0051477

Vodící drát CPS Courier

- Řiditelné zakřivení při zavádění
- Délka 195 cm
- 5 cm řiditelné zakončení
- Průměr 0,014''
- Provedení Soft, Medium, Firm a Extra firm
- Potažen PTFE
- Kód VZP 0056228

Technické parametry zavaděče elektrody Peel-Away

- Velikost 6F, 7F, 8F
- Délka 14 cm
- Složení sady: trhací sheat s precizně definovanou linkou roztržení
dilatátor se zajišťovacím systémem Di-Lock
12 ccm stříkačka
XTW jehla
50 cm vodící drát s 5 mm „J“ zakončením

Technické parametry kardiostimulátoru – Kardiostimulátor třídy „4“ – kardiostimulátor s algoritmem k udržení a vyloučení dominance vlastního síňokomorového vedení s možností nastavení pozitivní i negativní AV hysteréze

Biventrikulární kardiostimulátor – PREMIUM - sada

Quadra Allure MP RF PM3262

- Rozměry: 56x59x6 mm
- Hmotnost: 27 g
- Objem: 15 ccm
- Konektory IS-1, IS4-LLLL
- Předpokládaná životnost: 8,2 let
- Záruka za jakost 84 měsíců
- Plně automatický kardiostimulátor
- Stimulace a snímání: Uni- / Bipolární
- Stimulační režim: A00(R), AAI(R), AAT(R), V00(R), VVI(R), VVT(R), VDD(R), D00(R), DVI(R), DDI(R), DDD(R), Off
- Multiprogramovatelnost parametrů
- Max. amplituda 7,5 V, impuls 1,5 ms
- Citlivost v síni 0,1 mV
- ACap confirm – funkce Autocapture v síňovém kanále
- LVCap, RVCap – funkce Autocapture v komorových kanálech
- Automatické měření stimulačního prahu – Autocapture – v síni i komoře
- Automatická regulace výdeje kardiostimulátoru (automatické nastavení amplitudy) – Autocapture – prodloužení životnosti kardiostimulátoru, 100% zabezpečení stimulace pacienta
- Automatické přepínání konfigurace stimulace bipolární/unipolární
- Automatické nastavení senzitivity – SenseAbility
- Digitální zpracování signálů
- Dlouhodobý záznam vývoje stimulačního prahu s vyhodnocením
- Zobrazení životnosti (zbývající) stimulatoru na programeru
- Telemetrické měření napětí, impedance, proudu baterie a impedance elektrody
- Histogramy, trendy, záznamy událostí
- Automatická signalizace konce životnosti přístroje
- Automatický záznam impedancí elektrod, P/R amplitud,
- Automatické měření P a R vlny, impedancí elektrod
- Ukládání intrakardiálních signálů – 14 minut IEGM, různé druhy spouštění
- Urychlená kontrola stimulatoru – FastPath souhrn parametrů
- Rychlá interogace a programování kardiostimulátoru – programátor Merlin
- Automatická změna stimulačního režimu – AMS včetně diagnostiky
- Automatická detekce a řešení PMT
- AF Supression – funkce potlačení síňových arytmií, detailní diagnostika epizod arytmií
- Automatické vyhledávání vlastního vedení pacienta

- Positivní/negativní AV/PV vyhledávání
- Positivní/negativní hystereze s vyhledáváním
- Akcelerometrický senzor Omnisense s automatickým nastavováním a ukládáním fci
- Nastavení klidové frekvence
- Adaptace AV intervalu, statistika AV převodu
- Diagnostické funkce, Holterovské funkce, uložení arytmiických událostí
- Rozšířené funkce hystereze – optimalizace stimulace pacienta
- Rozšířená detekce síňových arytmii
- NIPS – možnost neinvazivní programovatelné stimulace – možnost EP studie
- Bezdrátová RF telemetrie InvisiLink
- Možnost dálkové monitorace pomocí celulárních sítí – Merlin@Home systém
- Monitor hrozícího srdečního selhání – CorVue
- QuickOpt – optimalizace nastavení AV zpoždění
- Upozornění pacienta na problémy systému – dvoutónové audio
- Ochrana před rušením mobilními telefony – Cellular tested
- Monitorace impedance elektrod
- VIP – algoritmy minimalizující komorovou stimulaci upřednostněním vlastního síňokomorového převodu – možnost snížit nadbytečnou pravokomorovou stimulaci
- Separovaná programace pro stimulaci P a L srdeční komory
- Možnost nastavení LV-RV posunu
- Nezávislé nastavení RV/LV amplitud, šířek impulsů a konfigurace pulsů
- Programace LV konfigurace - 14 stimulačních vektorů
- Snímání v komorách – 7 možných konfigurací
- Multipoint pacing – možnost stimulace z více míst LV
- Kompatibilita s elektrodami dodávanými v balíčku (možnost J-aktivní fixace pro síňové aplikace), kvadripolární levokomorová elektroda
- Kód VZP 0194153 – sada včetně 3 elektrod a LV instrumentária
- Kód VZP 0194152 – samostatný přístroj

Technické parametry kardiostimulační elektrody s aktivní fixací

(Možnost výběru tří z následujících do sady)

Kardiostimulační elektroda s aktivní fixací Tendril STS 2088TC

- Zvýšená viditelnost rentgenem – tip elektrody a spirála je ze slitiny platiny a iridia potažené nitridem titanu
- Konfigurace styletů s různou tvrdostí, rovné i „J“ tvarované v balení
- Retraktabilní fixační mechanismus, spolehlivé opakované manévry vysunutí a zasunutí spirály elektrody – 6-11 otáček
- Aktivní mapovací prstenec – umožňuje snímání signálů bez nutnosti vyšroubování aktivní spirály
- Různé délky (46, 52, 58, 65, 100 cm)
- Přišívací ouško
- Ultratenké tělo elektrody – možnost 6F zavaděče, standard 7F.

- Fast-Pass vrstva – lubrikační vrstva usnadňující implantaci elektrody (umožňuje překonat odpor svaloviny nebo klouže po těle druhé elektrody)
- Steroidní krytí – 1 mg dexamethason sodium fosfát
- Uvolňování steroidů – zmenšuje poranění tkáně po implantaci a zabraňuje vyššímu nárůstu prahů
- Titan-nitrid pokrytí konce elektrody – porézní tip a ring elektrody umožňuje větší kontakt s tkání a zvyšuje kvalitu snímání
- Menší spacing tip-ring – vzdálenost mezi oběma elektrodami je 10 mm. umožňuje snížit oversensing a omezuje vzdálené snímání R-vlny
- Vnější izolace Optim – kombinace nejlepších vlastností polyurethanu a silikonu
- Vnitřní izolace silikon
- IS-1 bipolární, elektroda s aktivní fixací, aktivní spirálou a límečkem, povrch elektrod: 6,9 mm² hrotu a 16 mm² prstence
- Možnost použití říditelného styletu Locator Plus
- MRI kompatibilní – scan do 1,5T
- Kód VZP 0192071

Kardiostimulační elektroda s aktivní fixací Tendril ST 1882TC, 1888TC

- Zvýšená viditelnost rentgenem – tip elektrody a spirála je ze slitiny platiny a iridia potažené nitridem titanu
- Konfigurace styletů s různou tvrdostí, rovné i „J“ tvarované v balení
- Retraktabilní fixační mechanismus, spolehlivé opakované manévry vysunutí a zasunutí spirály elektrody – 8-12 otáček
- Aktivní mapovací prstenec – umožňuje snímání signálů bez nutnosti vyšroubování aktivní spirály
- Různé délky (46, 52, 58, 65, 100 cm)
- „J“ tvar – předtvarování pro síňové aplikace (model 1882 TC)
- Přišívací ouško
- Ultratenké tělo elektrody – možnost 6F zavaděče, standard 7F.
- Fast-Pass vrstva – lubrikační vrstva usnadňující implantaci elektrody (umožňuje překonat odpor svaloviny nebo klouže po těle druhé elektrody)
- Steroidní krytí – 1 mg dexamethason sodium fosfát
- Uvolňování steroidů – zmenšuje poranění tkáně po implantaci a zabraňuje vyššímu nárůstu prahů
- Titan-nitrid pokrytí konce elektrody – porézní tip a ring elektrody umožňuje větší kontakt s tkání a zvyšuje kvalitu snímání
- Menší spacing tip-ring – vzdálenost mezi oběma elektrodami je 10 mm. umožňuje snížit oversensing a omezuje vzdálené snímání R-vlny
- Vnější izolace Optim – kombinace nejlepších vlastností polyurethanu a silikonu
- Vnitřní izolace silikon
- IS-1 bipolární, elektroda s aktivní fixací, aktivní spirálou a límečkem, povrch elektrod: 6,9 mm² hrotu a 16 mm² prstence
- Možnost použití říditelného styletu Locator Plus
- Kód VZP 0192069

Kardiostimulační levokomorová kvadripolární elektroda Quartet 1458Q

- Zvýšená viditelnost rentgenem – tip elektrody a spirála je ze slitiny platiny a iridia potažené nitridem titanu
- Fixace pomocí S-zakřivení – 16 mm
- Různé délky (75, 86, 92 cm)
- Přišívací ouško
- Ultratenké tělo elektrody – 4,7 F tělo elektrody, 4F hrot elektrody
- Velikost zavaděče 5F
- Styletem nebo po vodiči zaváděná
- Fast-Pass vrstva – lubrikační vrstva usnadňující implantaci elektrody (umožňuje překonat odpor svaloviny nebo klouže po těle druhé elektrody)
- Steroidní krytí – 1 mg dexamethason sodium fosfát
- Uvolňování steroidů – zmenšuje poranění tkáně po implantaci a zabraňuje vyššímu nárůstu prahů
- Kvadripolární – hrot a tři prstence
- Spacing Tip1-Mid2 20 mm, Tip1-Mid3 30 mm, Tip1-Proximal4 47 mm
- Izolace Optim – odolná proti abrazi
- IS4-LLLL kvadripolární konektor, povrch elektrod: 4,9 mm² hrotu a 7,4 mm² prstenců
- MRI kompatibilní – scan do 1,5T
- Kód VZP 0111866

Kardiostimulační levokomorová kvadripolární elektroda Quartet 1456Q

- Zvýšená viditelnost rentgenem – tip elektrody a spirála je ze slitiny platiny a iridia potažené nitridem titanu
- Fixace pomocí malého S-zakřivení – 8 mm
- Různé délky (75, 86 cm)
- Přišívací ouško
- Ultratenké tělo elektrody – 4,7 F tělo elektrody, 4F hrot elektrody
- Velikost zavaděče 5F
- Styletem nebo po vodiči zaváděná
- Fast-Pass vrstva – lubrikační vrstva usnadňující implantaci elektrody (umožňuje překonat odpor svaloviny nebo klouže po těle druhé elektrody)
- Steroidní krytí – 1 mg dexamethason sodium fosfát
- Uvolňování steroidů – zmenšuje poranění tkáně po implantaci a zabraňuje vyššímu nárůstu prahů
- Kvadripolární – hrot a tři prstence
- Spacing Tip1-Mid2 20 mm, Tip1-Mid3 30 mm, Tip1-Proximal4 47 mm

- Izolace Optim – odolná proti abrazi
- IS4-LLLL kvadripolární konektor, povrch elektrod: 4,9 mm² hrotu a 7,4 mm² prstenců
- MRI kompatibilní – scan do 1,5T
- Kód VZP 0111866

Kardiostimulační levokomorová kvadripolární elektroda Quartet 1457Q

- Zvýšená viditelnost rentgenem – tip elektrody a spirála je ze slitiny platiny a iridia potažené nitridem titanu
- Fixace pomocí dvojího zahnutí – 16 mm
- Různé délky (75, 86 cm)
- Přišívací ouško
- Ultratenké tělo elektrody – 4,7 F tělo elektrody, 4F hrot elektrody
- Velikost zavaděče 5F
- Styletem nebo po vodiči zaváděná
- Fast-Pass vrstva – lubrikační vrstva usnadňující implantaci elektrody (umožňuje překonat odpor svaloviny nebo klouže po těle druhé elektrody)
- Steroidní krytí – 1 mg dexamethason sodium fosfát
- Uvolňování steroidů – zmenšuje poranění tkáně po implantaci a zabraňuje vyššímu nárůstu prahů
- Kvadripolární – hrot a tři prstence
- Spacing Tip1-Mid2 20 mm, Tip1-Mid3 30 mm, Tip1-Proximal4 47 mm
- Izolace Optim – odolná proti abrazi
- IS4-LLLL kvadripolární konektor, povrch elektrod: 4,9 mm² hrotu a 7,4 mm² prstenců
- MRI kompatibilní – scan do 1,5T
- Kód VZP 0111866

Kardiostimulační levokomorová kvadripolární elektroda Quartet 1458QL

- Zvýšená viditelnost rentgenem – tip elektrody a spirála je ze slitiny platiny a iridia potažené nitridem titanu
- Fixace pomocí S-zakřivení – 16 mm
- Různé délky (75, 86 cm)
- Přišívací ouško
- Ultratenké tělo elektrody – 4,7 F tělo elektrody, 4F hrot elektrody
- Velikost zavaděče 5F
- Styletem nebo po vodiči zaváděná
- Fast-Pass vrstva – lubrikační vrstva usnadňující implantaci elektrody (umožňuje překonat odpor svaloviny nebo klouže po těle druhé elektrody)
- Steroidní krytí – 1 mg dexamethason sodium fosfát
- Uvolňování steroidů – zmenšuje poranění tkáně po implantaci a zabraňuje vyššímu nárůstu prahů

Příloha č. 1 – Specifikace zboží

- Kvadripolární – hrot a tři prstence
- Spacing Tip1-Mid2 20 mm, Tip1-Mid3 47 mm, Tip1-Proximal4 60 mm
- Izolace Optim – odolná proti abrazi
- IS4-LLLL kvadripolární konektor, povrch elektrod: 4,9 mm² hrotu a 7,4 mm² prstenců
- MRI kompatibilní – scan do 1,5T
- Kód VZP 0111866

LV instrumentarium

CPS Direct Universal – řezací zaváděč pro LV elektrodu

- Velikost 9F
- Délka 47, 54 cm
- Integrovaný vstup a chlopnička
- Různé druhy zakřivení – přímý, 115°, 135°, široký, pravostranný
- Měkký hrot sloužící k minimalizaci poškození tkáně
- Kód VZP 0051477

Vodící drát CPS Courier

- Říditelné zakřivení při zavádění
- Délka 195 cm
- 5 cm říditelné zakončení
- Průměr 0,014"
- Provedení Soft, Medium, Firm a Extra firm
- Potažen PTFE
- Kód VZP 0056228

Technické parametry zaváděče elektrody Peel-Away

- Velikost 6F, 7F, 8F
- Délka 14 cm
- Složení sady: trhací sheat s precizně definovanou linkou roztržení
dilatátor se zajišťovacím systémem Di-Lock
12 ccm stříkačka
XTW jehla
50 cm vodící drát s 5 mm „J“ zakončením





The first part of the paper discusses the importance of understanding the local context in which a project is implemented. This includes a thorough analysis of the social, cultural, and economic factors that may influence the success or failure of the intervention. It is essential to engage with the community from the outset, ensuring that their voices are heard and their needs are addressed. This participatory approach not only fosters a sense of ownership and commitment among the community members but also allows for the identification of potential challenges and the development of strategies to overcome them.

The second part of the paper explores the role of leadership in driving change. Effective leaders are those who are able to inspire and motivate others, to set a clear vision, and to take decisive action. They are also skilled in building strong relationships and in fostering a culture of collaboration and innovation. Leadership is not a static role; it evolves over time and is shaped by the needs and circumstances of the community. Therefore, it is important to invest in leadership development and to provide ongoing support and training for leaders at all levels.

The third part of the paper examines the importance of monitoring and evaluation in assessing the impact of the intervention. This involves the collection and analysis of data to measure the progress of the project and to identify areas for improvement. Monitoring and evaluation should be an ongoing process, involving the community members and other stakeholders in the decision-making process. This approach ensures that the intervention remains relevant and effective, and that it is able to adapt to changing circumstances.

The final part of the paper discusses the challenges and opportunities of implementing community-based interventions. While there are many obstacles, such as limited resources, lack of political support, and resistance to change, there are also many opportunities for success. By working together, community members, leaders, and external organizations, it is possible to create a sustainable and transformative change in the community.

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. 7720394890

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47 11 66 17
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1897

Pojištěný: **CARDION s.r.o.**
se sídlem Rybnická 257/136, Nový Lískovec, 634 00 Brno, Česká republika
IČO: 607 19 877
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 16405

Předmět pojištění, limit plnění, spoluúčast:

Pojištění odpovědnosti za škodu:

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného – obecná odpovědnost, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Limit pojistného plnění činí: **25.000.000,- Kč.**

Spoluúčast 50. 000,- Kč.

Územní platnost pojistné smlouvy:

Česká republika.

Účinnost pojistné smlouvy:

Pojištění dle pojistné smlouvy č. **7720394890** je uzavřeno s účinností od 15. 3. 2018 na dobu neurčitou.

Údaje v tomto certifikátu jsou platné k datu vydání certifikátu. Pojistitel neodpovídá za škody, které vzniknou nesprávným použitím tohoto certifikátu nebo v případě změn v pojistné smlouvě v průběhu účinnosti pojistné smlouvy. Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozsahuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

V Brně dne 14.3.2018



za pojistitele


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
PRAHA
18.3.2018
14



za pojistitele

