

Adresa Trebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10
Telefon +420 226 808 150
Servis +420 226 808 163
Fax +420 226 808 170
E-mail sales.mtcz@mt.com
service.mtcz@mt.com
IČO 60463031
DIČ CZ60463031
www.mt.com

**Český metrologický institut
Ing. Zuzana Pálková Ph.D.
Vlhkost pevných látek
Průmyslová 455
53003 Pardubice**

Datum: 8. 6. 2016
Označení:
Číslo nabídky: 2100–2160003901
Telefon: +420 606063529
Fax: +420 466 670 931
E-mail: zpalkova@cmi.cz

Cenová nabídka č. 2100–2160003901

Vážená paní Pálková,

zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách a záruční době.

V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Josef Šmahlík
tel.603 558 776
Josef.Smahlik@mt.com

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
číslo účtu – Kč: 514 638 7001/2700
číslo účtu – EUR: 514 638 7036/2700
Kanceláře: Brno, Bohunická 52, budova Mor. ústředny
tel.: +420 547 212 101-2, fax: +420 547 212 639

Firma Mettler-Toledo, s.r.o. je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C-26404.
Den zápisu 2.2.1994. Základní kapitál: 8 000 000 Kč.

METTLER TOLEDO



Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
010	30252662	C30SX Compact Titrátor	1	252 000		252 000

Automatizace: Stromboli (vol.)
 Generační cela: bez diafragmy
 LevelSens: ano

Displej: barevný dotykový 5,7" VGA
 Hot Plug & Play: ano
 Max. počet metod: 100

One Click™ stanovení vody

Reagent Control

Reagent Control monitoruje tři různé parametry a v případě potřeby nahradí činidlo, aby byl zajištěn dobrý stav titrační cely.

Cela bez diafragmy

Uživatel se může rozhodnout pro práci bez diafragmy. U většiny vzorků je použití cely bez diafragmy vhodnější, protože u ní není vyžadován katolyt.

Automatizace

Díky Stromboli lze bez dohledu obsluhy provádět titraci až 14 vzorků bez zásahu obsluhy. Opakovatelnost a efektivita jsou vyšší a provoz je jednodušší.



Pro více informací: www.mt.com/Karl-Fischer

020	51105200	STROMBOLI KF podavač vzorků s píčkou	1	291 000		291 000
-----	----------	--------------------------------------	---	---------	--	---------

Počet vzorků: 13
 Teplotní rozsah: 30 °C – 300 °C

Rozměry (dxc): 400 mm x 250 mm
 Vzorkové vialky: 20 mL

Jednoduché a efektivní

Funkce "Plug & Play"

Připojte Stromboli k titrátoru a můžete provést první měření. Titrátor automaticky rozpozná připojený podavač Stromboli.

Snadná manipulace se vzorky

Konstrukce 20 ml vzorkových vialek umožňuje rychlou a snadnou manipulaci. Jednoduše vložte vzorek, uzavřete vialku samolepicí fólií a na ni umístěte pryžový uzávěr.

Plyn nebo vzduch

Pro zajištění dokonale stálého průtoku plynu, lze píčku připojit ke zdroji plynu v laboratoři nebo k volitelnému vzduchovému čerpadlu.



Pro více informací: www.mt.com/titration_automation

Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
030	30094214	LabX Titration Upgrade light na Express	1	14 200		14 200

Editor metod a reportů
Přepočítání a přehodnocení výsledků
Obsahuje 1 licenci na váhu

Update z verze LabX 3.1
Standalone systém
Připojení max. 3 přístrojů

One Click řešení pro titrační úlohy

Titrační metoda uložená v počítači


LabX umožňuje vytvořit flexibilní metody, které uživatele přístroje povedou krok za krokem. Zvyšte efektivitu a reprodukovatelnost své aplikace.

Automaticky generovaný report

Při práci s přístrojem se automaticky generuje report vaší společnosti. Vyhněte se zdlouhavému manuálnímu vytváření reportů.

Bezpečná správa vašich dat o titracích

Při práci s přístrojem se data automaticky ukládají. Vyhněte se chybám při přepisování.



Pro více podrobností: www.mt.com/LabXTitration

035	30097756	LabX 1 Titration licence	1	52 700		52 700
040	51108836	Hadička profukovacího plynu, ohřívána	1	16 700		16 700
050	51108615	Uzavírací ventil pro Stromboli	1	7 870		7 870
060	00071478	Molekulové síto	1	1 640		1 640
070	00105080	Silikagel 1kg	1	3 490		3 490

Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
080	2TICX0	Kvalifikační dokumentace - IPac C20, C30	1	3 490		3 490


IPac pro titrátory (sada kvalifikační dokumentace)

IPac dokumentuje optimální nastavení Vašeho titrátoru, které s ohledem na Vaše procesy poskytuje optimální výkon. Zajišťuje prokázání shody se standardy, normami a předpisy aplikovatelnými na titrátory provozované v regulovaném prostředí a garantuje profesionální instalaci a prvotní kalibraci včetně odpovídající dokumentace. Po dokončení procesu prvotní kvalifikace je vhodný pro integraci do stávajícího systému řízení kvality.

Prvotní kvalifikace dokumentuje procesy:

- Instalace titrátoru (**IQ**)
- Spuštění titrátoru a provedení prvotní kalibrace (**OQ**)
- Obeznamení definovaných uživatelů se základními funkcemi titrátoru a jeho běžnou údržbou (**OQ**)
- Monitoringu titrátoru v jeho běžném provozu potvrzující jeho správnou funkci vzhledem k parametrům podnikových procesů (**PQ**)
- Uvolnění titrátoru do běžného provozu (**PQ**)
- Rekvalifikačních činností a činností údržby včetně sledování intervalů jejich provádění (**MQ**)
- Předání zpracované kvalifikační dokumentace v tištěné podobě
- Evidenci servisní činnosti dle systému řízení jakosti
- Vystavení servisní stvrzenky

Budete-li mít zájem o naše další servisní služby, kontaktujte nás prosím: service.mtcz@mt.com



Položka	Obj. číslo	Název položky	Množství	Cena / mj. Kč	Sleva	Částka Kč
090	ITITA	Instalace - syst. titrátor	1	6 380		6 380

Instalace titrátoru

Instalace titrátoru na místě u zákazníka zahrnuje:

- Vybalení, kontrolu kompletnosti dodávky
- Ustavení na místo instalace, nivelaci
- Sestavení, připojení byret a elektrod
- Přezkoušení základních funkcí
- Prvotní kalibraci s využitím kalibračních roztoků doporučených výrobcem (kalibrace se 2 standardy, jeden je voda) a vystavení Kalibračního listu na místě
- Školení základní obsluhy, bezpečnosti provozu a běžné údržby v rozsahu 60 minut
- Předání návodu k obsluze v českém jazyce



Budete-li mít zájem o rozšíření servisních služeb při instalaci, kontaktujte nás prosím: service.mtcz@mt.com nebo <http://cs.mt.com/cz/cs/home/service.html?als=service>.

Cena celkem, bez volitelných položek:

Hodnota nabídky (Kč):

649 470

Obchodní podmínky:

Ceny:	Ceny jsou uváděny bez DPH (21%).
Dodací podmínky:	DDP
Dodací lhůta:	2-3 týdny
Záruka:	24 měsíců
Platební podmínky:	Splatnost faktury 14 dní od data vystavení
Platnost nabídky do:	27. 8. 2016
Instalace:	Instalace není zahrnuta v ceně produktů.

Tato nabídka se dále řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Mettler-Toledo, s.r.o.
http://cs.mt.com/cz/cs/home/site_content/legal/terms_of_use disclaimer_terms_of_use.oneColEd.html

METTLER TOLEDO