


Nabídka UTB - Neuromarketingová laboratoř

Zpracoval xxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: 792 308 892
Zpracováno dne: 28.5.2018



Cenová kalkulace

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dodavatel UX Focus s.r.o. Oldřichova 512/42 128 00 Praha IČ: 04379951 DIČ: CZ04379951 www.uxfocus.cz | Kontaktní osoba XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Objednatel UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Kontaktní osoba XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Datum 28.5.2018 | Verze 1 |
| Položky | |
| Neuromarketingová laboratoř | |
| Eye Tracker Tobii X2-30 pod monitor, 2 roky záruky (příloha 1) Software Tobii Studio Professional - Single user licence na dobu neurčitou (příloha 2) Servisní technická podpora po dobu 2 let PC sestava včetně monitoru a webkamery (příloha 3) Doprava a poštovné Instalace a uvedení do provozu v českém jazyce Kontinuální školení v českém jazyce 1. den – 8h příprava a správa experimentu 2. den – 8h rozvoj metod a konkrétních experimentů | |
| Celková částka bez DPH | 436 900 Kč |
| DPH 21% | 91 749 Kč |
| Celková částka s DPH | 528 649 Kč |

Splatnost je 30 dní od vystavení faktury objednateli.

Tato nabídka je platná od data vystavení po dobu 4 týdnů.

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Za objednatele schválil/a: (jméno, podpis, datum, razítko) | Za dodavatele schválil/a: (jméno, podpis, datum, razítko) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Scan potvrzené objednávky prosím zašlete emailem na výše uvedenou emailovou adresu kontaktní osoby, případně poštou na výše uvedenou adresu UX Focus s.r.o.

Příloha 1: Eye Tracker Tobii Pro X2-30

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Technika trackingu | Binocular |
| Frekvence | 30 Hz |
| Accuracy | 0,4° |
| Systémová latence | 50-70 ms |
| Možnost pohybů hlavy | Šířka x výška: 50 x 36 cm při vzdálenosti 40 – 90 cm |
| Obnova zachycení pohledu | okamžitě |
| Podpora OS | Windows |
| Pro velikost monitoru | Do 25 palců (16:9) |
| Výstup | USB 2.0 |
| Výstupní údaje | Timestamp, Eye position, Gaze point, Pupil diameter, Validity code |

Příloha 2: Software Tobii Studio Professional

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvorba experimentu | <p>Test obsahuje časovou osu, která řídí, v jakém pořadí jsou podněty prezentovány. Provádění podnětů je možné counterbalancovat nebo použít náhodný výběr. Testy, které již byly vytvořeny, lze snadno přepracovat, například změnou pořadí podnětů. V jednom testu mohou být zahrnuty různé typy podnětů.</p> <p>Tobii Studio podporuje širokou škálu podnětů, které se dají účastníkům představovat. Zatímco test řídí pořadí, ve kterém jsou podněty prezentovány, každý podnětový prvek řídí, jak dlouho má být podnět zobrazován a jak postupovat z jednoho podnětového prvku do druhého na časové ose testu.</p> <p>Pro každý vybraný podnět lze vybrat různá nastavení, jako je změna barvy pozadí, a pak před provedením testu zobrazovat náhled. Celý test je také možné prohlížet.</p> |
| Záznam experimentu a export | <p>Aby bylo možné provádět komplexní analýzu a interpretaci, zaznamenává Tobii Studio mnohem víc než jen oči. Je také navrženo tak, aby poskytovalo snadné a efektivní nahrávání pracovních úloh, což umožní rychle shromažďovat data od velkých skupin účastníků.</p> <p>Je možné exportovat data zaznamenaná oční kamerou a Tobii Studiem a provést další analýzu pomocí jiného softwaru, jako je Matlab nebo Excel. Data lze exportovat jako záznam, segment nebo médium (například obrázek, webovou stránku nebo scénu). Data lze také exportovat hromadně pro několik záznamů, segmentů nebo médií do jedné nebo více složek.</p> |
| Analýza dat | <p>Tobii Studio zaznamenává mnohem víc než jen záznam očí. Také informace o podnětu, časový záznam, automatické logování událostí, kliknutí myši, stisknutí kláves, uživatelskou kameru a zvuk.</p> <p>Tobii Studio podporuje širokou škálu podnětů, které mají být prezentovány účastníkům: instrukce, obraz, film, web, záznam na obrazovce, scénická kamera, externí video, dotazníky, pdf, fyzické objekty.</p> <p>Pro každý podnět zvolíte, zda chcete založit vizualizace na jediném záznamu nebo na více nahrávkách současně. Vizualizace: Gaze plot, heat map, cluster, animated visualizations, areas of interests and AOI groups, velocity chart tool, participant and segment group filters.</p> |

Příloha 3: PC Sestava - komponenty

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Procesor | Intel Core i7-8700K |
| RAM | Crucial Ballistix Sport LT Grey 16GB DDR4 |
| Hard disk | Samsung SSD 850 EVO – 500GB, Kit |
| Grafická karta | ASUS GeForce GTX 1050 Ti PH-GTX1050TI-4G, 4GB GDDR5 |
| Optická mechanika | ASUS SDRW-08U1MT/GEN, 9,5mm, černá |
| Čtečka karet | Čelní panel – Akasa AK-HC-07BK InterConnect EX, čtečka karet do 5,25 pozice |
| Klávesnice | Gigabyte Aorus K7, CZ, 2 m kabel |
| Myš | Razer Mamba Tournament Edition, Laserová, 2 m kabel |
| Zabezpečení | detekce vniknutí do skříně |
| Operační systém | Windows 10 Home CZ 64 bit DVD OEM |
| Monitor | LG 24MP59G – LED Monitor 24 palců, rozlišení 1920x1080, HDMI, DisplayPort |
| Web kamera | Logitech HD Pro Webcam C920 |
| Propojovací kabel | PremiumCord DisplayPort 1.2 přípojný |
| Základní deska | MSI Z370-A Pro |
| Zdroj | Seasonic Focus Plus, 550W |
| Skřín | Corsair Obsidian Series 750D |