

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 2018-SMB-177

Strana: 1 z 1

IČO odběratele: 05421888
DIČ odběratele: CZ05421888

Adresa: MMN, a.s.

Metyšova 465
 51401 Jilemnice
 Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506
 datum zápisu: 09.10.2016 KČ

WWW stránky: www.nemjil.cz
E-mail: fakturace@nemjil.cz

Banka: Komerční banka a.s. Praha
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Bankovní spojení: 115-3453310267/0100
Specif. symbol:

IČO koneč. odběratele: 05421888
DIČ koneč. odběratele: CZ05421888

Dodací adresa: MMN, a.s.
 Nemocnice Semily
 3. května 421
 513031 Semily
 Česká republika

Značka:
Podklad:
Přijatá objednávka:

IČO dodavatel: 27275230
DIČ dodavatele: CZ27275230

Adresa: Surgipa Medical, spol. s r.o.

Konečná 252
 400 01 Ústí nad Labem
 Česká republika

Evidenční číslo:
Zástupce dodavatele:
Telefon:
E-mail dodavatele:

Datum objednávky: 31.05.2018

Datum odeslání: 31.05.2018
Způsob úhrady: Převodní příkaz

Způsob dopravy:
Místo určení: SEMILY
COP:

| Pol. | Materiál | Název materiálu | Cena / MJ | Množství | MJ |
|------|----------|---|---------------|----------|----|
| 1 | | Oprava Univ.pohon.jed-pila oscilační v.č.2031 | 65 510,00 CZK | 1, | ks |

Poznámka : 111806 Bateriová oscilační pila MicroAire 750620312200-sálB

Elektrické komponenty pily jsou poškozeny, neopravitelné. Vadný elektrický motor a jeho příslušenství. Zlomené tělo pily a upínače baterie, neopravitelné. Nutná generální oprava u výrobce.

Použitý materiál a množství:

HK7506 HARDWARE KIT 1.00
 22275-1 DRIVE SHAFT 1.00
 20300 RING, DRUM 1.00
 22266 YOKE, OSC. SAW 1.00
 21623 BALL SLEEVE 1.00
 23268 TRIGGER BODY 1.00
 57294 POTTED CONTROLLER 1.00
 57701 BRUSHLESS MOTOR, OSCILL. 1.00
 22452 SHAFT RING, SAW MOTOR 1.00
 56210 POTTED BASE FRAME - BLANK 1.00
 22270 JAW CAP 1.00
 13740 EXTERNAL RET. RING 1.00
 22737 KEEPER 1.00
 22736 SPLIT RETAINER PLATE SET 1.00
 22272 THRUST BEARING 1.00
 22267 JAW 1.00
 22741 JAW RETAINER 1.00
 22260-1 CLAMPING SHAFT 1.00

Dle cenové nabídky č.NV1800359

cena bez DPH.

Objednávka celkem 65 510,00 CZK

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

Vystavil: Miroslav Bém
Telefon: 481 661 413
E-mail: miroslav.bem@nemjil.cz