

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 22196

Datum zápisu:	3. dubna 2006
Spisová značka:	C 22196 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	Ahama s.r.o.
Sídlo:	náměstí 5. května 888/9, 500 02 Hradec Králové
Identifikační číslo:	274 91 579
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Poskytování zdravotních služeb v oboru fyzioterapie
Statutární orgán:	
Jednatel:	Mgr. ALICE HAMÁČKOVÁ PERNICOVÁ, dat. nar. 26. srpna 1970 Labská kotlina 982/28, 500 02 Hradec Králové Den vzniku funkce: 3. dubna 2006
Způsob jednání:	Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	Mgr. ALICE HAMÁČKOVÁ PERNICOVÁ, dat. nar. 26. srpna 1970 Labská kotlina 982/28, 500 02 Hradec Králové
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní podíl č. 1
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **50002/1980**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Macnar Tomáš**

V **Hradci Králové** dne **29.09. 2016**

Podpis





- Jednoduché provedení Neurac testů a terapie
- Nastavitelný pro každého pacienta
- Zavěšení celého těla pomocí 3 traverz


Redcord Workstation Professional se třemi traverzami a Redcord AXIS umožňuje, plný rozsah metody Neurac, zahrnující pozice s přenosem váhy celého těla.

Jediné řešení pro Neurac léčbu

- ✓ Snadno dosažitelné přesné biomechanické pozice s využitím elastických lan
- ✓ Kompletní škála postupného dávkování cvičení v závěsu
- ✓ Rychlé nastavení popruhů, lan i elastických lan
- ✓ Pohyb v lanech bez omezení
- ✓ Pohodlné a efektivní ovlivnění bolesti
- ✓ Stropní konstrukce s jednoduše a snadno posuvnými traverzami



Redcord uvolňovač lan umožňuje snadné provedení jednoduchých automobilizačních cviků v aparátu Redcord Trainer.



Více o vzdělávacím programu naleznete na www.redcord.cz

Neurac léčba obnovuje optimální a bezbolestné pohybové vzorce pomocí neuromuskulární stimulace

Redcord Workstation Professional

Vybavení potřebné pro Neurac léčbu



Základní sada Workstation

Pro stropy do výšky 250cm
šířka 78cm
délka 182cm



Varianta do stěny (není součástí základní sady)

Rozměry:
šířka 201,6 cm
hloubka 228,5 cm
výška 245 cm



Varianta volně stojící na podlaze (není součástí základní sady)

K dispozici jsou i řešení pro jiné výšky stropu. Prosím kontaktujte nás pro konzultaci vaší instalace Redcord Workstation Professional.

Složení sady Redcord Workstation Professional:



3x Redcord Trainer s akrálními popruhy



1x Redcord AXIS s akrálními popruhy



2x Redcord pánevní popruh



2x Redcord terapeutický popruh



1x Redcord krční popruh



2x Redcord akrální popruh s úchytem (Power Grip)



2x Redcord elastické lano černé 30 a 60 cm



2x Redcord elastické lano červené 30 a 60 cm



2x Redcord pevné lano 30 a 60 cm



1x Redcord lano 5 m



1x Redcord válec 15x50 cm



2x Redcord balanční podložka



1x Redcord AXIS zásek lan



1x montážní sada AXIS



1x montážní sada Trainer



3x Redcord céčko



1x Redcord věšák lan a popruhů



Plakát se cviky Redcord
Manuál pro uživatele



Plakát se cviky Redcord AXIS
Manuál pro uživatele



1x Redcord uvolňovač lan



CE Redcord Workstation je vyvinut v souladu s nezbytnými podmínkami pro zdravotní prostředky. (třída 1, směrnice 1)