



## SCHÉMA VENTILOVÉ KRABICE dle ČSN EN 7396-1



- 1 - Plechová krabice nástěnná v provedení pod omítku nebo na stěnu otevírání krabice /přístup/ je v souladu s ČSN EN 7396-1.
- 2 - Výstupní uzavírací ventil G3/4" PN20.
- 3 - Vstupní místo NIST pro nouzi a údržbu dle druhu plynu.
- 4 - Uzavírací ventil PN20.
- 5 - Čidlo snímání tlaku média s kontrolním manometrem.
- 6 - Výústky pro kabely /čidla snímání tlaku/.

PRO PLYN 02

## SCHÉMA VENTILOVÉ KRABICE dle ČSN EN 7396-1



- 1 - Plechová krabice nástěnná v provedení pod omítku nebo na stěnu otevírání krabice /přístup/ je v souladu s ČSN EN 7396-1.
- 2 - Výstupní uzavírací ventil G3/4" PN20.
- 3 - Vstupní místo NIST pro nouzi a údržbu dle druhu plynu.
- 4 - Uzavírací ventil PN20.
- 5 - Čidlo snímání tlaku média s kontrolním manometrem.
- 6 - Výústky pro kabely /čidla snímání tlaku/.

PRO PLYN 02, SV

AUTORIZOVAL			VYPRACOVAL			KRESLIL			PROJEKTANT:		
ING. ZDENĚK KVAPIL <sup>KKP</sup>			ING. ZDENĚK KVAPIL <sup>KKP</sup>			ING. ZDENĚK KVAPIL <sup>KKP</sup>			=ASIST= Ing. Karel Vrátný Rubešova 60, Kolín 1 tel. 321721409 karel@asist-projekt.com		
INVESTOR :			Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146, Kolín III								
AKCE, MÍSTO			STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU V 04. a 05.NP Nemocnice Kolín, Pavilon "G", č.poz.st.3373								
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			D.1.4.2. MEDICINÁLNÍ PLYNY								
OBSAH			VENTILOVÉ KRABICE								
DATUM:			ČERVEN 2018								
ČÍSLO ZAK.			1645.0318								
STUPEŇ PD			DSP+VDS								
MĚŘÍTKO			-								
ČÍSLO VÝKRESU			D.1.4.2-05								