


Elektrohydraulický litotriptor EHL

Where other equipment is limited our
Walz EHL helps



Ready to use: the complete Walz EL 27 Compact device

- Přístroj využívající bipolární energii k vytvoření elektrohydraulické rázové vlny (EHL) pro efektivní litotrypsi konkrementů ve žlučových cestách
- Použití v NaCl
- Možnost nastavení energie min. ve třech krocích:
 - Pulzní energie A – 250 mj/60 Hz
 - Pulzní energie B – 500 mj/50 Hz
 - Pulzní energie C – 950 mj/40 Hz
- Možnost připojení rigidních i flexibilních sond
- Flexibilní sondy s atraumatickým zakončením
- Ovládání pomocí tlačítek
- Součást dodávky:
 - EHL bipolární generátor 1 ks
 - Pedál 1 ks
 - Kabel pro připojení flexibilních vláken 1 ks
 - EHL bipolární flexibilní sonda 0,8 mm, délka 3000 mm 2 ks
- Medicínský atest
- Napájení 230 V \pm 10 %

Modul pro výplach rozdrčeného konkrementu

1 ks

- Přístroj nejnovější generace, řízený procesorem (hardware řízený softwarem)
- Možnost programování přístroj, naprogramování až 9 programů s možností rozdělení na podprogramy, mezi kterými lze generátor přepínat pomocí dálkového ovládání na nožním pedálu
- Přehledný LCD displej s ukazatelem pracovního výkonu a odsávání

- Možnost vlastního odsávání oddělené tkáně
- Připojení k libovolným vakům s fyziologickým roztokem pomocí běžného intubačního setu
- Možnost kombinovaných sond připojitelných k VF jednotce pro koagulaci zasažené tkáně při litiáze
- Hybridní aplikátor s připojením na elektrokoagulaci, průměr trysky vodního paprsku 120 μm 2 ks
- Balení pumpy pro aplikátory 3 ks.