

**OBJEDNÁVKA č.: 2018/12/12- JO**

Značka: 2018/12/12- JO

Vyřizuje: ██████████

Tel.: ██████████

Fax: ██████████

E-mail: ██████████

Datum: 21.12.2018

**MEDISAP, s.r.o.-servisní oddělení**  
**Malešická 2251/51**  
**130 00 Praha 3**


Dobrý den,  
 prosím o provedení technických kontrol u uvedených přístrojů do 18.1.2019

Název zařízení	Typ zařízení	Inv.číslo nové	Int.Ev.číslo	Výr.číslo	Umístění
CENTRÁLA MONITOROVACÍ	V5 CZ K DASH	HM 00653	700118	SCH0646 0312 GA	ARO lůžka
DEFIBRILÁTOR s monitorem	CARDIOSERV	HM 01274	3144	20396	ARO lůžka
MONITOR DASH	5000	HM 00658	700123	SD 008388 327 GA	ARO lůžka
MONITOR DASH	5000	HM 00659	700124	SD 008388 328 GA	ARO lůžka
MONITOR DASH	5000	HM 00655	700120	SD 008388 128 GA	ARO lůžka
MONITOR DASH	5000	HM 00654	700119	SD 008388 127 GA	ARO lůžka
MONITOR DASH	5000	HM 00657	700122	SD 008388 325 GA	ARO lůžka
MONITOR DASH*	5000	HM 00656	700121	SD 008388 320 GA	ARO lůžka
CENTRÁLA MONITOROVACÍ	V5 CZ K DASH	HM 00636	700101	SCH 06460310 GA	chirurgie JIP
DEFIBRILÁTOR	RESPONDER 1000	HM 00643	700108	101173770	chirurgie JIP
MONITOR DASH	4000	HM 00639	700104	SBG 06452080 GA	chirurgie JIP
MONITOR DASH	4000	HM 00641	700106	SBG 06441335 GA	chirurgie JIP
MONITOR DASH	4000	HM 00642	700107	SBG 06441326 GA	chirurgie JIP
MONITOR DASH	4000	HM 00637	700102	SBG 06439747 GA	chirurgie JIP
MONITOR DASH	4000	HM 00638	700103	SBG 06462242 GA	chirurgie JIP
MONITOR DASH*	4000	HM 00640	700105	SBG 06441085 GA	chirurgie JIP
CENTRÁLA MONITOROVACÍ	V5 CZ K DASH	HM 00652	700117	SCH 0646 0302 GA	interna JIP
DEFIBRILÁTOR	RESPONDER	HM 00644	700109	101174700	interna JIP
DEFIBRILÁTOR + dětské pádla	SCP 912	HM 01258	3111	41576-02	SLF
DEFIBRILÁTOR s monitorem	CARDIOSERV P	HM 00645	700110	101171916	interna JIP
EKG	MAC 1200ST	HM 01420	700005	5500008057	interna KARDIOLOGIE
EKG	MAC 2000 V1	HM 01716		SRR18100217PA	interna příjem EMERGENCI
MONITOR DASH	4000	HM 00646	700111	SBG 0644 1137 GA	interna JIP
MONITOR DASH	4000	HM 00649	700114	SBG 0644 1325 GA	interna JIP
MONITOR DASH	4000	HM 00648	700113	SBG 0644 1323 GA	interna JIP
MONITOR DASH	4000	HM 00650	700115	SBG 0644 1084 GA	interna JIP
MONITOR DASH	4000	HM 00647	700112	SBG 0644 1331 GA	interna JIP
MONITOR DASH*	4000	HM 00651	700116	SBG 0644 1147 GA	interna JIP

Servis požadujeme v době od 7: 00 do 14: 00 hodin a po telefonické domluvě.

Děkuji.

S pozdravem



Pro volný výjezd z areálu nemocnice si nechejte potvrdit parkovací lístek u p. [redacted] v budově ředitelství, 1. patro (v nepřítomnosti vyřídíte výjezd na vrátnici).

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.

