

FZU

Na Slovance 2

Praha 8

28. 2. 2019

Cenová nabídka č. 19328

(uveďte prosím v případné objednávce)

Mikrocentrifuga MIKRO 220 R (Hettich, Německo)

chlazená mikrocentrifuga.

<https://instruments.cz/produkt/mikrocentrifuga-mikro-220-220-r/>

IVD zdravotnický prostředek dle 98/79/EC.

- Max RCF: 31 514 g
- Max RPM: 18 000
- Max Kapacita: 48 x 1,5 / 2 ml, 6 x 50 ml
- Rozměry: 31,3 x 33 x 42 cm / 31,3 x 33 x 65 cm
- Hmotnost: 21 / 42 kg
- 7 rotorů pro mikrozkušavky: kapacita 12, 24, 30, 48, 60 ks
- vysokootáčkový výkyvný rotor 1154-L
- rotor na stripy
- mikroprocesorové řízení
- bezúdržbový indukční motor
- automatické zamykání a odemykání víka
- rychlé nastavování hodnot otočným knoflíkem
- paměť pro 10 programů
- výměnné rotory s automatickou identifikací
- automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g)
- výkonné chlazení: (-20 až +40 °C)
- membránová klávesnice
- 9 rychlostí rozběhu a brzdění
- rotory 1195-A, 1189-A a 1158-L mají kovová biocontainment víčka



Ceny:

1ks MIKRO 220R	██████████ + DPH
1 ks 1195-A (úhlový rotor pro 24 1,5-2 ml mikrozkušavky) (max. otáčky/RPM 18 000, hodnota g /RCF 31 514)	██████████ + DPH
1 ks 1016 /úhlový rotor pro 6 x 50 ml zkumavky (max. otáčky/RPM 6 000, hodnota g /RCF 4 025)	██████████ + DPH
3 ks 1641 (adaptér pro 50 ml falcon do rotoru 1016)	██████████ + DPH

SCHOELLER INSTRUMENTS, s. r. o.

Prodej a servis laboratorní techniky

ČSN EN ISO 9001:2016

Obchodní podmínky:

V ceně je doprava, instalace, zaškolení obsluhy, součástí dodávky je návod k obsluze v češtině a CE známka.

Naše firma je jediným autorizovaným zástupcem firmy Hettich v ČR s vyškoleným servisem a skladem ND.

Záruka: 2 roky (**Náhradní díly, práce i cesta technika je zdarma**)

Dodací lhůta: cca 2 – 4 týdny

Servis: Zajišťujeme servis ze dvou vlastních autorizovaných servisních center v Praze a v Brně. Technici jsou pravidelně školeni a výrobcem autorizováni k servisu ZP. Cesta technika k záruční opravě je zdarma.

Platební podmínky: po dodání zboží do 15 dnů

Platnost nabídky: 30 dnů

S pozdravem

