


CENOVÁ NABÍDKA č. 2

Tympanometr

Ve Frýdku - M
vyřizuje:
mobil:
e-mail:



Středomoravská nemocniční a.s.
Mathonova 291/1
796 04 Prostějov

Cena:

Pol.	Počet ks	přístroj	cena bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v %	cena včetně DPH v Kč
1.	1	Tympanometr MI 34	128 100	128 100	21	155 001

V ceně je rovněž zahrnutá doprava, montáž, zaškolení personálu a záruční servis po dobu 24 měsíců.

TECHNICKÉ PARAMETRY**touchTYMP MI 34**

Tympanometr je vybavený 10,4" velkým a barevným dotykovým displejem a náprsní sondou s kontrasluchátkem. Vhodný pro testování dětí i dospělých. Uživatelské rozhraní je velmi intuitivní a jakékoli nastavení vyšetření je do tří kliků a vyšetření trvá mezi 3-5 vteřinami. V přístroji je vestavěná termální 4" tiskárna. Přístroj je možné připojit pomocí USB k PC a posílat výsledky do databáze NOAH nebo Maico. Přístroj je vybaven kontrolními kalibračními štěrbinami, pro „sebekontrolu“ (neslouží jako kalibrace). Přístroj je možné mít puštěný celý den ve STAND-BY režimu a v případě potřeby ho jen dotykem „probudit“. K přístroji je dodávána sada olivek a kit na čištění.

Technické parametry

Frekvence sondy – 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz, 1 kHz

Rozsah tlaků - -600 až +400 daPa

Rozsah – 0,1 až 8 ml při 226 Hz

0,1 – 15 ml při 678, 800 a 1000 Hz

Akustické reflexe

Testovací frekvence – 0.5, 1, 2, 4 kHz $\pm 1\%$

Metody testování – ipsilaterální a kontralaterální

Intenzita ipsi – 70 až 105 dBHL

Intenzita kontra – 70 až 120 dBHL

Volba intenzity – automaticky nebo fixní

Reflex decay

Frekvence sondy - 226 Hz

Testovací frekvence – 0.5, 1, 2, 4 kHz $\pm 1\%$

Intenzita ipsi – 70 až 105 dBHL

Intenzita kontra – 70 až 120 dBHL

Funkce Eustachovy trubice

Metoda testování – intaktní nebo perforovaný

CHIRONAX 

 **BEXTRON**

Rozsah tlaků - -600 až +400 daPa



ZÁRUČNÍ LHŮTA

24 měsíců

TERMÍN DODÁNÍ

do 6 týdnů od objednání

PLATEBNÍ PODMÍNKY DLE DOHODY

- leasing
 do 30-ti dnů od dodání
 jiné řešení

ZPŮSOB DODÁNÍ

- vlastní odběr
 přepravní služba
 prodávající

SERVIS

Záruční a pozáruční servis zajišťuje fy CHIRONAX Frýdek – Místek s.r.o. z Frýdku - Místku. Kontaktní osobou pro servisní činnost je p. [REDACTED] CHIRONAX Frýdek – Místek s.r.o., Revoluční 1280, 739 01 Frýdek – Místek, [REDACTED] (záznamník).

Doba nástupu na opravu je maximálně **48 hodin** od nahlášení závady.

Záruční servis je poskytován bezplatně:

- u konečného uživatele v sídle fy Chironax Frýdek – Místek s.r.o.

Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

Do 31.12.2020

POZNÁMKA