

OBJEDNÁVKA č.: 2020/6/19- JO

 Značka: 2020/6/19- JO
 Vyřizuje: ██████████
 Tel.: ██████████
 Fax: ██████████
 E-mail: ██████████

HOSPIMED, spol. s.r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3

Datum: 11.07.2020

 Dobrý den,
 prosím o provedení technických kontrol u uvedených přístrojů nejpozději do 23. 7.2020.

Zařízení	Typ	Inv.číslo	Výr.číslo	Umístění
ARTROSKOPICKÁ SESTAVA	PANOVIEX	HM 01033	5212,101	centrální op. sály
-Zdroj světla Xenon 180W, 5124.001			060858	
-Vozík pětipolicový				
-Endokamera 5520.001			060574	
-Ovládací pedál EP1				
-Objektiv kamery			29816	
-Monitor Neovo X19A			TAX19B0A41800353	
Typ údržby	Zařízení	Typ	Inv.číslo	Výr.číslo
HYSTEROSKOPICKÁ SADA	R. WOLF	HM 00942		centrální op. sály
-Prac. element Resection Master bi a mono polární			1285042- nový 1376392	
-Pumpa pro resekce - komplet				
-Hysteropumpa s monitoringem tekutiny			151550	
Typ údržby	Zařízení	Typ	Inv.číslo	Výr.číslo
LAPAROSKOPICKÁ SESTAVA	WOLF	HM 01704	3	centrální op. sály
Insuflátor s ohřevem aodsáv. kouře			1100421118	
Laparoskopická pumpa komplet			1707CE0901	
Elektrochirurgický přístroj ERBE VIO 300D			11445233	
LCD monitor Radiance 26HD G2			13-215198	
LCD monitor 21,5 "			DTP19200041	
Endokamera Logic HD, 2xHDMI, HD-SDI,2x3g-SDI, USB			1100421646	
Zdroj světla Endolight LED 2			1100417443	
Vozík nerezový Hospimed, typ Midle			42	
Typ údržby	Zařízení	Typ	Inv.číslo	Výr.číslo
LAPAROSKOPICKÁ SESTAVA	WOLF	2731	1	centrální op. sály
KAMERA 5512.001			053195	
MONITOR JVC 19"			15092055	
SVĚTELNÝ ZDROJ Xenon 300W 5130.001			052875	
PUMPA LAPARO 2215.001 (II.A)			000328	


INSUFLÁTOR (II.B)			052728	
ERBOTOM ICC 300 (II.B)			F-1394	
Typ údržby	Zařízení	Typ	Inv.číslo	Výr.číslo
LAPAROSKOPICKÁ SESTAVA	WOLF	HM 01388	2	centrální op. sály
Insuflátor, hadice 2232.001, II.A			021246	
Zdroj světla, 300W Xenon 5131.001			011548	
pumpa laparo 2215.001, II.A			102683	
Monitor Noevo 24" HX240011EO100 (L1HX240HD2800039)			L1HX240HD2800039	
Endokamera logic.HD,2xHDMI, včet. USB flash 8 GB 5525.105			1100173755	
Tři čipová autoklávovatelná hlava kamery, vč. 3m kabelu			1100174893	
Monitor Noevo 24" HX240011EO100			L1HX240HD1900091	
Monitor LCD HX2400011EO100			DTP19200041	
Typ údržby	Zařízení	Typ	Inv.číslo	Výr.číslo
ELEKTROCHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ	ERBE VIO 300 D	HM 00674	11284942	porodní-gyn ambulance
ELEKTROCHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ	ERBE VIO 300 D	HM 00675	11284940	centrální op. sály
ELEKTROCHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ+ ARG.JEDNOTKA	ERBE VIO 300 D	HM 00676	11284939	centrální op. sály
Typ údržby	Zařízení	Typ	Inv.číslo	Výr.číslo
MORCELÁTOR	R.WOLF	HM 00710	5675U0902R	porodní-gynekologie
REKTOSKOP	WOLF	HM 00627	P784425	chirurgie amb. Emer

Servis požadujeme v době od 7: 00 do 14: 00 hodin a po telefonické domluvě s oddělením.
Tel.: [REDACTED]

Při BTK požadujeme pokud možno dle potřeb oddělení zaškolení nových pracovníků autorizovanou osobou.

Děkuji.

S pozdravem



Pro volný výjezd z areálu nemocnice si nechejte potvrdit parkovací lístek u [REDACTED] v budově ředitelství, 1. patro (v nepřítomnosti vyřídíte výjezd na vrátnici).

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "nepoužívat (mimo provoz)" v případě, že přístroj není schopen provozu.

