

Potvrzení objednávky Z170127

Číslo dokladu: Z170127
Referent: Dana Kleinová

Datum: 14.3.2017
Datum plnění: 14.3.2017

Dodavatel:

Pragolab s.r.o.

Nad Krocínkou 55
190 00 Praha 9

IČ: 48029289, DIČ: CZ48029289
Firma zapsána u Měst. soudu v Praze
oddíl C, vložka 14590
Tel: +420 284 813 020
e-mail: pragolab@pragolab.cz
Internet: www.pragolab.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Požadovaná záloha: 0,00 EUR
Úrok: 0,05
Splatnost dní: 15

Odběratel:

Ústav anorganické chemie AV ČR,v.v.i.

Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.
č.p. 1001
250 68 Husinec - Řež

IČ: 61388980, DIČ: CZ61388980
Tel: +420266172202
e-mail: ecorchard@iic.cas.cz

Obchodní údaje:

Doprava: dodavatelem
Objednávka: 80/2017

Accessories Hielscher UIP XXXX

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
block sonotrode BS4d22, for UIP500 to UIP4000, for use with flange RFLA100, for flow cell or batch operation, titanium, tip diam. 22mm, male thread M14x1, L approx. 125mm (w/o thread), amplitude ratio approx. 1:2.4	BS4d22	2 Ks	683,00	1 366,00	21%	1 652,86
block sonotrode BS4d40, for UIP500 to UIP4000, for use with flange RFLA100, for flow cell or batch operation, titanium, tip diam. 40mm, male thread M14x1, L approx. 125mm (w/o thread), amplitude ratio approx. 1:0.7	BS4d40	2 Ks	683,00	1 366,00	21%	1 652,86
cascatrode CS4d40L2 for UIP500hd up to UIP4000hd, usable for flow cell or batch operation, titanium, diam. 40mm, length approx. 234mm + 10mm for male thread M14x1, effective work surface approx. 25cm ² , input amplitude max. 50micron, amplific. factor 1:1.4	CS4d40L2	1 Ks	1 338,00	1 338,00	21%	1 618,98
cascatrode CS4d40L3 for UIP500hd up to UIP4000hd, usable for flow cell or batch operation, titanium, diam. 40mm, length approx. 336mm + 10mm for male thread M14x1, effective work surface approx. 33cm ² , input amplitude max. 50micron, amplific. factor 1:1.4	CS4d40L3	1 Ks	1 375,00	1 375,00	21%	1 663,75

Pokračování na straně 2

Strana 1 z 2

Vystavil:

FQ 07/001

REV.: 0

Potvrzení objednávky Z170127

booster B4-1.8, for UIP500 to UIP4000, for mechanical increase (or decrease) of the amplitude at the sonotrode, amplitude ratio 1:1.8 (or 1:0.56), titanium, female threads M14x1, inclusive titanium thread bolt (TiM14x1)	B4-1.8	2 Ks	683,00	1 366,00	21%	286,86	1 652,86
booster B4-2.6, for UIP500 to UIP4000, for mechanical increase (or decrease) of the amplitude at the sonotrode, amplitude ratio 1:2.6 (or 1:0.38), titanium, female threads M14x1, inclusive titanium thread bolt (TiM14x1)	B4-2.6	1 Ks	1 303,00	1 303,00	21%	273,63	1 576,63
Insert22, for flow cells FC100L1-1S or FC100L1K-1S, for reduction of the reactor volume, for use with sonotrode BS2d18(F) or BS2d22(F), EPDM O-rings, stainless steel	Insert 22	1 Ks	211,00	211,00	21%	44,31	255,31
Celkem:		10 mj		8 325,00		1 748,25	10 073,25

Prosím, pečlivě si zkontrolujte toto potvrzení objednávky, na pozdější reklamace z důvodu chybného objednání produktu či jeho množství nebude brán zřetel.