

Univerzita Palackého v Olomouci

12.11.2021

Šlechtitelů 11B

779 00 Olomouc-Holice

Cenová nabídka A21S-MID-MAL0376-02

Na spotřební zboží k přístroji Zetasizer

Pol.	Kat. číslo	Popis	Jednotková cena (CZK)	Množství	Celkem bez DPH (CZK)	
1	SEN0106	pH probe kit for MPT-2/3 autotitrator	16 800,00	1,00 ks	16 800,00	
2	ZEN0040	Disposable plastic micro cuvette	2 650,00	1,00 bal	2 650,00	
3	DTS0012	12mm o.d. square polystyrene cuvettes	2 500,00	3,00 ks	7 500,00	
4	ZEN2112	Low-volume quartz batch cuvette	20 000,00	1,00 ks	20 000,00	
5	ZEN4039	Fittings kit for MPT-2 autotitrator to folded capillary cell pk20 fittings, silicone tubing not included.	2 975,00	1,00 ks	2 975,00	
6	ZEN4040	Silicone tubing to connect MPT-2 autotitrator to folded capillary cell pk 7.6m (25 feet)	1 675,00	1,00 ks	1 675,00	
7	ZSU0003	Low volume disposable capillaries, Pack of 22 pcs. for use with ZSU1002 Low Volume Disposable Cell Kit	1 000,00	1,00 bal	1 000,00	
8	ZSU1002	Low Volume Disposable Sizing Cell Kit	17 000,00	1,00 bal	17 000,00	
9	LTX3020A	Nanosphere Size Standards - 20nm /15ml (19nm ± 1.5nm)	13 500,00	1,00 ks	13 500,00	
10	DTS1070	Disposable folded capillary cells	3 700,00	10,00 ks	37 000,00	
11	ZEN4036	Peristaltic pump head and tubing for MPT-2 autotitrator	2 325,00	1,00 ks	2 325,00	
				Konečná cena bez DPH		122 425,00
				DPH		25 709,25
				Konečná cena s DPH		148 134,25

Popis položek cenové nabídky viz níže

Objednávky prosím zasílejte na email

Prodejní podmínky

Čas dodání

2-4 týdnů od data objednání (podpisu kupní smlouvy).

Platební podmínky

Kupující uhradí celou částku po dodání proti doručenému daňovému dokladu se splatností 14 dnů.

Platnost nabídky: do 10.02.2022

Nabídku vystavil:

Popis položek cenové nabídky

Katalog. číslo	Popis
SEN0106	pH probe kit for MPT-2/3 autotitrator
ZEN0040	Disposable plastic micro cuvette Jednorázové plastové mikrokyvetky Pro měření velikosti na 173° úhlu. Balení 100 kyvet se 100 víčky, minimální objem 40µL, vhodné pro Zetasizer Nano S/ZS/ZSP, Zetasizer Pro a Ultra. Nevhodné pro měření na 90°úhlu. Chemicky odolné acetonu, benzaldehydu, butanonu, dioxanu, DMF, ethyl acetátu, Isopropanolu, různým kyselinám a zásadám.
DTS0012	12mm o.d. square polystyrene cuvettes Jednorázové kyvetky pro měření velikosti částic (100 ks s víčky) Používá se pro měření na přístrojích Zetasizer série Nano (ZS, ZSP) a Advance (Lab,Pro a Ultra). Materiál polystyren, objem vzorku od 1 ml.
ZEN2112	Low-volume quartz batch cuvette Nízko-objemová křemenná vsádková kyveta Pro stanovení velikosti částic a molekulové hmotnosti molekul v zařízeních série Zetasizer Nano, Pro a Ultra (minimální objem vzorku v modelech Nano S/ZS, Pro a Ultra je 12 mikrolitrů, Nano S90/ZS90 je 20 mikrolitrů, maximální objem je 45 mikrolitrů).
ZEN4039	Fittings kit for MPT-2 autotitrator to folded capillary cell pk20 fittings, silicone tubing not included.
ZEN4040	Silicone tubing to connect MPT-2 autotitrator to folded capillary cell pk 7.6m (25 feet)
ZSU0003	Low volume disposable capillaries, Pack of 22 pcs. for use with ZSU1002 Low Volume Disposable Cell Kit
ZSU1002	Low Volume Disposable Sizing Cell Kit Sada nízkoobjemové jednorázové cely a držáku pro stanovení velikosti částic od 3 mikrolitrů vzorku Umožňuje měření velikosti částic v malém objemu (od 3 µL vzorku) na 90° detektoru pouze u přístrojů Zetasizer Ultra/Lab a umožňuje rozšíření rozmezí maximální měřitelné velikosti částic bez úpravy hustoty vzorku až k 15 µm. Obsahuje opakovaně používaný hliníkový držák a 44 kusů jednorázových kapilárních kyvet, těsnicí hmotu a kleštičky.
LTX3020A	Nanosphere Size Standards - 20nm /15ml (19nm ± 1.5nm) Nanosphere Size Standards are highly uniform polystyrene spheres calibrated by NIST traceable standards and packaged as aqueous suspensions in dropper-tipped bottles.
DTS1070	Disposable folded capillary cells Jednorázové kapilární zeta potenciálové kyvetky (Disposable folded capillary cells) Primárně určené pro měření zeta potenciálu na přístrojích Zetasizer Nano, Pro a Ultra, ale může být použita i pro stanovení velikosti částic na dopředném i zpětném úhlu. Balení 10 kyvet s 20 zátkami. V těchto kyvetách lze využít patentovanou difuzně-bariérovou metodu měření zeta potenciálu, která chrání vzorek, prodlužuje životnost elektrod a snižuje potřebný objem vzorku pod 20 mikrolitrů. Materiál polykarbonát.
ZEN4036	Peristaltic pump head and tubing for MPT-2 autotitrator