

Objednávka zboží číslo: 2100096M1

Datum vystavení: 23.12.2021

OBJEDNAVATEL:
DODAVATEL:
IČ: 00023736

I.T.A.-Intertact s.r.o.
DIČ: CZ00023736

Revoluční 1546/24

Banka: ČNB

110 00 Praha - Nové Město

Číslo účtu: 31438021/0710

IČ: 65408781

Jsme plátcí DPH.

DIČ: CZ65408781

Vyřizuje:	Telefon:	Mobil:	E-mail:	Útvar:	Zakázka č:	Měna:
						1 /

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
ks		APC anti-human CD10 (100 testů) SONY (klon HI10a) <i>Katalogové číslo: 2161050</i>					
ks		APC-Cy7 Anti-human CD10 (100 testů) SONY (klon HI10a) <i>Katalogové číslo: 2161060</i>					
ks		CD117 PE-Cy7 Anti-human (c-kit) SONY <i>Katalogové číslo: 2166060</i>					
ks		CD11b BV711 Anti-human (100 testů) SONY (klon ICRF44) <i>Katalogové číslo: 2106720</i>					
ks		Brilliant Violet 421 anti-human CD11c (100 testů) SONY (klon S-HCL-3) <i>Katalogové číslo: 2457560</i>					
ks		Brilliant Violet 421 anti-human CD123 (100 testů) SONY (klon 6H6) <i>Katalogové číslo: 2130090</i>					
ks		CD123 PE Anti-human SONY <i>Katalogové číslo: 2130030</i>					
ks		Brilliant Violet 421™ anti-human CD13 (100 testů) SONY (klon WM15) <i>Katalogové číslo: 2108580</i>					
ks		CD13 PE SONY <i>Katalogové číslo: 2108520</i>					
ks		CD138 PerCP-Cy5.5 Sony (100 testů) SONY (klon MI15) <i>Katalogové číslo: 2382550</i>					
ks		APC-Cy7 Anti-human CD14 (100 testů) SONY (klon HCD14) <i>Katalogové číslo: 2228100</i>					
ks		Brilliant Violet 711™ anti-human CD14 (100 testů) SONY (klon M5E2) <i>Katalogové číslo: 2109190</i>					
ks		CD16 APC-Cy7 (SONY (klon 3G8) <i>Katalogové číslo: 2110030</i>					
ks		APC/Cy7 anti-human CD19 (100 testů) SONY (klon SJ25C1) <i>Katalogové číslo: 2415050</i>					
ks		PE/Cy7 anti-human CD19 (100 tests) clone: SJ25C1 <i>Katalogové číslo: 2415060</i>					
ks		PerCP/Cy5.5 anti-human CD19 (100 tests) clone SJ25C1 <i>Katalogové číslo: 2415080</i>					
ks		CD2 APC Anti-humna (RPA-2.10) SONY <i>Katalogové číslo: 2101070</i>					
ks		APC-Cy7 Anti-human CD20 (100 testů) SONY (klon 2H7) <i>Katalogové číslo: 2111570</i>					

ks	Brilliant Violet 711™ anti-human CD24 (100 testů) SONY (klon ML5) <i>Katalogové číslo: 2155680</i>
ks	APC-Cy7 anti-human CD25 (100 testů) SONY (klon BC96) <i>Katalogové číslo: 2113070</i>
ks	Brilliant Violet 510™ anti-human CD3 (100 tests) klon UCHT1 <i>Katalogové číslo: 2102240</i>
ks	PerCP/Cy5.5 anti-human CD3 (100 tests) clone SK7 <i>Katalogové číslo: 2324040</i>
ks	PE/Cy7 anti-human CD33 (100 testů) SONY (klon P67.6) <i>Katalogové číslo: 2433090</i>
ks	Brilliant Violet 605™ anti-human CD33 (100 testů) SONY (klon P67.6) <i>Katalogové číslo: 2433060</i>
ks	PerCP/Cy5.5 anti-human CD34 (100 testů) SONY (klon 581) <i>Katalogové číslo: 2317610</i>
ks	APC anti-human CD38 (100 testů) SONY (klon HB-7) <i>Katalogové číslo: 2383030</i>
ks	Brilliant Violet 421* anti-human CD38 (100 testů) SONY (klon HIT2) <i>Katalogové číslo: 2117630</i>
ks	PerCP/Cy5.5 anti-human CD41 (100 testů) SONY (klon HIP8) <i>Katalogové číslo: 2118600</i>
ks	FITC anti-human CD45 clone 2D1 <i>Katalogové číslo: 2442540</i>
ks	Brilliant Violet 421* anti-human CD5 (100 testů) SONY <i>Katalogové číslo: 2103130</i>
ks	CD64 APC anti-human (100 testů) SONY (klon 10.1) <i>Katalogové číslo: 2125070</i>
ks	APC anti-human CD7 (100 tests) clone 4H9 <i>Katalogové číslo: 2578030</i>
ks	CD81 AF700 Anti-human (100 testů) SONY (klon 5A6) <i>Katalogové číslo: 2347590</i>
ks	FITC anti-human CD81 (TAPA-1) (100 testů) SONY (klon 5A6) <i>Katalogové číslo: 2347520</i>
ks	APC/Cy7 anti-human HLA-DR (100 testů) SONY (klon L243) <i>Katalogové číslo: 2138090</i>
ks	Brilliant Violet 421 anti-human HLA-DR (100 testů) SONY (klon L243) <i>Katalogové číslo: 2138180</i>

Celkem:	508 211.00	106 724.31	614 935.31
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Poznámka:

PODMÍNKY FAKTURACE: Číslo objednávky (objednávek) nebo smlouvy (smluv) musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu i na faktuře.
Na faktuře musí být rozepsány částky po položkách s uvedením jednotlivých zakázkových čísel.
Nebudou-li tyto podmínky splněny, bude faktura vrácena zpět dodavateli k doplnění.
Faktura bude uhrazena až po doplnění z Vaší strany.