

Příloha A - Seznam servisovaných přístrojů včetně uvedení cen a kontaktů

Poznámky:										
				Žlutá pole vyplní účastník zadávacího řízení	Růžová pole vyplní Objednatel, a to i po uzavření smlouvy	Zelená pole vyplní Objednatel, a to i po uzavření smlouvy				
Přístroj	Název přístroje	Typ přístroje	Výrobní číslo	Inventární číslo	Inventární úsek	NS	Cena za servisní úkon vč. DPH [Kč]	Typ servisního úkonu	Interval [počet měsíců]	Datum zařazení/vyřazení
Přístroj 1	Expression MR400	Monitor vitálních funkcí do MR prostředí					11 010.00	BTK	12	
							1 754.50	Servisní práce - 1 hod.		
								El. revize	Součástí BTK	
								Validace	Součástí BTK	
								Kalibrace	Součástí BTK	
							x	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)	x	
							x	Zkouška provozní stálosti	x	
							x	Provozní revize tlakové nádoby	x	
							x	Vnitřní revize tlakové nádoby	x	
							x	Tlaková zkouška tlakové nádoby	x	
								BTK		
								Servisní práce - 1 hod.		
Přístroj 2								El. revize		
								Validace		
								Kalibrace		
								Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Zkouška provozní stálosti		
								Provozní revize tlakové nádoby		
								Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								BTK		
								Servisní práce - 1 hod.		
								El. revize		
								Validace		
Přístroj 3								Kalibrace		
								Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Zkouška provozní stálosti		
								Provozní revize tlakové nádoby		
								Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								BTK		
								Servisní práce - 1 hod.		
								El. revize		
								Validace		
								Kalibrace		
								Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
Přístroj 4								Zkouška provozní stálosti		
								Provozní revize tlakové nádoby		
								Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								BTK		
								Servisní práce - 1 hod.		
								El. revize		
								Validace		
								Kalibrace		
								Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Zkouška provozní stálosti		
								Provozní revize tlakové nádoby		
Přístroj 5								Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								BTK		
								Servisní práce - 1 hod.		
								El. revize		
								Validace		
								Kalibrace		
								Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Zkouška provozní stálosti		
								Provozní revize tlakové nádoby		
								Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Tlaková zkouška tlakové nádoby		
Přístroj 6								BTK		
								Servisní práce - 1 hod.		
								El. revize		
								Validace		
								Kalibrace		
								Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Zkouška provozní stálosti		
								Provozní revize tlakové nádoby		
								Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								BTK		
								Servisní práce - 1 hod.		
Přístroj 7								El. revize		
								Validace		
								Kalibrace		
								Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Zkouška provozní stálosti		
								Provozní revize tlakové nádoby		
								Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								BTK		
								Servisní práce - 1 hod.		
								El. revize		
								Validace		

Dodavatel uvede:		Cena bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Celkem DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
Hodinová sazba servisu technika		1 450.00	21	304.50	1 754.50
Cena dopravy	Sazba za 1 km	12.00	21	2.52	14.52
	Paušální částka			0.00	0.00
Ztrátová doba na cestě*	Hodinová sazba			0.00	0.00
	Sazba za 1 km			0.00	0.00
	Paušální částka			0.00	0.00
Počet km z nejbližšího servisního střediska		20			
POZNAMKA					

Dodavatel:	Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
Adresa firmy:	Řípská 1153/20a, 627 00 Brno
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXX
Telefon:	(+420) 548 217 808
E-mail:	servis@saegeling-mt.cz

Autorizovaný servis	Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
Typ přístroje:	pacientský monitorovací systém do MR, Expression MR400
Adresa firmy:	Řípská 1153/20a, 627 00 Brno
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	(+420) 548 217 808
E-mail:	servis@saegeling-mt.cz
Nahlášení poruch	servis@saegeling-mt.cz