

**Objednávka zboží číslo: 2200048M1**

Datum vystavení: 29.6.2022

**OBJEDNAVATEL:**IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736  
Banka: ČNB  
Číslo účtu: 31438021/0710  
Jsme plátcí DPH.**DODAVATEL:**

I.T.A.-Intertact s.r.o.

Revoluční 1546/24  
110 00 Praha - Nové Město  
IČ: 65408781  
DIČ: CZ65408781

|           |          |        |         |        |             |       |
|-----------|----------|--------|---------|--------|-------------|-------|
| Vyřizuje: | Telefon: | Mobil: | E-mail: | Útvar: | Zakázka č.: | Měna: |
|           |          |        |         |        |             | 1 /   |

| Mn. | MJ | Název zboží                                                                                            | Jednotková cena | Cena základ | DPH [%] | DPH celkem | Cena celkem |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|------------|-------------|
| ks  |    | CD10 APC anti-human 100 testů Sony clone HI10a<br><i>Katalogové číslo: 2161050</i>                     |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD10 APC-Cy7 Anti-human 100 testů Sony clone HI10a<br><i>Katalogové číslo: 2161060</i>                 |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD117 PE-Cy7 Anti-human c-kit Sony clone 104D2<br><i>Katalogové číslo: 2166060</i>                     |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD11b APC Anti-human ICRF44 Sony clone ICRF44<br><i>Katalogové číslo: 2106550</i>                      |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD11b BV711 Anti-human 100 testů Sony clone ICRF44<br><i>Katalogové číslo: 2106720</i>                 |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD11b PE anti-human Sony clone ICRF44<br><i>Katalogové číslo: 2106530</i>                              |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD11c Brilliant Violet 421 anti-human 100 testů Sony clone S-HCL-3<br><i>Katalogové číslo: 2457560</i> |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD123 PE Anti-human Sony clone 6H6<br><i>Katalogové číslo: 2130030</i>                                 |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD13 Brilliant Violet 421 anti-human Sony clone WM15<br><i>Katalogové číslo: 2108580</i>               |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD13 PE Sony clone WM15<br><i>Katalogové číslo: 2108520</i>                                            |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD14 APC-Cy7 Anti-human 100 testů Sony clone HCD14<br><i>Katalogové číslo: 2228100</i>                 |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD14 Brilliant Violet 711™ anti-human 100 testů Sony clone 63D3<br><i>Katalogové číslo: 2435700</i>    |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD19 APC/Cy7 anti-human 100 testů Sony clone SJ25C1<br><i>Katalogové číslo: 2415050</i>                |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD19 PE/Cy7 anti-human 100 tests Sony clone SJ25C1<br><i>Katalogové číslo: 2415060</i>                 |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD19 PerCP/Cy5.5 anti-human 100 tests Sony clone SJ25C1<br><i>Katalogové číslo: 2415080</i>            |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD2 APC Anti-humna RPA-2.10 Sony clone RPA-2.1<br><i>Katalogové číslo: 2101070</i>                     |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD20 APC-Cy7 Anti-human 100 testů Sony clone 2H7<br><i>Katalogové číslo: 2111570</i>                   |                 |             |         |            |             |
| ks  |    | CD24 Brilliant Violet 711™ anti-human 100 testů Sony clone ML5<br><i>Katalogové číslo: 2155680</i>     |                 |             |         |            |             |

|    |                                                 |                    |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|
| ks | CD25 APC-Cy7 anti-human 100 testů               | Sony clone BC96    |
|    | <i>Katalogové číslo: 2113070</i>                |                    |
| ks | CD25 Brilliant Violet 421™ anti-human 100 testů | Sony clone BC96    |
|    | <i>Katalogové číslo: 2113150</i>                |                    |
| ks | CD28 BV711 Anti-human 100 testů                 | Sony clone CD28.2  |
|    | <i>Katalogové číslo: 2114740</i>                |                    |
| ks | CD3 Brilliant Violet 421 Anti-human             | Sony clone UCTH-1  |
|    | <i>Katalogové číslo: 2102170</i>                |                    |
| ks | CD3 Brilliant Violet 510™ anti-human 100 tests  | Sony clone UCHT1   |
|    | <i>Katalogové číslo: 2102240</i>                |                    |
| ks | CD3 PerCP/Cy5.5 anti-human 100 tests            | Sony clone SK7     |
|    | <i>Katalogové číslo: 2324040</i>                |                    |
| ks | CD303 BDCA PerCP/Cy5.5 anti-human 100 tests     | Sony clone 201A    |
|    | <i>Katalogové číslo: 2371050</i>                |                    |
| ks | CD34 PerCP/Cy5.5 anti-human 100 testů           | Sony clone 581     |
|    | <i>Katalogové číslo: 2317610</i>                |                    |
| ks | CD371 CLEC12A PE anti-human 100 testů           | Sony clone 50C1    |
|    | <i>Katalogové číslo: 2368020</i>                |                    |
| ks | CD38 Brilliant Violet 421* anti-human 100 testů | Sony clone HIT2    |
|    | <i>Katalogové číslo: 2117630</i>                |                    |
| ks | CD38APC-Cy7 anti-human 100 tests                | Sony clone HB-7    |
|    | <i>Katalogové číslo: 2383080</i>                |                    |
| ks | CD39 Brilliant Violet 510™ anti-human 25 tests  | Sony Sony clone A1 |
|    | <i>Katalogové číslo: 2241095</i>                |                    |
| ks | CD45 APC-Cy7 anti-human 2D1                     | Sony clone 2D1     |
|    | <i>Katalogové číslo: 2442580</i>                |                    |
| ks | CD45 Brilliant Violet 510 anti-human            | Sony clone 2D1     |
|    | <i>Katalogové číslo: 2442630</i>                |                    |
| ks | CD45 FITC anti-human                            | Sony clone 2D1     |
|    | <i>Katalogové číslo: 2442540</i>                |                    |
| ks | CD5 Brilliant Violet 421* anti-human 100 testů  | Sony clone UCHT2   |
|    | <i>Katalogové číslo: 2103130</i>                |                    |
| ks | CD64 APC anti-human 100 testů                   | Sony clone 10.1    |
|    | <i>Katalogové číslo: 2125070</i>                |                    |
| ks | CD79a Iga APC anti-human 100 testů              | Sony clone HM47    |
|    | <i>Katalogové číslo: 2267530</i>                |                    |
| ks | HLA-DR APC/Cy7 anti-human 100 testů             | Sony clone L243    |
|    | <i>Katalogové číslo: 2138090</i>                |                    |

|                |                   |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>638 892,00</b> | <b>134 167,32</b> | <b>773 059,32</b> |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**Poznámka:**

---

**PODMÍNKY FAKTURACE:** Číslo objednávky (objednávek) nebo smlouvy (smluv) musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu i na faktuře.  
Na faktuře musí být rozepsány částky po položkách s uvedením jednotlivých zakázkových čísel.  
Nebudou-li tyto podmínky splněny, bude faktura vrácena zpět dodavateli k doplnění.  
Faktura bude uhrazena až po doplnění z Vaší strany, termín splatnosti 30 dnů.