

**DODAVATELSKÁ OBJEDNÁVKA**Číslo: **NOSZM22011582****IČO odběratele:** 00023884  
**DIČ odběratele:** CZ00023884**IČO dodavatele:** 28849809  
**DIČ dodavatele:** CZ28849809**Fakturační adresa:**Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 30 Praha 5**Adresa:****Teleflex Medical s.r.o.**  
Pražská třída 209/182  
50004 Hradec Králové 4**Dodavatelská adresa:**Nemocnice Na Homolce  
**Hlavní sklad SZM**  
Roentgenova 2  
2. p. - sklad SZM  
15030 Praha 5**Telefon:**

495759123

**Fax:****Číslo účtu:** 17734051/0710 (Česká národní banka)**Datum vystavení:** 29.11.2022**Vyřizuje:****Datum dodání:** 01.12.2022**Kontakt:****Splatnost faktury:** 60D**Priorita:** --**Poznámka:****Objednáváné položky:**

Ext. kód	Položka	Katalog.č.	Množ.	Jedn.	Cena bez DPH/j.	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
ZM005278	Teleflex HN-12854 CVC set 4-lumen 8,5Fr/16cm rouškování 1/5	HN-12854	--	ks	--	--	--
ZM005277	Teleflex HN-12703 CVC set 3-lumen 7,0Fr/16cm rouškování 1/5	HN-12703	--	ks	--	--	--
ZM008217	Teleflex HN-25855 CVC set 5-lumen 8,5Fr/20cm AGB rouškování 1/5	HN-25855	--	ks	--	--	--
ZM005207	Teleflex NM-15703 CVC set 3-lumen 7,0Fr/20cm rouškování, Nitinol 1/5	NM-15703	--	ks	--	--	--
ZM004769	Teleflex 180605-000140 katetr CH14 balónkový Nelaton 1/10	180605-000140	--	ks	--	--	--
ZM007149	Teleflex 181305-000140 katetr CH14 balónkový Thiemann 1/10	181305-000140	--	ks	--	--	--
ZM007151	Teleflex 181305-000180 katetr CH18 balónkový Thiemann 1/10	181305-000180	--	ks	--	--	--
ZM006271	Teleflex Rourka trach. 104202-000075 vel.7,5 armovaná 1/5	104202-000075	--	ks	--	--	--
ZM006273	Teleflex Rourka trach. 104202-000085 vel.8,5 armovaná 1/5	104202-000085	--	ks	--	--	--
ZM002050	Teleflex 004551004 Green lite blade mac 4 jednorázová larnoskopická lžice 1/20	4551004	--	ks	--	--	--
ZM017744	Teleflex CVC 1-lumen ES-04301 16 Ga/20cm Raulerson 1/10	ES-04301	--	ks	--	--	--
ZM008343	Teleflex Hrudní sání S-1100-08LF Pleur-Evac Sahara 1 komora 2000ml 1/6	S-1100-08LF	--	ks	--	--	--
ZM005550	Teleflex Maska laryngeální 125040 vel. 4 LMA Unique, jednorázová 1/10	125040	--	ks	--	--	--
ZM005551	Teleflex Maska laryngeální 125050 vel.5 LMA Unique, jednorázová 1/10	125050	--	ks	--	--	--
ZM005282	Teleflex Katetr arteriální SAC-00820-PBX katetr 1/10	SAC-00820-PBX	--	ks	--	--	--
<b>Celkem:</b>						<b>149 709,93</b>	<b>181 149,02</b>

V případě nedostupnosti některé z položek prosíme o informaci o termínu dodání, případně možné náhrady. Děkujeme.

V případě, že je objednávka učiněna na základě rámcové smlouvy se vztah mezi objednatelem a dodavatelem řídí rámcovou smlouvou. Není-li tato objednávka učiněna na základě rámcové smlouvy, řídí se vztah objednatele a dodavatele následujícími podmínkami: nedílnou součástí této objednávky jsou Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce, ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, uveřejněné na adrese <https://www.homolka.cz/o-nemocnici/vseobecne-obchodni-podminky/>. Akceptací objednávky je dodavatel povinen provést bez zbytečného odkladu prostřednictvím potvrzení odkazu uvedeného v této objednávce. Objednatel může tuto objednávku odvolat do doby, než mu je doručena informace o její akceptaci dodavatelem skrze informační systém objednatele. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy, tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Objednatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou v souladu s ust. § 1740 odst. 3 OZ. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami v přílohách objednávky. Dodání objednávky avizujte předem. Číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na faktuře a na dodacích listech. Součástí dodávky musí být technická dokumentace v českém jazyce a dodací list. Vystavenou fakturu zašlete na emailovou adresu [faktury@homolka.cz](mailto:faktury@homolka.cz) a přiložte k ní kopii objednávky.

---

**Potvrzeno dodavatelem:** 29.11.2022 14:37

29.11.2022 14:37:06

Objedávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 147.161.164.248