

Dodatek ke Kupní smlouvě

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., a na základě vyhodnocení výsledku veřejné zakázky s názvem „**Oxygenoterapie – část 2 Oxygenátor**“

Smluvní strany

Firma: Tamedical s.r.o.

se sídlem: Albertova 645/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 25953958

DIČ: CZ25953958

zastoupená: Janou Jouklovou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17229

(dále jen „prodávající“)

a

Nemocnice Žatec, o.p.s.

se sídlem: Husova 2896, 438 01 Žatec

IČ: 25026259

DIČ: CZ25026259

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 11, zastoupena Mgr. Ing. Jindřichem Zetkem – ředitelem

(dále jen „kupující“)

Preambule

1. Prodávající a kupující spolu dne 13.1.2023 uzavřeli kupní smlouvu, na jejímž základě prodávající dodal kupujícímu za sjednanou kupní cenu následující předmět plnění:

Název/typ: označení zboží/výrobku/přístroje: **High Flow**

výrobní model: **NF5**

počet kusů: **12**

výrobce: **Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd**

(dále jen "kupní smlouva")

2. Vzhledem k oboustranné vůli prodávajícího a kupujícího odstranit písařské chyby z uzavřené kupní smlouvy sjednávají smluvní strany následující

DODATEK

I.

1. Článek IV. bod 3. se nově nahrazuje následujícím zněním:

2. *Faktura, účetní a daňový doklad, musí obsahovat předepsané náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů a dále název zakázky a č.j. zadavatele REACT 009/2022.*

II.

1. Další ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Zaměstnanec a zaměstnavatel obdrží po jednom stejnopisu dodatku.
3. Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a že dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle.
4. Dodatek je v plném rozsahu závazný i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Žatci, dne

Za prodávajícího:

**Jana
Jouklová**
.....
Jana Jouklová, jednatel

Digitálně podepsal
Jana Jouklová
Datum: 2023.05.08
12:46:45 +02'00'

Za kupujícího:

**Mgr. Ing.
Jindřich Zetek**
.....
Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

Podepsal Mgr. Ing. Jindřich Zetek
DN: cn=Mgr. Ing. Jindřich Zetek,
c=CZ, o=Nemocnice Žatec, o.p.s.,
ou=31 00,
email=admin@nemzatec.cz
Datum: 2023.05.10 10:36:18 +02'00'

Přílohy:

Příloha 1 - Specifikace předmětu koupě

COMEN



Široká využitelnost HFNC



Pneumologie



JIP



Urgentní příjem



Chirurgie



Neurologie



Neuchirurgie



Geriatrie



Kardiologie



Neonatologie



Rehabilitace

NF5 High Flow Nasal Cannula (HFNC) Vysokoprůtoková nazální terapie O₂

Jednoduchost a praktičnost

- Ovládání pomocí 4,3" dotykového displeje či pomocí otočného navigačního knoflíku.
- Elektronický směšovač vzduchu s kyslíkem – velmi jednoduše nastavitelný průtok a frakce kyslíku.
- Intuitivní ovládání – přehledné a dobře viditelné všechny aktuálně nastavené parametry.



Bezpečnost a komfort

- Vícetupňové monitorování teploty: NF5 je vybaven 3 teplotními čidly, které umožňují monitorování teploty v reálném čase. Alarm vysoké teploty, inteligentní hlídač hladiny vody a funkce ochrany proti přehřátí – to vše zajišťuje bezpečnější provoz.
- Vysoce výkonná nosní kanyla: ergonomický design, měkké a pohodlné nosní koncovky, bez zúžení.
- Ultratichá turbína výrazně snižuje hluk, poskytuje klidné prostředí pro terapii.



SpO₂ monitoring

- Volitelné monitorování saturace krve kyslíkem (SpO₂).
- Možnost výběru oxymetrů různých výrobců (Comen, Masimo nebo Nellcor).
- Kontinuální monitorování SpO₂ umožňuje v reálném čase hodnotit účinnost terapie.

Možnost převozu pacientů

- Bateriový provoz min. 30 minut
- Možnost napojení přímo na rozvod kyslíku
- Možnost připojení na kyslíkovou lahev
- Integrovaný SpO₂ senzor pro monitoring v průběhu převozu
- Výkonná turbína – možnost napojení i na nestlačený přívod vzduchu



Efektivnost a přesnost



Rychlé nastavení požadované FiO_2



Vysoká přesnost nastavení průtoku a koncentrace O_2



Inteligentní řízení teploty a vlhkosti

Fyziologické efekty HFNC

HFNC umožňuje dosažení významně vyšších koncentrací kyslíku ve vdechované směsi ve srovnání s konvenční oxygenoterapií, zvyšuje funkční reziduální kapacitu plic, snižuje dechovou práci pacienta, vysoký průtok vymývá anatomický mrtvý prostor horních cest dýchacích a odstraňuje CO_2 , zvlhčená a ohřátá směs pacienta nedráždí a usnadňuje expektoraci sputa. Přístroj je určen pro všechny věkové kategorie od novorozenců po seniory.



Rozsah 2 – 30 l/min



Rozsah 2 – 80 l/min

Hlavní indikace

- Akutní hypoxemické respirační selhání
 - Pneumonie vč. COVID-19
 - ARDS
- Preoxygenace před intubací
- Období po extubaci u pacientů s nízkým rizikem reintubace
- Bronchiolitis u pediatrických pacientů